

illumina®

MiSeq i100 Series

ထုတ်ကုန်စာ ရွက်စာ တမ်း

ILLUMINA ဝိုင်ဆိုင်မှု
စာ ရွက်စာ တမ်း #200055785 v02
အ ဇ က်တိုတာ လ 2025

သုတ ဓနအတွက်သာ အသုံး ပြုနိုင်။ ပြဿနာ ရှာ ဖွဲ့ရ ခ လုပ်ငန်း ဧည့်ပျာ ခ တွင် အသုံး ပြုနိုင်မဟုတ်ပါ ။

© Illumina, Inc. ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အား လုံး သည် သို့မဟုတ် ၎င်း တို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ပိုင်ရှင်များ ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု စွဲသည်။ သီး ခဉ်း ကုန် အမှတ်တံဆိပ် အချက်အလက်အတွက် www.illumina.com/company/legal.html ကို ကိုး ကား ပါ ။

မာ တိကာ

ဘ ဇ ကင်း ရ ဇ နှင့် လိုက်နာ မှု	1
ဘ ဇ ကင်း ရ ဇ ထည့်သွင်း ခင်း စာ ၊ ချက်များ ၊ နှင့် အမှတ်အသား ၊ များ ၊	1
ထုတ်ကုန် လိုက်နာ မှုနှင့် ခင်း မြှင့် အမှတ်အသား ၊ များ ၊	2
စနစ်အနှစ်ချုပ်	5
ဒ ပြပ ဇင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖ ြရ ဇ ခုံငြိုသုံး သပ်ချက်	8
ဒ ပြပ ဇင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖ ြရ ဇ လုပ်ငန်း ခဉ်အဆင့်ဆင့်	10
ကိရိယာ အစိတ်အပိုင်း များ ၊	10
ပ ဇင်း စပ်ဆ ဖွဲ့ပဲ	13
ဆိုက် ကိုပြင်ပ ပြင်ဆင်ခြင်း	20
စာ တံခွန် သတ်မှတ်ချက်များ ၊	21
လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ ၊	22
ပ ြတ ဖ ကိမ္မရီ ပါ ပါ ထ ဖ ကိမ္မရီ	24
သဘာ ဝပတ်ဝန်း ကျပ်ဆိုင်ရာ ထည့်သွင်း ခင်း စာ ၊ များ ၊	24
ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုများ ၊	25
တစ်ကိမြိုသုံး ပစုစည်း များ ၊ နှင့် စက်ကိရိယာ	28
တစ်ကိမြိုသုံး ပစုစည်း များ ၊ ဇာ ဒ ပြပ ဇင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖ ြခြင်း	28
အသုံး ပျက်က ပ ဇ ထာ ၊ သ ဖ တစ်ကိမြိုသုံး ပစုစည်း များ ၊ & စက်ကိရိယာ	33
ထည့်သွင်း ခင်း	36
ပထမအကိမြို စနစ်ထည့်သွင်း ခင်း	37
ဆက်တင်	42
လျှပ်ပိုဒိုလ်များ ၊	42
ကိရိယာ	48
ကွန်ရက်	54
ခွဲခြား စိတ်ဖော် မှု	61
စိတ်ကိုပြ ပရိုင်းမာ များ ၊	66
စိတ်ကိုပြ ပရိုင်းမာ များ ၊ ကို ပြင်ဆင်ပို့ ထည့်ပါ	66
စိတ်ကိုပြ ပရိုင်းမာ များ ၊ ကို အသုံး ပျက် လုပ်ဆ ဖ ြရန် စီစဉ်ပါ ။	67
ကိရိယာ အစုံ စီစဉ်သတ်မှတ်မှုများ ၊	68
ပရိုတိုက ဖ	70
အက ဖ ြဝင်ခြင်း နှင့် အက ဖ ြထွက်ခြင်း	70
ဒ ပြပ ဇင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖ ြရ ဇ လုပ်ဆ ဖ ြမှုကို စီစဉ်မည်	71

ဒ ပြပ ဇင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြေရ န လုပ်ဆ န င်မှ ကို စတင်မည်	78
ကတ်ထရစ်တ န င်အခ နှ ကို ကိုပြင်ပ ငြိဆင်မည်	81
တစ်ကိပြသုံး ပစ္စည်း များ : ထည့်ခြင်း	82
အကိုပြပ ဆ န င်မှ စစ်ဆ န မှများ :	83
လုပ်ဆ န င်မှ အခ နှ နှ ကို စ န င်က ငြိမည်	84
သုံး စွဲပြီး တစ်ကိပြသုံး ပစ္စည်း များ : ဖယ်ထုတ်ခြင်း	85
ဒ ပြပ ဇင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြေရ န ရလဒ်	91
Real-Time Analysis	91
ဒ ပြပ ဇင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြေရ န ရလဒ်ဖိုင်များ :	93
DRAGEN Secondary Analysis အထွက်ဖိုင်များ :	95
ထိန်း သိမ်း ခြင်း	97
အဝ န မှ အကူအညီပ န ရ န	97
ကိရိယာ ကို ပိတ်မည် သို့မဟုတ် ပ နှ လည်စတင်မည်	97
အ န က်ခံခံ (ဖယ်ရှား : ပြီး ပူး တွဲပါ)	98
ကိရိယာ ကို နှ ရာ ပ နှ င်း မည်	100
လ စစ်ကို လဲလှယ်ပါ	100
ရ နှ ခံပေး ကို အစား : ထိုး ခြင်း	101
ကိုပြင်ကာ ကွယ်ထိန်း သိမ်း ခြင်း	103
ပ နှ လည်ပ နှ ပိုရန်အတွက် ကိရိယာ ကို ကိုပြင်ပ ငြိဆင်မည်	103
ပ နှ ချက်ရှာ ဖ နှ င်း ပ နှ ခြင်း	108
အရင်း အမ နှ များ : နှ င်း ကိုး ကား : ချက်များ :	109
ပ နှ လည်ပ ငြိဆင်မှုမှတ်တမ်း	109

တ ဧကင်း ရ ဧ နှင့် လိုက်နာ မှု

ဤကဏ္ဍသည် MiSeq i100 Series တပ်ဆင်မှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် မ ဧ နှင့် နှင်လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အရ ဧ ကြိုသ ဧ တ ဧကင်း လုံခြုံစွာ အချက်အလက်ကို ဖ ဧ ပြ ဧ ပါ သည်။ ဤကဏ္ဍတွင် ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာ လိုက်နာ မှုနှင့် စည်းကမ်း ထုတ်ပို့ချက်များ ပါ ဝင်သည်။ စနစ်ပိုင်းတွင် လုပ်ငန်းစဉ်များ ကို မလုပ်ဆောင်မီ ဤအပိုင်းကို ဖတ်ရှုပ ဧ ပါ ။

စနစ်၏မူရင်း နိုင်ငံနှင့် ထုတ်လုပ်သည့်ရက်စွဲကို ကိရိယာ တံဆိပ်ပေါ်တွင် ရိုက်နှိပ်ထား သည်။

တ ဧကင်း ရ ဧ ထည့်သွင်းစဉ်း စာ ၊ ချက်များ ၊ နှင့် အမှတ်အသား ၊ များ ၊

ဤကဏ္ဍသည် ကိရိယာ ကိုတပ်ဆင်ခြင်း ၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း နှင့် အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်နိုင်သော အန္တရာယ်များကို ဖ ဧ ထုတ်ပေးပါသည်။ ကိရိယာ ကိုသင့်အား ဤအန္တရာယ်များကို ထိခံစေသည့်နည်းလမ်းများဖြင့် အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် တုံ့ပြန်ခြင်း မပြုခြင်းနှင့်။

အထူးသတိပေးချက်များ ၊

ဝန်ထမ်းများ ၊ အားလုံး ကို ကိရိယာ ၏မှန်ကန်သော အသုံးပြုခြင်း နှင့် ဖြစ်နိုင်သော အန္တရာယ်များကို ဖ ဧ ကြိုသ ဧ တ ဧကင်း ရ ဧ ဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်း စာ ၊ များ ၊ အတွက် လုံခြုံစေရန် သင့်အား သိစေပါသည်။



ဝန်ထမ်းများ သို့မဟုတ် ကိရိယာ အတွက် အန္တရာယ်အနည်းဆုံး ဖြစ်စေရန် ဤတံဆိပ်ဖော်ပြချက်များကို အမှတ်အသား ပြုထားသည့် ကိရိယာ များ တွင် အလုပ်လုပ်သည့်အခါ လုပ်ဆောင်မှုမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် လိုက်နာပါ။

လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရ ဧ သတိပေးချက်များ ၊

ကိရိယာ မှ အပေါ်ဘက်အကန်များ ကို မဖယ်ရှားပါနှင့်။ အထဲတွင် အသုံးပြုခြင်းနှင့် ဖြစ်နိုင်သော အန္တရာယ်များကို မပါရှိပါ။ အကန်များ ၊ အားလုံး ကို ဖယ်ရှားထားပြီး ကိရိယာ ကို မ ဧ နှင့် နှင်လည်ပတ်စေခြင်းသည် လိုင်းဗို့အား နှင့် DC ဗို့အား များ ထိခံမှုကို ဖြစ်စေပါသည်။



ကိရိယာ အား 50/60 Hz တွင် လည်ပတ်နေသော 100-240 ဗို့ AC ဖြစ်ပါသည်။ အန္တရာယ်ရှိသော ဗို့အား အရင်းအမြစ်များသည် နှစ်ဘက်နှင့် တ ဧ တ ဧ နှစ်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ သို့သော် အခြား အကန်များ ကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါက ၎င်းတို့ကို ဝင်ကပ်နိုင်ပါသည်။ ကိရိယာ ကို ပိတ်ထားသော လျှပ်စစ်ဗို့အား အချို့သည် ကိရိယာ ပေါ်တွင် ရှိနေပါသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ် ဖြစ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် အကန်အားလုံးကို ပကတိအနေအထား အတိုင်း ထား၍ ကိရိယာ ကို မ ဧ နှင့် အသုံးပြုပါ။

ပါဝါ ကို သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် အကာအကွယ်မရှိသော အပေါ်ဖျစ်မှုများ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ အတွက် စာမျက်နှာ 22 ရှိ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ ကို ကိုးကားပါ။

အပေါ်ဖျစ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း ကြိုတင် တ ဧကင်း ရ ဧ သတိပေးချက်

အကန်များ ကို ဖယ်ရှားထား လျက် ဖြစ်သော ကိရိယာ ကို မ ဧ နှင့် နှင်လည်ပတ်ခြင်း မပြုပါ။

လ ဓ လံသ ဖ အရာ ဝတုထု ဘ ဓ ကင်း ရ ဓ သတိပ ဓ ချက်



အဆိုပါ ကိရိယာ သည် ခန့်မှန်း ခ ခြား ဖ ၅၆၂၃၆ ကီလိုဂရမ် (၇၉.၄ ပါ၌) အလ ဓ ချိန်ရှိပါသည်။ ပျက်ကျပါ က သို့မဟုတ် တလွဲကိုင်တွယ်အသုံး ပြု က ပြီး ထန်သ ဖ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ များ ရ ရှိနိုင်ပါသည်။ ကိရိယာ ကို ရ ဖ ခန့် သို့မဟုတ် န ရာ ရ ဖ ခန့် လူနှစ်ဦး လိုအပ်ပါသည်။

စက်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ဘ ဓ ကင်း ရ ဓ သတိပ ဓ ချက်

စာ တ်စမ်း ပစ္စည်း ကတ်ထရစ်တ ဖ င်းများ ကို ထည့်န ခင်သို့မဟုတ် ပြုပြင်ချစ်လက်ခ ဖ င်း များ ကို တစ်ကိရိ သုံး ပစ္စည်း ထည့်ရန် အပ ၆၈၂၀ ဓ ဝ ဓ ထား ပါ ။

ထုတ်ကုန် လိုက်နာ မှုနှင့် စည်း မြ်း အမှတ်အသား ။ များ ။

စွန့်ပစ် လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရွန်နစ် ပစ္စည်း (WEEE)



ဤစက်ပစ္စည်းသည် ကိရိယာ က စွန့်ပစ် လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရွန်နစ် ပစ္စည်း (WEEE) ညွှန်ကြား ချက်နှင့် ကိုက်ညီက ဖြ်း ညွှန်ပါ သည်။

သင့်စက်ပစ္စည်း များ ကို ပန်နီလည်အသုံး ပြုပြီး ဆိုင်ရာ လမ်း ညွှန်ချက်အတွက် support.illumina.com/weee-recycling.html သို့ ဝင်ရ ဖ က်က ဖြ်းပါ ။

ရ ဓီယိုကိရိယာ နှင့် လူသား ။ ထိတ ဓီ

ဤစက်ပစ္စည်း သည် လုပ်ငန်း ခွင် သို့မဟုတ် ပရ ဖ ဖက်ရှင်နယ်ပတ်ဝန်း ကျပ်တွင် အသုံး ပြုသည့် ရ ဓီယိုကိရိယာ သတ်မှတ်မှု (RFID) တွင် အသုံး ပြုသည့် ကိရိယာ အတွက် အဝ ၀ Hz မှ 10 GHz အတွင်း လုပ်ဆ ဖ င်န သ ဖ က်ပစ္စည်း များ အတွက် လျှပ်စစ်သံလိုက် စက်ကွင်း များ (EMFs) နှင့် လူသား ။ ထိတ ဓီဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက် များ ကို လိုက်နာ ပါ သည်။ (EN 50364:2010 အပိုင်း ၄.၀.)

RFID လိုက်နာ မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ အတွက် RFID Reader လိုက်နာ မှုလမ်း ညွှန် (စာ ချက်စာ တမ်း #1000000002699) ကို ကိုး ကား ပါ ။

EMC ထည့်သွင်း စည်း စာ ။ မှုများ ။

ဤစက်ပစ္စည်း ကို CISPR 11 Class A စံနှုန်း ဖ ၅၆၂၃၆ ချိန် စမ်း သပ်ထား ပါ သည်။ ၎င်း သည် အိမ်တွင်း ပတ်ဝန်း ကျပ်တွင် ရ ဓီယိုအနု ဖ င်အယွက် ဖ ဖြစ် နိုင်ပါသည်။ ရ ဓီယိုအနု ဖ င်အယွက် ဖ ဖြစ် ပါ က လ ဖ ချိန် လိုအပ်နိ င်ပါသည်။

သင့်လ ဖ င်သ ဖ လုပ်ဆ ဖ င်မှုကို အနု ဖ င်အယွက် ဖ ဖြစ် နိုင်သည့် အား က ဖ င်း သ ဖ လျှပ်စစ်သံလိုက်စာ တ် ရ ဖ င်သည့် များ ။ ဧရိယာ မြစ်များ နှင့် အနီး အနား တွင် ကိရိယာ ကို အသုံး မပြု နှင့်။

စည်း မြ်း စည်း ကမ်း နှင့် လိုက်နာ မှုဆိုင်ရာ ထုတ်ပန်ချက်များ ။

FCC လိုက်နာ မှု

ဤစက်ပစ္စည်း သည် FCC စည်း မြ်း များ အပိုင်း 15 နှင့် ကိုက်ညီပါ သည်။ လုပ်ဆ ဖ င်ချက်သည် အ ဖ က်ပါ အခ ခြန် နှစ်ခုနှင့် သက်ဆိုင်သည်။

1. ဤစက်ပစ္စည်း သည် အနုတရာ ယ်ရှိသော အနု၊ အငွေ့အယုတ်မဖွဲ့စေရပါ။
2. ဤစက်ပစ္စည်း သည် မလိုလား အပ်သော လုပ်ဆောင်မှုကို ဖွဲ့စေနိုင်သည့် အနု၊ အငွေ့အယုတ်များ အပါအဝင် လက်ခံရရှိထားသော မည်သည့်အနု၊ အငွေ့အယုတ်ကိုမဆို လက်ခံရပါမည်။

! လစာ : လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်က အတိအလင်း အတည်ပြုထားသည့် ဤယူနစ်အတွက် အပကြမ်း အလံများ သို့မဟုတ် ပြုပြင်မှု မံမုများ သည် စက်ကိရိယာကို မစင်း နှင်အသုံးပြုခြင်း အသုံးပြုသူ၏ အခွင့်အာဏာကို ပျက်ပြယ်စေနိုင်ပါသည်။

i FCC စည်းမပြားများ အပိုင်း 15 အရ ဤစက်ပစ္စည်းအား အတန်းအစား A ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်ပစ္စည်းအတွက် ကန့်သတ်ချက်များ နှင့်အညီ စမ်းသပ်ထားပြီး ဖြစ်ကာ ဤစက်သည် ထိုကန့်သတ်ချက်များကို လိုက်နာပါသည်။ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများကို စီးပွားရလုပ်ငန်း ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မစင်း နှင်အသုံးပြုသည့်အခါ အနုတရာ ယ်ဖွဲ့စေသော အနု၊ အငွေ့အယုတ်များ မှ ကျိုးကြွင်း ဆီလျှော့အကာအကွယ်ပေးရန် ဤကန့်သတ်ချက်များကို ရှိသမျှ ဆဲထားပါသည်။

ဤကိရိယာသည် ရှိသမျှ အသုံးပြုမှုများတွင် အင်အားထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုနိုင်စွမ်းကို ထုတ်ပေးနိုင်သော ကိရိယာတန်ဆာပလာ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်း မရှိပါက ရှိသမျှ အသုံးပြုမှုကို အနုတရာ ယ်ဖွဲ့စေနိုင်ပါသည်။ လူနုရပ်ကွက်တစ်ခုတွင် ဤစက်ပစ္စည်းများ၏ လုပ်ဆောင်မှုသည် အနုတရာ ယ်ရှိသော အနု၊ အငွေ့အယုတ်ဖွဲ့စေနိုင်စွမ်းရှိသည့် အသုံးပြုမှုများ သည် အနု၊ အငွေ့အယုတ်ဖွဲ့စေမှု၏ ပါကရင်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်စရိတ်ဖြင့် ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

တရာဇီး နိုင်ငံ စည်းကမ်း လိုက်နာမှု

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maior informação, acesse

www.anatel.gov.br.

IC စည်းကမ်း လိုက်နာမှု

ဤအတန်းအစား A ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်ကိရိယာသည် Canadian Interference-Casing Equipment Regulations (ကနဦး နိုင်ငံအနု၊ အငွေ့အယုတ်ဖွဲ့စေသော စက်ကိရိယာ စည်းမပြားများ) ၏ သတ်မှတ်ချက်အား လုံးဝ နှင့်ကိုက်ညီပါသည်။

ဤစက်ပစ္စည်းသည် Industry Canada (စက်မှုလုပ်ငန်း ကနဦး) လိုင်စင်ကင်း လွတ်ခွင့် RSS စံနှုန်းများ နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ လုပ်ဆောင်မှုသည် အကဲပါ အခြေခံ နှစ်ခုနှင့် သက်ဆိုင်သည်။

1. ဤစက်ပစ္စည်းသည် အနု၊ အငွေ့အယုတ်မဖွဲ့စေပါ။
2. ဤစက်ပစ္စည်းသည် စက်၏မလိုလား အပ်သော လုပ်ဆောင်မှုကို ဖွဲ့စေနိုင်သည့် အနု၊ အငွေ့အယုတ်များ အပါအဝင် မည်သည့်အနု၊ အငွေ့အယုတ်ကိုမဆို လက်ခံရပါမည်။

ဂျပန်နိုင်ငံ စည်းကမ်း လိုက်နာမှု

型式指定を取得した高周波利用設備が内蔵されています。

နိုင်ငံရုံး ရုံး ယာ : နိုင်ငံ စည်း ကမ်း လိုက်နာ မှု

ဤဆက်သွယ်ရန် ပစ္စည်း ကိရိယာ များ ၏ ချိတ်ဆက်မှုနှင့် အသုံး ပြုမှုကို Nigerian Communications Commission (နိုင်ငံရုံး ရုံး ယာ : နိုင်ငံ ဆက်သွယ်ရန် နှင့် ကိရိယာ မရှင်) က ခွင့်ပြုထား ၏ သည်။

ကိုရီးယား : နိုင်ငံ စည်း ကမ်း လိုက်နာ မှု


해당 무선 설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있음။

A급 기기(업무용방송통신기자재)

이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

ထိုင်ဝမ် NCC စည်း ကမ်း လိုက်နာ မှု

本產品內含射頻模組：



低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

ထိုင်း နိုင်ငံ စည်း ကမ်း လိုက်နာ မှု

ဤဆက်သွယ်ရန် ပစ္စည်း သည် National Telecommunications Commission (အမျိုး သား ဆက်သွယ်ရန် နှင့် ကိရိယာ မရှင်) ၏ သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် ကိုက်ညီပါ သည်။

အာ ရပ်စ် နှစ် ဘွား : များ ပြင်ဆင် နိုင် စည်း ကမ်း လိုက်နာ မှု


TRA မှတ်ပုံတင်နံပါတ်- ER76564/19

အရ နှစ် : ကိုယ်စား လှယ်နံပါတ်- DA0075306/11

လုပ်ဆောင်ခြင်း ချက် **ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်**

လမ်းကြောင်း 2
ခု

MiSeq i100 Series သည် အစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း စက်ဝန်း တစ်ခုစီတွင် အပတ်နှင့် အစိမ်းရောင် ချက်နှာများကို အသုံးပြု၍ Flow Cell များ၏ လျင်မြန်သော ပုံရိပ်ဖော်ပြခြင်းကို ခွင့်ပြုသည့် နှစ်ရက်စာ တုပစုစည်းကို အသုံးပြုသည်။
MiSeq i100 Series ၏ အင်္ဂါရပ်တစ်ခုသည် လမ်း 2 သွယ်နီး ကြီးလာမှုနှင့် လမ်း 1 သွယ်ထုတ်လွှတ်မှုကို အသုံးပြု၍ အလွည့်အပြောင်း အချိန်များကို ဆက်တိုက်အရှိန်မြှင့်ပေးသည့် နီးကြီးလာမှု/ထုတ်လွှတ်မှု ဗဟိုဖော်ပြချက် ဖြစ်သည်။



A—အစိမ်းရောင်နှင့် အပတ်ရောင် အချက်အလက်များ ပါရှိသော အစုအဝေးများ။
G—အစိမ်းရောင် သို့မဟုတ် အပတ်ရောင် အချက်အလက်များ ပါရှိသော အစုအဝေးများ။
T—အစိမ်းရောင် ဖြစ်သော အချက်အလက်များ အစုအဝေးများ။
C—အပတ်ရောင် ဖြစ်သော အချက်အလက်များ အစုအဝေးများ။

အညွှန်း - ပထမအစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း

MiSeq i100 Series သည် အညွှန်း - ပထမအစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကို အသုံးပြု၍ အသုံးပြုမှုများအား လုပ်ဆောင်မှုစတင်ချိန်မှ သုံးစွဲနိုင်သော အချိန်အတွင်း 3 နာရီအတွင်း Demultiplexing ကို အကဲဖြတ်ပေးပါသည်။ အညွှန်း - ပထမအစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် လိုအပ်ပါက နှစ်ဆက်တလုပ်ဆောင်မှု အစီအစဉ်အတွက် နံပါတ်များ ပြန်လည်သုံးစွဲမှုများကို ပြုပြင်နိုင်စေပါသည်။

အခန်းတွင်း အပူချိန်သိမ်းဆည်းမှု

MiSeq i100 Series တစ်ကိတ်သုံး ပစ္စည်းများကို ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်တွင် တင်ပို့ပေးသည့် သိမ်းဆည်းမှု ဖြစ်ပြီး ထုတ်ပေးသည့် ပစ္စည်းများကို လူမှုကျန်းမာရေးနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှု ဖြစ်သလို အပူချိန်ကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်းတို့ကို ရရှိစေသည်။

လုပ်ဆောင်ချက်	ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်
တုတ်ပေါ်တွင် အသွင်ပုံနှိပ်ခြင်း	MiSeq i100 Series သည် အစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း အတွက် တစ်ထပ်လွှန်း မျှင်ပါသော နှင့် နှစ်ထပ်လွှန်း မျှင်ပါသော နမူနာ ပုံစံများကို အလိုက်အထိုက်ဖြစ်စေ ခေါ်ယူနိုင်သည်။ နမူနာ ပုံစံစုစည်းခန်း ပြင်ဆင်မှုတွင် ဒြပ်ပေါင်း အစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ရန် ကိရိယာ စုံတစ်ခုစီတွင် ဒြပ်ပေါင်း အစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ထားသော တစ်ကိရိယာသုံးစုံစုစည်းတွင် ထည့်သွင်းထားသော ကျွဲနံရိုး ခံပါးရည်ပါ ရှိသည့် ပြွန်ရည်တို့ပါဝင်ပါသည်။ နမူနာ ပုံစံကို ကိရိယာ ပေါ်တွင် အသွင်ပုံနှိပ်ခြင်း ပြုစုခြင်း ဖြစ်ပြီး အလုပ်စီးဆင်းမှု အရုပ်အထွေကို လျော့ချပေးပါသည်။
Illumina Run Manager	Illumina Run Manager ကို လုပ်ဆောင်မှု စီစဉ်ခြင်း၊ လုပ်ဆောင်မှု သုံးသပ်ခြင်း နှင့် ဝက်ဘ်ဘရောက်စ် တစ်ခုကို အသုံးပြု၍ ရှေ့ဆောင်မှု ဆက်တင်ကို အဝေးမှ စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ကို ခွင့်ပြုသည့် MiSeq i100 Series ထိန်းချုပ်ဆက်စပ်ခြင်း စည်းထားသည်။ စာမျက်နှာ 15 ရှိ Illumina Run Manager သည် သင့်အား လုပ်ဆောင်မှု စီစဉ်ခြင်း၊ အစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ရန် အခွင့်အလမ်းများကို ဖော်ပြသော အခွင့်အလမ်းများကို ကြည့်ရှုခြင်း နှင့် ရှေ့ဆောင်မှု ဆက်တင်ကို ပြင်ဆင်ခြင်း အတွက် MiSeq i100 Series ထိန်းချုပ်ဆက်စပ်ခြင်းကို အဝေးမှ ရယူအသုံးပြုခြင်း ပြုပါသည်။ နှစ်ထပ်အချက်အလက်များ အတွက် စာမျက်နှာ 15 ရှိ လမ်းညွှန်ခြင်း Illumina Run Manager ကို ကာပါ။ ကို ကို ကာပါ။
Kiosk မုဒ်	MiSeq i100 Series တွင် လုပ်ဆောင်မှုစနစ်အား ဝင်ရောက်မှုမရှိသော အသုံးပြုသူများကို တားဆီးရန်အတွက် စနစ်၏လုံခြုံရေးကို မြှင့်တင်ရန် Kiosk မုဒ်ပါရှိသည်။ အက်ဒမင်တစ်ဦးသည် မိုင်းရပ်စ်စကန်နာ ကဲ့သို့ ပြင်ပအပလီကေးရှင်းတစ်ခုကို ထည့်သွင်းရန်အတွက် လုပ်ဆောင်မှုစနစ်တွင် ဝင်ရောက်သုံးစွဲရမည့်ဆိုလျှင် လုပ်ဆောင်မှုစနစ်သို့ ဝင်ရောက်သုံးစွဲရန် ယီဝင်ရောက်သုံးစွဲခွင့်ကုဒ်ရယူရန် Illumina ထံသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
DRAGEN ဖိုင်ခွဲခြားခြင်း	DRAGEN ORA ဖိုင်ခွဲခြားခြင်းသည် *.fastq.gz ထက် ပိုမိုမြန်မာသော ဖိုင်ခွဲခြားခြင်းအဖြစ် ဖြစ်သောကြောင့် မှန်ကန်စွာ ဝေဖန်ခြင်း ဖြစ်သည်။ DRAGEN ORA အကျဉ်းချုပ်ချက် ကို ကို ကာပါ။

အကဲပြုချက်များ ။

လုပ်ဆောင်ချက်	ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်
စုစည်းခန်းအရည်အသွေး	အဒက်တာ /ပရိုင်းမာ ဒိုင်မာ များ ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း စုစည်းခန်း တည်ဆောက်မှုများ ၊ နှင့် ညစ်ညမ်းမှုများ ၊ သည် ဒီတာ အရည်အသွေးနှင့် အစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်မှုဒီတာ ထွက်နှုန်းကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ဆံသြဗျာသွေးက ဖြေ Electrophoresis နည်းလမ်းများ (ဥပမာ ၊ Bioanalyzer ၊ Fragment Analyzer သို့မဟုတ် Tape station) ကို အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရန်နှင့် မလိုလားအပ်သော စုစည်းခန်းကို တင်ပို့ဆောင်ရာ အကွင်းအကွန်များကို မပြသစေရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုများကို ဖယ်ရှားရန်နည်းလမ်းကို ပုတီးစုံအောင်စဉ်းစားသင့်ကြောင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
စုစည်းခန်းရေတွက်ခြင်း	စနစ်ပေါ်သို့ အကန့်အသတ်မရှိသော မွန်ဆိုးနမူနာ ပုံစံထည့်သွင်းခြင်းအတွက် တိကျသော စုစည်းခန်းပမာဏကို မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အကန့်အသတ်မရှိသော ရေလဒ်များအတွက် စုစည်းခန်း ပြည့်ဆင်မှုလမ်းညွှန်တွင် ပမာဏ ၊ သည့်ပမာဏ ကာဆိုင်ရာ အကဲပြုချက်များကို လိုက်နာပါ။ လမ်းညွှန်ချက်မပမာဏ ၊ ပါကလိုက်လ ဖြည့်ထည့်မှုပိုမိုတိကျမှုရှိရန်အလို့ငှာ အရွယ်အစား - ပုံမှန်လုပ်ထားသော qPCR ဖြစ်ပမာဏသတ်မှတ်သည့်စုစည်းခန်းများကို အသုံးပြုပါ။
ထည့်သွင်းမှုပန်းအား	အကန့်အသတ်မရှိသော ထည့်သွင်းမှုပန်းအားကို သိရှိနိုင်ရန် ပြုစုရည်တွင်းပါ ဝင်ပစုစည်းတိုင်း ၊ သည့်လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆက်လက်ပါ။ ထည့်သွင်းမှုပါဝင်အားကို အကန့်အသတ်မရှိသော လုပ်သောအခါ ၊ 100 pM တွင် titration စမ်းသပ်မှုကို ဗဟိုပြု၍ 25-50 pM တိုးနှုန်းများဖြင့် ကန့်သတ်ခြင်း မွန်စွာ ခြုံငုံပါ။
Nucleotide ကွဲပြားမှု	Nucleotide ကွဲပြားမှုနည်းလမ်း စုစည်းခန်းများသည် နမူနာပုံစံမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၊ ဒီတာ အရည်အသွေးနှင့် ထွက်နှုန်းတို့ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ စုစည်းခန်းများတွင် အခြေကွဲပြားမှုနည်းလမ်း ၊ ခြင်းအတွက် အစားထိုးရန် PhiX ထိန်းချုပ်မှုကို တိုးမြှင့်ပါ။ အကန့်အသတ်မရှိသော စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် လိုအပ်သော spike ပမာဏ ကာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ရန် Titration စမ်းသပ်မှုများကို လိုအပ်နိုင်သည်။
အရွယ်အစားကိုယ်စားပြုထည့်သွင်းပါ	အချို့သော စုစည်းခန်းများအတွက် ထည့်သွင်းမှုပန်းအား တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ထည့်သွင်းသည့် အရွယ်အစားလျော့နည်းလာနိုင်သည်။ သင့်စုစည်းခန်းနှင့် အပလီကေးရှင်းအတွက် အကန့်အသတ်မရှိသော အကွာအဝေးသည် သင့်အလုပ်အဆင်ဆင် လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။

ဒြပ်ပေါင်း အစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ရန် ခံနိုင်ရည် သပ်ချက်

အကန့်အသတ်မရှိသော အချက်အလက်များတွင် ဒြပ်ပေါင်း အစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းအသွေးစိတ်အချက်များပါဝင်ပါသည်။

ဒပြပဲၤၤ အစီအစဉ်ဆိုး ဖြိုရဲၤ ဒ် တာၤ ကို ခက်တွင်း ခွဲခဲး မိတ်ဖျဲၤ နှိၤ က DRAGEN ဆင့်ဗွာ ၤ ခွဲခဲး မိတ်ဖျဲၤ မှုကို ကိရိယာ ပဲၤ တွင် လုပ်ဆဲး နပ်ၤ ရလဒ်ဖိုင်မဉ္ဇူ ၤ ကို ရဲၤ ချယ်ထား ၤ သဲၤ ရလဒ်ဖိုင်တွဲတွင် သိမ်း ဆဲး သည်။

- BaseSpace Sequence Hub တွင် နှစ်ထပ် အချက်အလက်အတွက်၊ [BaseSpace Sequence Hub ပုံစံ](#) မှ စာ မျက်နှာ ကို ကိုး ကာ ။
- DRAGEN Secondary Analysis တွင် နှစ်ထပ်အချက်အလက်များ ။ အတွက်၊ [DRAGEN Bio-IT Platform အထဲ နှစ်အပုံစံ မျက်နှာ](#) ကို ကိုး ကာ ။
- Illumina ခြုံငုံစာအုပ် ။ သို့မဟုတ် နှစ်ထပ် အချက်အလက်အတွက်၊ [Illumina ခြုံငုံစာအုပ် ။ သို့မဟုတ် ပုံစံ](#) မှ စာ မျက်နှာ ကို ကိုး ကာ ။
- အက်ပ်များ ။ အား ။ လုံး ။ အင်္ဂါချိန်သုံး သပ်ချက်အတွက် [BaseSpace Sequence Hub အကူအညီ](#) စာရင်း ဆိုက် ကို ကိုး ကာ ။

ဒပြပဲၤ ၵင်း အစီအစဉ်ဆုံး ပြုရ ၵ လုပ်ငန်း စဉ်အဆင့်ဆင့်


အကယ်၍ မိမိတို့သည် MiSeq i100 Series ကို အသုံးပြု၍ ဒြပ်နှင်း အစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ရန် ပရိုတိုကောလ်ကို သိရှိလိုပါက အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါရှိပါသည်။



ကိရိယာ အစိတ်အပိုင်း မျှ ။

MiSeq i100 Series စနစ်တွင် ထိတူစေရင် မ ဖန်တီးတာ ၊ အခါ အခါ နား ၊ ပါ ဝါ ခလုတ်၊ အိယာ နက် အပ ခက် များ ၊ USB အပ ခက်များ ၊ နှင့် တစ်ကံခြံသုံး ပစ္စည်းများ ၊ ထည့်ရန် အကန့်မရှိ ပါ ဝင်ပါ သည်။


ပဋိပအစိတ်အပိုင်း များ ။



- A. **ထိတူစေရင် မ ဖန်တီး** —MiSeq i100 Series ထိန်းချုပ်ဆဲးဖွဲ့ဝဲအင်တာဖေ့စ်ကို အသုံးပြု၍ ကိရိယာ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် စနစ်ထည့်သွင်းမှုကို ဖွင့်ပဲ စသည်။ သင်နှစ်သက်သော မြေကွင်းကို ရရှိရန် မ ဖန်တီးအား ကိုယ်တိုင်ချိန်ညှိပါ။
- B. **အခကြာနံတား** —စနစ်ကုသ်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်တစ်လျှောက် ရှေ့သွားနံ ချိန်တွင် အရေအတွက်အပိုင်း အလဲ ဖြစ်သည်။ အပူချိန် နှင့် သည်တစ်ကိမ်သို့ ပစ္စည်းများ ထည့်နံတားခြင်းကို ညွှန်ပုံပြသည်။ အပူချိန်နှင့် ခရမ်းရောင်သည် အကိမ်ဆဲးမှုများကို ညွှန်ပုံပြသည်။ ထို့ပြင် ရောင်စုံသည် ဒြပ်ပေါင်း အစိအစဉ်ဆုံး ဖြည့်နံတားခြင်းကို ညွှန်ပုံပြသည်။ အနီရောင်သည် အပူချိန်သည် အရေအတွက်သော အမှားများကို ဖော်ပြသည်။ အနီရောင်နှင့် အဖျားရောင်သည် အခင်းအမှားများကို ညွှန်ပုံပြသည်။
- C. **ပါဝါခလုတ်**—ကိရိယာပါဝါကို ထိန်းချုပ်ပို့၍ စနစ်ကုသ်း (တဖန်ပိတ်)၊ ပိတ် (မပိတ်) သို့မဟုတ် ပိတ်ထား ပို့၍ AC ပါဝါဝင်နံသည် (ချိန်နံအခကြာနံတွင် ရှိနံသည်ကို ညွှန်ပုံပြသည်။

ပါဝါ နှင့် အရန်ချိတ်ဆက်မှုများ ။

ကိရိယာ၏ ကျားဘက်တွင် အိသာနက် အပေါ်ခေါက်နှစ်ချပ် ဖွင့်ပိတ်ခလုတ်တစ်ခုနှင့် ပါဝါဝင်ပေါက်တစ်ခု ရှိသည်။



- A. ဖွင့်ပိတ်လုတ်—ကိရိယာ ကို အဖွင့်အပိတ်လုပ်သည်။
- B. ပါ ဝါ အဝင်—ပါ ဝါ ကို ခြိတ်ဆက်မှု။
- C. အီသာ နက်အပ ဇက် (LAN1)—အီသာ နက်ကို ခြိတ်ဆက်မှု။
- D. အီသာ နက်အပ ဇက် (LAN2)—အီသာ နက်ကို ခြိတ်ဆက်မှု။

အရန်ခြိတ်ဆက်မှုများ :


ကိရိယာ ၏ဘယ်ဘက်ခြမ်း တွင် အရန်ခြိတ်ဆက်မှုအတွက် USB အပ ဇက်များ ။ ရှိသည်။



- A. USB 3.1 Gen 1—ပ ငြိပ်သိုလ်, န င်မှုအတွက် အသုံး ပြုသည်။
- B. USB 2.0 (2)—မ န က်နှင့် ကီး ဘုတ်ကို ခြိတ်ဆက်ရန် အသုံး ပြုသည်။

အသုံး ပုဒ်ပြ သ န စာ တ်စမ်း ပစ္စည်း များ :

Fluidics စနစ်သည် ကိရိယာ ဧါညာ ဘက်ခင်း ရှိ တံခါး : တစ်ခုတွင် ထား : ရှိထား : သ န ကတ်ထရစ်တ န င်မှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ပုလင်း ဆီသို့ စာ တ်စမ်း ပစ္စည်း စီး ဆင်း မှုကို လမ်း လွှဲပ န သည်။ အသ န စိတ် စာ တုပ န အချက်အလက်အတွက်၊ support.illumina.com/sds.html ရှိ ဘ န ကင်း ရ န ဒ ဇာ စာ ချက် (SDS) ကို ကိုး ကား : ပါ ။



ပ နင်း စပ်ဆ န ဖွဲ့စည်း

MiSeq i100 Series ဆ န ဖွဲ့စည်း အစုံတွင် ဒြပ်ပ နင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြေရ န လုပ်ဆ န င်မှုနှင့် ခွဲခွဲခြား စိတ်ဖော် မှု လုပ်ဆ န င်သည့် ပ နင်း စပ်အက်ပ်များ : ပါ ဝင်သည်။

- **MiSeq i100 Series ထိန်း ချုပ်ဆ န ဖွဲ့စည်း**—ကိရိယာ လုပ်ဆ န င်မှုကို ထိန်း ချုပ်ပ န ပီပြီ စနစ်ပုံစံသတ်မှတ်ခင်း ၊ ဒြပ်ပ နင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြေရ န လုပ်ဆ န င်မှုကို သတ်မှတ်ခင်း ၊ ဒြပ်ပ နင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြေရ န တိုး တက်မှုအခ ခြာန များ : အဖွဲ့လုပ်ဆ န င်မှု စာ ရင်း ဇယား : များ : ကို စ န င်က ညွှန်စစ်ဆေး န ခင်း နှင့် အစီအစဉ်ဆုံး ဖြေရ န တိုး တက်မှုအဆင့်ဆင့်များ : အပဋ္ဌိလုပ်ဆ န င်မှု စာ ရင်း အင်း ကို စ န င်က ညွှန်ခင်း နှင့် DRAGEN ဒ ဇာ ကို က ညွှန်ခင်း အတွက် အင်တာ ဖွဲ့စည်းပုံစံ ပ န သည်။
- **Real-Time Analysis (RTA)**—လုပ်ဆ န င်မှုအတွင်း ရုပ်ပုံခွဲခွဲခြား စိတ်ဖော် ခင်း နှင့် အခ ခြံခွဲခွဲခြား ရှုစု ထုတ်မှုကို လုပ်ဆ န င်ပ န သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါ က [စာ မှတ်နာ 91 ရှိ Real-Time Analysis](#) ကို ကိုး ကား : ပါ ။
- **Universal Copy Service (UCS)**—လုပ်ဆ န င်မှု တစ်လ နှစ် ကလုံး တွင် ရလဒ်ဖိုင်များ : ကို ရလဒ်ဖိုင်တွဲသို့ ကူး ယူပ န သည်။ ဖြန့်ဝေပါ က ဝန်ဆ န င်မှုသည် ဒ ဇာ ကို BaseSpace Sequence Hub သို့မဟုတ် Illumina ချိတ်ဆက်ထား : သ န ဆ န ဖွဲ့စည်း (ICA) သို့ လွှဲပ ညွှန်ခင်း ပ န ပါ သည်။
- **DRAGEN Secondary Analysis**—အက်ပ်လီက န ရှင်း များ : ဧါ ရှုစု ချုပ် မီနူး တစ်ခုအတွက် ဟာ ဖွဲ့စည်း အရှိန်မှန်ထား : သ န ဆင့်ပွား : ခွဲခွဲခြား စိတ်ဖော် မှုကို လုပ်ဆ န င်ပ န သည်။

- **Illumina Run Manager**—Enables remote access of the MiSeq i100 Series ထိန်းချုပ်ဆဲ၏အဝင်စာမျက်နှာကို အစီအစဉ်ဆွဲခြင်း၊ စီစဉ်ကမ္ဘာခြင်းနှင့် ရလဒ်များကို ကြည့်ရှုခြင်းအတွက် ဖွင့်ပါ။ အကဲခတ်အသုံးပြုဝင်ရန် စီစဉ်သုံးစွဲခြင်း ရရှိထားသည့် အသုံးပြုသူများသည်လည်း ကိရိယာကို ရှေ့ခေါ်ပြီး အကဲခတ်ဆက်တင်မှုကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။

MiSeq i100 Series ထိန်းချုပ်ဆဲ၏အဝင်စာမျက်နှာသည် အပူချိန်အလွန်တိုက်ရိုက်အလိုအလျောက် နှုတ်ကမ္ဘာခြင်းစနစ်များကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ စာမျက်နှာ 91 ရှိ *Real-Time Analysis* နှင့် UCS တို့သည် နှုတ်ကမ္ဘာခြင်းစနစ်များ အသုံးပြုသူ လုပ်ဆောင်ပေးသည်။

စနစ်အချက်အလက်

MiSeq i100 Series ထိန်းချုပ်ဆဲ၏အဝင်စာမျက်နှာတွင် ကမ္ဘာခြင်းလုံး ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်မီနူးကို ဖွင့်ရန် ဘယ်ဘက်အပေါ်ဘက်သို့ နှိပ်နှိပ်ပြီး အိုင်ကွန်ကို ရှေ့ခေါ်ပါ။ **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှေ့ခေါ်ပါ။ > ထို့နောက် Illumina အဆက်အသွယ်အချက်အလက်နှင့် အကဲခတ်ပါ စနစ်အချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုရန် **About** (အကဲခတ်ခြင်း) ကို ရှေ့ခေါ်ပါ။ -

- MiSeq i100 Series ထိန်းချုပ်ဆဲ၏အဝင်စာမျက်နှာ : ရှင်း
- ကွန်ပျူတာ နာမည်
- OS ရုပ်ပုံစာ : ရှင်း
- ကိရိယာ အမှတ်စဉ်
- စုစုပေါင်း လုပ်ဆောင်မှုအရ အတွက်

ဖိုင်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်ယူခြင်း

- သီးသန့်စီစဉ်ထားသော ပြင်ဆင်မှုများကို တွင်သိမ်းဆည်းထားသည့် အသွင်းဖိုင်များကို MiSeq i100 Series ထိန်းချုပ်ဆဲ၏အဝင်စာမျက်နှာရှိ ဖိုင်ဘရားစာမျက်နှာမှ တစ်ဆင့် ဝင်ရန် ကြိုးပမ်းနိုင်ပါသည်။
- စက်တွင်းလုပ်ဆောင်မှုစနစ်ဖိုင်ဘရားစာမျက်နှာကို အသုံးပြု၍ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ထားသော ကွန်ပျူတာရှိ အဝင်စာမျက်နှာရှိ MiSeq i100 Series ထိန်းချုပ်ဆဲ၏အဝင်စာမျက်နှာမှ တစ်ဆင့် အသွင်းဖိုင်များကို ဝင်ရန် ကြိုးပမ်းနိုင်ပါသည်။ စာမျက်နှာ 15 ရှိ *Illumina Run Manager* သည်သင့်အား လုပ်ဆောင်မှုစီစဉ်ခြင်း၊ အစီအစဉ်ဆွဲခြင်း၊ ဖြေရှင်းခြင်းအားဖြင့် စီစဉ်ကမ္ဘာခြင်း၊ ရလဒ်များကို ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ရှေ့ခေါ်ထားသော ဆက်တင်မှုပုံစံဆိုင်ရာ အတွက် MiSeq i100 Series ထိန်းချုပ်ဆဲ၏အဝင်စာမျက်နှာမှ အသုံးပြုသူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ နှုတ်ကမ္ဘာခြင်းအချက်အလက်များအတွက် စာမျက်နှာ 15 ရှိလမ်းညွှန်ခြင်း *Illumina Run Manager* ကို ကြည့်ပါ။ ကိုကိုးကားပါ။
- အထွက်ဖိုင်များကို လုပ်ဆောင်မှုစီစဉ်မှုမှ တစ်ဆင့် များသောအားဖြင့် ထုတ်ယူမှုမှတ်တမ်းများကို ပြင်ဆင်မှုစနစ်မှ ဆက်တင်အပေါ် အစီအစဉ် ပြင်ဆင်မှုစနစ်တွင် တွင်နိုင်ပါသည်။ စာမျက်နှာ 60 ရှိ *ပုံသေအထွက်ဖိုင်တွင်သတ်မှတ်ခြင်း* ကို ကိုကိုးကားပါ။

အကဲခတ်ခြင်း ကြိုးချက်များနှင့် သတိပေးချက်များ

စနစ်သတိပေးချက်များအား လုံးဝကို ကြည့်ရှုရန် ဘယ်ဘက်အပေါ်ဘက်သို့ နှိပ်နှိပ်ပြီး **Notifications** (အကဲခတ်ခြင်း ကြိုးချက်များ) ကို ရှေ့ခေါ်ပါ။ **Notifications** (အကဲခတ်ခြင်း ကြိုးချက်များ) စာမျက်နှာတွင် အကဲခတ်ပါ တက်ဘယ်များပါ ဝင်သည်။

- **Notifications** (အကဲခတ်ခြင်း ကြိုးချက်များ) —လက်ရှိသတိပေးချက်များ စာရင်းကို ပြသသည်။
- **History** (မှတ်တမ်း) —မှတ်တမ်း ဝင်အမှားများနှင့် သတိပေးချက်များကို ပြသသည်။

အမှာ : အယွင်း သို့မဟုတ် သတိပ နေချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည့်အခါ ၊ MiSeq i100 Series ထိန်းချုပ်ဆဲး ဖွဲ့ဝင် သည် လုပ်ဆဲး နေချက်အတွင်း သတိပ နေချက်တစ်ခုကို ပြသသည်။

- အရ နေကြိုသ နေ နေချက်အမှာ : အယွင်း မှာ : အတွက် ကိရိယာ ကို သတိပချို့ ချက်ချင်း ပိတ်ပ နေရန်နှင့် အကူအညီအတွက် Illumina နည်း ပညာ ပိုင်း ဆိုင်ရာ အကူအညီပ နေရ နေထံ ဆက်သွယ်ရန် လိုအပ်ပါ သည်။
- လုပ်ဆဲး နေမှု မစတင်မီ သို့မဟုတ် ဆက်လက် မလုပ်ဆဲး နေမီ အရ နေကြိုသ နေ နေချက်အမှာ : မှာ : ကို လုပ်ဆဲး နေရန် လိုအပ်ပါ သည်။ အမှာ : အယွင်း ပါ နေမှုတည်၍ MiSeq MiSeq i100 Series ထိန်းချုပ်ဆဲး ဖွဲ့ဝင် သည် အမှာ : အယွင်း ကို ဖ နှိုင်း ရန် သင့်လ နှ်သ နေ လုပ်ဆဲး နေချက်ကို ပံ့ပိုး ပ နေပါ သည်။
- သတိပ နေချက်များ : သည် လုပ်ဆဲး နေမှု မစတင်မီ သို့မဟုတ် ဆက်လက်မလုပ်ဆဲး နေမီ လုပ်ဆဲး နေမှု မလိုအပ်ပါ ။ သတိပ နေချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါသ နေအခါ MiSeq i100 Series ထိန်းချုပ်ဆဲး ဖွဲ့ဝင် သည် သတိပ နေချက်ကို ဖ နှိုင်း ရန် သင့်လ နှ်သ နေ လုပ်ဆဲး နေချက်ကို ပံ့ပိုး ပ နေသည်။
- အက နှိုင်း ကြိုး ချက်များ : သည် လက်ရှိလုပ်ဆဲး နေချက်နှင့် မသက်ဆိုင်သ နေ ဖြစ်ရပ်များ : နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ : ကို ပ နေအပ်သည်။ ကမ္ဘာ လုံး ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်မီနူး ရှိအက နှိုင်း ကြိုး ချက်များ : အိုင်ကွန်တွင် လက်ရှိ အသိပ နေချက်အရ အတွက်ကို ပြသသည်။ အက နှိုင်း ကြိုး ချက်များ : ကို ဖယ်ရှား ပါ သို့မဟုတ် အက နှိုင်း ကြိုး ချက်များ : တက်ဘ်တွင် အက နှိုင်း ကြိုး ချက်ကို ဖ နှိုင်း ပါ ။

Illumina Run Manager

Illumina Run Manager သည် သင့်အား : လုပ်ဆဲး နေမှု စီစဉ်ခြင်း ၊ အစီအစဉ်ဆုံး ဖြတ်ရ နေအခ နှာန ကို စ နှင့် ကြည့်ခြင်း ၊ ရလဒ်များ : ကို ကြည့်ရှုခြင်း နှင့် ရှေ့ နေချက်ထား : သ နေဆက်တင်ကို ပြသခြင်း အတွက် MiSeq i100 Series ထိန်းချုပ်ဆဲး ဖွဲ့ဝင် ကို အဝ နေမှ ရယူအသုံး ပြုနိုင်ပါ သည်။ န နေကပ်အချက်အလက်များ : အတွက် စာမျက်နှာ 15 ရှိ လမ်းညွှန်ခြင်း Illumina Run Manager ကိုး ကား ပါ ။

- Illumina Run Manager အတွက် အဝ နေမှ အသုံး ပြုခြင်း ကို ဖွင့်ထား : ရန်၊ ကိရိယာ အတွက် hostname နှင့် ဒိုမိန်း ကို စီစဉ်သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မှန်ကန်သ နေ TLS ဆာ တီဗီကိတ်ကို ထည့်သွင်း ထား : ရမည်။ စာ မျက်နှာ 55 ရှိ Hostname နှင့် Domain နှင့် စာ မျက်နှာ 57 ရှိ TLS ဆာ တီဗီကိတ် ကို ကိုး ကား ပါ ။
- Illumina Run Manager ကို အဝ နေမှ အသုံး ပြုရန်၊ သင်၏ ဒြပ် နေင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြတ်ရ နေ နေချက်အတွက် အသုံး ပြုသည့် ကူညီသ နေ စက်တွင်း ကွန်ရက်သို့ ချိတ်ဆက်ထား : သ နေ ကွန်ပျူတာ ကို အသုံး ပြုပါ မည်။ တွဲဖက်သုံး နိုင်သ နေ ဘရ နေက်ဇာ မှာ : သည် Chrome/Chromium၊ Edge၊ Firefox နှင့် Safari တို့ဖြစ်သည်။
- သင့်ထံတွင် အသုံး ပြုရန် TLS ဆာ တီဗီကိတ်မရှိပါ က Illumina Run Manager မှတစ်ဆင့် ကိရိယာ သို့ ဝင်ရ နေက်ရန် ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ထား : သ နေ Root ဆာ တီဗီကိတ်ကို အသုံး ပြုနိုင်သည်။ ယုံက နှိုင်းခံစားသည့် ကိုယ်တိုင်ထုတ် Root ဆာ တီဗီကိတ်ကို ဖန်တီး နည်း ဆိုင်ရာ န နေကပ်အချက်အလက်များ : အတွက် MiSeq i100 Series ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာ အကူအညီပ နေရ နေ စာ မျက်နှာ ကို ကိုး ကား ပါ ။
- DNS ဝန်ဆ နေမှုကို မရရှိနိုင်ပါ က၊ စိတ်ကို ကြို Hostname ကို IP လိပ်စာ တစ်ခုသို့ တွဲချိတ်ခြင်း ဖြစ်၍ Illumina Run Manager ကို အသုံး ပြုနိုင်ပါ သည်။ Hostname မှာ : သို့ တွဲချိတ်နည်း ဆိုင်ရာ န နေကပ်အချက်အလက်များ : အတွက် MiSeq i100 Series ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာ အကူအညီပ နေရ နေ ဆိုက် ကို ကိုး ကား ပါ ။

လမ်းညွှန်ခြင်း Illumina Run Manager

Illumina Run Manager ဝင်ရ နေက်ရန် အ နေက်ပါ အဆင့်များ : ကို အသုံး ပြုပါ ။

1. အိမ်တွင်း ကွန်ရက်သို့ ချိတ်ဆက်ထား : သ နေ ကွန်ပျူတာ ရှိ သင့်ဘရ နေက်ဇာ ထဲတွင် `https://<hostname>` ကို ရိုက်ထည့်ပါ ။

2. သင့်ကိရိယာ အက စ င် အထ စ က်အထာ ၊ မျှ ၊ ကို အသုံး ပုၤၤ အက စ င်ဝင်ပါ ။

Runs (လုပ်ဆဲး စင်မှုမျှ ၊) စာ မျက်နှာ သည် လ စ င်အင်ဝင်ပီၤန စ က် ပွင့်သည့် မူရင်း စာ မျက်နှာ ဖြစ်သည်။

- ထပ်ဆဲး စင် ၊ လုပ်ဆဲး စင်ချက်မျှ ၊ ကို ဝင်ရ စ က်သုံး စွဲရန် မျက်နှာ ပ င်ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထ စ င်ရှိ မိန်း အို င်ကွန်ကို ရှေ့ န ပါ ။

- Runs (လုပ်ဆဲး စင်မှုမျှ ၊) မျက်နှာ ပ င်သို့ ပ န်သွား ၊ ရန် သင်ဖွင့်ထား ၊ သည့် မျက်နှာ ပ င်ပ န် မူတည်၍ **Close** (ပိတ်မည်) သို့မဟုတ် **Exit** (ထွက်မည်) ကို ရှေ့ န ချပ်ပါ ။

အ စ က်ပါ အင်္ဂါ ရပ်မျှ ၊ ကို ရရှိနိုင်ပါ သည်။ အသုံး ပုၤၤ အုပ်စုတစ်ခုစီအတွက် ရရှိနိုင်သ စ ခွင့်ပုၤၤမျှ ၊ ဆိုင် ရာ အချက်အလက်မျှ ၊ အတွက် စာ မျက်နှာ 42 ရှိ အသုံး ပုၤၤမျှ ၊ ကို ကိုး ကာ ၊ ပါ ။

- **လုပ်ဆဲး စင်မှုမျှ ၊** —အ စ က်ပါ လုပ်ဆဲး စင်ချက်မျှ ၊ မှ တစ်ခုခုကို လုပ်ဆဲး စင်ပါ -
 - ဒြပ် ပ န်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြတ်ရ န လုပ်ဆဲး စင်မှုအသစ်မျှ ၊ ကို စီစဉ်ပါ ။ န စ က်ထပ် အချက်အလက် မျှ ၊ အတွက် စာ မျက်နှာ 71 ရှိ ဒြပ် ပ န်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြတ်ရ န လုပ်ဆဲး စင်မှုကို စီစဉ်မည် ကို ကိုး ကာ ၊ ပါ ။
 - လက်ရှိ လုပ်ဆဲး စင်မှု အခ နှစ် ဆို စ စ င်က ငြိမ့်ပါ ။ န စ က်ထပ်အချက်အလက်မျှ ၊ အတွက် စာ မျက်နှာ 84 ရှိ လုပ်ဆဲး စင်မှု အခ နှစ် ဆို စ စ င်က ငြိမ့်မည် ကို ကိုး ကာ ၊ ပါ ။
 - ပီၤစီး သွား ၊ သ စ လုပ်ဆဲး စင်မှုမျှ ၊ အတွက် လုပ်ဆဲး စင်မှုနှင့် ခွဲခွဲ မှီ မှီ ဖြစ် မှု တိုင်း တာ ချက် မျှ ၊ ကို ပ န်လည်သုံး သပ်ပါ ။
- **အသုံး ပုၤၤမျှ ၊** —အသုံး ပုၤၤမျှ ၊ ကို ပ န်း ထည့်၍ စီမံပါ ။ န စ က်ထပ်အချက်အလက်မျှ ၊ အတွက် စာ မျက်နှာ 42 ရှိ အသုံး ပုၤၤမျှ ၊ ကို ကိုး ကာ ၊ ပါ ။
- **စကာ ၊ ဂှက်မူဝါ ဒ**—စကာ ၊ ဂှက်ဆက်တင်ကို က ငြိမ့်ပီၤ တည်း ဖြစ်ပါ ။ န စ က်ထပ်အချက်အလက်မျှ ၊ အ တွက် စာ မျက်နှာ 47 ရှိ စကာ ၊ ဂှက်မူဝါ ဒ ကို ကိုး ကာ ၊ ပါ ။
- **အပလီက န ရှင်း မျှ ၊** —DRAGEN အပလီက န ရှင်း မျှ ၊ ကို က ငြိမ့်ပီၤ စီမံခန့်ခွဲပါ ။ န စ က်ထပ်အချက်အ လက်မျှ ၊ အတွက် စာ မျက်နှာ 61 ရှိ အပလီက န ရှင်း မျှ ၊ ကို ကိုး ကာ ၊ ပါ ။
- **အရင်း အမေဗြီမျှ ၊** —genome (မိုး ဗီအေစုံ) မျှ ၊ နှင့် ရည်ညွှန်း ဖိုင်မျှ ၊ ကို ထည့်သွင်း ပီၤ စီမံခန့်ခွဲပါ ။ န စ က်ထပ်အချက်အလက်မျှ ၊ အတွက် စာ မျက်နှာ 62 ရှိ အရင်း အမေဗြီဖိုင်မျှ ၊ ကို ကိုး ကာ ၊ ပါ ။
- **DRAGEN** — DRAGEN လိုင်စင်ကို ထည့်သွင်း ပါ သို့မဟုတ် အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ ၊ ထိုန စ က် လိုင်စင်နှင့် ကိုယ်တိုင်စ မ်း သပ်မှု ပုၤၤပါ ။ န စ က်ထပ်အချက်အလက်မျှ ၊ အတွက် စာ မျက်နှာ 63 ရှိ အက်အမင်မျှ ၊ သည် **DRAGEN** ဟ ၊ ရှင်း မျှ ၊ စာ ကို ထည့်သွင်း နိုင်သည် သို့မဟုတ် ထည့်သွင်း မှု မှု ဖြစ်နိုင်သည်။ **DRAGEN** လိုင်စ င်ကိုလည်း အပ်ဒိတ်လုပ်နိုင်သည် ကို ကိုး ကာ ၊ ပါ ။
- **စိတ်ကိုကြို ကိရိယာ အစုံမျှ ၊** —စိတ်ကိုကြိုအညွှန်း အဒက်တာ နှင့် စုစည်း ခန်း ပ င်ဆင်ရ န ပုၤစည်း အစုံ မျှ ၊ ကို ပ န်း ထည့်ပီၤ စီမံခန့်ခွဲပါ ။ န စ က်ထပ်အချက်အလက်မျှ ၊ အတွက် စာ မျက်နှာ 64 ရှိ စိတ်ကိုကြို ကိရိယာ အစုံမျှ ၊ ကို ကိုး ကာ ၊ ပါ ။
- **စာ ရင်း စစ်မှတ်တမ်း** —စာ ရင်း စစ်မှတ်တမ်း ကို ပ န်လည်သုံး သပ်ပါ ။ န စ က်ထပ်အချက်အလက်မျှ ၊ အတွ က် စာ မျက်နှာ 47 ရှိ စာ ရင်း စစ်မှတ်တမ်း ကို ကိုး ကာ ၊ ပါ ။
- **ကလ စ က်ဒ် ဆက်တင်**—ကလ စ က်ဒ် ဆက်တင်ကို စီစဉ်သတ်မှတ်ပါ ။ န စ က်ထပ်အချက်အလက်မျှ ၊ အတွက် စာ မျက်နှာ 54 ရှိ ကလ စ က်ဒ် ဆက်တင် ကို ကိုး ကာ ၊ ပါ ။
- **ပ င်ပသိုလ်, စင်မှု**—ပ င်ပသိုလ်, စင်မှု ရှေ့ န ချပ်စရာ မျှ ၊ ကို စီစဉ်သတ်မှတ်ပါ ။ န စ က်ထပ်အချက်အလက် မျှ ၊ အတွက် စာ မျက်နှာ 58 ရှိ ပ င်ပသိုလ်, စင်မှု ကို ကိုး ကာ ၊ ပါ ။

- **စိတ်ဖျ လုံ့လ ချက် သီး သန်စီစဉ်မှု နမူနာ ပုံစံများ** : —Clarity LIMS တွင် လုပ်ဆဲ နှင့် စီစဉ်ခြင်း ကို ခွင့်ပြု နှင့် ဒုတိယပိုင်း ခွဲခြား စိတ်ဖျ မှုအတွက် ဆက်တင်ကို စီစဉ်သတ်မှတ်ပါ ။
- **အက ဖြ ခ်း** —Illumina အဆက်အသွယ်နှင့် စနစ်အချက်အလက်ကို ကြည့်ပါ ။ **စာ မျက်နှာ 48 ရှိ အက ဖြ ခ်း** ကို ကိုး ကာ ။ ပါ ။

လုပ်ဆဲ နှင့် စီစဉ်ခြင်း

Runs (လုပ်ဆဲ နှင့် မှုများ) စခရင်တွင် စီစဉ်ထား ။ သ နှင့် လုပ်ဆဲ နှင့် မှုများ ။ သက်ဝင်န သ နှင့် လုပ်ဆဲ နှင့် မှုများ ။ နှင့် ပီပြ မ ဖြ ကသ နှင့် လုပ်ဆဲ နှင့် မှုများ ။ စာ ရင်း ကို ပြသသည်။ လုပ်ဆဲ နှင့် မှုတစ်ခုစီကို လုပ်ဆဲ နှင့် မှုအမည်ဖွဲ့ခြင်း သတ်မှတ်ပါ သည်။ လုပ်ဆဲ နှင့် မှုတစ်ခုစီ ဖွဲ့ နှင့် လုပ်ဆဲ နှင့် မှုအမည်ကို အသုံး ပြု ။ ထို့န နှင့် က လုပ်ဆဲ နှင့် မှုတွင် ထည့်ထား ။ သည့် DRAGEN အပလီက နှင့် ရှင်း ကို အသုံး ပြု ။ လုပ်ဆဲ နှင့် မှုအား ။ လုံး ဖွဲ့ အသုံး ပြုသည့် ကိရိယာ ဒ စာ သိုလှ နှင့် မှုပမာ နှင့် ရရှိနိုင်သ သိုလှ နှင့် မှုန နှင့် ပမာ နှင့် ကိုလည်း သင်က ဖြူရှင်း ပါ သည်။

Illumina Run Manager တွင် လုပ်ဆဲ နှင့် မှုတစ်ခုစီနမူနာ စာ ချက်ကို ထုတ်ယူနိုင်သည်။ လုပ်ဆဲ နှင့် မှုအမည်ကို ရှင်း ပီပြ **Sample Sheet** (နမူနာ စာ ချက်) ကို ရှင်း ပါ ။ နမူနာ စာ ချက်ကို သိမ်း ဆည်း ရန် **Save as** (သိမ်း မည့်ပုံစံ) ကို ရှင်း ပါ ။

စီစဉ်ထား ။ သ နှင့် လုပ်ဆဲ နှင့် မှုများ ။

Planned (စီစဉ်ထား ။ သည်များ) တက်ဘ်သည် စက်တွင်း သို့မဟုတ် ကလ နှင့် ကိရိယာတွင် စီစဉ်ထား ။ သ နှင့် လုပ်ဆဲ နှင့် မှုများ ။ ကို လုပ်ဆဲ နှင့် သည်။ Illumina Run Manager မှတဆင့် ကိရိယာ ပါ နှင့် တွင် စက်တွင်း လုပ်ဆဲ နှင့် မှုများ ။ ကို သင်စီစဉ်နိုင်သည်။ cloud တွင် လုပ်ဆဲ နှင့် မှုများ ။ စီစဉ်ရန်၊ BaseSpace Sequence Hub ကို အသုံး ပြု ပါ ။

Planned (စီစဉ်ထား ။ သည်များ) တက်ဘ်တွင် စက်တွင်း စီစဉ်ထား ။ သည့် လုပ်ဆဲ နှင့် မှုများ ။ ကို သင်တည်း ဖြ တ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ဖြူရှင်းသည်။ စီစဉ်ထား ။ သည့်လုပ်ဆဲ နှင့် မှုကို တည်း ဖြ ဖြူရန် Planned (စီစဉ်ထား ။ သည် မှုများ) တက်ဘ်ပါ နှင့် လုပ်ဆဲ နှင့် မှုကို ရှင်း ပါ ။ စီစဉ်ထား ။ သ နှင့် လုပ်ဆဲ နှင့် မှုကို ဖြူရန် လုပ်ဆဲ နှင့် မှုများ ။ က နှင့် လုံ့လ ellipsis အိုင်ကွန်ကို ရှင်း ချပ်ပါ ။

Planned (စီစဉ်ထား ။ သည်များ) တက်ဘ်သည် အ နှင့် ကပါ အချက်အလက်များ ။ ကို ပြသသည်-

- **အခ ဖြာန နှင့် ပြပ နှင့် ။ အစီအစဉ်ဆုံး ဖြာရ နှင့် လုပ်ဆဲ နှင့် မှု၏ အခ ဖြာန နှင့် စီစဉ်ထား ။ သ နှင့် လုပ်ဆဲ နှင့် မှုများ ။ သည် အ နှင့် ကပါ အခ ဖြာန နှင့် မှု ။ ထဲမှတစ်ခုတွင် တည်ရှိနိုင်သည်-**
 - **စီစဉ်ထား ။ သည်များ ။** —လုပ်ဆဲ နှင့် မှုကို ပြပ နှင့် ။ အစီအစဉ်ဆုံး ဖြာရ နှင့် အတွက် ရရှိနိုင်သည်။
 - **မူကမ်း** —လုပ်ဆဲ နှင့် မှုကို ပြပ နှင့် ။ အစီအစဉ်ဆုံး ဖြာရ နှင့် အတွက် ရှင်း ချပ်၍ မရရှိနိုင်ပါ ။
 - **သတိထား ။ ရန် လိုအပ်သည်**—အမှား ။ အသွင်း တစ်ခုက ဖြ နှင့် လုပ်ဆဲ နှင့် မှု မရရှိနိုင်ပါ (ဥပမာ - ကလ နှင့် ကိရိယာဆက်မှု ပြုတ နှင့် က သည်)။ Run details (လုပ်ဆဲ နှင့် မှုအသ နှင့် စိတ်များ) စခရင်တွင် အမှား ။ ကို ပြသသုံး သပ်ပါ ။
- **လုပ်ဆဲ နှင့် မှုအမည်**—လုပ်ဆဲ နှင့် မှု၏ အမည်။
- **အပလီက နှင့် ရှင်း** —DRAGEN ဆင့်ပွား ။ ခွဲခြား စိတ်ဖျ မှု အပလီက နှင့် ရှင်း မှု ။ သည် လုပ်ဆဲ နှင့် မှုနှင့် ဆက်စပ်န သည်။ အပလီက နှင့် ရှင်း မှု ။ ထည့်သွင်း ခြင်း ဆိုင်ရာ န နှင့် ကထိပ်အချက်အလက်များ ။ အတွက် **စာ မျက်နှာ 61 ရှိ အပလီက နှင့် ရှင်း မှု ။** ကိုး ကာ ။ ပါ ။

- **န ဇ က်ဆုံး ဖွမ်း မံထား : သည်**—လုပ်ဆဲး ဇင်မူကို န ဇ က်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည့် ရက်စွဲနှင့် အချိန်။

သက်ဝင်နဲ ဆဲ လုပ်ဆဲး ဇင်မူများ :

လက်ရှိလုပ်ဆဲး ဇင်မူ တက်ဘ်သည် လုပ်ဆဲး ဇင်နဲ ဆဲ လုပ်ဆဲး ဇင်ချက်များ : ကို ပြသသည်။ Active (သက်ဝင်နဲ ဆဲ) တက်ဘ်တွင် ဒြပ် ခဲင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြေရှင်း စတင်သည့်ရက်စွဲ၊ ဒြပ် ခဲင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြေရှင်း အခါ အခါ အခါ $\geq Q30$ ၊ ဒဲး တာ ထွက်နှုန်း အပိုင်စုစုပိုင် ဖတ်ရှုမှုများ : PF မက်ထရစ်များ : ပါ ဝင်သည်။

Run details (လုပ်ဆဲး ဇင်မူ အသဲး ဇိတ်) စာ မျက်နှာ သို့သွား : ရန် လုပ်ဆဲး ဇင်မူအမည်ကို ရှုမူ ပြီး လုပ်ဆဲး ဇင်မူနှင့် ပတ်သက်သဲး န ဇ က်ထပ်အသဲး ဇိတ်အချက်အလက်များ : ကို ကြည့်ရှုပါ ။ ဒြပ် ခဲင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြေရှင်း အခါ အခါ အခါ နှင့် ဆက်စပ်သဲး DRAGEN အပလီကဲး ဇိတ်များ : အတွက် န ဇ က်ထပ်အသဲး ဇိတ်အချက်အလက်များ : ကို ကြည့်ရှုရန် လုပ်ဆဲး ဇင်မူ၏ ဇိတ် ဆွဲချော ရင်း ကို ရှုမူ ပါ ။

လုပ်ဆဲး ဇင်မူမက်ထရစ်များ : နှင့် လုပ်ဆဲး ဇင်မူအခါ အခါ ဆိုင်ရာ န ဇ က်ထပ်အချက်အလက်များ : အတွက် စာ မျက်နှာ 84 ရှိ လုပ်ဆဲး ဇင်မူ အခါ အခါ အခါ နှင့် ကြည့်ရှုမည် ကို ကိုး ကား : ပါ ။

ပိုပြီး စီး ထား : သဲး လုပ်ဆဲး ဇင်မူများ :

Completed (ပိုပြီး စီး ထား : သည်များ :) တက်ဘ်သည် ဒြပ် ခဲင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြေရှင်း နှင့် ခွဲခြား စိတ်ဖော် ခြင်း တို့ကို ပြီး မှု ဇိတ်ထား : သည်။ ဖျက်သိမ်း ခံရသည့် သို့မဟုတ် ဒြပ် ခဲင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြေရှင်း သို့မဟုတ် ခွဲခြား မိန်း စိတ်ဖော် ခြင်း တို့ကို ပြီး မှု ဇိတ်အဲး ဇင်မူလုပ်ဆဲး ဇင်နိုင်ခဲ့သည့် လုပ်ဆဲး ဇင်မူများ : ကို ပြသပါ သည်။ ဒြပ် ခဲင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြေရှင်း နှင့် ခွဲခြား စိတ်ဖော် မူ အထွက်ဒဲး တာ ၊ ဆင့်ကဲတိုင်း တာ မူများ : နှင့် လုပ်ဆဲး ဇင်မူက အသုံး ပြုသည့် ကိရိယာ ဒဲး တာ သိုလဲး ဇင်မူမာ ကာတို့ကို သင်ကကြည့်ရှုနိုင်ပါ သည်။ လုပ်ဆဲး ဇင်မူနှင့် ဆက်စပ်နဲ သည် DRAGEN အပလီကဲး ဇိတ်များ : ၊ $\geq Q30$ ၊ ဒဲး တာ ထွက်နှုန်း ၊ စုစုပိုင် ဖတ်ရှုမှုများ : PF နှင့် ကိရိယာ ပိုင်တွင် လုပ်ဆဲး ဇင်မူက န ဇ က် ယူထား : သဲး ဒဲး န ဇ က် လွတ်ကို သင်ကကြည့်ရှုနိုင်ပါ သည်။ ဒဲး တာ အတွက်လိုက်ကို ဖျက်လိုက်သည့်အခါ သို့မဟုတ် ကိရိယာ မှ လွဲပဲ ဇိတ် : သည်အခါ န ဇ က် လွတ် မက်ထရစ် သည် 0 GB ကို ပြသသည်။ အသဲး ဇိတ် ဒြပ် ခဲင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြေရှင်း နှင့် ဆင့်ကဲ : ခွဲခြား စိတ်ဖော် မူ မက်ထရစ်များ : ကဲ့သို့သဲး န ဇ က်ထပ် လုပ်ဆဲး ဇင်မူရလဒ်များ : ကို ကြည့်ရှုရန်၊ လုပ်ဆဲး ဇင်မူကို ရှုမူ ချပ်ပါ ။

လုပ်ဆဲး ဇင်မူတစ်ခုကို ဖျက်ပါ

အဆိုပါ ကိရိယာ သည် ဆက်တိုက်လုပ်ဆဲး ဇင်နဲ သည် ဒဲး တာ များ : ကို ယာ ယီသိမ်း ဆည်း ရန် ဒီဇိုင်း ထုတ်ထား : ပိုပြီး န ဇ က်ဆက်တွဲလုပ်ဆဲး ဇင်မူများ : အတွက် န ဇ က် ဖန်တီး ရန် ပိုပြီး ဆုံး သွား : သည် လုပ်ဆဲး ဇင်မူများ : ကို ဖျက်ပစ်ဖို့ လိုအပ်နိုင်သည်။

1. မျက်နှာ ပိုင် ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲး ဇိတ် မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှုမူ ပါ ။
2. **Runs** (လုပ်ဆဲး ဇင်မူများ :) ကို ရှုမူ ပါ ။
3. သင်ဖျက်ပစ်လိုသဲး လုပ်ဆဲး ဇင်မူအတွက်၊ လုပ်ဆဲး ဇင်ချက်က ဇိတ် ellipsis သင်္ကေတ ကို ရှုမူ ပါ ။
4. အဲး ဇိတ်ပါ ရှုမူ ချပ်စရာ များ : ထဲမှ တစ်ခုကို ရှုမူ ချပ်ပါ -
 - **လုပ်ဆဲး ဇင်မူဒဲး တာ ကို ဖျက်မည်**—အစီအစဉ်နှင့် ခွဲခြား စိတ်ဖော် မူ အထွက်ပိုင်တွဲများ : ကို ဖျက်ပစ်သဲး ဇိတ်လည်း ပိုပြီး စီး ထား : သဲး တက်ဘ်မှ လုပ်ဆဲး ဇင်မူကို မဖယ်ရှား : ပါ ။ လုပ်ဆဲး ဇင်မူ အသဲး ဇိတ်အချက်အလက်များ : ကို သင်ကကြည့်ရှုနိုင်သဲး ဇိတ်လည်း DRAGEN Secondary Analysis အစီရင်ခံစာ ကို ကြည့်ရှုမူရပါ ။

- လုပ်ဆဲး နေမှုကို ဖျက်မည်—လုပ်ဆဲး နေမှု ၃ ဘာ ကို ဖျက်ပိတ် ပိတ်စီး ထား သဲး နေ နေ တက်တံ့မှ လုပ်ဆဲး နေမှု ကို ဖယ်ရှား နဲး သည်။

5. ဒိုင်ယာ လဲး နဲး နဲး တဲး ကဲးစဲးတွင်၊ လုပ်ဆဲး နေမှု ဖျက်ပစ်ခင်း ကို အတည်ပူပြီ ။

အရန်ခွဲခြား စိတ်ဖော် မှုကို ပန်စီမည်

ပန်စီ လုပ်ဆဲး နေချက်ကို ကိရိယာ ပါး တွင် ကျန်ရှိနေ သဲး လုပ်ဆဲး နေမှုများ ၊ အတွက်သာ ရနိုင်ပါ သည်။ ကိရိယာ မှ ၃ ဘာ ကို ဖျက်လိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ၎င်း ကို ပန်စီ၍ မရနိုင်ပါ ။

1. မျက်နှာ ပြင်ထိပ်ပိုင်း တယ်ဘက်ထဲ နဲးရှိ မီးနူး အိုင်ကွန်ကို ရှေ့ နဲး ပါ ။
2. **Runs** (လုပ်ဆဲး နေမှုများ ၊) ကို ရှေ့ နဲး ပါ ။
3. **Completed** (ပိတ်စီး ထား ၊ သည်များ ၊) တက်တံ့ကို ရှေ့ နဲး ပါ ။
4. ပန်တန်း စီသွား ၊ မည့် ၃ ပြပဲ နဲး အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ရ နဲး လုပ်ဆဲး နေမှုကို ရှေ့ နဲး ချပ်ပါ ။
5. **Secondary analysis** (ဆင့်ပွား ၊ ခွဲခြား စိတ်ဖော် မှု) အပိုင်း သို့ သွား ၊ ပါ ။
6. **Requeue analysis** (ခွဲခြား စိတ်ဖော် မှုကို ပန်စီမည်) ကို ရှေ့ နဲး ပါ ။
7. ဆဲး နဲး ဖိဝဲလ်ရှိ အကဲပြုချက်များ ၊ ကို လိုက်နာ ခင်း ဖြစ်လိုအပ်သဲး ခွဲခြား စိတ်ဖော် မှု ဆက်တင်ကို ပြန်ဆင်ပါ ။
8. **Requeue Analysis** (ခွဲခြား စိတ်ဖော် မှုကို ပန်စီမည်) ကို ရှေ့ နဲး ပါ ။

ဆိုက် ကိုပြင်ပ ပြဆင်ခင်း

ဤအပိုင်း တွင် MiSeq i100 Series ထည့်သွင်း ခင်း နှင့် အသုံး ပြုခြင်း အတွက် ဆိုက်တစ်ခု ကိုပြင်ပ ပြဆင်ခင်း ဆို င်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် လမ်း ညွှန်ချက်များ ကို ဖ ဖော်ပြထား ပါ သည်။

ပို့ဆောင်ခင်း နှင့် နာရချက်များ ခင်း

Illumina ကိုယ်စား လှယ်သည် စနစ်အား ပို့ဆောင်ပေး ကာ အစိတ်အပိုင်း များ ကို ဖွင့်ထုတ်ပေး ပါ ကိရိယာ ကို နာရ ချက် ပေး သည်။ ပို့ဆောင်ခင်း မပြုစီမံခန့်ခွဲခြင်း နာရ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါ စ န ကိရိယာ ကို ရှေ့ရမည့် သို့မဟုတ် ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းတို့အတွက် မူရင်း သ ဘာသာ နှင့် ထုတ်ပိုး ပစ္စည်း များ ကို သိမ်း ဆည်း ထား ပါ ။

i | ကိရိယာ ကို နာရ ပုံ ခြင်း ရမည်ဆိုပါ က Illumina ကိုယ်စား လှယ်ကို ဆက်သွယ်ပါ ။

သဘောတရား အတိုင်း အတာ များ နှင့် ပါဝင်ပစ္စည်း များ

ဒေါ့ဘ် ခင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ရ စ စနစ်နှင့် အစိတ်အပိုင်း များ ကို ကုန်သွယ် ဘာသာ တစ်ခုစီ ပို့ဆောင်သည်။ ပို့ဆောင်သော ကုန်သွယ် ဘာသာ များ ကို နာရ ချက် များ ရှိရန် လိုအပ်သော အခိုက်အတန့် တံခါး အကူအညီဆုံး ဖြစ်ရန် အလိုအလျောက် အစီအစဉ် အတာ များ ကို အသုံး ပြုပါ ။

အတိုင်း အတာ	သဘောတရား
အမေရိကန်	78 စင်တီမီတာ (30.1 လက်မ)
အကူအညီ	61 စင်တီမီတာ (24 လက်မ)
အတိမ်အနက်	90 စင်တီမီတာ (35.4 လက်မ)
အလေး ခန့်	48 ကီလိုဂရမ် (105.8 ပေါ့န့်)

အစီအစဉ် ဖော်ပြပါ ပစ္စည်း များ ကို သဘောတရား ထဲတွင် ထည့်သွင်း ထား ပါ သည်-

- ပစ္စည်း နိုင်ငံစာ စမ်း သပ် ကတ်ထရစ်တစ် နှစ်အခါ ဖြစ်
 - ကတ်ထရစ်တစ် နှစ်ကို အကိစ္စ 130 အထိ ပြန်လည်အသုံး ပြုနိုင်ပါ သည်။ အကိစ္စ 130 အသုံး ပြုပြီး နှစ် ကတ်ထရစ်တစ် နှစ်ကို အသစ်လဲပေး ရမည်။
 - ကတ်ထရစ်တစ် နှစ်ကို 5 နှစ်အတွင်း အပူပြွေအဝ အသုံး မပြုပါ က သက်တမ်း ကုန်ဆုံး မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း ကို ဆက်လက်အသုံး ပြုနိုင်သော နှစ်လည်း အကုန် နှစ် ဆုံး ခွဲစား ဆောင်ရွက်သော ချော စ ရန် အသစ်လဲပေး ရန် အကူအညီ ဖြစ်ပါ သည်။
- ပစ္စည်း နိုင်ငံစာ စမ်း သပ် ကတ်ထရစ်တစ် နှစ်အခါ
 - ကတ်ထရစ်တစ် နှစ်ကို အကိစ္စ 130 အထိ ပြန်လည်အသုံး ပြုနိုင်ပါ သည်။ အကိစ္စ 130 အသုံး ပြုပြီး နှစ် ကတ်ထရစ်တစ် နှစ်ကို အသစ်လဲပေး ရမည်။
 - ကတ်ထရစ်တစ် နှစ်ကို 5 နှစ်အတွင်း အပူပြွေအဝ အသုံး မပြုပါ က သက်တမ်း ကုန်ဆုံး မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း ကို ဆက်လက်အသုံး ပြုနိုင်သော နှစ်လည်း အကုန် နှစ် ဆုံး ခွဲစား ဆောင်ရွက်သော ချော စ ရန် အသစ်လဲပေး ရန် အကူအညီ ဖြစ်ပါ သည်။

- စုပ်ယူခံပံ့ (စုစုပေါင်း 2 ခု။ ကိုပြင်ထည့်သွင်း ထားသော 1 ခုနှင့် အပို 1 ခု)
- အဖုံး ပါ သော စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ပုလင်း (စုစုပေါင်း 2 လုံး ။ ကိုပြင်ထည့်သွင်း ထားသည့် 1 လုံး နှင့် အပို 1 လုံး)
- လ စစ် (စုစုပေါင်း 2 ခု။ ကိုပြင်ထည့်သွင်း ထားသည့် 1 ခုနှင့် အပို 1 ခု)
- အိယာ နက်ကိုပြ
- အစာ ကိစ္စခံ
- စာ စာ င်အစုံ
- ပါ ဝါ ကိုပြ

စာ တံခွဲခန်း သတ်မှတ်ချက်များ :

စာ တံခွဲခန်း နှင့် နာ ကို သတ်မှတ်ရန် ဤကဏ္ဍတွင် ပ နှင့် ထားသည့် သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် လိုအပ်ချက်များ ကို အသုံးပြုပါ။

ကိရိယာ အတိုင်း အတာ များ :

အတိုင်း အတာ	ကိရိယာ အတိုင်း အတာ များ :
အမဠ	65 စင်တီမီတာ (25.6 လက်မ)
အကည	40 စင်တီမီတာ (15.7 လက်မ)
အတိမ်အနက်	45 စင်တီမီတာ (17.7 လက်မ)
အလ နှင့် ချိန်	36 ကီလိုဂရမ် (79.4 ပေါင်)

နာ ချော : မှု သတ်မှတ်ချက်များ :

ကိရိယာ ကို က နှင့် မွန်သ လ ဝင်လ ထွက် ရရှိစေရန် ပြုပြင်ခြင်း အတွက် ဖြေရှင်းနိုင်စေရန်နှင့် ပါ ဝါ ဖွင့်ပိတ်ခလုတ်၊ ပါ ဝါ ပလပ်ပေါက်နှင့် ပါ ဝါ ကိုပြ တို့ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် နာ ချော : ပ နှင့် ရမည်။

- ပါ ဝါ ခလုတ် ဖွင့်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ခြင်း ပြုလုပ်ရန် ကိရိယာ ၏ ဘက်ခြမ်း သို့ ဝန်ထမ်း များ လှမ်း မီသွား နိုင်စေ ခြင်း အနေအထား တွင် ကိရိယာ ကို နာ ချော : ရမည်။ ဤခလုတ်သည် ပါ ဝါ ကိုပြ နှင့် ကပ်လျက် အနာ က အကန့်တွင် ရှိသည်။
- ပလပ်ပေါက်မှ ပါ ဝါ ကိုပြ ကို ဝန်ထမ်း များ အမဠ ဖြစ်နိုင်စေ ခြင်း အနေအထား ဖြစ် ကိရိယာ ကို နာ ချော : ထားပါ။
- အစာ ကိစ္စ နှင့် ပြု အနိမ့်ဆုံး အကွင်း အလွတ် အတိုင်း အတာ များ ကို အသုံးပြု၍ ကိရိယာ ကို ဘက်ပေါင်း ခံနိုင်ရန် အသုံးပြုနိုင်စေရန် သို့မဟုတ် ပါ ဝါ စာ
- UPS ကို ကိရိယာ ၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ထားပါ။ UPS ကို ကိရိယာ နှစ်ဖက်တစ်ချက် အနိမ့်ဆုံး အကွင်း အလပ် အကွာ အဝ နှင့် အတွင်း ထားရှိနိုင်ပါသည်။ နာ ကို ထပ်မံအချက်အလက်များ အတွက် စာ မျက်နှာ 24 ရှိ ပုံစံ တစ်ခုခုရှိပါ ဝါ ထာ ကို မှု ကို ကိုး ကား ပါ။

သုံး စွဲခွင့်	အနည်းဆုံး အကျိုးအလပ်
တစ် နှစ်တာ :	ကိရိယာ အားတစ်ဖက်စီတွင် အနည်းဆုံး 30 စင်တီမီတာ (12 လက်မ) ခြားထားပါ။
နှစ် နှစ်တာ :	ကိရိယာ နှစ် နှစ်တွင် အနည်းဆုံး 15 စင်တီမီတာ (6 လက်မ) ခြားထားပါ။
အပါး :	ကိရိယာ အပါး တွင် အနည်းဆုံး 61 စင်တီမီတာ (24 လက်မ) ခြားထားပါ။

Lab Bench လမ်းညွှန်ချက်များ :

ကိရိယာ ကို တုန်ခါမှု၊ အငြိမ်းချမ်းမှု၊ နှင့် နေရာ ခိုင်ခံ့မှု ပြုလုပ်သော စာတမ်းများကို ခုံပေါ်တွင် နေရာချထားပါ။

တုန်ခါမှု လမ်းညွှန်ချက်များ :

ဒေါ့ပ် ခြင်း အစီအစဉ်များ ဖြစ်ရန် လုပ်ဆောင်မှုများ အတွင်း တုန်ခါမှုများ ကို လျှော့ချရန်နှင့် အကန့်အသတ်များ စွမ်းဆောင်ရည်ကို သိရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။ လမ်းညွှန်ချက်များ ကို အသုံးပြုပါ။

- ကိရိယာ ကို ခိုင်ခံ့သော စာတမ်းများ ခုံပေါ်တွင် တင်ထားပါ။
- ကိရိယာများ သို့မဟုတ် သုံးစွဲသူ ပါဝင်မှုများ ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုများ ကို ကိရိယာ ပေါ်တွင် မတင်ပါနှင့်။
- စာတမ်းများ အတွက် ပုံမှန်ဖြစ်သည့် ISO Operating Room (လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခန်း) စံနှုန်းထက် သာလွန်သော တုန်ခါမှု အရင်းအမြစ်များမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ကိရိယာ ကို တပ်ဆင်ပါ။
ဥပမာ အားဖြင့်-
 - မီးတောက်များ၊ ပန်းများ၊ လှုပ်သံများ၊ သံကိရိယာများ၊ ပြန်လည်ဖန်တီးမှုများ နှင့် စာတမ်းများ အတွင်းရှိ အပိုင်းများ စားလေ့ရှိသော မျက်နှာများ။
 - HVAC ပန်ကာများ၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာများ နှင့် ရဟတ်ယာဉ်ဆင်းသက်မှုများ၏ အပေါ်တွင် တည်ရှိသော သို့မဟုတ် အောက်တွင် တည်ရှိသော အလွှာများ။
 - ကိရိယာ နှင့် တူညီသော အလွှာရှိသော လုပ်ငန်းသို့မဟုတ် ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှု လုပ်ငန်း။
 - လူအသွားအလာများ သို့မဟုတ် နေရာများ။
- ပြန်လည်တည်ဆောက်မှုများ နှင့် လေထု ပစ္စည်းများ ရေဒီယိုသံများ မှတစ်ဆင့် တုန်ခါမှု အရင်းအမြစ်များ ကို ကိရိယာမှ အနည်းဆုံး 100 စင်တီမီတာ (39.4 လက်မ) အကွာတွင် ထားပါ။
- ကိရိယာ နှင့် အပေါ်အလှန်တုံ့ပြန်မှု ရှိသော ထိတွေ့မှုများ၊ ကိရိယာများ မှတစ်ဆင့် တုန်ခါမှုကို အသုံးပြုပါ။ မီးတောက် နှင့် လှုပ်သံများ ဖြစ်ပေါ်လာသော ကိရိယာများကို တိုက်ရိုက်မထိပါနှင့်။

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ :

ကိရိယာမှ အပတ်အကွက်များ ကို မဖယ်ရှားပါနှင့်။ အထဲတွင် အသုံးပြုသည့် ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှု အစိတ်အပိုင်းများ မပါရှိပါ။ အကန့်အသတ် အားလုံး ကို ဖယ်ရှားထားပြီး ကိရိယာ ကို မီးတောက် နှင့် လှုပ်သံများ ဖြစ်ပေါ်လာသော နှစ်လည်ပတ်မှု မြေသို့ ဖွဲ့စည်းပြီး DC ဖွဲ့စည်းမှု ထိတွေ့မှုကို ဖယ်ရှားပါ။

အမျိုးအစား :	သတ်မှတ်ချက်
လိုင်း မိုအား :	50/60 Hz တွင် 100–240 Volts AC
အမဋ္ဌဆုံး ပါ ဝါ သုံး စွဲမှု	300 Watts၊ အများ : ဆုံး

လက်ခံပစ္စည်းများ :

သင့်စက်ရုံအား : အစက်ပါ ကိရိယာများ : ဖြေကြိုသွယ်တန်းထား : ရမည်-

လျှပ်စစ်ထုတ် ကိရိယာ	သတ်မှတ်ချက်များ :
100–120 Volts AC	သင့်လျော်သော ဖိုအား : နှင့် လျှပ်စစ်မ နှိုက်ကြိုပါ သည့် 15 amp မ နှိုက်ထား : သော သီးခြား ကြိုးလိုင်း လိုအပ်သည်။ မ ဖြတ်အမ ခိုကန့် ဂျာနယ် — လက်ခံပစ္စည်း - NEMA 5-15
220–240 Volts AC	သင့်လျော်သော ဖိုအား : နှင့် လျှပ်စစ်အပ်ကြိုပါ သော 10 amp မ နှိုက်ကြို လိုအပ်ပါသည်။ ဖိုအား : 10% ထက်ပို၍ အပူ ဖြင်း အလုံလောက် ဖြစ်လာ တာအား : လိုင်း ကို ထိန်း ညှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

အကာအကွယ် မ ခြင်ချိတ်ဆက်မှု



ကိရိယာ တွင် အကာ အရံမှတစ်ဆင့် အကာ အကွယ် မ ခြင်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် အချိတ်အဆက် ရှိပါသည်။ ပါ ဝါ ကြိုးပုံစံရှိသော စက်ကင်း ရှိ အပ်ကြိုသည် အကာ အကွယ် မ ခြင်ချိတ်ဆက်မှုကို လုံခြုံစွာ အကုံးအဝင် အကာ : အဖွဲ့ပုံစံရှိပါသည်။ ပါ ဝါ ကြိုးပုံစံရှိ အကာ အကွယ် မ ခြင်ချိတ်ဆက်မှုသည် ဤစက်ပစ္စည်း ကိုအသုံး ပြုသည့်အခါ ကစ၍ မွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရပါမည်။

ပါ ဝါ ကြိုးများ :

အဆိုပါ ကိရိယာ တွင် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ IEC 60320 C14 လက်ခံကိရိယာ တစ်ခုပါရှိပြီး ၎င်း ကို ဒီဇယ်အလိုက် ပါ ဝါ ကြိုးတစ်ခုနှင့်အတူ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ ဒီဇယ်အလိုက် ဖြေကြိုသွယ်တန်းထား : သို့မဟုတ် ပါ ဝါ ကြိုးများ : ရရှိရန် Interpower Corporation (www.interpower.com) ကဲ့သို့သော ပြင်ပကုမ္ပဏီပေးသွင်းသူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ ပါ ဝါ ကြိုးများ : အား : လုံး သည် 2.5 မီတာ (8 ပေ) အရှည်ရှိပါသည်။

AC ပါ ဝါ ရင်း မရှိမှ ပါ ဝါ ကြိုးအား : ခြိတ်ဆက်မှု ဖြစ်ထား : မှသာ အနုတရား ယ်ရိယာ ဖိုအား : များ : ကို ကိရိယာ မှ ဖယ်ရှား : ပါသည်။

! | ကိရိယာ အား : ပါ ဝါ ထုတ်ကုန်စာ ချက်စာ တမ်း နှင့် ခြိတ်ဆက်ရန် တိုးချဲ့ကြို ကို ဘယ်တော့မှ မသုံးပါနှင့်။

i | တစ်နည်းအား : ဖြေကြိုသွယ်တန်းထား : လုံး သည် IEC 60309 ကို အသုံး ပြုနိုင်ပါသည်။

ဖျော်မှုများ :

ကိရိယာ တွင် အသုံး ပြုသည့်အစား : ထိုး နိုင်သော ဖျော်မှုများ : မပါဝင်ပါ။

ပတ်တစ် အင်္ဂုမရှိ ပါ ဝါ ထ အ က်ပုံမှ

Illumina သည် အသုံး ပြုက ပုံစံ ပ ခ သ အ ပတ်တစ် အင်္ဂုမရှိ ပါ ဝါ ထ အ က်ပုံမှ (UPS) ကို အသုံး ပြုနိုင် အကံမြူ ထာ ခ သည်။

အ က်ဖ အ ပြု ဇယား ၏ တွင် MiSeq i100 Series အတွက် အကံမြူထာ ခ သ အ UPS မ အ ဖယ်ဖျာ ခ ကို နမူနာ ပြော ခ သည်။

ဒဿ	မ ဖြစ်အမ ခိုက	လျာန်	နိုင်ငံတကာ
သတ်မှတ်ချက်များ ။	APC Smart UPS 750 VA LCD 120 V Part # SMT750C	APC Smart UPS 750 VA LCD 100 V Part # SMT750J	APC Smart UPS 750 VA LCD 230 V Part # SMT750IC
အများ ။ ဆုံး ထုတ်ပ ခ နိုင်စွမ်း	500 W / 750 VA	500 W / 750 VA	500 W / 750 VA
အဝင်ဖို့အား ။ (အနိမ့်ဆုံး)	120 VAC	100 VAC	230 VAC
အဝင် ကိပြုနှုန်း	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
အတိုင်း အတာ (H x W x D)	6.34 in (16.1 cm) x 5.43 in (13.8 cm) x 14.53 in (36.9 cm)	16.7 cm x 14 cm x 35.9 cm	16.1 cm x 13.8 cm x 36.9 cm
အလ ခ ခြိန်	27.56 lb (12.5 kg)	13 kg	11.8 kg
ပုံမှန်လည်ပတ်ခြင်း(300 Watts တွင်)	12 မိနစ် 2 စက္ကန့်	12 မိနစ် 2 စက္ကန့်	12 မိနစ် 2 စက္ကန့်

သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထည့်သွင်း စဉ်းစား ။ မူများ ။

လိုအပ်ချက်	သတ်မှတ်ချက်
အပူချိန်*	စာ တံခွန်အား အပူချိန်ကို 15°C မှ 30°C အထိ ထိန်း သိမ်း ပါ ။ လုပ်ဆဲ အင်္ဂုမရှိ ခ စဉ်အတွင်း ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်ကို $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ထက်ပို၍ မပ ဖြ ခ်း လဲပါ ခ နှင့်။ အပူချိန်အကွာအဝ ခ အတွင်း ကိရိယာ ကို လည်ပတ်လုပ်ဆဲ အင်္ဂုမရှိ ပျက်ကွက် ခြင်း သည် စွမ်း ဆဲ အင်္ဂုမရှိ ကျောင်း မ ဆည် သို့မဟုတ် လုပ်ဆဲ အင်္ဂုမရှိ ပျက် သွား ။ စ ဆည်။
ရိုသိုင်း ဆ*	ငွေ့ရည်မဖွဲ့သ အ နှိုင်း ရိုသိုင်း ဆကို 20-80% RH အကွာ ခ ထိန်း သိမ်း ပါ ။
အမမြေ	ကိရိယာ ကို ပင်လယ်ရ မျက်နှာ ပြင်အထက် 2000 မီတာ (6500 ပ ခ အမမြေတွင် န ရာ ချပါ ။

လိုအပ်ချက်	သတ်မှတ်ချက်
လ အရည်အသွေး	ISO 9 (သော မန်အခန်း တွင်း လ သို့မဟုတ် ပိုက နှင်း သည့် လ အမှန်အစွဲ ။ များ ။ သန့်ရှင်း မှုအဆင့်ရှိ အိမ်တွင်း ပတ်ဝန်း ကျင်တွင် ကိရိယာ ကို အသုံး ပြုပါ ။ ကိရိယာ ကို ဖုန်မှုန့်များ နှင့် ၀.၆၀၆ တွင်ထား ။ ပါ ။
တုန်ခါ မှု	စာ တံခွန်က မြှင့် ပြင်၏ ဆက်တိုက်တုန်ခါ မှုကို ISO အသုံး ပြုသော အခန်း အဆင့် (အခ မြို့ပမာ ဇာ) သို့မဟုတ် ပိုက နှင်း သည့်ပမာ ဇာတွင် ကန့်သတ်ထား ။ ပါ ။ ဆက်တိုက် အသုံး ပြု ခြင်းကိရိယာ အနီး ရှိ ကြိုး ပြင်၌ ပြတ်တ နှင်း ပြတ်တ နှင်း အနုအငယ်များ ။ သို့မဟုတ် လုပ်ခါ မှုများ ။ ကို ကန့်သတ်ထား ။ ပါ ။ ISO လုပ်ကိုင်ဆ နှင့် ရှက်န သော အခန်း အဆင့်ထက် မက နှင့် လွန်ပါ စ နှင့်။
စာ တံခွန် အိတ်ဖ နှင့် ပိုက်	လ မင်လ ဆွက်က နှင်း ခြင်း သည် စာ တံခွန် ပစ္စည်း များ ။ တွင် အနုတရာ ယ်ရှိသော ပစ္စည်း များ ။ ကို ကိုင်တွယ်ခြင်း ဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်ရာ ဒဏ် နိုင်ငံတ နှင့် ဒဏ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ များ နှင့် စည်း မြဉ်း များ နှင့်အညီ ဖြစ်သင့်သည်။ နှင့် ကပ်ပတ်ဝန်း ကျင်၊ ကြိုး မာ ရ နှင့် ဘ နှင်း ရှိ အချက်အလက်များ ။ အတွက်၊ support.illumina.com/sds.html ရှိ SDS ကို ကိုးကား ။ ပါ ။

*မမြှင့် ။ သော အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်း ဆများ ပါးစပ် ခပ်ခင်း ကို ရှာဖွေ ငါးပါ ။ ဥပမာ ။ 30°C နှင့် 80% နှိုင်း ရှိထိုင်း ဆ။

ရုညသံအထွက်	ကိရိယာ မှုအကွာ အဝေး
< 75 dB	1 m (3.3 ft)
ပါ ဝါ အသုံး ပြု	အပူစာ တံအထွက်
ပျမ်း မျှ 250 Watts အများ ဆုံး - 300 Watts	ပျမ်း မျှ 852.5 BTU/h အများ ဆုံး - 1023 BTU/h*

* UPS မှ အပူထွက်အား ။ မပါ ဝင်ပါ ။

ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုများ ။

ဒြပ်ပေါင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ရ နှင့် လုပ်ဆောင်မှုအတွင်း ပုံမှန် cadence ဖြစ်ပေါ်စာ စီးဆင်းစ ရန် Illumina စနစ်များ ကို ဒီဇိုင်း ထုတ်ထား ။ သည်။ ဝန်မပါ နှုန်း ပါ မှုတည်ရှိ ဒြပ်ပေါင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ရ နှင့် ပြီးဆုံး ပြီးနောက် အချိန်အတန်ကြာ ဤစာ စီးဆင်း မှု ဆက်ရှိနေ နိုင်သည်။ Illumina ကိရိယာ များ ။ သည် အများ အား ဖြစ်ကွန်ရက်အထက်တွင် ယူဆသည်။ ကွန်ရက်ပြတ်တ နှက်မှုများ ။ သည် ဒဏ် ပါးစပ် နှင့် ကို ထိခိုက်စ နိုင်သည်။ ကွန်ရက်ပြတ်တ နှက်မှု ဖြစ်ပွား ။ ပါ ကဒဏ် အား လုံး ကို စက်တွင်း ခြုံသိမ်း ဆည်း ရန် ကိရိယာ များ ကို ဒီဇိုင်း ထုတ်ထား ။ သည်။ သို့သော် ထိုသို့သော ယာယီဒဏ် သိမ်း ခြင်း သည် ကိရိယာ တွင် သိုလှောင်မှုနဲ့ ရှာ ပါ မှုတည်ရှိ နှင့် ကွန်ရက်တွင်လုပ်ဆောင်မှုစတင်ခြင်း ကို နှောင့်နှေး စေ နိုင်သည်။ ကွန်ရက် ပြန်က နှင်း လာ ပြီးနောက် ဒဏ် လွှဲ ပြင်း ခြင်း ကို ပြန်လည်စတင်ရန် ကိရိယာ များ ကို ဒီဇိုင်း ထုတ်ထား ။ သည်။

ကိရိယာ ဖြစ်နိုင်သ နှိုင်း လိုက်ဖက်ညီမှုအနုတရာ ယ်များ : အတွက် ကွန်ရက်ထိန်း သိမ်း ခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ : ကို ပြန်လည်သုံး သပ်ပါ။

ဖိုင် အမျိုးအစား : တစ်ခုစီအတွက် 3 ဇာ သိုလှုံ့သတ်မှတ်ချက်များ : ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ : အတွက် Illumina ထုတ်ကုန်လုံချ် နှစ် ကိုး ကာ : ပါ။

ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုကို ထည့်သွင်း ပီြ သတ်မှတ်ရန် အ က်ပါ လမ်း ညွှန်ချက်များ : ကို အသုံး ပြု။

- ကိရိယာ နှင့် 3 ဇာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အကျိုး : သီး ခြင်း ခြိတ်ဆက်မှုကို အသုံး ပြု။ ကိရိယာ နှင့်အတူပါ ရှိသော အိဿာ နက်ကျိ ကို အသုံး ပြု။ ဤချိတ်ဆက်မှုကို တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် ကွန်ရက်ခလုတ်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်ပါ။

- 3 ဇာ လွှဲပ ဖြင်း ခြိတ်များ : ကို ထိန်း သိမ်း ရန် တစ်စက္ကန့်လျှင် 1 ဂစ်ဂါ ဘစ် (Gb/s) အင်ထရာ နက်ချိတ်ဆက်မှု (ကွန်ရက်သိုလှုံ့သတ်မှတ် နယ်နိမိတ်ဖိုင်း ၀.၆ လ်သို့ ကိရိယာ) လိုအပ်သည်။ ခြိတ်ဆက်မှုအမူအရာများ : နိမ့်ကျခြင်း က ဖြင့် ကိရိယာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ 3 ဇာ လွှဲပ ဖြင်း ခြိတ်များ : တိုး လာ ကာ 3 ပြပ် ခြင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ရ န လုပ်ဆောင်မှု စွမ်း ဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စ နိုင်သည်။

- အင်တာ နက်ချိတ်ဆက်မှုကို ချိတ်လုပ်ထား : နိုင်သည်။

- စီမံခန့်ခွဲထား : သော ခလုတ်များ : ကို အကဲပြုထား : သည်။

- ကွန်ရက်ခလုတ်တစ်ခုစီရှိ အလုပ်ဝန်၏စုစုပ ခြင်း ဝင်ဆုံအား : ကို တွက်ချက်ပါ။ ပရင်တာ ကဲ့သို့ ခြိတ်ဆက်ထား : သော ကိရိယာ များ : နှင့် န က်ဆက်တွဲပစ္စည်း များ : အရ အတွက်သည် စွမ်း ဆောင်ရည်ကို သက်ရ က်မှု ရှိနိုင်သည်။

- ဖြစ်နိုင်ပါ က 3 ပြပ် ခြင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ရ န လမ်း က ဖြင်း ကို အခြား ကွန်ရက်အသွား : အလာ မှ ခွဲထုတ်ပါ။

- 3 မီတာ (9.8 ပ ခြေ) အရှည်ရှိသော အကာ အရံမပါ သော ကွန်ရက်ကျိ ကို ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုအတွက် ကိရိယာ နှင့် အတူ ပံ့ပိုး ပ ထား : သည်။ 50 မီတာ (164 ပ ခြေ) အထက်ရှိသော က ဇာယံကျိ များ : အတွက် CAT-6A က ဇာယံလ်ကို အကဲပြုထား : သည်။

85-90% ကွန်ရက်ထိရ က်မှုအပ ခြေ အခ ခြိတ်ချိတ်ဆက်မှုများ : အတွက် အ က်ပါ အကဲပြုထား : သည့် ကွန်ရက်လိုင်း ခွင်ကို အသုံး ပြု။ ပင်မခွဲခွဲခြား ခြိတ်ဖျက်မှုဖိုင်များ : တွင် RTA နှင့် BCL 3 ပြပ် ခြင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ရ န ထုတ်ပ န သည့် ဖိုင်များ : ပါ ဝင်သည်။ ဆင့်ပွား : ခွဲခွဲခြား ခြိတ်ဖျက်မှုဖိုင်များ : တွင် DRAGEN ရလဒ်ဖိုင်များ : ပါ ဝင်ပါ သည်။

- တစ်စက္ကန့်လျှင် 800 megabits (Mb/s) (မူလအတွက်သာ) သို့မဟုတ် တစ်စက္ကန့်လျှင် ~1 gigabits (Gb/s) (မူလနှင့် ဆင့်ပွား :) 3 ဇာ သိမ်း ဆည်း ရန်အတွက် ကွန်ရက် bandwidth ကို ထိန်း ထား : နိုင်သည်။

- ကလ အ က်ဒ်သို့ ပင်မခွဲခွဲခြား ခြိတ်ဖျက်မှု 3 ဇာ ကို အပ်လုဒ်တင်ခြင်း အတွက် 800 Mb/s ကွန်ရက် လိုင်း ခွင်။

- လုပ်ဆောင်မှု စွမ်း ဆောင်ရည် ကြွေခြင်း သို့မဟုတ် Illumina Proactive Support အတွက်သာ 15 Mb/s ကွန်ရက် လိုင်း ခွင်။

သည် ကိရိယာ နှင့် ကွန်ရက် သိုလှုံ့သတ်မှတ် : > 1 Gb/s ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုကို အသုံး ပြုသည်။ < 1 Gb/s ခြိတ်ဆက်မှုကို အသုံး ပြုခြင်း သည် ပိုကဲြ မြဲသော ကူး ယူချိတ်များ : ကို ဖြစ်စ နိုင်သည် သို့မဟုတ် န က်ဆက်တွဲ 3 ပြပ် ခြင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ရ န လုပ်ဆောင်မှု များ : ၏ စတင်ချိန်ကို ကန့်ကဲြ စ နိုင်သည်။

ပရိပရိတ်ဆက်မှုများ :

ရိုက်ဆက်မှု	တန်ဖိုး	ရည်ရွယ်ချက်
ပ ၆ ၀ တ်	53	သုံး စွဲသူ DNS ဆာ ဗာ များ : ဖ ငြိ ခိုမိန်း အမည် ဆုံး ဖ ငြိ ချက်
ပ ၆ ၀ တ်	80	BaseSpace Sequence Hub၊ သို့မဟုတ် Illumina Proactive ဖွဲ့စည်း မှု
ပ ၆ ၀ တ်	443	Off-instrument control ဆ နှစ် ဖိတ် UI သို့မဟုတ် UCS
ပ ၆ ၀ တ်	8080	BaseSpace Sequence Hub၊ သို့မဟုတ် Illumina Proactive ဖွဲ့စည်း မှု

အတွင်း ခိုက်ဆက်မှုများ :

Inbound Port များ : ကို ပုံသ အား : ဖ ငြိ ပိတ်ထား : သည်။ ၎င်း တို့ကို MiSeq i100 Series ထိန်း ချုပ်ဆ နှစ် ဖိတ် တွင် ဖွင့်လှစ်နိုင်သည်။ စာ မြန်နာ 56 ရှိ Firewall ဆက်တင် ကို ကိုး ကား ပါ ။

ရိုက်ဆက်မှု	တန်ဖိုး	ရည်ရွယ်ချက်
ပ ၆ ၀ တ်	80	စက်ပရိပတ် ထိန်း ချုပ်ဆ နှစ် ဖိတ် (ဆာ တီဖီကိတ်)
ပ ၆ ၀ တ်	443	စက်ပရိပတ် ထိန်း ချုပ်ဆ နှစ် ဖိတ် (UI)

တစ်ကိမြသုံး ပစ္စည်းများ နှင့် စက်ကိရိယာ

ဤအပိုင်းတွင် သိုလှောင်မှုအခကြေးငွေများ နှင့်အတူ တစ်စမ်း ပစ္စည်း အစုံတွင်ပါရှိသော အစိတ်အပိုင်းအား လုံးကို စာရင်း ပြုစုပေးပါသည်။ ဤအပိုင်းသည် ပရိုတိုကောလ်ကို အတိအကျသတ်မှတ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပစ္စည်းများ ဖယ်ရှားခြင်း၊ ပစ္စည်းများ ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် သင်ဝယ်ယူရမည့် တစ်ကိမြသုံး ပစ္စည်းများ နှင့် စက်ပစ္စည်းများကိုလည်း အသစ်စိတ်ဖန်တီးပေးပါသည်။

တစ်ကိမြသုံး ပစ္စည်းများ ၏ ဒြပ်ပေါင်း အစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း


MiSeq i100 Series တွင် ဒြပ်ပေါင်း အစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ရန်သည် တစ်ကိမြသုံး MiSeq i100 Series စာတစ်စမ်း ပစ္စည်း အစုံတစ်စုံလိုအပ်ပါသည်။ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုစီသည် တစ်ကိမြသုံး ပစ္စည်းများကို တိကျစွာ ခြုံငုံခြင်းနှင့် ရရှိမှုကို စိစစ်ခြင်း၊ ခွဲခြားခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် စနစ် (RFID) ကို အသုံးပြုပါသည်။ စာတစ်စမ်း ပစ္စည်းများတွင် အောက်ပါ အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်ပါသည်-

- ကတ်ထရစ်တစ်ခုနှင့် အခကြေးငွေ
- ကတ်ထရစ်တစ်ခုနှင့် အခကြေးငွေ
- ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု ကတ်ပြား ခံနိုင်ရည် (RSB) ပွဲစဉ်
- စုစည်းခန်း အသွင်ပုံ ဖြစ်ရန် ကတ်ပြား ခံနိုင်ရည် (KLD) ပွဲစဉ်

တစ်ကိမြသုံး ပစ္စည်းများကို အောက်ပါ ပုံစံများ ဖြစ်ပေါ်စေရန် ထားပါသည်-

ကိရိယာ စုံအမည်	Illumina ကတ်တလစ် ကန့်သတ်ချက်
MiSeq i100 Series 5M စာတစ်စမ်း ပစ္စည်း အစုံ	20126565 (300 စက်ဝန်း) 20126566 (600 စက်ဝန်း)
MiSeq i100 Series 25M စာတစ်စမ်း ပစ္စည်း အစုံ	20126567 (100 စက်ဝန်း) 20126568 (300 စက်ဝန်း) 20115696 (600 စက်ဝန်း) 20148254 (1,000 စက်ဝန်း)
MiSeq i100 Series 50M စာတစ်စမ်း ပစ္စည်း အစုံ	20141595 (100 စက်ဝန်း) 20141596 (300 စက်ဝန်း) 20141597 (600 စက်ဝန်း)
MiSeq i100 Series 100M စာတစ်စမ်း ပစ္စည်း အစုံ	20141598 (100 စက်ဝန်း) 20141599 (300 စက်ဝန်း)

သင့်ကိရိယာ အစုံကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုစီကို မျက်မှန်စစ်ဆေးပြီး သင့်လျော်သော စွမ်းဆောင်ရည်သော ချော့ရရှိစေရန် အစိတ်အပိုင်းများကို ညွှန်ကြားသော အပူချိန်တွင် ချော့ချော့ သိမ်းဆည်းပါ။ အစုံလိုက် အစိတ်အပိုင်းများ အားလုံးကို အခန်းတွင်း အပူချိန်ပိုမိုသော အပူချိန်တွင် ထားပါသည်။



- A. **Flow Cell**—အစီအစဉ်ဆုံး ဖတ်ရ န မျက်နှာ ပြန်
- B. **စုစည်း ခန်း**—နမူနာ ပုံစံ စုစည်း ခန်း ကို ဖွင့်ခွင့် အတွက် စာ တံစမ်း ပစ္စည်း အပ ခဲ က်
- C. **CP1**—စိတ်ကိုင် ဖတ်ရမှု 1 ပရိုဂရမ် များ ကို တင်ရန်အတွက် စာ တံစမ်း ပစ္စည်း အပ ခဲ က်
- D. **CP2**—စိတ်ကိုင် ဖတ်ရမှု 2 ပရိုဂရမ် များ ကို တင်ရန်အတွက် စာ တံစမ်း ပစ္စည်း အပ ခဲ က်
- E. **CP3**—စိတ်ကိုင် အညွှန်း ပရိုဂရမ် များ တင်ရန်အတွက် စာ တံစမ်း ပစ္စည်း အပ ခဲ က်


ကတ်ထရစ်တ နှင့် အစီအစဉ်

ကိုပြင်ဖွင့်ထား ။ သ နှင့် ကတ်ထရစ်တ နှင့် အစီအစဉ် ကိရိယာ ပ ခဲ သို့ တိုက်ရိုက်တင်ရန် အသင့်ဖွင့် ချိန် ချိန် ပြပ ခဲ ခ် ။ အစီအစဉ်ဆုံး ဖတ်ရ န စာ တံစမ်း ပစ္စည်း များ နှင့် ကြိုး ခံပ နှစ် ချိန် ပြပါ ရှိသည်။

ကတ်ထရစ်တ နှင့် အစီအစဉ်ကို ပုံစံနှစ်မျိုး ဖွင့် ရနိုင်သည်-

- i** | စာ တံပစ္စည်း ကိရိယာ အစီအလင်အတွက် မှန်ကန်သ နှင့် ကတ်ထရစ်တ နှင့် ကိရိယာ တံအတွက် စာ မျက်နှာ 28 ရှိ တစ်ကိရိယာ ပစ္စည်း များ ။ ချိန် ပြပ ခဲ ။ အစီအစဉ်ဆုံး ဖတ်ခွင့် ကို ကြိုး ကာ ။ ပါ ။

စီစဉ်သတ်မှတ်မှု	ကိရိယာ စုံအမည်
A	MiSeq i100 Series 5M စာ တ်စမ်း ပစ္စည်း အစုံ (300 စက်ဝန်း)
	MiSeq i100 Series 25M စာ တ်စမ်း ပစ္စည်း အစုံ (100 စက်ဝန်း)
	MiSeq i100 Series 25M စာ တ်စမ်း ပစ္စည်း အစုံ (300 စက်ဝန်း)
	MiSeq i100 Series 50M စာ တ်စမ်း ပစ္စည်း အစုံ (100 စက်ဝန်း)
	MiSeq i100 Series 50M စာ တ်စမ်း ပစ္စည်း အစုံ (300 စက်ဝန်း)
B	MiSeq i100 Series 5M စာ တ်စမ်း ပစ္စည်း အစုံ (600 စက်ဝန်း)
	MiSeq i100 Series 25M စာ တ်စမ်း ပစ္စည်း အစုံ (600 စက်ဝန်း)
	MiSeq i100 Series 25M စာ တ်စမ်း ပစ္စည်း အစုံ (1,000 စက်ဝန်း)
	MiSeq i100 Series 50M စာ တ်စမ်း ပစ္စည်း အစုံ (600 စက်ဝန်း)
	MiSeq i100 Series 100M စာ တ်စမ်း ပစ္စည်း အစုံ (100 စက်ဝန်း)
	MiSeq i100 Series 100M စာ တ်စမ်း ပစ္စည်း အစုံ (300 စက်ဝန်း)



သင့်က စာရှင်း လင်း ဖ ဖ ဖ ပြန်ဖျက်ဖျက် :

အ ဖ က်ပါ ဇယား : သည် တစ်ကိမြဲသုံး ပစ္စည်း သို့မဟုတ် တစ်ကိမြဲသုံး ပစ္စည်း ထုပ်ပိုး မှုဆိုင်ရာ သင့်က စာ ဖျက် : ကို ဖ ဖ ပြန်ပေးသည်။

သင့်က စာ	ရှင်း လင်း ဖ ဖ ပြန်ဖျက်ဖျက်
	တစ်ကိမြဲသုံး ပစ္စည်း သက်တမ်း ကုန်ဆုံး ရက်။ အက ဖ ဖ ဆုံး ရလဒ်များ : ရရှိရန် ဤရက်စွဲမတိုင်မီ တစ်ကိမြဲသုံး ပစ္စည်း ကို အသုံး ပြု ။
	ရည်ရွယ်ထား : သ ဖ အသုံး ပြုသည့် သုတ ဓာန အသုံး ပြုသီး သန် (Research Use Only (RUO)) ဖ ဖ ပြန်ပေးသည်။
	တစ်ကိမြဲသုံး ပစ္စည်း ကို ခွဲခြား : ဖ ဖ ထုတ်နိုင်စ နေအလို့ငှာ အစိတ်အပိုင်း နံပါတ် ကို ညွှန်ပေး ပြန်ပေးသည်။
	တစ်ကိမြဲသုံး ပစ္စည်း ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် အသုတ် သို့မဟုတ် အစုကို ခွဲခြား : ရှေ့ထုတ်ရန် အသုတ်ကုဒ်ကို ဖ ဖ ပြန်ပေး ပြန်ပေးသည်။
	အမှတ်စဉ်နံပါတ် ကို ညွှန်ပေး ပြန်ပေးသည်။

REF က အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုချင်း စီကို ခွဲခြား : ဖ ဖ ပြန်ပေး ပြန်ပေးသည် LOT က အစိတ်အပိုင်း ကို ထုတ်ဝ ခဲ့သည့် အစု သို့မဟုတ် အသုတ်ကို ခွဲခြား : ဖ ဖ ပြန်ပေး ပြန်ပေးသည်။

အသုံး ပြုပြုက ပ ဇ ထာ : သ ဇ တစ်ကိပြသုံး ပခုစည်း များ : & စက်ကိရိယာ

အဇ က်ဖ ဇ ပြု ကဏ္ဍသည် လိုအပ်သ ဇ အသုံး ပြုပြုက ပ ဇ သ ဇ တစ်ကိပြသုံး ပခုစည်း များ နှင့် စက်ကိရိယာ များ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ကို ပ ဇ ဝါ သည်။

MiSeq i100 Series စနစ်တွင် စီစဉ်သတ်မှတ်မှုနှင့် လုပ်ဆ ဇ င်မှု စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကို ဆ ဇ င်ရွက်ရန် ထိတူ မျက်နှာ ပြ မ ဇ နိုတာ တစ်ခုပါ ရှိသ ဇ လည်း USB ကီး ဘုတ်တစ်ခုနှင့် မ ဇ ကိစ်ကိုလည်း USB 2.0 အပ ဇ က်များ မှတစ်ဆင့် ခြိတ်ဆက်နိုင်သည်။ စာ မျက်နှာ 12 ရှိ အရန်ချိတ်ဆက်မှုများ ကို ကိုး ကာ : ဝါ ။

တစ်ကိပြသုံး ပခုစည်း များ :

တစ်ကိပြသုံး ပခုစည်း	ပ ဇ သွင်း သူ	ရည်ရွယ်ချက်
လ စစ်	Illumina ကတ်တလ ဇ က် # 20116201	လ စစ်ကို အစား : ထိုး ခင်း ။ လ စစ်စစ်နစ်ခုပါ သ ဇ MiSeq i100 အိမ်များ : ၊ တစ်ခုကိုပြင်တပ်ဆင်ထား : ပြီ အပိုတစ်ခုပါ သည်။
ပနိုလည်အသုံး ပုနိုင်သ ဇ စမ်းသပ် ကတ်ထရစ်တ ဇ င်အခ ဇြက်	Illumina ကတ်တလ ဇ က် # 20102505	စနစ်စစ်ဆ ဇ ခင်း ကို လုပ်ဆ ဇ င်ခင်း ။ ပနိုလည်အသုံး ပုနိုင်သ ဇ စမ်း သပ် ကတ်ထရစ်တ ဇ င်အခ ဇြက်တစ်ခုနှင့်အတူ ပိုဆ ဇ င်မှု MiSeq i100 ကိပြ။
ပနိုလည်အသုံး ပုနိုင်သ ဇ စမ်းသပ် ကတ်ထရစ်တ ဇ င်အစို	Illumina ကတ်တလ ဇ က် # 20102509	စနစ်စစ်ဆ ဇ ခင်း ကို လုပ်ဆ ဇ င်ခင်း ။ ပနိုလည်အသုံး ပုနိုင်သ ဇ စမ်း သပ် ကတ်ထရစ်တ ဇ င်အစိုတစ်ခုနှင့်အတူ ပိုဆ ဇ င်မှု MiSeq i100 ကိပြ။
တစ်ခါ သုံး လက်အိတ်၊ အမှန်မပါ သ ဇ	အထွေထွေ တံခွဲခန်း ပ ဇ သွင်း သူ	အထွေထွေ ရည်ရွယ်ချက်။
ရ မိုခံပြီး	Illumina ကတ်တလ ဇ က် # 20116211	ရ မိုခံပြီး ကို အစား : ထိုး ခင်း ။
စွန်ပစ်ပခုစည်း ပုလင်း	Illumina ကတ်တလ ဇ က် # 20116206	စွန်ပစ်ပခုစည်း ပုလင်း ကို အစား : ထိုး ခင်း ။ စွန်ပစ်ပခုစည်း ပုလင်း တစ်လုံး နှင့်အတူ ပိုဆ ဇ င်မှု MiSeq i100 ကိပြ။

ကန်ထရိုလ်များ ပစ္စည်း	ပစ္စည်း သူ	ရည်ရွယ်ချက်
Microcentrifuge ပွန်း 1.5 ml	VWR၊ ကတ်တလစ် နံပါတ် #20170-038၊ သို့မဟုတ် အလား ချင်း တူ	စုစည်း ခန်း ကို ပြန်ဆင်သည့်အခါ အတွဲများ ပြောင်းလဲစေခြင်း ။
ဖန်ပွတ်ရှည် ထိပ်ဖျား များ ၊ 20 µl	အထွေထွေ တံခွန်ခန်း ပစ္စည်း သူ	စုစည်း ခန်း များ ကို ရေ ချိုး ခြင်း နှင့် တင်ဆောင်ခြင်း အတွက် ပိုက်ဆွဲခြင်း ။
ဖန်ပွတ်ရှည် ထိပ်ဖျား များ ၊ 200 µl	အထွေထွေ တံခွန်ခန်း ပစ္စည်း သူ	စုစည်း ခန်း များ ကို ရေ ချိုး ခြင်း နှင့် တင်ဆောင်ခြင်း အတွက် ပိုက်ဆွဲခြင်း ။
ဖန်ပွတ်ရှည် ထိပ်ဖျား များ ၊ 1000 µl	အထွေထွေ တံခွန်ခန်း ပစ္စည်း သူ	စုစည်း ခန်း များ ကို ရေ ချိုး ခြင်း နှင့် တင်ဆောင်ခြင်း အတွက် ပိုက်ဆွဲခြင်း ။
[ချိတ်ဆက်ထား နိုင်သည်] PhiX ထိန်း ချုပ်မှု v3	Illumina ကတ်တလစ် နံပါတ် # FC-110-3001	600 စက်ဝန်း နှင့် အနီးကပ်ရှိသော ကိရိယာ အစုံအလင်အတွက် PhiX ထိန်း ချုပ်မှုကို ထိုး သွင်း ပြောင်းလဲခြင်း
[ချိတ်ဆက်ထား နိုင်သည်] PhiX အညွှန်း တပ်ထား သော ထိန်း ချုပ်မှု (1000 စက်ဝန်း)	Illumina ကတ်တလစ် နံပါတ် # 20151542	1,000 စက်ဝန်း ရှိသော ကိရိယာ အစုံအလင်များ အတွက် PhiX ထိန်း ချုပ်မှုကို ထိုး သွင်း ပြောင်းလဲခြင်း
[ချိတ်ဆက်ထား နိုင်သည်] HT1 (Hybridization Buffer)	Illumina ကတ်တလစ် နံပါတ် #20015892	အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်သည့် မပျက်စီးမှု မီ အလိုအလျောက် အသွင်ပြောင်းလဲမှု ၊ ထားသော စုစည်း ခန်း များ ကို အား လျှော့ အား နှင့် လုပ်ရန် တစ်စိတ်စိတ် ပစ္စည်း ကို အသုံး ပြုခြင်း။

စက်ကိရိယာ

အိုင်တမ်	အရင်း အမည်
မိုက်ခရိုပိုင်န့်စ် ဓာတ်ခလုတ်	အထွေထွေ တံခွန်ခန်း ပ န သွင်း သူ
ဖန်ပွဲပြုရည်၊ 20 µl	အထွေထွေ တံခွန်ခန်း ပ န သွင်း သူ
ဖန်ပွဲပြုရည်၊ 200 µl	အထွေထွေ တံခွန်ခန်း ပ န သွင်း သူ
ဖန်ပွဲပြုရည်၊ 1000 µl	အထွေထွေ တံခွန်ခန်း ပ န သွင်း သူ
Vortex ရ န မှန်ကန်ရိယာ	အထွေထွေ တံခွန်ခန်း ပ န သွင်း သူ
[ချိန်လှုပ်ထား ၊ နိုင်သည်] USB ကီး ဘုတ်	အထွေထွေ န သွင်း သူ
[ချိန်လှုပ်ထား ၊ နိုင်သည်] USB မ န ကိတ်	အထွေထွေ န သွင်း သူ

ထည့်သွင်း ခြင်း

စနစ်ထည့်သွင်း ခြင်း လုပ်ငန်း စဉ်ကို မစတင်မီ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက် ထည့်သွင်း မှု ပြုဆင်ချက် စာ ချက်စာ တမ်း တွင် လိုအပ်သော အချက်အလက်အား လုံး သင့်တွင် ရှိက ဖြစ်သော ချော့ ပါ စနစ်စနစ်ထည့်သွင်း ခြင်း မစတင်မီ လိုအပ်သော ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် သိုလှောင်မှုအသစ် စီစဉ်အချက်အလက်များ ကို ရယူရန် သင်၏ IT ကိုယ်စား လှယ်ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ **MiSeq i100 Series ပုံစံ မူစာ မျက်နှာ** ကို ကိုး ကား ပါ။

⚠ ကိရိယာ ကို ပါ ပါ ဖွင့်ထား ။ ချိန်တွင် မရ ဖြစ်ပါ နှင့်။ ပါ ပါ ဖွင့်ထား ။ စဉ်ကိရိယာ ကို ရ ဖြစ်ပြီး သည် အရ စ ကိရိယာ သော စနစ်အမှား အသွင်း မှား ဖြစ်ပါ စ နိုင်သည်။

န စ က်ထပ်အချက်အလက်များ အတွက် **စာ မျက်နှာ 10 ရှိ ကိရိယာ အစိတ်အပိုင်း မှား** ကို ကိုး ကား ပါ။

ကိရိယာ ကို ပထမဆုံး အကိမ်ပြုဖွင့်ပါ။

1. ကိရိယာ ပတ်ပတ်လည်ရှိ ပလပ်စတစ်အကာ အကွယ်အဖုံး ကို ဖယ်ရှား ပါ။
2. Instrument ၏န စ က်ဘက်ရှိ အီယာ နက် ကိုပြ ကို အီယာ နက် အပ ခ် က် (LAN1) ချိတ်ဆက်မှုတွင် ချိတ်ပါ။ **စာ မျက်နှာ 11 ရှိ ပါ ဝါ နှင့် အရန်ချိတ်ဆက်မှုများ** ကို ကိုး ကား ပါ။
MiSeq i100 တွင် ၎င်း ၏ကိုယ်ပိုင် MAC လိပ်စာ ပါ ရှိသည့် LAN ပ ခ် က်နှစ်ခုပါ ရှိသည်။ ထည့်သွင်း စဉ်အတွင်း LAN1 (enp66s0) စီစဉ်သတ်မှတ်ပါ။ တပ်ဆင်ပြီးနောက် LAN2 ကို သင် စီစဉ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ **စာ မျက်နှာ 55 ရှိ ကွန်ရက်ဆက်တင်** ကို ကိုး ကား ပါ။
3. ပါ ပါ ကိုပြ ကို န စ က်ဘက် ခ် ရှိ ပါ ပါ ဝင်ပ ခ် က်သို့ ချိတ်ဆက်ပါ။ ထို့နောက် ၎င်း အား မ နှိုက်ကိုပြ ဖြစ်လျှင် ပစ်ပယ်ပ ခ် က်သို့ ချိတ်ဆက်ပါ။ **စာ မျက်နှာ 11 ရှိ ပါ ဝါ နှင့် အရန်ချိတ်ဆက်မှုများ** ကို ကိုး ကား ပါ။
4. အ စ က်ခံခိုကို ပူး တွဲပါ။ **စာ မျက်နှာ 99 ရှိ အ စ က်ခံခိုကို ပူး တွဲပါ** ကို ကိုး ကား ပါ။
5. ကိရိယာ ၏က ဖြစ် ဘက်ရှိ ဖွင့်ပိတ်ခလုတ်၏ ပါ ပါ ဖွင့်သည့် (I) ဘက်ခြေ ကို နှိပ်ပါ။ **စာ မျက်နှာ 11 ရှိ ပါ ဝါ နှင့် အရန်ချိတ်ဆက်မှုများ** ကို ကိုး ကား ပါ။
6. ကိရိယာ ကို ဖွင့်ရန် ကိရိယာ ၏ မျက်နှာ စာ ရှိ ပါ ပါ ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ **စာ မျက်နှာ 11 ရှိ ပ ခ် ပ အစိတ်အပိုင်း မှား** ကို ကိုး ကား ပါ။
7. သင်နှစ်သက်သော မပြကွင်း ထ စ င် ကို ရရှိစ ရန် မ စ ခိုတာ အား ခြိတ်ညှိပါ။

ပထမအကိမြ် စနစ်ထည့်သွင်း ခြင်း

MiSeq i100 Series ထိန်းချုပ်ဆဲးစက် ဖိဝဲက ပထမအကိမြ် စနစ်ထည့်သွင်းခြင်း တွင် သင့်ကို လမ်းပညာ နေသည်။ အဲဒါကို ဖတ်ပြီး ကျင့်သုံးခြင်း တွင် ကနဦး တပ်ဆင်မှုအတွင်း စီစဉ်သတ်မှတ်ရမည့် စီစဉ်သတ်မှတ်မှု ဆက်တင်ကို အကုန် ချုပ်ဖတ် ပြန်ရမည်။

! လည်နာမိတ် ဖတ်ရှုခြင်း ကာ ဆာကို ပြန်၍ ကိရိယာကို မနုဉ်း ဖွင့်ယူပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်နုဉ်း ဖွင့်ယူမှုသည် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် အားလုံးကို ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

! တိကျသော လုပ်ဆောင်မှု ရလဒ်အား ကိုယ်စားပြုရန်၊ တပ်ဆင်မှုပိုမို မြန်မာနိုင်ပြီးနောက်တွင် ကိရိယာ၏အချို့ နှုတ်ကုန်ကို သင်သတ်မှတ်ရပါမည်။ [စာမျက်နှာ 57 ရှိ အချိန်ဆက်တင်](#) ကို ကြည့်ပါ။

အက်ဒမင်အကူအညီ

ပထမဆုံး အကိမြ် စနစ် စတင်သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ဤ အက်ဒမင်အကူအညီ ဖတ်ရှုရန် ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ စနစ်ကို သတ်မှတ်ပြီးနောက်တွင် အက်ဒမင်အကူအညီ ဖတ်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် ဖန်တီးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက [စာမျက်နှာ 45 ရှိ အသုံးပြုသူများ ထည့်သွင်း](#) ကို ကြည့်ပါ။

- အသုံးပြုသူအမည်
- စကားစု

ကိရိယာ အမည်ပေးခြင်း

- [ခရီးလုပ်ဆောင်ခြင်း] ကိရိယာ အမည်ပေးခြင်း

ကိရိယာ အမည်ပေးခြင်းကို သင်ထည့်သွင်းပါက၊ ၎င်းကို MiSeq i100 Series ထိန်းချုပ်ဆဲးစက် ဖိဝဲရှိ စခရင်အောက်တွင် ဖော်ပြပါမည်။

ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု

ပထမဆုံး အကိမြ် တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု စီစဉ်သတ်မှတ်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ သို့မဟုတ် သင်တို့ လည်း တစ်ပါးတည်း လုပ်ဆောင်ရန် အကြံပြုပါသည်။ ကွန်ရက်ကို စီစဉ်သတ်မှတ်ခြင်း မပြုပါက၊ USB သို့မဟုတ် ပြင်ပသိုလှုံစနစ်ကို စီစဉ်သတ်မှတ်ရန် ရမည်။ ကွန်ရက်ကို စနစ်ထည့်သွင်းမည့် မှုး Illumina Proactive၊ BaseSpace Sequence Hub သို့မဟုတ် အခြား ကလေးစားဝန်ဆောင်မှုများကို သင်အသုံးပြုမည်ကို သိရှိပါ။

IP လိပ်စာ

Static IP လိပ်စာကို အသုံးပြုရန်၊ IP လိပ်စာကို ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်ပါ။ သို့မဟုတ် IP လိပ်စာ၏ သတ်မှတ်ချက်ကို အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်ရန် Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ကို အသုံးပြုပါ။

- IP လိပ်စာ (DHCP) ကို အလိုအလျောက် သတ်မှတ်မည်
- IP လိပ်စာကို ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်ပါ
 - IP လိပ်စာ

- Netmask
- Gateway

DNS ဆာ ဟ

DNS ဆာ ဟ များ ကို ကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်း န ခါ က၊ ဆာ ဟ များ စွာ ကို က ဖြစ်ပေါ်စေ ပြီး ခြင်း ဖြစ် ထည့်သွင်း နိုင်သည်။ MiSeq i100 သည် ဒိုမိန်း တွင် မရှိပါ က အမည် ဆုံး ဖြစ်ချက်ကို ရရှိရန် ဒိုမိန်း ကို သင်ရှာ ဖွင့် ပါ သည်။

- DNS server IP လိပ်စာ ကို အလိုအလ ဖြစ် သတ်မှတ်ပ စ မည်
- [ချန်လှပ်ထား နိုင်သည်] DNS ဆာ ဟ IP လိပ်စာ ကို ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်ပါ
 - DNS ဆာ ဟ (များ) IP လိပ်စာ
- [ချန်လှပ်ထား နိုင်သည်] ဒိုမိန်း ရှာ ဖွင့်

ပရ ဖ က်စီဆာ ဟ

ပရ ဖ က်စီဆာ ဟ ကို ဖွင့်ထား ပါ က စစ်မှန်က ဖြစ် နှင်း အတည်ပြုထား သ ဖ ပရ ဖ က်စီဆာ အတွက် အသုံး ပြု အမည်နှင့် စကား ဝှက်ကို ထည့်သွင်း ရန် ရှာ ချုပ်ခွင့်တစ်ခုကို ဖ ဖ ပြသည်။

- [ချန်လှပ်ထား နိုင်သည်] ပရ ဖ က်စီဆာ ဖွင့်ထား မည်
 - ဆာ ဟ လိပ်စာ
 - [ချန်လှပ်ထား နိုင်သည်] အပ ခ်
 - အသုံး ပြုအမည်နှင့် စကား ဝှက် လိုအပ်သည်
 - အသုံး ပြုအမည်
 - စကား ဝှက်

ပိုင်း ရာ ဝ ခ်

အကယ်၍ သင်သည် MiSeq i100 ကို အဝ စ မှ ဝင်ရ ဖ က်ရမည်ဆိုပါ က၊ Port 80 နှင့် 443 တို့ကို ဝင်ရ ဖ က်အသုံး ပြု မည်။

- အဝ စ မှ ဝင်ရ ဖ က်သုံး စွဲနိုင်ရန်အတွက် ကွန်ရက် Port 80 နှင့် 443 ကို ဖွင့်ပါ

Illumina Proactive

Illumina Proactive ကို ပုံသ ဖ ချပ်ထား သည်။

- ကိရိယာ စွမ်း ဆ ဖ ခ်ရည်ဒ ဟာ ကို Illumina သို့ ပို့ပါ ။ ဒ ပြပ ခ် အစီအစဉ်ဆုံး ဖ ဖြ်ရ ဖ ဒ ဟာ ကို မပို့ပါ ။

စနစ်စစ်ဆ စ မှုများ

လိုအပ်သ ဖ ဖွဲ့စည်း ပုံများ ထည့်သွင်း ပြီး န က်၊ MiSeq i100 အစိတ်အပိုင်း များ အား လုံး ကို သင့်လ ဖ ဖွာ လုပ်ဆ ဖ ခ်နိုင်စ ရန်အတွက် စနစ်စစ်ဆ စ မှုများ ကို စတင်လုပ်ဆ ဖ ခ်ပါ သည်။ စနစ်စစ်ဆ စ မှုများ တွင် Flow Cell တံခါး ၊ အတွင်း အအ ဖ ခ်ပန်ကာ နှင့် တ စမ်း ပစ္စည်း ရယူရ ဖ ယနုတရာ များ ပါ ဝင်ပါ သ

ည်။ ကိရိယာ သည် စနစ်စစ်ဆေးမှုများ : ကို ခံယူမှု သို့မဟုတ် ကြိုတင်ကိရိယာ ကို မနုဿာ နှင့်ယှက်ပါ နှင့်။ စနစ်စစ်ဆေးမှုများ : သည် MiSeq i100 တွင် ပါရှိသော ပစ္စည်း နိုင်ငံ အစိုးရနှင့် အခမဲ့ ကြိုတင်ကတ်ထရစ်တစ်ခု နှင့်များ : ကို အသုံးပြုသည်။

အစာ ကပ်စပ်ပြီး အတိုင်း ပစ္စည်း နိုင်ငံ အစိုးရ သပ်ကတ်ထရစ်တစ်ခု နှင့်များ : ကို ထည့်ပါ ။

1. ဗန်း အခမဲ့ ကြိုတင်ဆန်ထုတ်ရန် **Next** (ရေ၊ သို့) ကို ရှေ့သို့ ပြန်ပါ ။
2. ဗန်း အခမဲ့ ကြိုတင်ဆန်ထုတ်ပြီးနောက် ဗန်း သပ်ကတ်ထရစ်တစ်ခု နှင့်အခမဲ့ ကြိုတင်ထည့်ပါ ။
3. ဗန်း အခမဲ့ ကြိုတင်ပစ္စည်းသိမ်း ရန်နှင့် ဗန်း အစိုးရဆန်ထုတ်ရန် **Next** (ရေ၊ သို့) ကို ရှေ့သို့ ပြန်ပါ ။
4. ဗန်း အစိုးရဆန်ထုတ်ပြီးနောက် ဗန်း သပ်ကတ်ထရစ်တစ်ခု နှင့်အခမဲ့ ကြိုတင်ထည့်ပါ ။
5. ဗန်း အစိုးရပစ္စည်းသိမ်း ပြီး စနစ်စစ်ဆေးမှုများ : ကို စတင်ရန် **Next** (ရေ၊ သို့) ကို ရှေ့သို့ ပြန်ပါ ။

⚠ ဗန်း များ : ကို ကိုယ်တိုင်မချိန်ညှိပါ နှင့်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်း သည် ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းမှု မရှိမရသော အရာ ကြီးမားသော စနစ်အမှား : ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

စနစ်စစ်ဆေးမှုသည် ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုတစ်ရာ ကို ခွဲခြား သိမည်ပါ။ အစိတ်အပိုင်း အား လုံး ကို စစ်ဆေးပြီး သည်အထိ စနစ်စစ်ဆေးမှုများ : ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ သည်။ မအောင်မြင်သော အစိတ်အပိုင်း များ : ဤပစ္စည်းသည် စာရင်း ကိုမှတ်တမ်း ဖိုင်များ : တွင်မှတ်တမ်း တင်ထား သည်။ မှတ်တမ်း ဖိုင်များ : ကို မျှော်မှန်း နှင့် ပြန်ချက်ရှာဖွေခြင်း ပစ္စည်း မှတ်တမ်းမှတ်တမ်းသည် ပြဿနာများ : ကိုမဆို ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိ Illumina နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီပေးစာရင်း ထိဆက်သွယ်ပါ ။

စနစ်စစ်ဆေးမှုများ : ပြီးသွားပြီးနောက် Start (စတင်မည်) စခရင်မှ **Eject Consumables** (တစ်ကြိမ်သုံး ပစ္စည်းများ : ဖယ်ထုတ်မည်) ကို ရှေ့သို့ ပြန်ပြီး ခြုံငုံသော ဗန်း သပ်ကတ်ထရစ်တစ်ခု နှင့်အစိုးရပစ္စည်း ခြုံငုံသော ဗန်း သပ်ကတ်ထရစ်တစ်ခု နှင့်အခမဲ့ ကြိုတင်ထည့်လိုက်ပါ ။ နှစ်အသုံး ပြုရန်အတွက် ကတ်ထရစ်တစ်ခု များ : ကို ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်တွင် သိမ်းဆည်းပါ ။

ပစ္စည်းသိုလှုံမှု

စက်တွင်း ကွန်ရက်သိုလှုံမှု

ကွန်ရက်သိုလှုံမှု - SMB

1. အစာ ကပ်ပါ အချက်အလက်များ : ကို ထည့်သွင်းပါ -

- ဆာဗာတည်ရာ
- [ချိန်လုပ်ထားနိုင်သည်] ဒိုမိန်း
- အသုံးပြုအမည်
- စကား : ဝှက်

ကုဒ်ဝှက်ခြင်း

- ဖိုင်လွှဲပြောင်း နှင့် ချိန်အတွင်း ကုဒ်ဝှက်ရန် လိုအပ်သည်။
- ဖိုင်လွှဲပြောင်း နှင့် ချိန်အတွင်း ကုဒ်ဝှက်ခြင်း ကို မလိုအပ်ပါ ။

2. ကွန်ရက်သိုလှုံမှု ခြုံငုံဆက်ခြင်း ကို စမ်းသပ်ရန် **Test configuration** (စီစဉ်သတ်မှတ်ခြင်း ကို စမ်းသပ်မည်) ကို ရှေ့သို့ ပြန်ပါ ။

3. စမ်းသပ်မှုပြီးပါက **Save** (သိမ်းမည်) ကို ရှေ့သို့ ပြန်ပါ ။

4. စာ မျက်နှာ 41 ရှိ ပုံသ ဖိုင်တွဲကို သတ်မှတ်ပါ (ပုံသ ဖိုင်တွဲကို သတ်မှတ်မည်) ကို ဆက်လုပ်ပါ ။

ကွန်ရက်သိုလ်, ဖိုင်မှု - NFS သိုလ်, ဖိုင်မှု

1. အ ဖက်ပါ အချက်အလက်များ ။ ကို ထည့်သွင်း ပါ -

- ဆာ ဗာ တည်န ဖာ
- [ခရစ်လုပ်ထား ။ နိုင်သည့်] ဒိုမိန်း
- အသုံး ပုဂ္ဂိုလ်အမည်
- စကား ။ ဝှက်

2. ကွန်ရက်သိုလ်, ဖိုင်မှု ခြုံငုံချက်အား ခြုံငုံ စမ်း သပ်ရန် **Test configuration** (စီစဉ်သတ်မှတ်ခြင်း ကို စမ်း သပ်မည်) ကို ရှိ ချုပ်ပါ ။

3. စမ်း သပ်မှုပြီး ပါ က **Save** (သိမ်း မည်) ကို ရှိ ချုပ်ပါ ။

4. စာ မျက်နှာ 41 ရှိ ပုံသ ဖိုင်တွဲကို သတ်မှတ်ပါ (ပုံသ ဖိုင်တွဲကို သတ်မှတ်မည်) ကို ဆက်လုပ်ပါ ။

USB သိုလ်, ဖိုင်မှု

MiSeq i100 ကို ကွန်ရက်တစ်ခုနှင့် ခြုံငုံချက်အား ။ မှသာ ပြုပြင်သိုလ်, ဖိုင်မှုအတွက် USB ဒရိုက်ပ်ကို ထည့်ရန် အကဲဖြင့် ပါ သည်။ နမူနာ စာ ချက်များ ။ နှင့် အရင်း အမြစ်ဖိုင်များ ။ ကို တင်သွင်း ရန်အတွက် USB ဒရိုက်ပ်ကိုလည်း အသုံး ပုဂ္ဂိုလ် နိုင်သည်။

! | ဖြစ်နိုင်ခ မြို့သ ဖိုင်မှု, ဖိုင်မှုတပ်ဆင်ခြင်း နှင့် ဒ ဓာ လွှဲပ ခြင်း ခြင်း ဆိုင်ရာ ပြဿနာ များ ကို ရှိ ချုပ်ပါ ။ ရန် အကဲဖြင့် ။ သ ဖက် ရင်း တွင် USB hub ကိုသုံး ပါ ။ **MiSeq i100 Series အကူအညီပ ခရ ခ** ဆိုက်စာ မျက်နှာ ကို ကိုး ကား ပါ ။

USB ဒရိုက်ပ်ကို အ ဖက်ပါ အတိုင်း သီး သန့်စီစဉ်ရပါ မည်။

- exFAT သို့မဟုတ် NTFS သို့ ဖက် မတ်ချထား ။ သည်။
- အထွက်ဖိုင်တွဲအဖ ဖက် အသုံး ပုဂ္ဂိုလ် ဖိုင်တွဲတစ်ခုကို ထည့်သွင်း ပါ ။ ဖိုင်တွဲအမည်တွင် န ဖာ လွတ် မပါ ရပါ ။

i | ဖိုင်တွဲကို MiSeq i100 Series ထိန်း ချုပ်ဆ ဖက် ဖိုင် တွင် ဖန်တီး ခြုံငုံရပါ ။ ကိရိယာ သို့ USB မထည့်မီ ၎င်း ကို ဖန်တီး ရပါ မည်။

- USB 3.1 Gen 1 အပ ခက်သို့ ခြုံငုံချက်အား ။ သည်။ စာ မျက်နှာ 12 ရှိ အရန်ချိတ်ဆက်မှုများ ကို ကိုး ကား ပါ ။

1. Add USB (USB ထည့်မည်) ကို ရှိ ချုပ်ပါ

! | USB ကို ကုဒ်ဝှက်ထား ။ ပါ က ဖက် ။ ဝှက်ကို ရှိ ထည့်ပါ ။ USB ကို ကုဒ်ဝှက်ထား ။ ပါ က ဖက် ။ ဝှက် မထည့်ပါ နှင့်။

2. **Add** (ထည့်မည်) ကို ရှိ ချုပ်ပါ ။

3. **Save** (သိမ်း မည်) ကို ရှိ ချုပ်ပါ ။

4. စာ မျက်နှာ 41 ရှိ ပုံသ ဖိုင်တွဲကို သတ်မှတ်ပါ (ပုံသ ဖိုင်တွဲကို သတ်မှတ်မည်) ကို ဆက်လုပ်ပါ ။

ပုံသ ဖိုင်တွဲကို သတ်မှတ်ပါ

ပဋိပသိုလ, နှင်မှုတည်န ချာ ကို ပါးင်း ထည့်ပို့ပြီး နှစ် MiSeq i100 Series ထိန်း ချုပ်ဆ နှစ် ဖဲဝဲ သည် Start (စတင်မှု) စခရင်သို့ ခါး ဆ နှင်သွား ပါ မည်။ ဒဉ်ပါးင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖဉ်ခဉ်း လုပ်ဆ နှင်မှုကို မစတင်မီ ပုံသ ခ ဖိုင်တွဲကို စနစ်ထည့်သွင်း ရပါ မည်။ ပုံသ ဖိုင်တွဲကို သတ်မှတ်ရန် အ နှစ်ပါ အဆင့်များ ပါး ကို အသုံး ပုဉ်း ။

1. မျက်နှာ ပဉ်ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထ နှင်ရှိ မီးနှုံး အိုင်ကွန်ကို ရှု န ပါ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှု န ပါ ။ ထိုန နှစ် **External storage** (ပဋိပသိုလ, နှင်မှု) ကို ရှု န ပါ ။
3. **Add folder** (ဖိုင်တွဲထည့်မည်) ကို ရှု န ပါ ။
4. ဆွဲချစာ ရင်း မှ ဆာ ဟ တည်န ချာ ကို ရှု န ပါ ။ ထိုန နှစ် ပမာ ဣကို ရှု န ပါ ။
5. **Available folders** (ရနိုင်သ နှစ် ဖိုင်တွဲများ) မှ အလိုရှိသ နှစ် ပုံသ အထွက်ပိုင်ကို ရှု န ချပ်ပါ ။
6. [ချန်လှပ်ထား ပါး နိုင်သည်] ဖိုင်တွဲအမည်ပွက်တစ်ခု ထည့်ပါ ။
7. **Save** (သိမ်း မည်) ကို ရှု န ပါ ။

ကလ နှစ် န်ဒသိုလ, နှင်မှု

အကယ်၍ သင်သည် BaseSpace Sequence Hub (BSSH) သို့ စာ ရင်း သွင်း ထား ပါ က ကိုယ်ပိုင် ဒိုမိန်း အမည်ကို လိုအပ်ပါ သည်။

- လက်ခံ တည်န ချာ
- [ချန်လှပ်ထား ပါး နိုင်သည်] ကိုယ်ပိုင် ဒိုမိန်း အမည်

ဆက်တင်

စာ မျက်နှာ 36 ရှိ ထည့်သွင်း ခြင်း ပီပြီ စီး ပီပြီ နှစ် ခန့်ကို ခြိတ်သတ်မှုအတွက် လမ်း ညွှန်ချက်များ ။ ဤ အပိုင်း တွင် ဖ ဖော်ပြထား ။ ပါ သည်။ အက်ဒမင်များ ။ သည် ကိရိယာ ပါ ခြင်း ခန့်ဆက်တင်ကို ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် အဝ နှစ် ထိန်း ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ထား ။ သ နှစ် ကွန်ပျူတာ ကို အသုံး ပြု၍ ကန်သတ်ထား ။ သ နှစ် ခန့်ဆက်တင် ကို ပြင်ဆင်နိုင်သည်။

MiSeq i100 Series ထိန်း ချုပ်ဆ နှစ် ဖိတ် ကို အဝ နှစ် မှ ဝင်ရ နှစ် သုံး ခွဲခြား အတွက် **စာ မျက်နှာ 15 ရှိ Illumina Run Manager** ကို ကိုး ကာ ။ ပါ ။

ကွန်ရက်ဆက်တင်ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ရာ တွင် အကူအညီအတွက် Illumina နည်း ပညာ ပိုင်း ဆိုင်ရာ အကူအညီပ နှစ် နှစ် ဆက်သွယ်ပါ ။

ကိရိယာ ထိန်း ချုပ် ကွန်ပျူတာ ။ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်း သို့မဟုတ် လုံခြုံစွာ ဆက်တင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ။ အတွက် **Illumina ထုတ်ကုန်လုံခြုံစွာ** နှစ် ကို ကိုး ကာ ။ ပါ ။

လူပုဂ္ဂိုလ်များ ။

MiSeq i100 Series ထိန်း ချုပ်ဆ နှစ် ဖိတ် ၏ ဆက်တင်ဧရိယာ ရှိ လူပုဂ္ဂိုလ်များ ။ အပိုင်း တွင် သင့်လျော်သ နှစ် နှစ် ပြုပြင်မှုအသုံး ပြုမှုများ ။ အတွက် အ နှစ် နှစ် နှစ် များ ။ ကို ထည့်သွင်း ဖ ဖော်ပြထား ။ သည်။ နှစ် နှစ် ထပ်အချက်အလက်များ ။ အတွက် **စာ မျက်နှာ 42 ရှိ အသုံး ပြုမှု ခွင့်ပြုချက်များ** ။ ကို ကိုး ကာ ။ ပါ ။

အသုံး ပြုမှုများ ။

MiSeq i100 Series ထိန်း ချုပ်ဆ နှစ် ဖိတ် တွင် အ နှစ် နှစ် အခန်း ကဏ္ဍများ ။ ရှိသည်-

- **ဒြပ်ပ နှစ် အစီအစဉ်ဆုံး ဖော်ပြသူ အ နှစ် ပရ နာ များ** ။ —အသုံး ပြုမှုအား ။ ဒြပ်ပ နှစ် အစီအစဉ်ဆုံး ဖော်ပြရ နှစ် ကို လုပ်ဆ နှစ် နှစ် ဒြပ်ပ နှစ် အစီအစဉ်ဆုံး ဖော်ပြရ နှစ် လုပ်ဆ နှစ် နှစ် အား ။ လုံး ကို ဝင်ရ နှစ် ကဏ္ဍ ညွှန်ချက်အသုံး ပြုမှု ပ နှစ် ပါ သည်။ ကိရိယာ ပါ ခြင်း ထိန်း ချုပ်ဆ နှစ် ဖိတ် ဝင်ရ နှစ် အသုံး ပြုမှု နှစ် အသုံး ပြုမှု သူတစ်ဦး အား ။ ဒြပ်ပ နှစ် အစီအစဉ်ဆုံး ဖော်ပြသူ အ နှစ် ပရ နာ များ ။ အခန်း ကဏ္ဍကို သတ်မှတ်ပ နှစ် ထား ။ ရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း သည် အသုံး ပြုမှုအသစ်ကို ဖန်တီး ခြင်းတွင် ဖြစ်ပ နှစ် သ နှစ် ပုံသ အခန်း ကဏ္ဍ ဖြစ်သည်။
- **အက်ဒမင်များ** ။ —အသုံး ပြုမှုအား ။ အက်ဒမင်၏ လုပ်ဆ နှစ် နှစ် နှစ် နှစ် နှစ် ဆက်တင်အား ။ လုံး ကို ဝင်ရ နှစ် သုံး ခွဲခြားပ နှစ် နှစ် နှစ် သည်။ အသုံး ပြုမှုတစ်ဦး ကို ထည့်သ နှစ် အခါ တွင် ထိုအသုံး ပြုမှုကို အက်ဒမင်အဖြစ် တာ ဝန်ပ နှစ် နှစ် သည်။ အက်ဒမင်များ ။ အခန်း ကဏ္ဍတွင် ဒြပ်ပ နှစ် အစီအစဉ်ဆုံး ဖော်ပြသူ အ နှစ် ပရ နာ များ ။ အခန်း ကဏ္ဍက ပ နှစ် ထား ။ သည့် အသုံး ပြုမှုအား ။ လုံး ပါ ဝင်သည်။

အသုံး ပြုမှု ခွင့်ပြုချက်များ ။

အခန်း ကဏ္ဍတစ်ခုစီအတွက် အ နှစ် နှစ် ဆက်တင်ခွင့်ပြုချက်များ ။ ကို ရနိုင်ပါ သည်။ အသုံး ပြုမှုအသစ်ကို ဖန်တီးသ နှစ် အခါ တွင် ဒြပ်ပ နှစ် အစီအစဉ်ဆုံး ဖော်ပြသူ အ နှစ် ပရ နာ အခန်း ကဏ္ဍကို ပုံသ အား ။ ဖြစ်ရ ပ နှစ် ပီပြီ အက်ဒမင်များ ။ ၏ အခန်း ကဏ္ဍကိုလည်း ရ ပ နှစ် နှစ် သည်။ **စာ မျက်နှာ 45 ရှိ အသုံး ပြုမှုများ ထည့်မည်** ကို ကိုး ကာ ။ ပါ ။

စာ : ပွဲ 1 လူအများ :

ဆက်တင်	ခွင့်ပုဂ္ဂိုလ်	အက်ဒမင်များ :	ဒေါ်ပိုင်ခွင့် အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်သူ အစီအစဉ် ပရောဂျက်များ :
အသုံး ပုဂ္ဂိုလ်များ :	အသုံး ပုဂ္ဂိုလ်များ : ကို ကြည့်ရှုမည်၊ တည်း ဖြစ်မည်၊ ထို့ပြင် ဖယ်ရှား : မည်	✓	-
စကား : ဂုဏ်မူဝါဒ	စကား : ဂုဏ်မူဝါဒများ : သတ်မှတ်မည်	✓	-
စာ ရင်း စစ်မှန်တမ်း	စာ ရင်း စစ်မှန်တမ်း ကို ကြည့်မည်	✓	-

စာ : ပွဲ 2 ကိရိယာ

ဆက်တင်	ခွင့်ပုဂ္ဂိုလ်	အက်ဒမင်များ :	ဒေါ်ပိုင်ခွင့် အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်သူ အစီအစဉ် ပရောဂျက်များ :
အက ဖြစ်	ကိရိယာ အချက်အလက်ကို ကြည့်မည်	✓	✓
ကိရိယာ ဆက်တင်	ကိရိယာ ၏ ဆက်တင်ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ	✓	✓
ဆန္ဒ ဖြစ်အပ်ခြင်း	ဆန္ဒ ဖြစ် အပ်ခြင်းများ : လုပ်ဆောင်မည်	✓	✓
စနစ်စစ်ဆေးမှုများ :	စနစ်စစ်ဆေးမှုများ : ကို လုပ်ဆောင်မည်	✓	✓
အသုံး ပုဂ္ဂိုလ်များ : စာ တစ်စင်း ပစ္စည်း တံခါး : ကို ဖွင့်မည်	စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ပုလင်း ကို အလွတ်ရှင်း ရန် စာ တစ်စင်း ပစ္စည်း တံခါး : ကို ဖွင့်ပါ	✓	✓
စက်ရုံထုတ်အတိုင်း ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း	ကိရိယာ ရှိ အစားအသုံး : လုံး ကို ဖျက်ပါ	✓	-

စာ : ပွဲ 3 ကွန်ရက်

ဆက်တင်	ခွင့်ပုဒ်	အက်ဒမင်မော့ :	ဒေါ်ပေါင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြေသူ အစ ပရောမော့ :
ကွန်ရက်ဆက်တင်	ကွန်ရက်ဆက်တင်ကို စီစဉ်သတ်မှတ်မည်	✓	-
ပရောမော့ ကိရိဆက်တင်	ပရောမော့ ကိရိဆာ ဟာ ကို ဖွင့်ထား : မည်	✓	-
Firewall ဆက်တင်	Firewall ဆက်တင်ကို ဖွင့်ထား : မည်	✓	-
TLS ဆာ တီဖီကိတ်	TLS ဆာ တီဖီကိတ်မော့ : ကို စီစဉ်သတ်မှတ်မည်	✓	-
အချိန်ဆက်တင်	အချိန်ဇုန်နှင့် ကွန်ရက်အချိန်ပရိုတိုကော (NTP) ဆာ ဟာ ကို စီစဉ်သတ်မှတ်မည်	✓	✓
ကလစ် ကိရိဆက်တင်	ကလစ် ကိရိ ချိတ်ဆက်မှု ဆက်တင်ကို စီစဉ်သတ်မှတ်မည်	✓	✓
ပရိုပရိုလီယံ နှင့် မှု	ပရိုပရိုလီယံ နှင့် မှု ဆက်တင်ကို စီစဉ်သတ်မှတ်မည်	✓	✓

စာ : ပွဲ 4 ခွဲခွဲခြား ခြား စိတ်ဖော်ပြမှု

ဆက်တင်	ခွင့်ပုဒ်	အက်ဒမင်မော့ :	ဒေါ်ပေါင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြေသူ အစ ပရောမော့ :
ခွဲခွဲခြား ခြား စိတ်ဖော်ပြခြင်း စီစဉ်သတ်မှတ်မှု နမူနာ ပုံစံ	ခွဲခွဲခြား ခြား စိတ်ဖော်ပြ ချက်သီး သန့်စီစဉ်မှု နမူနာ ပုံစံ (ACT) ကို ထည့်ပါ	✓	✓
အပလီကေးရှင်း မော့ :	အပလီကေးရှင်း မော့ : အတွက် ထည့်သွင်း ခြင်း ၊ ထည့်သွင်း မှု ဖြေခွင့် ၊ စီစဉ်သတ်မှတ်မှုကို တည်း ဖြေခွင့်	✓	✓
စိတ်ကိုပြန် ကိရိယာ အစုံမော့ :	စိတ်ကိုပြန်အညွှန်း အဒက်တာ နှင့် စုစည်း ခန်း ကို ပြန်ဆင်သည့်ကိရိယာ အစုံမော့ : ကို ထည့်ပါ	✓	✓
DRAGEN	DRAGEN ဟာ : ရှင်း အသစ်ကို ထည့်သွင်း ပီဇ် လိုင်စင်ကို အပ်ဒိတ်လုပ်မည်	✓	-
အရင်း အမေရိကန်မော့ :	MiSeq i100 Series အရင်း အမေရိကန်မော့ : က ထည့်မည်	✓	✓

အသုံး ပုဂ္ဂိုလ်များ ။ ထည့်မည်

အက်ဒမင်အဖွဲ့ဝင်ရ နှစ်သုံး ခွင့်ရရှိထား ။ သ နှစ် အသုံး ပုဂ္ဂိုလ်များ ။ သည် MiSeq i100 Series ထိန်း ချုပ် ဆ နှစ် ကို အသုံး ပုဂ္ဂိုလ်အသုံး ပုဂ္ဂိုလ်အသစ်များ ။ ကို ထပ်ထည့်နိုင်သည်။ ကလ နှစ် အသုံး ပုဂ္ဂိုလ်များ ။ အနု ဖွဲ့ င်း တို့၏ BaseSpace Sequence Hub အထ နှစ် အထာ ။ များ ။ ကို အသုံး ပုဂ္ဂိုလ်ကိရိယာ သို့ ဦး စွာ ဝင်ရ နှစ် သ ည့်အခါ အသုံး ပုဂ္ဂိုလ်များ ။ ကို အလိုအလ နှစ် ဖန်တီး ပ န ပါ သည်။ BaseSpace Sequence Hub အသုံး ပုဂ္ဂိုလ် စဉ်း ကို ဖန်တီး ပ န နှစ် အသုံး ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်း ကို MiSeq i100 Series ထိန်း ချုပ်ဆ နှစ် ဖွဲ့ဝင် တွင် အလိုအလ နှစ် ဖန်တီး ပ န င်း တို့၏ ရယူအသုံး ပုဂ္ဂိုလ်ကို ကိုယ်တိုင် ပ င်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။

အသုံး ပုဂ္ဂိုလ်ထည့်ပါ ။

1. မျက်နှာ ပ င်ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထ နှစ် င်ရို ဖိနှိုး အိုင်ကွန်ကို ရှေ့ န ပါ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှေ့ န ပါ ။ ထို့န နှစ် **Users** (အသုံး ပုဂ္ဂိုလ်များ ။) ကို ရှေ့ န ပါ ။
3. **Add user** (အသုံး ပုဂ္ဂိုလ်ကို ထည့်မည်) ကို ရှေ့ န ပါ ။
4. အ နှစ် ကိပါ အချက်အလက်များ ။ ကို ထည့်သွင်း ပါ -
 - အသုံး ပုဂ္ဂိုလ်အမည်
 - အမည်ပထမစာ လုံး
 - အမည်န နှစ် ဆုံး စာ လုံး
5. အသုံး ပုဂ္ဂိုလ် အခ ခြန့် ကို **Active** (သက်ဝင်) အဖွဲ့ သတ်မှတ်ရန် အသုံး ပုဂ္ဂိုလ် အခ ခြန့် အမှတ်ခ ခြ အကွက်ကို ရှေ့ န ချယ်ထား ။ က နှစ် င်း အတည်ပု ပြု ။
သက်ဝင်န သ နှစ် အသုံး ပုဂ္ဂိုလ်များ ။ သည်သာ ကိရိယာ သို့ အက နှစ် င်ဝင်နိုင်သည်။
6. ယာ ယီစကား ။ ဝှက်ကို ထည့်ပါ ။ ယာ ယီစကား ။ ဝှက်များ ။ ကို ပ နှစ် သုံး ချိမရပါ ။
အသုံး ပုဂ္ဂိုလ်များ ။ သည် ယာ ယီစကား ။ ဝှက်ဖ နှစ် ပထမဆုံး အကိရိယာ အက နှစ် င်ဝင်ပါ သည်။ ထို့န နှစ် င်း တို့၏ စကား ။ ဝှက်ကို ပ နှစ် င်း လဲပ န ပါ ရန် အက နှစ် င်း က နှစ် ပါ သည်။ စကား ။ ဝှက် လိုအပ်ချက်များ ။ အတွက် စာ မျက်နှာ 45 ရှိ စကား ။ ဝှက် သတ်မှတ်ချက်များ ။ ကို ကိုး ကား ပါ ။
7. အသုံး ပုဂ္ဂိုလ်အား ။ အက်ဒမင်အဖွဲ့ ထည့်ရန် **Administrators** (အက်ဒမင်များ ။) အမှတ်ခ ခြ အကွက်ကို ရှေ့ န ပါ ။
အဖွဲ့ ခွင့်ပု ပြုများ ။ ဆိုင်ရာ နှစ် နှစ် ထပ်အချက်အလက်များ ။ အတွက် စာ မျက်နှာ 42 ရှိ အသုံး ပုဂ္ဂိုလ် ခွင့်ပု ပြု များ ။ ကို ကိုး ကား ပါ ။
8. ပ နှစ် သ နှစ် အခါ **Yes, save** (ဟုတ်ကဲ့၊ သိမ်း မည်) ကို ရှေ့ န ပါ ။

စကား ။ ဝှက် သတ်မှတ်ချက်များ ။

အသုံး ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်း ဖန်တီး သည့်အခါ စကား ။ ဝှက်သည် အ နှစ် ကိပါ သတ်မှတ်ချက်များ ။ နှင့် ကိုက်ညီရပါ မည်။

မူဝါဒ	လုံခြုံ နှစ် ဆက်တင်
စကား ။ ဝှက်အရှည်	အကုန်အရာ 8-64 လုံး
အနည်း ဆုံး စကား ။ ဝှက် စာ လုံး ရ ဆက်သွယ် ချက်များ ။	• စာ လုံး အကိရိယာ တစ်လုံး • စာ လုံး သ နှစ် တစ်လုံး • ဂဏန်း အကုန်အရာ တစ်ခု • ထူး ခဉ်း သ နှစ် စာ လုံး တစ်လုံး

မူဝါဒ	လုံခြုံမှု စံ ဆက်တင်
စကား : ဂုဏ်မှတ်တမ်း	ယခင် စကား : ဂုဏ်ငါး : ခုအနက်မှ တစ်ခုခုနှင့်မျှတညီ နှစ် ချိမ့်ရပါ

အသုံး ပြုမှုများ : ကို စီမံမည်

အက်ဒမင်များ : သည် MiSeq i100 Series ထိန်း ချုပ်ဆဲ ဖြစ် ကို အသုံး ပြုပြီး အသုံး ပြုမှုများ : ကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ အသုံး ပြုမှုတစ်ခုစီ ကို ပါးစင်း ထည့်ခင်း ဆိုင်ရာ နှစ် က်ထပ်အချက်အလက်များ : အတွက် စာ မျက်နှာ 45 ရှိ အသုံး ပြုမှုများ : ထည့်မည် ကို ကိုး ကား : ပါ ။

အသုံး ပြုမှုတစ်ခုစီ ကို တည်း ဖြေမည်

အသုံး ပြုမှုတစ်ခုစီ ကို တည်း ဖြေသည့်အခါ ၊ သင်သည် ပထမအမည်၊ နှစ် က်ဆုံး အမည်၊ အခ မြန်ဆွေပုံပြန် များ : ကို ပြန်လည် လုံခြုံစေ စာ မျက်နှာ 46 ရှိ စကား : ဂုဏ် ပြန်လည်သတ်မှတ်ခင်း (အက်ဒမင်)။ အသုံး ပြုမှုအမည်ကို သင် ပြန်ဆင်ခြင်ရပါ ။

1. မျက်နှာ ပြန်ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှစ် ရှိ မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှိပါ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှိပါ ။ ထိုနှစ် က် **Users** (အသုံး ပြုမှုများ :) ကို ရှိပါ ။
3. ပြန်ဆင်မည့် အသုံး ပြုမှုကို ရှိပါ ။
4. အသုံး ပြုမှုဆက်တင်ကို ပြန်ဆင်ပြီး **Save** (သိမ်း မည်) ကို ရှိပါ ချုပ်ပါ ။

အသုံး ပြုမှုကို ဖယ်ရှား : မည်

1. မျက်နှာ ပြန်ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှစ် ရှိ မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှိပါ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှိပါ ။ ထိုနှစ် က် **Users** (အသုံး ပြုမှုများ :) ကို ရှိပါ ။
3. သင်ဖယ်ရှား : လိုသ နှစ် အသုံး ပြုမှုအတွက် **Remove** (ဖယ်ရှား : မည်) ကို ရှိပါ ချုပ်ပါ ။
4. စကား : ပြန် အကွက်ထဲတွင် **Yes, remove** (ဟုတ်ကဲ့၊ ဖယ်ရှား : မည်) ကို ရှိပါ ။
5. သင်ဖယ်ရှား : လိုသ နှစ် အသုံး ပြုမှုတိုင်း အတွက် အဆင့် 3 နှင့် 4 ကို ထပ်လုပ်ပါ ။

စကား : ဂုဏ် အပ ခြင်း အလဲများ :

စကား : ဂုဏ် ပြန်လည်သတ်မှတ်ခင်း (အက်ဒမင်)

အက်ဒမင်များ : သည် အသုံး ပြုမှုစကား : ဂုဏ်များ : ကို ပြန်လည်သတ်မှတ်နိုင်ပြီး MiSeq i100 Series ထိန်း ချုပ်ဆဲ ဖြစ် ကို အသုံး ပြုမှုယာ ယ်စကား : ဂုဏ်ကို သတ်မှတ်ပ နှစ် နိုင်သည်။ ယာ ယ်စကား : ဂုဏ်ဖွဲ့အသုံး ပြုမှု နှစ် က်တစ်ကိမြဲ အက နှစ် ဝင်ခွင့်ရှိ စကား : ဂုဏ် ပြန်လည် လုံခြုံသတ်ပ နှစ် သည်။

1. မျက်နှာ ပြန်ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှစ် ရှိ မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှိပါ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှိပါ ။ ထိုနှစ် က် **Users** (အသုံး ပြုမှုများ :) ကို ရှိပါ ။
3. ပြန်ဆင်မည့် အသုံး ပြုမှုကို ရှိပါ ။
4. **Reset password** (စကား : ဂုဏ် ပြန်လည်သတ်မှတ်မည်) ကို ရှိပါ ချုပ်ပါ ။ စကား : ဂုဏ်ကန်သတ်ချက်များ : ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ : အတွက် စာ မျက်နှာ 47 ရှိ စကား : ဂုဏ်မူဝါဒ 3 ကို ကိုး ကား : ပါ ။

5. ပီဇ်သစ် အခါ **Save** (သိမ်း မည်) ကို ရှုမူပါ။ ။

စကား : ဝှက်ပ ခြင်း ပါ (အသုံး ပြု)

သင့်ကိုယ်ပိုင်စကား : ဝှက်ကို အသုံးပြုပါ အတိုင်း ပြုခြင်း ပါ။ ။

1. မျက်နှာ ပြင်ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှင့်ရှိမီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှုမူပါ။ ။
2. **Change password** (စကား : ဝှက်ပ ခြင်း မည်) ကို ရှုမူပါ။ ။
3. သင့်လက်ရှိစကား : ဝှက်ကို ထည့်ပါ။ **စာ မျက်နှာ 45 ရှိ စကား : ဝှက်သတ်မှတ်ချက်များ** : အတိုင်း လိုက်နာ ပီဇ်စကား : ဝှက်အသစ်ကိုထည့်ပါ။ ထို့နောက် အတည်ပြုရန် စကား : ဝှက်အသစ်ကို ထပ်မံထည့်သွင်း ပါ။ ။

စကား : ဝှက်မူဝါဒ

အက်ဒမင်များ : သည် စကား : ဝှက်များ : ကို မည်သည့်အခါ မျှသက်တမ်း မကုန်ရန် သတ်မှတ်နိုင်သကဲ့သို့ စကား : ဝှက်များ : သက်တမ်း ကုန်ဆုံး မည့်ကာလ၊ ခွင့်ပြုချက် : သစ် အကန့်အသတ်ခံရခြင်း ပေါ် မူ အကန့်အသတ်ခံရခြင်း အတိုင်း အကန့်အသတ်ခံရခြင်း စသည်တို့ကို ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ စကား : ဝှက်တစ်ခု သက်တမ်း ကုန်သွား လျှင် အကန့်အသတ်ခံရခြင်း စဉ်အတွင်း စကား : ဝှက်အသစ် သတ်မှတ်ပေးရန် အသုံးပြုမှုများ : ကို သတိပေးပါသည်။

စကား : ဝှက်ဆက်တင်သည့် အခါ အသုံးပြုမှုများ : ကို အသုံးပြု ပြုပြင်-

- စကား : ဝှက်သက်တမ်း ကုန်ဆုံး ရက်- 90 ရက်
- မမှန်ကန်ဘဲ အကန့်အသတ်ခံရခြင်း ပေါ် မူ အကန့်အသတ်ခံရခြင်း ခွင့်ပြုချက် : သစ် ခွင့်ပြုချက် : သစ် ခွင့်ပြုချက် : သစ်
- အလိုအလျောက် အကန့်အသတ်ခံရခြင်း- 30 မိနစ်

စကား : ဝှက်မူဝါဒကို အသုံးပြုပါ အတိုင်း ပြုဆင်ပါ။ ။

1. မျက်နှာ ပြင်ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှင့်ရှိမီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှုမူပါ။ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှုမူပါ။ ထို့နောက် **Password policy** (စကား : ဝှက်မူဝါဒ) ကို ရှုမူပါ။ ။
3. စကား : ဝှက်ဆက်တင်ကို အလိုရှိသလို ပြုဆင်ပါ။ ။

i | အကယ်၍ **Password expiry** (စကား : ဝှက်သက်တမ်း ကုန်ဆုံး မှု) ခြင်း စကား : ဝှက်သက်တမ်း မကုန်ရန် သို့မဟုတ် **Sign out after** (အကန့်အသတ်ခံရခြင်း) ကို 4 နာရီ သို့မဟုတ် 8 နာရီ အသုံးပြုသတ်မှတ်ထားပါက၊ လိုအပ်ပါက သတိပေးစာများ : ကို ဖတ်ရှုပီဇ် လက်ခံရပါမည်။

4. **Save** (သိမ်း မည်) ကို ရှုမူပါ။ ။

စာ ရင်း စစ်မှန်တမ်း

အက်ဒမင်များ : သည် ကိရိယာ ဆိုင်ရာ စာ ရင်း စစ်မှန်တမ်း ကို ကိရိယာ ပါဝင်သည့် သို့မဟုတ် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ထားသော ကွန်ပျူတာ ပါဝင်သည့် ပုံစံဖြင့် သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။ စာ ရင်း စစ်မှန်တမ်း သည် စနစ်တွင် အသုံးပြုမှု လုပ်ဆောင်သည့် လုပ်ဆောင်မှုများ : လုံး ကို မှတ်တမ်း တင်သည်။

စာ ရင်း စစ်မှန်တမ်း ကို အသုံးပြုပါ အတိုင်း ပြုဆင်ပါ။ ။

1. မျက်နှာ ပြင်ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှင့်ရှိမီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှုမူပါ။ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှုမူပါ။ ထို့နောက် **Audit log** (စာ ရင်း စစ်မှန်တမ်း) ကို ရှုမူပါ။ ။
3. စာ ရင်း စစ်မှန်တမ်း ရလဒ်များ : ကို ပြုဆင်နိုင်ရန် အသုံးပြုပါ စစ်ထုတ်မှုများ : ကို အသုံးပြုပါ။ ။

- **ရက်စွဲ**—ပဏ္ဍိတဒိန်းအိုင်ကွန်ကို ရှေ့နံပါတ် ချုပ်ခင်း ဖြစ်သို့မဟုတ် YYYY-MM-DD ဖ နှစ် မတ်ဖွဲ့ရက်စွဲများ ၊ အကွက်များ ၊ တွင် ရက်စွဲများ ၊ ကို ကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်း ခင်း ဖြစ်လုပ်ဆဲ နှစ်ချက်များ ၊ ကို ရက်စွဲအပိုင်း အခြေ ၊ အလိုက် စစ်ထုတ်သည်။
- **လုပ်ဆဲ နှစ်ချက်အမျိုးအစား** ၊ —Type (ရိုက်ထည့်ပါ) အကွက်တွင် လုပ်ဆဲ နှစ်ချက်ကို ထည့်သွင်း ခင်း ဖြစ်လုပ်ဆဲ နှစ်သည့် လုပ်ဆဲ နှစ်ချက်အမျိုးအစား ၊ အလိုက် စစ်ထုတ်သည်။
- **အသုံး ပုဂ္ဂိုလ်**—Who (မည်သူ) အကွက်တွင် အသုံး ပုဂ္ဂိုလ်၏အမည်ကို ထည့်သွင်း ခင်း ဖြစ်လုပ်ဆဲ နှစ်ချက်ကို လုပ်ဆဲ နှစ်ခွဲသ နှစ် အသုံး ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်စစ်ထုတ်သည်။
- **ရှင်း လင်း ဖ နှစ် ပြုပြင်**—ရှင်း လင်း ဖ နှစ် ပြုပြင်အကွက်တွင် လုပ်ဆဲ နှစ်မူ၏ရှင်း လင်း ဖ နှစ် ပြုပြင်ကို ထည့်သွင်း ခင်း ဖြစ်န နှစ်ကပ်အသ နှစ်စိတ်အချက်အလက်များ ၊ ကို စစ်ထုတ်သည်။

4. စစ်ထုတ်မှုများ ၊ ကိုအသုံး ပုဂ္ဂိုလ် **Filter** (စစ်ထုတ်မှု) ကို ရှေ့နံပါတ် ချုပ်ပါ ။
5. စာ ရင်း စစ်မှတ်တမ်း ၊ ၏ PDF ဖိုင်ကို ထုတ်ယူရန် **Export log** (မှတ်တမ်း ထုတ်ယူမည်) ကို ရှေ့နံပါတ် ချုပ်ပါ ။

ကိရိယာ

MiSeq i100 Series ထိန်း ချုပ်ဆဲ နှစ်ဖိတ်၏ဆက်တင်ဇရိယာ ရှိ ကိရိယာ အပိုင်း တွင် သင့်လျော်သ နှစ်ခွင့်ပုဂ္ဂိုလ်များ ၊ ရှိသည့် အသုံး ပုဂ္ဂိုလ်များ ၊ အတွက် အ နှစ်ကပ် နှစ်ဇာ များ ၊ ပါ ဝင်သည်။ နှစ်ကပ်အချက်အလက်များ ၊ အတွက် စာ မျက်နှာ 42 ရှိ အသုံး ပုဂ္ဂိုလ်ခွင့်ပုဂ္ဂိုလ်များ ၊ ကို ကညွှန်ပါ ။

အက ဖြင်း

ဤအပိုင်း သည် အ နှစ်ကပ် ကိရိယာ နှင့် Illumina တို့၏ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်ကို ဖ နှစ် ပြုပြင် နှစ်ပါ သည်-

- MiSeq i100 Series ထိန်း ချုပ်ဆဲ နှစ်ဖိတ် ဖ နှစ် ရှင်း ထည့်သွင်း ထား သည်
- နံပါတ် တစ်စဉ်
- ကွန်ပျူတာ နှစ် မည်
- OS ရုပ်ပုံဖော် ၊ ရှင်း
- စုစုပေါင်း လုပ်ဆဲ နှစ်မူအရ အတွက်
- သုံး စွဲသူ ကူညီရ နှစ် အီး မ နှစ်လ်
- နည်း ပညာ ပိုင်း ဆိုင်ရာ အကူအညီပ နှစ်ရ နှစ် အီး မ နှစ်လ်
- အမ နှစ်ကန်ပညာ နှစ်စုနှင့် နှစ်ခိုင်တကာ ဖုန်း နံပါတ်များ ၊

About (အက ဖြင်း) မီးနူး ကို အ နှစ်ကပ် အတိုင်း ဝင်ရ နှစ်ကညွှန်ပါ ။

1. မျက်နှာ ပဏ္ဍိတပိုင်း ဘယ်ဘက်သ နှစ်ခွဲရှိ မီးနူး အိုင်ကွန်ကို ရှေ့နံပါတ် ချုပ်ပါ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှေ့နံပါတ် ချုပ်ပါ ၊ ထိုန နှစ်ကပ် **About** (အက ဖြင်း) ကို ရှေ့နံပါတ် ချုပ်ပါ ။

ကိရိယာ ဆက်တင်

ဤကဏ္ဍတွင် ရရှိနိုင်သ နှစ်စိတ်ကိုဆက်တင်ကို ပဏ္ဍိတသတ်မှတ်ခင်း အတွက် အချက်အလက်ကို ပ နှစ်ပါ သည်။ လုပ်ဆဲ နှစ်မူပုဂ္ဂိုလ်သုံး သပ်န နှစ်အတွင်း ပုံမှန်လုပ်ဆဲ နှစ်မူဆက်တင်ကို သင်ပ ဖြင်း လဲနိုင်သည်။

ပုံသ နှစ်လဒ်ဖိုင်တွဲကို သတ်မှတ်ရန် စာ မျက်နှာ 60 ရှိ ပုံသ အတွက် ဖိုင်တွဲကို သတ်မှတ်မည် ကို ကိုး ကား ပါ ။

ကိရိယာ အမည်ပ ဖြင့်

1. မျက်နှာ ပေါ်ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှင့်ရှိ မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှိပါ။ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှိပါ။ ။ ထို့နောက် **Instrument settings** (ကိရိယာ ဆက်တင်) ကို ရှိပါ။ ။
3. ကိရိယာ အတွက် နှစ်သက်သော အမည်ပ ဖြင့်ကို ထည့်ပါ။ ။ နာမည်ပ ဖြင့်တွင် အကုန်အစုံ ဝဏန်း ၈ လုံး ၂၀ လုံး အထိ ပါဝင်နိုင်ပြီး စာရင်းအစာ ကို ဖြင့် ပြသထား ။ သည်။
4. **Save** (သိမ်း မည်) ကို ရှိပါ။ ။

Status Bar Brightness (အခ မြန် ဖြော : တ နှစ်ပမူ) ကို ပ ဖြင့် မည်

အခ မြန် ဖြော : ။ ။ တ နှစ်ပမူကို ပိတ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ချိန်ညှိနိုင်သည်။

1. မျက်နှာ ပေါ်ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှင့်ရှိ မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှိပါ။ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှိပါ။ ။ ထို့နောက် **Instrument settings** (ကိရိယာ ဆက်တင်) ကို ရှိပါ။ ။
3. အခ မြန် ဖြော : ဆလိုက်ဒါ ကို အလိုရှိရာ ဆက်တင်သို့ ရှိပါ။ ။
4. အခ မြန် ဖြော : ကို ပိတ်ရန် **Light bars** (အလင်း ရှိ နှစ် ဘာ : တန်း မှာ :) ကို ဆွဲရှိပါ။ ။
5. **Save** (သိမ်း မည်) ကို ရှိပါ။ ။

On Sample Container ID Mismatch Option (နမူနာ ကွန်တိန်နာ ID မကိုက်ညီမှု ရှိပါ) ကို ရှိပါ

1. မျက်နှာ ပေါ်ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှင့်ရှိ မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှိပါ။ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှိပါ။ ။ ထို့နောက် **Instrument settings** (ကိရိယာ ဆက်တင်) ကို ရှိပါ။ ။
3. On Sample Container ID Mismatch Option (နမူနာ ကွန်တိန်နာ ID မကိုက်ညီမှု ရှိပါ) ကို အစာ ကို ဖြင့် ပြသပါ။ ။
 - သတိပ နှစ် ပြသပြီး မကိုက်ညီမှု ဖြစ် ဆက်လက်လုပ်ဆောင် ရန် ခွင့်ပြုပါ။
 - အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ပြီး နှင့်အတူ ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင် ရန် ခွင့်ပြုပါ။
4. **Save** (သိမ်း မည်) ကို ရှိပါ။ ။

Purge Reagent Cartridge After Run Option (လုပ်ဆောင် နှစ် မှု ရှိ နှစ် ပြသပါ) ကို ပြန် နှစ် နှစ် နှစ် ပြသပါ

ဤဆက်တင်သည် ပြသပါ ။ အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ရန် လုပ်ဆောင် နှစ် ပြသပါ သည့် နှစ် အသုံး ပြုပါ သ နှစ် ကတ်ထရိတ် နှစ် မှာ : ရှိ ကျန်ရှိ နှစ် နှစ် နှစ် ပြသပါ မှာ : ကို အလိုအလျှောက် ဖယ်ရှား ပြသပါ သည်။

1. မျက်နှာ ပေါ်ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှင့်ရှိ မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှိပါ။ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှိပါ။ ။ ထို့နောက် **Instrument settings** (ကိရိယာ ဆက်တင်) ကို ရှိပါ။ ။
3. **Purge reagent cartridge after run** (လုပ်ဆောင် နှစ် ပြသပါ နှစ် နှစ် နှစ် ပြသပါ) ကို အသုံး ပြုပါ။ ။
4. **Save** (သိမ်း မည်) ကို ရှိပါ။ ။

Run Setup Order (စီစဉ်သတ်မှတ်မှု လုပ်ဆဲး နှင့် မည့် အစီအစဉ်) ကို သတ်မှတ်မည်

1. မျက်နှာ ပြင်ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှင့်ရှိ မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှိပါ။ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှိပါ။ ။ ထိုနောက် **Instrument settings** (ကိရိယာ ဆက်တင်) ကို ရှိပါ။ ။
3. အဲဒါကို ရှိပါ။ ။ မျက်နှာ ပြင်ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှင့်ရှိ မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှိပါ။ ။
 - **Run First** (အရင်ဆုံး လုပ်ဆဲး နှင့် မည့်) ကို ရှိပါ။ ။
 - **တစ်ကိစ္စသုံး ပစ္စည်းများ** : **ကိုဦးစွာ ထည့်ပါ**
4. **Save** (သိမ်း မည်) ကို ရှိပါ။ ။

ပုံသေ လုပ်ဆဲး နှင့် မည့် ရှိပါ။ ။

1. မျက်နှာ ပြင်ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှင့်ရှိ မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှိပါ။ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှိပါ။ ။ ထိုနောက် **Instrument settings** (ကိရိယာ ဆက်တင်) ကို ရှိပါ။ ။
3. အဲဒါကို ရှိပါ။ ။ မျက်နှာ ပြင်ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှင့်ရှိ မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှိပါ။ ။
 - စီစဉ်ထားသော လုပ်ဆဲး နှင့် မည့် : ကို ရှိပါ။ ။
 - လုပ်ဆဲး နှင့် မည့် အချက်အလက်ကို ကိုယ်တိုင် ရိုက်ထည့်ပါ (BCL မျက်နှာ ပြင်ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှင့်ရှိ မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှိပါ။ ။)
 - **ချွန်လှုပ်နိုင်သည့် ပုံသေ ဆက်သွယ်မှု** စာ လုံး ရှိပါ။ ။ ကို ရှိပါ။ ။ ပီပီ ဖတ်ရှုမှုနှင့် အညွှန်း တန်ဖိုး မျက်နှာ ပြင်ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှင့်ရှိ မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှိပါ။ ။
 - စက်တွင်း ခွဲခြား စိတ်ဖြာ ရန် နမူနာ စာ ချက်ကို ထည့်သွင်း မည်
4. **Save** (သိမ်း မည်) ကို ရှိပါ။ ။

လ စစ်

လ စစ်ကို အစား : ထိုး ရန် သတိပေး သည့် မက်ဆေ့ချ် လက်ခံရရှိပါ။ ကာ MiSeq i100 Series ထိန်းချုပ်ဆဲး နှင့် မည့် မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်း စဉ်ကို စတင်နိုင်ပါသည်။ နှင့် ကာ ထိပ် အချက်အလက်များ : အတွက် စာ မျက်နှာ 100 ရှိပါ။ ။ **လ စစ်ကို လုပ်ဆဲးပါ** ကို ကိုး ကား : ပါ။ ။

1. မျက်နှာ ပြင်ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှင့်ရှိ မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှိပါ။ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှိပါ။ ။ ထိုနောက် **Air filter** (လ စစ်) ကို ရှိပါ။ ။
3. **Replace Air filter** (လ စစ်ကို အစား : ထိုး မည်) ကို ရှိပါ။ ။
4. လ စစ်ဆန်ခါ အဟာ နှင့် ကို ဖယ်ရှား : ပီပီ အသစ်တစ်ခုနှင့် အစား : ထိုး ပါ။ ။
5. တံခါး : ကို ကိုယ်တိုင် ပိတ်ပါ။ ။
6. **Reset filter expiry** (လ စစ် သက်တမ်း ကုန်ဆုံး ချိန်ကို ပြန်သတ်မှတ်မည်) ကို ရှိပါ။ ။

အသုံး ပြုနိုင်သော : စာ တစ်စမ်း ပစ္စည်းများ တံခါး : ကို ဖွင့်မည်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ပုလင်း ကို ရှင်း နိုင်စေ ရန် အသုံး ပြုနိုင်သော : စာ တစ်စမ်း ပစ္စည်းများ တံခါး : ကို ဖွင့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဲဒါကို အတိုင်း လုပ်ဆဲး နှင့် မည့် ။

1. မျက်နှာ ပြင်ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှင့်ရှိ မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှိပါ။ ။

2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှုမူပါ ၊ ထိုနောက် **Open used reagent door** (အသုံးပြုသော ဓာတ်ခန်း ပစ္စည်း တံခါး ကိုဖွင့်မည်) ကို ရှုမူချယ်ပါ ။
3. စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ပုလင်း ကို သွန်ပစ်ပါ ။ **စာ မျက်နှာ 89 ရှိ စွန့်ပစ်ပုလင်း ကို သွန်ပစ်ပါ** ကို ကိုး ကား ပါ ။

စနစ်စစ်ဆေးမှု မှုများ :

ပရိဘောဇာ ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ပစ္စည်းစနစ်စစ်ဆေးမှု မှုများ ကို အသုံးပြု MiSeq i100 သည် ကနဦး မှန်စွာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် စနစ်စစ်ဆေးမှုများတွင် စစ်ဆေးမှု မှုများ ကို သင်ရိုးချမှတ်နိုင်ပါသည်။ စနစ်စစ်ဆေးမှု မှုများကို မစတင်မီ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော စနစ် သပ်ကတ်ထရစ်တစ်ခုကို သင်တင်ထားရှိ လိုအပ်ပါသည်။ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော စနစ် သပ်ကတ်ထရစ်တစ်ခုကို လိုအပ်ပါက၊ **Load Consumables** (တစ်ကြိမ်သုံး ပစ္စည်းများ ထည့်မည်) ခလုတ်ကို ရှုမူချယ်နိုင်ပါသည်။ စနစ်စစ်ဆေးမှု မှုများ ကို အသုံးပြုသတ်ရန် ခန့်မှန်း အချိန်ကို စာရင်းပေါ်တွင် ပြထားပါသည်။

အောက်ပါ အတိုင်း စနစ်စစ်ဆေးမှု မှုများ ကို လုပ်ဆောင်ပါ ။

1. မျက်နှာ ပြင်ဆင်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှင့် ရှိမီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှုမူပါ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှုမူပါ ၊ ထိုနောက် **System Checks** (စနစ်စစ်ဆေးမှု မှုများ) ကို ရှုမူချယ်ပါ ။
3. စစ်ဆေးမှု ရမည့်အဖွဲ့များ ကို ရှုမူပါ ။
4. ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော စနစ် သပ်ကတ်ထရစ်တစ်ခုကို လိုအပ်ပါက၊ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော စနစ် သပ်ကတ်ထရစ်တစ်ခုကို အောက်ပါ အတိုင်း ထည့်ပါ ။
 - a. ဖုန်းအခါး ဖြစ်ကြိုက် ဆန့်ထုတ်ရန် **Load reusable test cartridges** (ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော စနစ် သပ်ကတ်ထရစ်တစ်ခုကို ထည့်မည်) ကို ရှုမူပါ ။
 - b. ဖုန်းအခါး ဖြစ်ကြိုက် ဆန့်ထုတ်ပြီးနောက် စနစ် သပ်ကတ်ထရစ်တစ်ခုကို အခါး ဖြစ်ကြိုက် ထည့်ပါ ။
 - c. ဖုန်းအခါး ဖြစ်ကြိုက် ပြန်လည်သိမ်းရန်နှင့် ဖုန်းအခါးကို ဆန့်ထုတ်ရန် **Next** (ရက်၊ နံနက်) ကို ရှုမူချယ်ပါ ။
 - d. ဖုန်းအခါးကို ဆန့်ထုတ်ပြီးနောက် စနစ် သပ်ကတ်ထရစ်တစ်ခုကို အခါး ဖြစ်ကြိုက် ထည့်ပါ ။
 - e. ဖုန်းအခါးကို ပြန်လည်သိမ်းပြီး စနစ်စစ်ဆေးမှု မှုများ ကို စတင်ရန် **Next** (ရက်၊ နံနက်) ကို နှိပ်ပါ ။

 ဖုန်းများ ကို ကိုယ်တိုင်မချိန်ညှိပါနှင့်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်း သည် ပြန်လည်မွမ်းမံ၍မရသော အရာများကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

5. **Start check** (စစ်ဆေးမှု မှုများ ကို စတင်မည်) ကို ရှုမူပါ ။

မှတ်တမ်းများ : ထုတ်ယူမည်

Illumina နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီပုစွန် အဖွဲ့သည် ကိရိယာဆိုင်ရာ ပရိဘောဇာ ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ရာတွင် ကူညီရန် မှတ်တမ်း ဖိုင်များ လိုအပ်ပါသည်။ အောက်ပါ အတိုင်း မှတ်တမ်း ဖိုင်များ ကို ထုတ်ယူပါ ။

1. မျက်နှာ ပြင်ဆင်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှင့် ရှိမီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှုမူပါ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှုမူပါ ၊ ထိုနောက် **Export logs** (မှတ်တမ်းများ ထုတ်ယူမည်) ကို ရှုမူပါ ။
3. အောက်ပါ တို့ကို ရှုမူပါ -
 - Logs
 - အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ရန် လုပ်ဆောင်မှုများ
 - ချန်လှပ်နိုင်သည့် ပုံဖိုင်များ ထည့်သွင်းပါ

4. **Next** (ရဲ့၊ ဆို) ကို ရှုမူပါ။
5. **File output location** (ဖိုင် အထွက် တည်နေရာ) ကို ရှုမူပီြန့်န က် **Export** (ထုတ်ယူမည်) ကို ရှုမူပါ။

ဆဲးဖွဲအပ်ဒိတ်

အသုံးပြုသူအား လုံး သည် လက်ရှိဆဲးဖွဲဖလှယ်မှုများ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အပ်ဒိတ်များ ကို ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ မှားယွင်းပါက သာလျှင် ဆဲးဖွဲအပ်ဒိတ်များ ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ကိရိယာ တွင် အင်တာနက်အသုံးပြုမှု မရှိပါက ဆဲးဖွဲအပ်ဒိတ်မလုပ်ဆောင်မီ ထည့်သွင်းမှု မှီခိုမှုကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရပါမည်။ [MiSeq i100 Series အတူအညီပုံစံ ရှိ ဆိုက်](#) မှ မှီခိုမှု ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။

ဒေါင်းလုဒ်မှု အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ရန် လုပ်ဆောင်ရန် မြန်တွင် ဆဲးဖွဲအပ်ဒိတ်လုပ်ချိန်မရပါ။

အကယ်၍ အခကြေးငွေများ ထဲမှ တစ်ခုခုကို လုပ်ဆောင်ရန် မိမိက သင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လျှင် သတိပေးချက် မကိစ္စဖြစ်ရန် ပြောပြပါ။ အခကြေးငွေ အား ပယ်ဖျက်လိုက်သည်။

- ဒေါင်းလုဒ်မှု အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ရန် သို့မဟုတ် ခွဲခွဲခြားခြား စိတ်ဖြာခြင်းများ ကို လုပ်ဆောင်ရန် ဆဲးဖွဲပါ။
- ပန်တန်း စီမံခန့်ခွဲမှုပါသည်။
- မှီခိုမှု ယူမှုကို လုပ်ဆောင်ရန် မိမိက သည်။
- DRAGEN တပ်ဆင်မှု၊ လိုင်စင်အပ်ဒိတ် သို့မဟုတ် ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေး သပ်မှုကို လုပ်ဆောင်ရန် မိမိက သည်။
- ကိရိယာ ကို ပိတ်ရန် မိမိက သည်။

အင်တာနက်အသုံးပြုမှု မရှိဘဲ ဆဲးဖွဲအပ်ဒိတ်

1. မျက်နှာ ပြင်ဆင်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှင့်ရှိမီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှုမူပါ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှုမူပါ။ ထို့နောက် **Software update** (ဆဲးဖွဲအပ်ဒိတ်) ကို ရှုမူပါ။
3. **Check online for software update** (ဆဲးဖွဲအပ်ဒိတ်အတွက် အွန်လိုင်း တွင် စစ်ဆေးမည်) ကို ရှုမူပါ။
Automatically check for software update (ဆဲးဖွဲအပ်ဒိတ်အတွက် အလိုအလျောက် စစ်ဆေးမည်) ကို ဖွင့်ထားပါ။ ကစား မျက်နှာ ကို ဖွင့်သည့်အခါ ဆဲးဖွဲအပ်ဒိတ်များ စစ်ဆေးခြင်း ကို အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်ပါသည်။
အပ်ဒိတ်တစ်ခုခုရှိပါက၊ ထုတ်ဝေမှုမှတ်စုများ ကို ပန်တန်းလုပ်သုံး သပ်ရန် လင့်ခ်တစ်ခုခုနှင့်အတူ ဆဲးဖွဲလ်ဗာရှင်း ကို ပြောထားပါသည်။
4. **Download update** (အပ်ဒိတ်ကို ဒေါင်းလုဒ်မည်) ကို ရှုမူပါ။
5. ဒေါင်းလုဒ်မှု ပြီးပါက **Install update** (အပ်ဒိတ်ကို ထည့်သွင်းမည်) ကို ရှုမူပါ။
6. ဆဲးဖွဲအပ်ဒိတ်လုပ်ပြီးနောက် သင်သည် DRAGEN အပလီကေးရှင်းများ ကို ထည့်သွင်းရန်နှင့် ကိုးကားချက် genome (မပြီး ဖီဒအရုံ) များ ကို ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
 - DRAGEN အပလီကေးရှင်းများ ကို ထည့်သွင်းရန် စာမျက်နှာ 61 ရှိ အပလီကေးရှင်းများ (အပလီကေးရှင်းများ) ကို ကိုးကားပါ။
 - ကိုးကားချက် genome (မပြီး ဖီဒအရုံ) များ ကို ထည့်သွင်းရန် စာမျက်နှာ 62 ရှိ အရင်းအမြစ်ဖိုင်များ (အရင်းအမြစ်ဖိုင်များ) ကို ကိုးကားပါ။

အင်တာနက်အသုံးပြုမှု မရှိဘဲ ဆဲးဖွဲအပ်ဒိတ်

1. မျက်နှာ ပြင်ဆင်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှင့်ရှိမီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှုမူပါ။

2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှာဖွေပါ ၊ ထို့နောက် **Software update** (ဆာဖ်ဝဲအပ်ဒိတ်) ကို ရှာဖွေပါ ။
3. **Select...** (ရွေးချယ်မည်) ကို ရှာဖွေပါ ။
4. ထည့်သွင်းမှု ဖိုင်ကို ရှာပါ ၊ ထို့နောက် **View files** (ဖိုင်များ ကြည့်မည်) ကို ရှာဖွေပါ ။
5. **Install update** (အပ်ဒိတ်ကို ထည့်သွင်းမည်) ကို ရှာဖွေပါ ။
6. ဆာဖ်ဝဲကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပြီးနောက်တွင် သင်သည် DRAGEN အပလီကေးရှင်းများကို ထည့်သွင်းရန်နှင့် ကိုးကားချက် genome (မိုးဗီဇအစုံ) များကို ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
 - DRAGEN အပလီကေးရှင်းများကို ထည့်သွင်းရန် စာမျက်နှာ 61 ရှိ အပလီကေးရှင်းများ (အပလီကေးရှင်းများ) ကို ကိုးကားပါ ။
 - ကိုးကားချက် genome (မိုးဗီဇအစုံ) များကို ထည့်သွင်းရန် စာမျက်နှာ 62 ရှိ အရင်းအမြစ်ဖိုင်များ (အရင်းအမြစ်ဖိုင်များ) ကို ကိုးကားပါ ။

OS တာ မီနယ်

OS Terminal သည် မိုင်းရပ်စ်စကန်နာ ကဲ့သို့သော ပရိပတ်အပလီကေးရှင်းများ ထည့်သွင်းရန်အတွက် အသုံးပြုတတ်သော ကိုအက်ဒမင်အဖွဲ့ Linux OS တွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။ OS Terminal ကို အသုံးပြုရန်အလို့ငှာ ယာယီအသုံးပြုခွင့်ကုန်တစ်ခုရရှိရန် Illumina သို့ ဆက်သွယ်ရပါမည်။

ကိရိယာ၏ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအတွက် OS Terminal ဝင်ရောက်ခွင့် မလိုအပ်ပါ။

i | OS Terminal ကို သင်အသုံးပြုပါက ကိရိယာ၏ လုံခြုံရေးနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် သင့်တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။

စက်ရုံထုတ်အတိုင်း ပန်နယ်သတ်မှတ်ခြင်း

! | စက်ရုံထုတ်အတိုင်း ပန်နယ်သတ်မှတ်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်လိုက်လျှင် ကိရိယာပါ ဖိနပ်ခွံ ၃ ခု အား လုံးကို ဖျက်ပစ်ပါမည်။

အရေအတွက်သော စနစ်ချို့ယွင်းချက် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေမရှိသော အက်ဒမင်သည် ထိပ်ပြားကို ဖြိုဖျက်ရန် စက်ရုံထုတ်အတိုင်း ပန်နယ်သတ်မှတ်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် မိနစ် 90 ခန့်ကြာမြင့်ပြီး ၎င်းကို စတင်ပြီးနောက် ပယ်ဖျက်ချိန်မရှိပါ။ စနစ်ကို ၎င်း၏ စက်ရုံထုတ်အတိုင်း ပန်နယ်သတ်မှတ်ပြီးနောက် ထိန်းချုပ်ဆာဖ်ဝဲဖိတ်လ်ကို ပန်နယ်စတင်ကာ အောက်ပါ အဆင့်များကို အသုံးပြုပြီး အပလီကေးရှင်းများနှင့် အရင်းအမြစ်များကို ပန်နယ်ထည့်သွင်းပါ။

1. First Time Setup (ပထမအကြိမ် စနစ်သတ်မှတ်မှု) ကို လုပ်ဆောင်ပါ။ စာမျက်နှာ 37 ရှိ ပထမအကြိမ် စနစ်ထည့်သွင်းခြင်းကို ကိုးကားပါ။
2. လိုအပ်သော DRAGEN လက်လွှာများနှင့် ဆက်စပ်သော ကိုးကားချက် Genomes (မိုးဗီဇအစုံ)။ စာမျက်နှာ 61 ရှိ အပလီကေးရှင်းများကို ကိုးကားပါ။
3. သင့်ကိရိယာအတွက် DRAGEN အဆင့်မြှင့်တင်မှု လိုင်စင်အသစ်ကို တစ်ခုခု ဆိုရန် Illumina နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရန် ကိုဆက်သွယ်ပါ။
4. လိုင်စင်ကို ကွန်ရက်သို့မဟုတ် USB သို့မဟုတ် လိုင်စင်သည် ဖိတ်ခေါ်ထဲတွင် ရှိနေစေရန် ဖြစ်သည်။

i | လိုင်စင်ဖိုင်ကို ဖော်ပြပါ နှင့်။

- သင့်ကွန်ရက် သို့မဟုတ် USB ကို ထိန်း ချုပ်ဆဲ ဖွဲ့စည်းသို့ ခြိတ်ဆက်ပါ။ **စာ မျက်နှာ 58 ရှိ ပြင်ဆင်မှု** ကို ကိုး ကား ဝါ။
- DRAGEN > License** (လိုင်စင်) သို့သွား ၊ ပီဗြီ လိုင်စင်ထည့်သွင်း ရန် **Offline from File** (ဖိုင်မှ အ ဖွဲ့စည်းလိုင်စင်) ကို ရွေး ခံပါ။

န က က်ထပ်အချက်အလက်များ ၊ နှင့် ပံ့ပိုး ကူညီမှုအတွက် Illumina နည်း ပညာ ပိုင်း ဆိုင်ရာ အကူအညီပ ခရ စ ထံ ဆက်သွယ်ပါ။

ကိရိယာ ပန်ထား ၊ ခင်း

စာ မျက်နှာ 103 ရှိ ပြင်ဆင်မှု ခံနိုင်ရန်အတွက် ကိရိယာ ကို ကိုက်ညီစေရန်အတွက် အပိုင်း ရှိ အဆင့်များ ၊ ကို လိုက်နာ ပါ။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ပုလင်း ကို ရှင်း ထုတ်ပီဗြီ န က က်၊ ကိရိယာ ကို ဘ ခ ကင်း သ ဖို့ဆ ဖွဲ့စည်းအခ ကြာန အဖွဲ့သတ် မှတ်ရန် **Set to return states** (အခ ကြာန ဖွဲ့စည်း ၊ ရန် သတ်မှတ်ခြင်း) ကို ရွေး ချယ်ပီဗြီ န က က်၊ **စာ မျက်နှာ 103 ရှိ ပြင်ဆင်မှု** ခံနိုင်ရန်အတွက် ကိရိယာ ကို ကိုက်ညီစေရန်အတွက် အပိုင်း ရှိ အဆင့်များ ၊ ကို ဆက်လက်လုပ်ဆဲ ဖွဲ့စည်းပါ။

i | Set to return state (အခ ကြာန ဖွဲ့စည်း ၊ ရန် သတ်မှတ်ခြင်း) အား ၊ ရွေး ချယ်ခြင်း သည် အသုံး ပုဏ္ဏား အက ဖွဲ့များ ၊ သို့မဟုတ် ကိရိယာ ပ ခ် တွင် သိမ်း ဆည်း ထား သည့် ဧ ဓာ အပ ခ် သက်ရ ဖွဲ့စည်းမှုရှိ ပါ။

ကွန်ရက်

MiSeq i100 Series ထိန်း ချုပ်ဆဲ ဖွဲ့စည်း ဧ ဓာ ဆက်တင်ဧရိယာ ရှိ ကွန်ရက်အပိုင်း တွင် သင့်လ ဖွဲ့စည်း ခွင့်ပုဏ္ဏား များ ၊ ရှိသည့် အသုံး ပုဏ္ဏား များ ၊ အတွက် အ ဖွဲ့စည်းပါ န က က်၊ များ ၊ ပါ ဝင်သည်။ န က က်ထပ်အချက်အလက်များ ၊ အ တွက် **စာ မျက်နှာ 42 ရှိ အသုံး ပုဏ္ဏား ခွင့်ပုဏ္ဏား** ၊ ကို ကိုး ကား ဝါ။

ကလ ဖွဲ့စည်း ဆက်တင်

သင့်စနစ်တွင် ကိုက်ညီစေရန်အတွက် BaseSpace Sequence Hub သို့မဟုတ် ICA ကို စီစဉ်သတ်မှတ်ရန် အ ဖွဲ့စည်းပါ ညွှန်ကြား ချက်များ ၊ ကို အသုံး ပုဏ္ဏား ၊ BaseSpace Sequence Hub တွင် န က က်ထပ် အချက်အလက်အတွက်၊ **BaseSpace Sequence Hub အကူအညီပ ခရ စ ဆိုက် စာ မျက်နှာ** ကို ကိုး ကား ဝါ။ ICA တွင် န က က်ထပ် အချက်အလက်အတွက်၊ **Illumina ခြိတ်ဆက်ထား ၊ သ ဖွဲ့စည်း အကူအညီပ ခရ စ ဆိုက် စာ မျက်နှာ** ကို ကိုး ကား ဝါ။

cloud settings (ကလ ဖွဲ့စည်း ဆက်တင်)ကို အ ဖွဲ့စည်းပါ အတိုင်း စီစဉ်သတ်မှတ်ပါ။

- မျက်နှာ ပြင်ဆင်ခြင်း ဘယ်ဘက်ထဲ ဖွဲ့စည်းမှု အိုင်ကွန်ကို ရွေး ခံပါ။
- Settings** (ဆက်တင်) ကို ရွေး ခံပါ။ ထို့န ဖွဲ့စည်း **Cloud Settings** (ကလ ဖွဲ့စည်း ဆက်တင်) ကို ရွေး ခံပါ။
- ကလ ဖွဲ့စည်း ခြိတ်ဆက်မှုကို ဖွင့်ရန် လက်ခံ တည်န က က် ဆွဲချော ရင်း အ ဖွဲ့စည်းတွင် သင့် BaseSpace Sequence Hub သို့မဟုတ် ICA ခိုမိန်း ဧ ဓာ တည်န က က် ရွေး ချယ်ပါ။
- BaseSpace Sequence Hub Enterprise (လုပ်ငန်း) သို့မဟုတ် ICA ကို အသုံး ပုဏ္ဏား က၊ အ ဖွဲ့စည်းပါ ကလ ဖွဲ့စည်း ရွေး ချယ်မှုကို စီစဉ်သတ်မှတ်ပါ -
 - ကိုယ်ပိုင် ခိုမိန်း အမည်**—သင့် BaseSpace Sequence Hub သို့မဟုတ် ICA ခိုမိန်း အမည်ကို ထည့်သွင်း ပါ။ BaseSpace Sequence Hub ပရ ဖွဲ့စည်းရှင်နယ် သို့မဟုတ် အခ ကြိအက ဖွဲ့များ ၊ အတွက် မလိုအပ်ပါ။

5. သင်၏ကလစ် ကိစ္စ ခြုံငုံချက်ကို စစ်ဆေး နေရန် **Test configuration** (စီစဉ်သတ်မှတ်မှုကို စစ်ဆေး သပ်မည်) ကို ရှာဖွေပါ။
သင့်ဖိုင်များ ရှိသော အတွက် ခွင့်ပြုချက် ရင်း တွင် လိုအပ်သော အဆုံး မှတ်တမ်း ကို ထည့်သွင်း ကြည့်ရှုပါ။ သင့်အဆုံး မှတ်တမ်း စာရင်း အတွက် [Illumina Product Security](#) (အလင်း ရန်ကင်း ဘေး တန်းများ) ကို ကြည့်ရှုပါ။
6. အကယ်၍ လုပ်ဆောင်မှု ဆက်တင်မှုကို ရှာဖွေပါ။ ရှာဖွေရပါက သင့်လုပ်ဆောင်မှု ဆက်တင်သည့် ပုံသေ အဖွဲ့အစည်း လုပ်ဆောင်မှု သတ်မှတ်ချက်များ ဆက်တင်မှု လုပ်ဆောင်မှု စနစ်ထည့်သွင်း စဉ်အတွင်း သင်ပေး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
 - **ကလစ် ကိစ္စ လုပ်ဆောင်မှု စနစ် ကြည့်ရှုခြင်း** —အင်္ဂလိပ် လုပ်ဆောင်မှု စနစ် ကြည့်ရှုခြင်း ကို ဖွင့်ထား နေရန် ရှာဖွေပါ။ ကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်မှု အချက်အလက် အကူအညီသည် အလိုအလျောက် ပါဝင်ပါသည်။ လုပ်ဆောင်မှု စနစ် ကြည့်ရှုခြင်း ကို BaseSpace Sequence Hub တွင်သာ မြင်နိုင်ပါသည်။
 - **ကလစ် ကိစ္စ လုပ်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် စစ်ဆေးခြင်း** —ကလစ် ကိစ္စတွင် လုပ်ဆောင်မှု သတ်မှတ်ချက်များ ကို သိမ်းဆည်း ရန်နှင့် ခွဲခြား စိတ်ဖြာ မှတ်တမ်း အလိုအလျောက် စတင်ရန် ရှာဖွေပါ။ ကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်မှု အချက်အလက် အကူအညီနှင့် လုပ်ဆောင်မှု စနစ် ကြည့်ရှုခြင်း တို့ကို အလိုအလျောက် ပါဝင်ပါသည်။
7. ကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်မှု အချက်အလက် အကူအညီကို ဖွင့်ထား နေရန်အတွက် **Send instrument performance data to Illumina** (ကိရိယာ စွမ်းဆောင်ရည် အချက်အလက် အကူအညီ) ကို ရှာဖွေပါ။
8. **Save** (သိမ်းဆည်း) ကို ရှာဖွေပါ။

ကွန်ရက်ဆက်တင်

ပထမဆုံး အကြိမ် စနစ်သတ်မှတ်ချက်အတွင်း ကိရိယာ ကို ခြုံငုံသတ်မှတ်ချက်များ ကွန်ရက်ဆက်တင်မှု ကနဦး ခြုံငုံသတ်မှတ်မှု ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံး အကြိမ် ထည့်သွင်း စဉ်အတွင်း ကွန်ရက်ဆက်တင်မှု ကို ကြည့်ရှုပါ။ သို့မဟုတ် အပိတ်လုပ်ရမည်ဖြစ်ပါက MiSeq i100 Series ထိန်းချုပ်မှု စနစ်၏ ကွန်ရက်ဆက်တင်အပိုင်း ခြုံငုံသတ်မှတ်မှု ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

1. မျက်နှာ ပေါ် ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှိပ်နှိပ်ရန် အိုင်ကွန်ကို ရှာဖွေပါ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှာဖွေပါ။ ထိုနောက် **Network setting** (ကွန်ရက်ဆက်တင်) ကို ရှာဖွေပါ။
3. အပိတ်လုပ်မည့် အပိုင်း တွင် **Edit** (တည်းဖြတ်) ကို ရှာဖွေပါ။

Hostname နှင့် Domain

Hostname ကို ထည့်သွင်း ဖော်ပြခြင်း မရှိပါက MiSeq i100 အမှတ်စဉ်ပါ တ်ကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ MiSeq i100 ကို အင်္ဂလိပ်စာ ထိန်းချုပ်မှု စနစ်ဖြင့် စတင်ရန် အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါက သင်၏ IT ကိုယ်စားလှယ်သည် ကွန်ရက်တွင် Hostname ကို ထည့်သွင်း ပြန်လည်စစ်ဆေးရန် Ports 80 နှင့် 443 တို့ကို ဖွင့်ထား ရမည်။

- [ရှာဖွေရန်] Hostname
- [ရှာဖွေရန်] Domain Name

LAN1 နှင့် LAN2

IP လိပ်စာ

Static IP လိပ်စာ ကိုအသုံးပြုရန် IP လိပ်စာ ကို ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်ပါ။ သို့မဟုတ် IP လိပ်စာ ၏ သတ်မှတ်ချက်ကို အောက်တိုက်ထည့်သွင်း သတ်မှတ်ရန် Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ကို အသုံးပြုပါ။ ။

- IP လိပ်စာ ကို ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်ပါ
 - IP လိပ်စာ
 - Netmask
 - Gateway
- IP လိပ်စာ (DHCP) ကို အောက်တိုက်ထည့်သွင်း သတ်မှတ်ခြင်း

DNS ဆာ ဗာ

DNS ဆာ ဗာ များ ကို ကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်း နှစ်က ဆာ ဗာ များ ၏ ကိုက်ညီမှု ပြုစုမှု ဖြစ်နိုင်စွမ်း ရှိသည်။ ကိရိယာ သည် Domain တွင် မရှိပါက အောက်ပါ နည်းများဖြင့် Domain ကို ရှာဖွေနိုင်သည်။

- DNS ဆာ ဗာ IP လိပ်စာ ကို ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်ခြင်း
 - DNS ဆာ ဗာ (များ) IP လိပ်စာ
- DNS server IP လိပ်စာ ကို အောက်တိုက်ထည့်သွင်း သတ်မှတ်ခြင်း
- [ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်] Domain ရှာဖွေခြင်း

ပရော့କစီ ဆက်တင်

ပရော့ကစီ ဆာ ဗာ ကို ဖွင့်ရန် အောက်ပါ အဆင့်များကို အသုံးပြုပါ။ ပရော့ကစီ ဆာ ဗာ ကို ဖွင့်ထားပါက အသုံးပြုအမည်နှင့် စကားဝှက်ကို ထည့်သွင်းရန် ရှေ့ဆောင်ရန်များကို ပြုပြင်ပါ။

1. မျက်နှာ ပြင်ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှစ်ရပ်စီ အိုင်ကွန်ကို ရှိပါ။ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ရှေ့ဆောင်ပါ။ ထိုနောက် **Proxy settings** (ပရော့ကစီ ဆက်တင်) ကို ရှေ့ဆောင်ပါ။ ။
3. **Enable proxy** (ပရော့ကစီကို ဖွင့်ထားသည်) ကို ရှေ့ဆောင်ပါ။ ။
 - a. **Server address** (ဆာ ဗာ လိပ်စာ) ကို ထည့်ပါ။ ။
 - b. [ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်] **Port** (ပေါ့့) ကို ထည့်ပါ။ ။
4. [ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်] **Requires user name and password** (အသုံးပြုအမည်နှင့် စကားဝှက် လိုအပ်သည်) ကို ရှေ့ဆောင်ပါ။ ။
 - a. **User name** (အသုံးပြုအမည်) ကို ထည့်ပါ။ ။
 - b. **Password** (စကားဝှက်) ကို ထည့်ပါ။ ။

Firewall ဆက်တင်

အောက်ဖော်ပြပါ နည်းများဖြင့် ဖွင့်ရန်အတွက် အောက်ပါ အတိုင်း Port 80 နှင့် 443 ကို ဖွင့်ထားပါ။ ။

1. မျက်နှာ ပြင်ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှစ်ရပ်စီ အိုင်ကွန်ကို ရှိပါ။ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှေ့ဆောင်ပါ။ ထိုနောက် **Firewall** ကို ရှေ့ဆောင်ပါ။ ။

3. Port 80 နှင့် 443 တို့ကို ဖွင့်ထား ။ ရန် ရှေ့ခေါ် ချုပ်မှုကို ရှေ့ခေါ် ချုပ်ပါ ။
4. **Save** (သိမ်း မည်) ကို ရှေ့ခေါ် ချုပ်ပါ ။

TLS ဆာ တီဖီကတ်

Transport Layer Security (TLS) ဆာ တီဖီကတ်သည် သင့်ကွန်ရက်ပေါ်ရှိ စက်ပစ္စည်းတို့တွင် တိုင်း မှ ကိရိယာ ဆီသို့ လုံခြုံစွာ ဆက်သွယ်မှုကို ခြိမ်းခြောက်မှုမှ ကာကွယ်ပေးရန် အတွင်း၌ TLS ဆာ တီဖီကတ်ကို ဖန်တီးထား ။ ပြီး ၁ နှစ်အတွင်း သက်တမ်း ကုန်ဆုံး မည်ဖြစ်သည်။ TLS ကို သက်တမ်း မကုန်မီ သက်တမ်း တိုး ရမည်သို့မဟုတ် အစား ။ ထိုး ရမည်။ ပုံသ ဖြစ်သည့် ကိုယ်ပိုင်လက်မှတ်ထိုး ထား သည့် ဆာ တီဖီကတ်ကို သင်သုံး နိုင်သည် သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆာ တီဖီကတ်ကို အသုံး ပြုနိုင်သည်။

ကိုယ်တိုင်ရ နှင့် ထိုး ထား သ န ဆာ တီဖီကတ်ကို သက်တမ်း တိုး မည်

1. မျက်နှာ ပေါ် ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှင့်ရှိ မိနူး အိုင်ကွန်ကို ရှေ့ခေါ် ချုပ်ပါ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှေ့ခေါ် ချုပ်ပါ ။ ထို့န နှ က် **TLS certificates** (TLS ဆာ တီဖီကတ်များ ။) ကို ရှေ့ခေါ် ချုပ်ပါ ။
3. **Use self-signed certificate** (ကိုယ်ပိုင်လက်မှတ်ရ နှ ထိုး ထား သ န ဆာ တီဖီကတ်ကို အသုံး ပြုသည်) ကို ရှေ့ခေါ် ချုပ်ပါ ။
4. **Renew TLS certificate** (TLS ဆာ တီဖီကတ်ကို သက်တမ်း တိုး မည်) ကို ရှေ့ခေါ် ချုပ်ပါ ။

သင်၏ ကိုယ်ပိုင်ဆာ တီဖီကတ်ကို အသုံး ပြုခြင်း

1. မျက်နှာ ပေါ် ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှင့်ရှိ မိနူး အိုင်ကွန်ကို ရှေ့ခေါ် ချုပ်ပါ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှေ့ခေါ် ချုပ်ပါ ။ ထို့န နှ က် **TLS certificates** (TLS ဆာ တီဖီကတ်များ ။) ကို ရှေ့ခေါ် ချုပ်ပါ ။
3. **Use my own certificate** (ကျွန်ုပ်၏ ကိုယ်ပိုင်ဆာ တီဖီကတ်ကို အသုံး ပြုသည်) ကို ရှေ့ခေါ် ချုပ်ပါ ။ အသုံး ပြုခြင်း အ နှ က်ပါ လိုအပ်သ နှ ဖိုင်များ ။ ကို အပ်လုဒ်လုပ်ပါ -
 - TLS ဆာ တီဖီကတ်
 - TLS သ န
 - CA ဆာ တီဖီကတ်
4. **Renew TLS certificate** (TLS ဆာ တီဖီကတ်ကို သက်တမ်း တိုး မည်) ကို ရှေ့ခေါ် ချုပ်ပါ ။

အချိန်ဆက်တင်

တိကျသော နှ ရလဒ်အား တာ ကို ဖန်တီး ရန် အချိန်ဇုန် သတ်မှတ်ရပါ မည်။ အချိန်ဇုန်ကို အ နှ က်ပါ အတိုင်း စီစဉ်သတ်မှတ်ပါ ။

1. မျက်နှာ ပေါ် ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှင့်ရှိ မိနူး အိုင်ကွန်ကို ရှေ့ခေါ် ချုပ်ပါ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှေ့ခေါ် ချုပ်ပါ ။ ထို့န နှ က် **Time settings** (အချိန် ဆက်တင်) ကို ရှေ့ခေါ် ချုပ်ပါ ။
3. **Time zone** (ဒ လစံတ နှ ခြိမ်း) ကို ရှေ့ခေါ် ချုပ်ပါ ။
4. **[ချိန်လှည့်ထား ။ နိုင်သည်]** ကွန်ရက်အချိန်ပရိုတိုက နှ (NTP) လိပ်စာ ကို ထည့်ပါ ။
5. **Save** (သိမ်း မည်) ကို ရှေ့ခေါ် ချုပ်ပါ ။

အချိန်ဇုန်ကို သိမ်း ဆည်း ပြု နှ က်၊ MiSeq i100 Series ထိန်း ချုပ်ဆ နှ ဖိပဲ ပန်လည်စတင်သည်။

ပဋိပသိုလှူစင်မှု

ပဋိပသိုလှူစင်မှုတစ်ခုသို့ ခြိတ်ဆက်ရန် တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော အရလဒ်ဖိုင်တွဲများ ကို ရှေ့ခွဲချပ်ပေါ်ရှိ ပုံသေ ထွက်ရှိ ဖိုင်တွဲကို သတ်မှတ်ရန် ဤအပိုင်း ရှိလမ်းညွှန်ချက်များ ကို အသုံးပြုပါ။ လုပ်ဆောင်မှုစနစ် ထည့်သွင်း စဉ်အတွင်း လုပ်ဆောင်မှု တစ်ခုစီအတွက် ရလဒ်ဖိုင်တွဲကို သင်ပေးခြင်း လဲနိုင်သည်။ ဆက်လက်၍ CBCL ဖိုင်များ နှင့် အခြား လုပ်ဆောင်မှု ဒေတာ များ ကို ရလဒ်ဖိုင်တွဲသို့ သိမ်းဆည်းပေးသည်။ ကွန်ရက်ဒရိုက်ဖ် သို့မဟုတ် USB ဒရိုက်ဖ်ကို သုံးနိုင်သော အလုပ်လည်း ကွန်ရက်ဒရိုက်ဖ်ကို အကဲဖြတ်ခြင်း သည်။

အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ခြင်း လုပ်ဆောင်မှုကို မစတင်မီ အထွက်ဖိုင်တွဲတစ်ခုကို စီစဉ်သတ်မှတ်ပေးရပါမည်။ BaseSpace Sequence Hub သို့မဟုတ် ICA ကို သုံးပြီး လုပ်ဆောင်မှုများ ကို စီစဉ်၊ စာတင်ပြီးသည့် သိမ်းဆည်းထားပါ။ လုပ်ဆောင်မှု သုံး သပ်ချက်ကို စီစဉ်ဆုံး ဖြစ်နေ စဉ်အတွင်း **Don't transfer run data to external storage output folder** (လုပ်ဆောင်မှု ဒေတာ ကို ပဋိပသိုလှူစင်မှု အထွက်ဖိုင်တွဲသို့ မလွှဲပေးခြင်း ပါ နှင့်) ရှေ့ခွဲချပ်စရာ ကို ရှေ့ခွဲချပ်နိုင်ပြီး အထွက်ဖိုင်တွဲကို သိမ်းသန့်စီစဉ်ခြင်း မပြုပါ။ **စာမျက်နှာ 54 ရှိ ကလစ်နှိပ်ခြင်း ကိရိယာ** ကို ကိုးကားပါ။

ကွန်ရက် ဒရိုက်ဖ်တစ်ခု ထည့်ပါ

မကပ်ခဏာပင် လာသော ကွန်ရက်ဒရိုက်ဖ်ကို တပ်ဆင်ရန် အကဲဖြတ်ပြီး ညွှန်ကြားချက်များ ကို အသုံးပြုပါ။ Server Message Block (SMB) နှင့် Network File System (NFS) တို့သည် တစ်ခုတည်းသော စွဲလမ်းမှု ပေးထားသည့် ကွန်ရက်ဆက်သွယ်ရန် ပရိုတိုကောများ ဖြစ်သည်။

သင့်ကွန်ရက်ဒရိုက်ဖ်ကို ရလဒ်ဖိုင်တွဲအဖြစ် အသုံးပြုခြင်း ကို ရရှိနိုင်သော ပဋိပသိုလှူစင်မှု ပမာဏ အာမခံခြင်း စွာ ထည့်သွင်းရပါမည်။

1. မျက်နှာ ပဋိပသိုလှူစင်မှု တယ်ဘလ်ထ် အောက်ရှိ မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှေ့ခွဲချပ်ပါ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှေ့ခွဲချပ်ပါ။ ထို့နောက် **External storage** (ပဋိပသိုလှူစင်မှု) ကို ရှေ့ခွဲချပ်ပါ။
3. **Add network storage** (ကွန်ရက်သိုလှူစင်မှု ထည့်မည်) ကို ရှေ့ခွဲချပ်ပါ။
MiSeq i100 Series ကို တစ်ကြိမ်တည်း တွင် သိုလှူစင်မှုစနစ်သုံး ရအထိသာ ကန့်သတ်ထားသည်။
4. ကွန်ရက် ဒရိုက်ဖ် အမျိုးအစား ကို ရှေ့ခွဲချပ်ပါ။
5. အကဲဖြတ် အချက်အလက်များ ကို ထည့်သွင်းပါ -
 - ဆာဗာ တည်နေရာ
 - [ခရုလှုပ်ထားနိုင်သည်] ဒိုမိန်း
 - အသုံးပြုအမည်
 - စကားဝှက်
6. ကွန်ရက်သိုလှူစင်မှုအတွက် SMB ဒရိုက်ဖ်ကို အသုံးပြုပါ။ ကွန်ရက်ဒရိုက်ဖ်ကို ဖိုင်ကွန်တိနာ ခြင်း ခြင်း ရှေ့ခွဲချပ်မှုကို ရှေ့ခွဲချပ်ပါ။ ကွန်တိနာခြင်း ကို အသုံးပြုရန် အကဲဖြတ်ခြင်း သည်။
7. ကွန်ရက်သိုလှူစင်မှု ခြိတ်ဆက်ခြင်း ကို စမ်းသပ်ရန် **Test configuration** (စီစဉ်သတ်မှတ်ခြင်း ကို စမ်းသပ်မည်) ကို ရှေ့ခွဲချပ်ပါ။
8. စမ်းသပ်မှုပြီးပါက **Save** (သိမ်းဆည်း) ကို ရှေ့ခွဲချပ်ပါ။

ကွန်ရက်ဒရိုက်ဖ်ကို သိမ်း ဆည်း ပီပြီ နှုတ် ကွန်ရက်ဒရိုက်ဖ်ရှိ ဖိုင်တွဲများ ၊ ကို ရလဒ်ဖိုင်တွဲများ ၊ အဖျစ် အသုံး ပျက် ဖြစ်သည်။ ပုံသ နာမည်သတ်မှတ်ထား ၊ သည့် ဖိုင်တွဲများ ၊ ထဲမှတစ်ခုဖျစ် ရလဒ်ဖိုင်တွဲများ ၊ စွာ ကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ပုံသ နာမည်ဖိုင်တွဲကို ရှေ့ ချပ်ခင်း ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြား ၊ ချက်များ ၊ အတွက် စာ မျက်နှာ 60 ရှိ ပုံသ နာမည်ဖိုင်တွဲကို သတ်မှတ်မည် ကို ကိုး ကာ ၊ ပါ ။

ကွန်ရက်ဒရိုက်ဖ်ကို နှုတ် ကိုပိုင်း တွင် ဖယ်ရှား ၊ ရန် ပြင်ပသို့လှူ နှစ်မှ စခရင်ရှိ ဆာ ဟာ ဧါလုပ်ဆဲ နှစ်ချက်များ ၊ ကာ နှစ်လံရှိ **Remove volume** (ပမာ ဣကို ဖယ်ရှား ၊ မည်) ကို ရှေ့ ချပ်ပါ ။

USB ဒရိုက်ဖ်ကို ထည့်ပါ

ကိရိယာ ကို ကွန်ရက်တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထား ၊ မူသာ ပြင်ပသို့လှူ နှစ်မှအတွက် USB ဒရိုက်ဖ်ကို ထည့်ရန် အကံပြုပါသည်။ နမူနာ စာ ချက်များ ၊ နှင့် အရင်း အဖျစ်ဖိုင်များ ၊ ကို တင်သွင်း ရန်အတွက် USB ဒရိုက်ဖ်ကိုလည်း အသုံး ပျက် ဖြစ်သည်။

! | ဖျစ်နိုင်ခဲ နှိုသ နှစ် သို့လှူ နှစ်မှတပ်ဆင်ခင်း နှင့် ဒဲ စာ လွှဲပဲ နှိုင်း ခင်း ဆိုင်ရာ ပြဿနာ များ ကိုရေ နှစ်ရှား ၊ ရန် အကံပြုကြား ၊ သ နှစ် စာ ရင်း တွင် USB hub ကိုသုံး ပါ ။ **MiSeq i100 Series အကူအညီပဲ နှစ်ရ နှစ်ဆိုင်ရာ စာ မျက်နှာ** ကို ကိုး ကာ ၊ ပါ ။

USB ဒရိုက်ဖ်ကို အ နှစ် ကိပါ အတိုင်း သီး သန်စီစဉ်ရပါ မည်။

- exFAT သို့မဟုတ် NTFS သို့ ဖျစ် မတ်ချထား ၊ သည်။
- အထွက်ဖိုင်တွဲအဖျစ် အသုံး ပျက် ဖျစ် ဖိုင်တွဲတစ်ခုကို ထည့်သွင်း ပါ ။ ဖိုင်တွဲအမည်တွင် နှစ် နာ လွတ်မရှိရပါ ။

i | ဖိုင်တွဲကို MiSeq i100 Series ထိန်း ချပ်ဆဲ နှစ် ဖဲဝဲ တွင် ဖန်တီး ချိမရပါ ၊ ကိရိယာ သို့ USB မထည့်မီ ၎င်း ကို ဖန်တီး ရပါ မည်။

- USB 3.1 Gen 1 အပဲ နှစ်သို့ ချိတ်ဆက်ထား ၊ သည်။ **စာ မျက်နှာ 12 ရှိ အရန်ချိတ်ဆက်မှုများ** ၊ ကို ကိုး ကာ ၊ ပါ ။

သင်၏ USB ဒရိုက်ဖ်ကို ရလဒ်ဖိုင်တွဲအဖျစ် အသုံး ပျက် ဖျစ် နှိုနိုင်သ နှစ် ပြင်ပသို့လှူ နှစ်မှ ပမာ ဣအဖျစ် ၎င်း ကို ဦး စွာ ထည့်သွင်း ရပါ မည်။ USB ဒရိုက်ဖ်ကို အ နှစ် ကိပါ အတိုင်း ထည့်ပါ ။

1. မျက်နှာ ပြင် ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှစ် နှို မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှေ့ ချပ် ပါ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှေ့ ချပ် ၊ ထို့န နှစ် **External storage** (ပြင်ပသို့လှူ နှစ်မှ) ကို ရှေ့ ချပ် ။
3. **Add USB storage** (USB သို့လှူ နှစ်မှ ထည့်မည်) ကို ရှေ့ ချပ် ။

! | USB ကို ကုဒ်ဝှက်ထား ၊ ပါ ကာ စကား ၊ ဝှက်ကို ရှိတ်ထည့်ပါ ။ USB ကို ကုဒ်ဝှက်ထား ၊ ပါ ကာ စကား ၊ ဝှက် မထည့်ပါ နှင့်။

4. **Add** (ထည့်မည်) ကို ရှေ့ ချပ် ။

USB ကို ပဲ နှစ် ထည့်ပီပြီ နှစ် ကိပါ USB ကို အထွက်သို့လှူ နှစ်မှ ပမာ ဣအဖျစ် ရရှိလာ ပါ သည်။

5. ပုံသ နာမည်ဖိုင်တွဲ တည်န နာ ကို သတ်မှတ်ပါ ။ **စာ မျက်နှာ 60 ရှိ ပုံသ နာမည်ဖိုင်တွဲကို သတ်မှတ်မည်** ကို ကိုး ကာ ၊ ပါ ။

USB ဒရိုက်ဖ်ကို နှစ် ကိုပိုင်း တွင် ဖယ်ရှား ၊ ရန် **External storage** (ပြင်ပသို့လှူ နှစ်မှ) စခရင်ရှိ ဆာ ဟာ ဧါလုပ်ဆဲ နှစ်ချက်များ ၊ ကာ နှစ်လံတွင် **Eject** (ဖယ်ထုတ်မည်) ကို ရှေ့ ချပ်ပါ ။

i | USB ခြိတ်ဆက်မှု ပြုတ်တ န က်သွား ။ ပါ က ကိရိယာ ကို ပြန်ပေါ်လှူ၊ နှစ်ခု မှန်ကန် ပြုတွင် ဝင်ပ ခြိတ်အဖွဲ့ USB ကို ဆက်လက်ပြု ပြန် ခါ မည်။ သို့သ န ၊ ခြိတ်တွဲမှု ပြုတ်တ န က်သွား ။ ခြိတ် က နှင့် USB ဒရိုက်ပ်ကို ရှေ့ ချယ်ချိမရနိုင်ပါ ။ ခြိတ်ဆက်မှုကို ပြန်ထား ။ ရန် USB ကို ဖြိုပြန် ပြန်လည်တပ်ဆင်ဖို့ စခရင်တွင်း လမ်းညွှန်ချက်များ ။ ကို လိုက်နာ ပါ ။

ပုံသ အထွက် ဖိုင်တွဲကို သတ်မှတ်မည်

ပြန်ပေါ်လှူ၊ နှစ်ခုရဲ့ ချယ်ခွင့်ကို မူရင်း ရလဒ်ဖိုင်တွဲအဖွဲ့ အသုံး ပြုရန် အ န က်ပါ အတိုင်း ပြန်ပေါ်လှူ၊ နှစ်ခုဖိုင်တွဲ ကို ရှေ့ ချယ်ပါ ။

1. မှန်ကန် ပြန် ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထ နှင့်ရှိ မိန်း အိုင်ကွန်ကို ရှေ့ ခါ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှေ့ ခါ ။ ထိုန န က် **External storage** (ပြန်ပေါ်လှူ၊ နှစ်ခု) ကို ရှေ့ ခါ ။
3. အထွက်ဖိုင်တွဲကို ပြင်ဆင် ထည့်ထား ။ ပြန် ဖြစ်ပါ က **Edit folders** (ဖိုင်တွဲများ ။ ကို တည်း ဖြစ်မည်) ကို ရှေ့ ချယ် ပြန် **Add folder** (ဖိုင်တွဲထည့်မည်) ကို ရှေ့ ခါ ။
4. ရလဒ်ဖိုင်ကို မထည့်ရသ ခါ က **Add folder** (ဖိုင်တွဲထည့်မည်) ကို ရှေ့ ချယ်ပါ ။

i | ဖိုင်တွဲအမည်တွင် နှစ် ချ လွတ် မပါ ရပါ ။

5. ဆွဲချစာ ရင်း မှ ဆာ ဟာ တည်န ချ ကို ရှေ့ ခါ ။ ထိုန န က် ရရှိနိုင်သ နှစ် ပမာ ဏများ ။ ထဲမှ တစ်ခုကို ရှေ့ ခါ ။
6. **Available folders** (ရရှိသ နှစ် ဖိုင်တွဲများ ။) မှ အလိုရှိသ နှစ် ပုံသ အထွက်ဖိုင်ကို ရှေ့ ချယ်ပါ ။
7. **[ချန်လှထား ။ နိုင်သည့်]** ဖိုင်တွဲအမည်မှတ်တမ်း ထည့်ပါ ။
8. **Save** (သိမ်း မည်) ကို ရှေ့ ခါ ။
9. ရလဒ်ဖိုင်တွဲများ ။ ကို ဖယ်ရှား ။ ရန် **Edit folders** (တည်း ဖြစ်ဖိုင်တွဲများ ။) စခရင်ပ ခြိတ်ရှိ **Remove** (ဖယ်ရှား ။ မည်) ကို ရှေ့ ချယ်ပါ ။

Output File Settings (အထွက် ဖိုင် ဆက်တင်) ကို လုပ်ဆ နှစ်မည်

လုပ်ဆ နှစ်ခု တစ်ကိစီ ပြန် သည့်န နှစ်တွင် စက်တွင်း လုပ်ဆ နှစ်ခု BCL ဒ ဓာ များ ။ ကို ပြန်ပေါ်လှူ၊ နှစ်ခန်း နှင့်/သို့မဟုတ် ကလ နှစ်ဒ်သို့ အလိုအလ နှစ် လွှဲ ပြန် ရန် အ န က်ပါ အဆင့်များ ။ ကို အသုံး ပြုဆက်တင်ကို ဖွင့်ထား ။ ပါ ။

1. မှန်ကန် ပြန် ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထ နှင့်ရှိ မိန်း အိုင်ကွန်ကို ရှေ့ ခါ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှေ့ ခါ ။ ထိုန န က် **Run output file settings** (အထွက်ဖိုင် ဆက်တင်ကို လုပ်ဆ နှစ်မည်) ကို ရှေ့ ခါ ။
3. **Transfer BCL data folder to the external storage and/or cloud** (BCL ဒ ဓာ ဖိုင်တွဲကို ပြန်ပေါ်လှူ၊ နှစ်ခန်း နှင့်/သို့မဟုတ် ကလ နှစ်ဒ်သို့ ပြန် ရှေ့ ခါ) ရှေ့ ချယ်မှုကို ရှေ့ ခါ ။
ဤဆက်တင်ကို ပုံသ အာ ။ ဖြစ်ဖွင့်ထား ။ သည်။ BCL ဒ ဓာ အလိုအလ နှစ် လွှဲ ပြန် ခြိတ် ကို ပိတ်ထား ။ ရန် ဤရှေ့ ချယ်မှုကို ဖြိုပြန်ပါ ။
4. **[ချန်လှထား ။ နိုင်သည့်]** ရှေ့ ချယ်ခွင့် ကိရိယာ မှ ဒုတိယအဆင့် ပိုင်း ခြိတ် ။ စိတ်ဖြ ချက်ဖိုင်များ ။ ကို ပြန်ပေါ်လှူ၊ နှစ်ခန်း သို့မဟုတ် ကလ နှစ်ဒ်သို့ လွှဲ ပြန် ပြန် နှစ်တွင် ရင်း တို့ကို အပို ပြန် ဖြစ် ပြန်ပေါ်လှူ၊ နှစ်ခန်း ကို ရှေ့ ခါ ။
5. **Save** (သိမ်း မည်) ကို ရှေ့ ခါ ။

ခွဲခြား စိတ်ဖော်မှု

MiSeq i100 Series ထိန်းချုပ်ဆဲလ်၏ဆက်တင်ဧရိယာရှိ ခွဲခြား စိတ်ဖော်မှုအပိုင်းတွင် သင့်လျော်သော အခြေအနေအထားများ ရှိသည့်အသုံးပြုမှုများ အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များ အတွက် စာမျက်နှာ 42 ရှိ အသုံးပြုခွင့်ပေးချက်များ ကို ကြည့်ရှုပါ။

အပလီကေးရှင်းများ

အက်ဒမင်များသည် DRAGEN အပလီကေးရှင်းများကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ထည့်သွင်းမှုမှ ဖျက်နိုင်သည်။ စီစဉ်ထားသော လုပ်ဆောင်မှုကို ဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် စာမျက်နှာ 71 ရှိ အခြေခံအစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ချက်များ လုပ်ဆောင်မှုကို စီစဉ်မည်ကို ကြည့်ရှုပါ။

အပလီကေးရှင်းများကို ထည့်သွင်းမည်

1. အပလီကေးရှင်း (*.iapp) ကို MiSeq i100 Series အကူအညီစာမျက်နှာမှ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ ထည့်သွင်းမှုစနစ်ကို ကွန်ရက်ဒရိုက်မီတွင် သိမ်းဆည်းပါ။
2. မျက်နှာပင်ဆိုင်ရာ ဘယ်ဘက်ထဲတွင်ရှိမီနူးအိုင်ကွန်ကို ရှိပါ။
3. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှိပါ။ ထို့နောက် **Applications** (အပလီကေးရှင်းများ) ကို ရှိပါ။
4. **Install application** (အပလီကေးရှင်း ထည့်သွင်းမည်) ကို ရှိပါ။
5. အပလီကေးရှင်း ဖိုင်သို့ သွားပါ။ ထို့နောက် **Open** (ဖွင့်မည်) ကို ရှိပါ။
ဖိုင်ကို အပ်လုဒ်တင်ပြီးနောက် အပလီကေးရှင်း နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ပြောနိုင်ပါသည်။
6. **Install** (ထည့်သွင်းမည်) ကို ရှိပါ။
အပလီကေးရှင်းကို ထည့်သွင်းပြီးနောက် အပလီကေးရှင်း စီစဉ်သတ်မှတ်မှုကို ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။
စာမျက်နှာ 61 ရှိ အပလီကေးရှင်း ဆက်တင်ကို ကြည့်ရှုမည်ကို ကြည့်ရှုပါ။

အပလီကေးရှင်း ဆက်တင်ကို ကြည့်ရှုမည်

DRAGEN အက်ပလီကေးရှင်းတွင် ပုံသေအစည်းအစဉ်များ ပြင်ဆင်ရန် ပစ္စည်းအစုံ၊ အညွှန်းအမှတ်အသား၊ ကိရိယာအစုံ၊ ဖတ်ရမည့်သတင်းအချက်အလက်နှင့် အညွှန်းအချက်အလက်တို့ကို ဖော်ပြပါသည်။ အချို့သော အပလီကေးရှင်းများတွင် ဆင့်ပွားခွဲခြားစိတ်ဖော်မှုအတွက် ဆက်တင်နှင့် စီစဉ်သတ်မှတ်မှုကိုလည်း ဖော်ပြပါသည်။

1. မျက်နှာပင်ဆိုင်ရာ ဘယ်ဘက်ထဲတွင်ရှိမီနူးအိုင်ကွန်ကို ရှိပါ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှိပါ။ ထို့နောက် **Applications** (အပလီကေးရှင်းများ) ကို ရှိပါ။
3. ကြည့်ရှုရန် အပလီကေးရှင်းကို ရှိပါ။
အပလီကေးရှင်းတစ်ခုကို ထည့်သွင်းပြီးနောက် Configuration (စီစဉ်သတ်မှတ်မှု) စာရင်းအလိုအလျောက် ပြန်လည်သတ်မှတ်ပါသည်။
4. အပလီကေးရှင်းတွင် ရရှိနိုင်သော ရှိပါ။ အပေါ်အခေါ်ချက်အချက်အလက်ကို တည်းဖြတ်ပါ။
5. **Save** (သိမ်းဆည်းမည်) ကို ရှိပါ။

အကိုး အကား : ဖိုင်များ : ကို ထည့်သွင်း မည်

Resources settings (အရင်း အမြစ်ဆက်တင်) စာရင်းရှိ Reference Files (ကိုး ကား : ချက်ဖိုင်များ :) တက်ဘ်တွင် ကိုး ကား : ချက်ဖိုင်များ : နှင့် ကိုး ကား : ပတ်ကုန်များ : ကို ပါ နှင်း ထည့်နိုင်ပါပြီ။ Reference Files (ကိုး ကား : ချက်ဖိုင်များ :) တက်ဘ်တွင် ကိုး ကား : ချက်ဖိုင်အမည်၊ ဖိုင်အမျိုးအစား : နှင့် ဗား : ရှင်း တို့ကို ပြသ ပြန်ပါ။

1. မျက်နှာ ပေါ် ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှင့်ရှိ မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှိပါ။ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှိပါ။ ပေါ် နှစ် **Resource files** (ရင်း အမြစ်ဖိုင်များ :) ကို ရှိပါ။ ။
3. Reference Files (ကိုး ကား : ချက်ဖိုင်များ :) တက်ဘ်တွင် **Import reference file** (ကိုး ကား : ချက်ဖိုင်ကို ထည့်သွင်း မည်) ကို ရှိပါ။ ချက်ပါ။ ။
4. Reference file (ရည်ညွှန်း ဖိုင်) သို့ သွား : ပါ ၊ ထိုနှစ် **Select** (ရှိပါ။ ချက်ပါ။) ကို ရှိပါ။ ။
5. **[ချက်လုပ်ထား : နိုင်သည်]** ကိုး ကား : ချက်ဖိုင်အတွက် ရှင်း လင်း ဖ နှစ် ပြန်ကို ထည့်ပါ။ ။
6. ဗား : ရှင်း ကိုထည့်ပါ။ ။
7. ဆွဲချော ရင်း မှ ဖိုင် အမျိုးအစား : ကို ရှိပါ။ ။
သင့်ဖိုင်အမျိုးအစား : ကို ရှား ရင်း သွင်း မထား : ပါ က **Other** (အခြား :) ကို ရှိပါ။ ချက်ပါ။ ပါ နှစ် လာ သည့်အ ကွက်တွင် ဖိုင်အမျိုးအစား : ကို ထည့်သွင်း ပါ။ ။
8. ကိုး ကား : ချက်ဖိုင်နှင့် ဆက်စပ်သ နှစ် ကိုး ကား : ချက် genome (မျိုး ဖီဒအစုံ) များ : ကို ရှိပါ။ ။
9. **Save** (သိမ်း မည်) ကို ရှိပါ။ ။

DRAGEN

အက်ဒမင်များ : သည် DRAGEN ဗား : ရှင်း များ : စွာ ကို ထည့်သွင်း နိုင်သည် သို့မဟုတ် ထည့်သွင်း မှုမှ ဖြစ်နိုင်သည်။ DRAGEN လိုင်စင်ကိုလည်း အပ်ဒိတ်လုပ်နိုင်သည်။

DRAGEN ဗား : ရှင်း များ : ကို ထည့်သွင်း ပါ

1. မျက်နှာ ပေါ် ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှင့်ရှိ မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှိပါ။ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှိပါ။ ။ ထိုနှစ် **DRAGEN** ကို ရှိပါ။ ။
3. ဗား : ရှင်း များ : တက်ဘ်တွင် **Install version** (ဗား : ရှင်း ထည့်သွင်း မည်) ကို ရှိပါ။ ချက်ပါ။ ။
4. installer သို့ သွား : ပါပြီ **Open** (ဖွင့်မည်) ကို ရှိပါ။ ။
5. **Install** (ထည့်သွင်း မည်) ကို ရှိပါ။ ချက်ပါ။ ။
ထည့်သွင်း မှုအ နှစ် ငါးမပြောင်း သို့မဟုတ် မအ နှစ် ငါးမပြောင်း ဆိုင်ရာ မက်ဆေ့ဂျစ်ကို ညွှန်ပ ပြန်ပါ။

DRAGEN ဗား : ရှင်း များ : ကို ထည့်သွင်း မှုမှ ဖြစ်ပါ

1. မျက်နှာ ပေါ် ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှင့်ရှိ မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှိပါ။ ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှိပါ။ ။ ထိုနှစ် **DRAGEN** ကို ရှိပါ။ ။
3. ယခင် DRAGEN ဗား : ရှင်း ကို ထည့်သွင်း မှုမှ ဖြစ်ရန် အ နှစ် ပါ အတိုင်း လုပ်ဆဲ နှစ် ပါ။ ။
 - a. ဗား : ရှင်း များ : တက်ဘ်တွင် လုပ်ဆဲ နှစ် ချက်များ : က နှစ် လံရှိ ellipsis အိုင်ကွန်ကို ရှိပါ။ ။
 - b. **Uninstall** (ထည့်သွင်း မှုမှ ဖြစ်မည်) ကို ရှိပါ။ ။

- c. **Yes, uninstall** (ဟုတ်ကဲ့၊ ထည့်သွင်း မှုမှ ဖျက်မည်) ကို ရှုမူပါ။ ။
- 4. နှစ်ဆုံး ထွက် DRAGEN ဟာ ။ ရှင်း ကို ထည့်သွင်း မှုမှ ဖျက်ရန် အကြောင်း လုပ်ဆောင်ပါ။ ။
 - a. ဟာ ။ ရှင်း များ ။ တက်ဘတ်တွင် လုပ်ဆောင်ချက်များ ။ ကာ ဖ်လဲရှိ ellipsis အိုင်ကွန်ကို ရှုမူပါ။ ။
 - b. **Uninstall all** (အား ။ လုံး ထည့်သွင်း မှုမှ ဖျက်မည်) ကို ရှုမူပါ။ ။
 - c. **Yes, uninstall all** (ဟုတ်ကဲ့၊ အား ။ လုံး ထည့်သွင်း မှုမှ ဖျက်မည်) ကို ရှုမူပါ။ ။

DRAGEN ကိုယ်တိုင်စမ်း သပ်မှု လုပ်ဆောင်ပါ

ခွဲခြား စိတ်ဖြာမှု လုပ်ဆောင်ရာ ကိုယ်တိုင်စမ်း သပ်မှုကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ။

- 1. မျက်နှာ ပြင်ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ ဖွင့်ရန် အိုင်ကွန်ကို ရှုမူပါ။ ။
- 2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှုမူပါ။ ထို့နောက် **DRAGEN** ကို ရှုမူပါ။ ။
- 3. **Versions** (ဟာ ။ ရှင်း များ ။) တက်ဘတ်တွင် သီးခြား DRAGEN ဟာ ။ ရှင်း အတွက် လုပ်ဆောင်ချက်များ ။ ကာ ဖ်လဲရှိ ellipsis အိုင်ကွန်ကို ရှုမူပါ။ ။
- 4. **Run self test** (ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်မှု လုပ်ဆောင်ခြင်း) ကို ရှုမူပါ။ ။
ကိုယ်တိုင်စမ်း သပ်မှုသည် ပိုမိုစိစစ်ရန် အနည်းဆုံး 20 မိနစ် ကြာသည်။ ကိုယ်တိုင်စမ်း သပ်မှု ပြီးသောအခါ ဟာ ။ ရှင်း အကြောင်း သိရှိရန် ။ ခြားသို့မဟုတ် မအောင်မြင်ပါက ။ အတွက် မက်ဆေ့ဂျစ်ကို ဖတ်ပါ။ ။
- 5. ကိုယ်တိုင်စမ်း သပ်မှု မအောင်မြင်ပါက လုပ်ဆောင်ချက်များ ။ ကာ ဖ်လဲရှိ ellipsis အိုင်ကွန်ကို ရှုမူချမှတ်ပြီး မှတ်တမ်း အချက်အလက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် **Show self test log** (ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်မှုမှတ်တမ်း ကို ပြန်လည်) ကို ရှုမူပါ။ ။

စိတ်ကြိုက် ကိရိယာ အစုံများ

MiSeq i100 Series ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်မှုတွင် စိတ်ကြိုက် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်မှုအစည်းအဝေး အညွှန်း အသုံးပြုမှု နှင့် စုစည်းခန်း ပြင်ဆင်မှု စုစည်းမှု အစုံများ ကို သင်တန်းသွင်းနိုင်ပါသည်။ စနစ်ထည့်သွင်းစဉ်အတွင်း စက်ကိရိယာများ ကို လုပ်ဆောင်မှု အစီအစဉ်ရရှိရန် တူးလ်အတွင်း ရရှိနိုင်ပါသည်။

i | စုစည်းခန်း ကိုပြင်ဆင်မှုအစုံကို ထည့်သွင်းသောအခါ တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော တွဲဖက်အသုံးပြုမှု သည့် အညွှန်း အသုံးပြုမှု ကိရိယာ အစုံကို သင်သတ်မှတ်ရပါမည်။ စိတ်ကြိုက်အညွှန်း အသုံးပြုမှု အစုံကို ထည့်ရန် လိုအပ်ပါက စုစည်းခန်း ပြင်ဆင်မှု စုစည်းမှု အစုံကို မထည့်မီ ။ ။

စိတ်ကြိုက်အညွှန်း အသုံးပြုမှု ကိရိယာ အစုံကို ထည့်သွင်းခြင်း

- 1. မျက်နှာ ပြင်ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ ဖွင့်ရန် အိုင်ကွန်ကို ရှုမူပါ။ ။
- 2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှုမူပါ။ ထို့နောက် **Custom Kits** (စိတ်ကြိုက် ကိရိယာ အစုံများ) ကို ရှုမူပါ။ ။
- 3. အညွှန်း အသုံးပြုမှု ကိရိယာ အစုံ `template.tsv` ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် **Download Template** (နမူနာ ပုံစံကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်မည်) ကို ရှုမူပါ။ ။
- 4. Microsoft Excel၊ Libre Office သို့မဟုတ် အခြား အလားတူ ဇယား ကွက်တည်း ဖြစ်သော ဆက်တင်မှု အသုံးပြုမှု `template.tsv` ဖိုင်ကို ဖွင့်ပါ။ ။
နှစ်ထပ် အချက်အလက်အတွက် [Illumina Adapter Sequences](#) (အသုံးပြုမှု အစီအစဉ်များ) ပိုမိုမူစာ မျက်နှာ ကို ကြည့်ပါ။ ။

5. အောက်ပါ အညွှန်း ကိန်း အဒက်တာ အစုံ အချက်အလက်ကို ထည့်ရန် `template.tsv` ဖိုင်ရှိ ညွှန်ကြား မှု မှုး ကို လိုက်နာ ပါ -
 - a. **[IndexKit]**—အမည်၊ ဗားရှင်း၊ ရှင်းလင်း ဖော်ပြခြင်းနှင့် အညွှန်း ဗဟုအပါ အဝင် အညွှန်း အဒက်တာ ကိရိယာ အတွက် အချက်အလက်ကို ခံနိုင်သုံး သပ်ပါ။
 - b. **[ရင်း မြစ်များ]**—ဖတ်ရှုမှု 1 နှင့် ဖတ်ရှုမှု 2 အတွက် အဒက်တာ အစီအစဉ်များ ကို ပံ့ပိုး ပေးသည်။ ဤကဏ္ဍရှိ တန်ဖိုး များ အပေါ် အခြေခံ၍ ထည့်သွင်း ထားသော ဖိုင်သည် အညွှန်း ကိန်း အစုံအမိန့် အစား ကို အောက်ပါ ရှင်းလင်းချက်များ ထဲမှ တစ်ခုခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးသည်-
 - ပုံသေ အခင်း အကျဉ်း ပလိတ်ပန်း တစ်ခု။
 - ပုံသေ အဆင်အပါ ပလိတ်ပန်း များ စွာ။
 - c. **[အညွှန်း များ]**—အမည်၊ အညွှန်း ကိန်း အစီအစဉ်နှင့် အညွှန်း ကိန်း က အညွှန်း ကိန်း 1 သို့မဟုတ် အညွှန်း ကိန်း 2 အတွက် ဟုတ်မဟုတ် အပါ အဝင် အညွှန်း ကိန်း များ စာ ရင်း။
- i** | အညွှန်း အမည်များ တွင် အကုန်စုံ ဂဏန်း စာ လုံး များ နှင့် အောက်မေ့တန်း များ သာ ပါဝင်နိုင်သည်။
6. ထည့်သွင်း မှုး (< >) တွင် ပါရှိသော နမူနာ ပုံစံလမ်း ညွှန်ချက်များ ကို ဖယ်ရှား ပေးပြီး TSV ဖိုင်ကို သိမ်းဆည်း ပါ။
 7. MiSeq i100 Series ထိန်းချုပ်ဆက်သွယ်မှု အသုံးပြု အင်တာဖေ့စ်တွင် ဘယ်ဘက်အပေါ်ဘက် ထည့်သွင်းရန် မိန့်တမ်း ကို ရှင်းလင်းချက် Custom Kits (စိတ်ကြိုက် ကိရိယာ အစုံများ) ကို ရှင်းလင်းချက် ပါ။
 8. **Import index adapter kit** (အညွှန်း အဒက်တာ အစုံကို တင်သွင်း ပါ) ကို ရှင်းလင်းချက် စိတ်ကြိုက်အညွှန်း အဒက်တာ အစုံ *.tsv သို့သွား ပေးပြီး **Open** (ဖွင့်မည်) ကို ရှင်းလင်းချက် ပါ။
 9. စိတ်ကြိုက်အညွှန်း အဒက်တာ အစုံကို အောက်မေ့တန်း ထုတ်သိမ်း ပေးပြီး နောက် အချက်အလက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ် ပေးပြီး ပြင်ဆင်ရန် ကိရိယာ အမည်ကို ရှင်းလင်းချက် ပါ။

စိတ်ကြိုက် စုစည်း ခန်း ပြင်ဆင်ရန် ပစ္စည်း အစုံကို ထည့်သွင်းခြင်း

1. မျက်နှာ ပြင်ဆင်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထည့်သွင်းရန် မိန့်တမ်း အိုင်ကွန်ကို ရှင်းလင်းချက် ပါ။
2. **Settings** (ဆက်တင်) ကို ရှင်းလင်းချက် ပါ။ ထိုနောက် Custom Kits (စိတ်ကြိုက် ကိရိယာ အစုံများ) ကို ရှင်းလင်းချက် ပါ။
3. **Add Library Prep Kit** (စုစည်း ခန်း ပြင်ဆင်ရန် ပစ္စည်း အစုံကို ထည့်မည်) ကို ရှင်းလင်းချက် အောက်ပါ အချက်အလက်များ ကို ထည့်သွင်း ပါ -
 - စုစည်း ခန်း ပြင်ဆင်ရန် ပစ္စည်း အစုံ အမည်။
 - **[ရင်းလုပ်ထား နိုင်သည်]** ရှင်းလင်း ဖော်ပြခြင်း။
 - **[ရင်းလုပ်ထား နိုင်သည်]** အဖွဲ့အစည်း ။ စိတ်ကြိုက် စုစည်း ခန်း ပြင်ဆင်ရန် ပစ္စည်း အစုံကို ပိုင်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း ။ အဖွဲ့အစည်း သည် Illumina မှ ဖြစ်နိုင်ပါ။
 - ခွင့်ပြုထား သော ဖတ်ရှုမှု အမိန့် အစား များ။
 - ပုံသေ ဖတ်ရှုမှု အမိန့် အစား ။
 - ပုံသေ ဖတ်ရှုမှု စက်ဝန်း ။
 - ဆွဲချော ရင်း မှ ကိုက်ညီသော အညွှန်း အဒက်တာ ကိရိယာ အစုံ အနည်းဆုံး တစ်ခုကို ရှင်းလင်းချက် ပါ။
4. **Save** (သိမ်းဆည်း) ကို ရှင်းလင်းချက် ပါ။

5. စုစည်းခန်း ပြင်ဆင်ရန် ပစ္စည်း အစုံကို အင်မတန်စွာ ထည့်သွင်း ပြန်စစ်ဆေးရန် အချက်အလက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး တည်းဖြတ်ရန် ကိရိယာ အမည်ကို ရှာဖွေရပါမည်။

စိတ်ကိတ် ပရိုင်းမာ များ

Index First (အညွှန်း ပထမ) လုပ်ငန်း စဉ်အဆင့်ဆင့်တွင် စိတ်ကိတ် ပရိုင်းမာ များ ကို မပံ့ပိုးပါ။

- စိတ်ကိတ် ပရိုင်းမာ တစ်ခုစီ သို့မဟုတ် စိတ်ကိတ် ပရိုင်းမာ ရှစ်ခုစီတစ်ခုစီ၏ သင့်လျော်သော ပမာဏကို ပြင်ဆင်ပေး ကတ်ထရစ်တစ်ခုနှင့် အခြား ဖြန့်ဖြူးမှု စိတ်ကိတ် ပရိုင်းမာ ထဲသို့ ကနဦးစွာ ထည့်ပါ။
- စိတ်ကိတ် ပရိုင်းမာ များ ကို အသုံးပြုရန် Review Run (လုပ်ဆောင်မှု ပြန်လည်သုံးသပ်မည်) စခရင်ရှိ ရှာဖွေရပါမည်။ စရာ များ ကို စီစဉ်သတ်မှတ်ပါ။

အခန်း 67 ရှိ [စိတ်ကိတ် ပရိုင်းမာ များ ကို အသုံးပြုရန် လုပ်ဆောင်ရန် စီစဉ်ပါ။](#) ကို ကိုးကားပါ။ ထို့နောက် ပရိုင်းမာ ကနဦး ညွှန်ကြားမှုများ ကို ဒီဗြပ်စ် အစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ရန် အတွက် [စာမျက်နှာ 70 ရှိ ပရိုင်းမာ သို့မဟုတ်](#) သွားပါ။

စိတ်ကိတ် ပရိုင်းမာ များ နှင့် PhiX

ဖတ်ရှုမှု 1 သို့မဟုတ် ဖတ်ရှုမှု 2 အတွက် စိတ်ကိတ် ပရိုင်းမာ ကို အသုံးပြုသော အခါ ဆွဲသွင်းသည့် ကိရိယာ အား သက်ဆိုင်ရာ စိတ်ကိတ် ပရိုင်းမာ ချိတ်ဆွဲမှုမှ ဆွဲထုတ်ရန် ညွှန်ကြားပါသည်။ ထို့ကြောင့် Illumina ပရိုင်းမာ များ ကို ဒီဗြပ်စ် အစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ရန် လုပ်ဆောင်မှု အတွက် အသုံးပြုပါ။

အကယ်၍ Illumina ပရိုင်းမာ များ ကို ဖတ်ရှုမှု 1 သို့မဟုတ် ဖတ်ရှုမှု 2 အတွက် အသုံးပြုပါက ရှာဖွေနိုင်သော Illumina PhiX ထိန်းချုပ်မှုကို စီစဉ်ထားပါ။ စိတ်ကိတ် ပရိုင်းမာ များ ဖြင့် PhiX ထိန်းချုပ်မှုကို အသုံးပြုရန် လမ်းညွှန်ချက်အတွက် Illumina နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရန် ကိုဆက်သွယ်ပါ။

i | PhiX ကို အညွှန်းမတင်ထားသော ကနဦးမည်သည့် အညွှန်းရန် ပရိုင်းမာ ကို အသုံးပြုသည့် စာမျက်နှာများ အတွက် PhiX ထိန်းချုပ်မှုမှ ဒီဗြပ်စ် အစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ရန် ဒီဇာယ်များ ကို ထုတ်ပေးပါ။

ကတ်ထရစ်တစ်ခုနှင့် အခြား ဖြန့်ဖြူးမှု စိတ်ကိတ် ပရိုင်းမာ အနုအေးများ

Illumina ပရိုင်းမာ များ နှင့် စိတ်ကိတ် ပရိုင်းမာ များ ကို တူညီသော လုပ်ဆောင်မှုတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏ စပ်မျက်နှာ မှတည်၍ ဆွဲသွင်းသည့် ပရိုင်းမာ ကို သင့်လျော်သော စုစည်းသိမ်းဆည်းရာမှ ဆွဲထုတ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဖတ်ရှုမှု 2 အတွက် စိတ်ကိတ် ပရိုင်းမာ ကို အသုံးပြုသည့် ဖတ်ရှုမှု 1 အတွက် အသုံးပြုသော ဆွဲသွင်းသည့် ဖတ်ရှုမှု 1 ပရိုင်းမာ ကို Illumina ပရိုင်းမာ ချိတ်ဆွဲမှုမှ ဆွဲထုတ်ပြီး ဖတ်ရှုမှု 2 ပရိုင်းမာ ကို စိတ်ကိတ် ပရိုင်းမာ မှ ကနဦးစွာ ဆွဲထုတ်ပါသည်။

စိတ်ကိတ် ပရိုင်းမာ များ ကို ပြင်ဆင်ပေးခြင်း

Hybridization Buffer (HT1) ကို အသုံးပြု၍ စိတ်ကိတ် ပရိုင်းမာ များ ကို ပြင်ဆင်ပါ။ ထို့နောက် ၎င်းတို့ကို ကတ်ထရစ်တစ်ခုနှင့် အခြား ဖြန့်ဖြူးမှု စိတ်ကိတ် ပရိုင်းမာ (CP) တွင်းထဲသို့ ထည့်ပါ။ HT1 ကို ပေးသော သင်္ချာလည်း သီးခြား ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ [စာမျက်နှာ 33 ရှိ အသုံးပြုမှုကဏ္ဍ](#) သော [တစ်ကိတ်သုံး ပစ္စည်းများ](#) & [စက်ကိရိ](#)

ယာ ကိုး ကာ : ပါ ။

စိတ်ကိုကြံ ပရိုင်းမာ မျှ : ပြင်ဆင်ခြင်း

1. အ န ခဲန ဓါ က အသုံး ပြုနိုင်အတွက် စိတ်ကိုကြံ ပရိုင်းမာ တစ်ခုစီကို အရည်ပ ဖြူအ န နှင်လုပ်ပ န ပါ ။
2. စိတ်ကိုကြံ သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း စုစည်း ခန်း မျှ : ကိုသာ အသုံး ပြု က အ န က်ပါ အတိုင်း ပြင်ဆင် ပါ ။
 - 0.3 μ M န နှစ်ဆုံး ပါ ဝင်မှုရှိသည့် စိတ်ကိုကြံ ဖတ်ရှုမှု ပရိုင်းမာ တစ်ခုစီနှင့်အတူ စုစုပ နှင်း ပမာ ကာ 500 μ l ထွက်ရှိရန် စိတ်ကိုကြံ ဖတ်ရှုမှု ပရိုင်းမာ ကို အာ : ပ ဖြူအ န နှင်လုပ်ဖို့ HT1 ကို အသုံး ပြု ။
 - န နှစ်ဆုံး ပါ ဝင်မှု 0.6 μ M တွင် စိတ်ကိုကြံ ဖတ်ရှုမှု ပရိုင်းမာ တစ်ခုစီနှင့်အတူ စုစုပ နှင်း ပမာ ကာ 500 μ l ထွက်ရှိရန် စိတ်ကိုကြံ အညွှန်း ပရိုင်းမာ သို့မဟုတ် အညွှန်း ပရိုင်းမာ ရ န နှစ်ဆုံး မှုကို အာ : ပ ဖြူအ န နှင်လုပ် ဖို့ HT1 ကို သုံး ပါ ။
3. PhiX သို့မဟုတ် Illumina စုစည်း ခန်း မျှ : နှင့်အတူ စိတ်ကိုကြံ သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း စုစည်း ခန်း မျှ : ကို အသုံး ပြု က၊ စိတ်ကိုကြံ ဖတ်ရှုမှု ပရိုင်းမာ မျှ : သို့မဟုတ် စိတ်ကိုကြံ အညွှန်း ပရိုင်းမာ မျှ : ကို အ န က် ပါ အတိုင်း ပြင်ဆင်ပါ ။
 - 0.3 μ M န နှစ်ဆုံး ပါ ဝင်မှုအတွက် 500 μ l VP21 သို့မဟုတ် HP21 သို့ စိတ်ကိုကြံ ဖတ်ရှုမှု ပရိုင်းမာ ရ န နှစ်ဆုံး မှုတစ်ခုစီကို ထည့်ပါ ။
 - 0.6 μ M န နှစ်ဆုံး ပါ ဝင်မှုအတွက် 500 μ l VP14 သို့မဟုတ် BP14 စိတ်ကိုကြံ အညွှန်း ပရိုင်းမာ ရ န နှစ်ဆုံး မှု တစ်ခုစီကို ထည့်ပါ ။

ကတ်ထရစ်တ နှင့်အခ ဖြ က်တွင် စိတ်ကိုကြံ ပရိုင်းမာ မျှ : ကို ထည့်ခြင်း

အချို့ န နှစ်ဆုံး မျှ : အတွက် စာ မျက်နှာ 29 ရှိ ကတ်ထရစ်တ နှင့်အခ ဖြ က် ကို ကိုး ကာ : ပါ ။

1. သန့်ရှင်း သ နှစ် ဖန်ပွင့်ရှည် ထိပ်ဖျား : ကို အသုံး ပြု ကတ်ထရစ်တ နှင့်အခ ဖြ က်ပ နှ် ရှိ သင့်လ ဖြ သ နှစ် CP ကို က နှင်း စွာ ဖုံး အုပ်ပ န သ နှစ် သတုတုအုပ်လွှာ ကို ဖ နှစ်ပါ ။
2. သင့်လ ဖြ သ နှစ် ချို့ခွက်ထဲသို့ 500 μ L စိတ်ကိုကြံ ပရိုင်းမာ ကို ထည့်ပါ ။
ယိုဖိတ်မှု၊ ပူဖ နှင်း မျှ : နှင့် ညစ်ညမ်း မှုတို့ကို ရှောင်ရှား : ရန် အရည်ကို ဖ နှင်း ဖ နှင်း နှင့်မှန်မှန် ထည့်ပ န ပါ ။
 - CP1—စိတ်ကိုကြံ ဖတ်ရှုမှု 1 ပရိုင်းမာ မျှ : ကို တင်ရန်အတွက် စာ တစ်စမ်း ပစုစည်း အပ နှစ်ပါ။
 - CP2—စိတ်ကိုကြံ ဖတ်ရှုမှု 2 ပရိုင်းမာ မျှ : ကို တင်ရန်အတွက် စာ တစ်စမ်း ပစုစည်း အပ နှစ်ပါ။
 - CP3—စိတ်ကိုကြံ အညွှန်း ပရိုင်းမာ မျှ : ကို တင်ရန်အတွက် စာ တစ်စမ်း ပစုစည်း အပ နှစ်ပါ။

စိတ်ကိုကြံ ပရိုင်းမာ မျှ : ကို အသုံး ပြု လုပ်ဆ နှင်ရန် စီစဉ် ပါ ။

1. **Planned run** (စီစဉ်ထား : သ နှစ် လုပ်ဆ နှင်မှု) ကို ရှု နှစ် ချုပ်ပါ သို့မဟုတ် **Manual run** (လူကိုယ်တိုင် လုပ် ဆ နှင်ခြင်း) ကို စတင်ပါ ။ သင်၏ လုပ်ဆ နှင်မှုကို စနစ်ထည့်သွင်း ခြင်း ဆိုင်ရာ န နှစ်ထပ်အချက်အလက် မျှ : အတွက် စာ မျက်နှာ 72 ရှိ စက်တွင်း စီစဉ်ထား : သ နှစ် လုပ်ဆ နှင်မှုတစ်ခုကို ဖန်တီး မည် ကို ကိုး ကာ : ပါ ။

2. **Sequence Indexes First** (အညွှန်း များ ။ ကို အရင်ဆုံး ဒေါ့ပေါင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်မည်) အမှန်ခံစားအကွက် ကို Deselect (ရုပ်စ ချုပ်ဖျက်ပါ)။
3. သင့်လျော်သော စိတ်ကို ပရိုင်းမာ များ ။ ကို ရုပ်စ ချုပ်ပါ ။
4. **Review** (ပန်လည်သုံး သပ်မည်) ကို ရုပ်စ ချုပ်ပြီး လုပ်ဆောင်မှု သတ်မှတ်ချက်ဖွင့် ဆက်လုပ်ပါ ။

ကိရိယာ အစုံ စီစဉ်သတ်မှတ်မှုများ ။

အောက်ဖော်ပြပါ များ ။ သည် MiSeq i100 Series စိတ်ကို ပရိုင်းမာ များ ။ အတွက် ရရှိနိုင်သော ကိရိယာ အစုံအလင် စီစဉ်သတ်မှတ်မှုများ ။ ဖြစ်ပါသည်။

ကိရိယာ စုံအမည်	Illumina ကတ်တလစ် ကန့်သတ်
NextSeq 1000/2000 XLEAP-SBS ပရိုင်းမာ ကိရိယာ အစုံအလင်ကို ဖတ်ရှုပို့ အညွှန်း တပ်ပါ	20112856
NextSeq 1000/2000 XLEAP-SBS ပရိုင်းမာ ကိရိယာ အစုံအလင်ကို အညွှန်း တပ်ပါ	20112858
NextSeq 1000/2000 XLEAP-SBS ပရိုင်းမာ ကိရိယာ အစုံအလင်ကို ဖတ်ရှုပါ	20112859

NextSeq 1000/2000 XLEAP-SBS ပရိုင်းမာ ကိရိယာ အစုံအလင်ကို ဖတ်ရှုပို့ အညွှန်း တပ်ပါ

အရ အတွက်	အတိုက နံပါတ်	စာတမ်း ပစ္စည်း	စာတမ်း ပစ္စည်း အမည်	ဦး ထုပ်အရ နံပါတ်
1	VP14	CP3	VP14 အညွှန်း ပရိုင်းမာ အရ စ	အဝါ ရ စ
1	VP21	CP1 နှင့် CP2	VP21 အညွှန်း ပရိုင်းမာ အရ စ	အပွဲ
2	HT1	မရှိ	နှစ်မျိုး စပ်ရ စ ကျား ခံ ပြန်ရည် ¹	ရှင်း လင်း သည်

NextSeq 1000/2000 XLEAP-SBS ပရိုင်းမာ ကိရိယာ အစုံအလင်ကို အညွှန်း တပ်ပါ

အရ အတွက်	အတိုက နံပါတ်	စာတမ်း ပစ္စည်း	စာတမ်း ပစ္စည်း အမည်	ဦး ထုပ်အရ နံပါတ်
10	VP14	CP3	VP14 အညွှန်း ပရိုင်းမာ အရ စ	အဝါ ရ စ
10	HT1	မရှိ	နှစ်မျိုး စပ်ရ စ ကျား ခံ ပြန်ရည် ¹	ရှင်း လင်း သည်

NextSeq 1000/2000 XLEAP-SBS ပရိုင်းမာ ကိရိယာ အစုံအလင်ကို ဖတ်ရှုပါ

အရ အတွက်	အတိုက ဇ က်	ဓာတ်စမ်း ပစ္စည်း ပါးစက်	ဓာတ်စမ်း ပစ္စည်း အမည်	ဦး ထုပ်အရ ဇ က်
10	VP21	CP1 နှင့် CP2	VP21 အညွှန်း ပရိုင်းမာ အရ ဇ က်	အပတ်
10	HT1	မရှိ	နှစ်မျိုး စပ်ရ ဇ က် ။ ခံ ပြေ ရည် ¹	ရှင်း လင်း သည်

ပရိုတိုကော

ဤကဏ္ဍသည် တစ်ကိပြုသုံး ပစ္စည်းများကို ပြင်ဆင်နည်း၊ စုစည်းခန်းများကို ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများ အပေါ်၌ ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများ အစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ရန် လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကို စနစ်တကျသွင်းနည်းဆိုင်ရာ အဆင့်ဆင့်ညွှန်ကြားချက်များကို ပေးပါသည်။

စာတမ်းပစ္စည်းများနှင့် အခြားစာတမ်းများကို ပစ္စည်းများကို ကိုင်တွယ်သည့်အခါ တစ်ကောင်ရင်းများမှ ဖယ်ခွဲခန်း အောက်ရှိ အမှန်တရား သဘာဝလက်အိတ်များကို ဝတ်ဆင်ပါ။

ပရိုတိုကော မစတင်မီ သင့်တွင် လိုအပ်သော တစ်ကိပြုသုံး ပစ္စည်းများနှင့် စက်ကိရိယာများ ရှိရန် သိရပါစေရန် **စာမူများ 28 ရှိ တစ်ကိပြုသုံး ပစ္စည်းများနှင့် စက်ကိရိယာ** ကို ကိုးကားပါ။

သတ်မှတ်ထားသော ပစ္စည်းများ၊ အပူချိန်များနှင့် ကြိုတင်ချိန်များကို အသုံးပြု၍ အစီအစဉ်တကျပြုပြင်သည့် ပရိုတိုကောများကို လိုက်နာပါ။

အောက်ပါ လုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးအစားများ အနက်မှ တစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှု အစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ရန် လုပ်ဆောင်မှုကို စတင်နိုင်သည်။

- စီစဉ်ထားသော လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခု။ **စာမူများ 78 ရှိ စီစဉ်ထားသော လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကို စတင်မည်** ကို ကိုးကားပါ။
- BCL ဖိုင်များကိုသာ ထုတ်ပေးသည့် ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခု။ **စာမူများ 80 ရှိ ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကို စတင်ပါ (BCL များ ထုတ်ပါ)** ကို ကိုးကားပါ။
- စက်တွင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက် နမူနာစုကို အသုံးပြုသည့် ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်မှု။ **စာမူများ 79 ရှိ Manual Run (ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်မှု) ကို စတင်ပါ (နမူနာစုကို ထည့်သွင်းပါ)** ကို ကိုးကားပါ။

ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် စာကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပါ။ ကဆင့်တွင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် BaseSpace Sequence Hub သို့မဟုတ် ICA တွင် အလိုအလျောက် စတင်မည်ဖြစ်သည်။ စာကို စက်တွင်းတွင် ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပါက ကိရိယာပေါ်မှ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် အလိုအလျောက် စတင်မည်ဖြစ်ပြီး ရလဒ်ဖိုင်များကို ရွေးချယ်ထားသော ရလဒ်ဖိုင်တွင် သိမ်းဆည်းပါမည်။

စတင်ရန် သို့မဟုတ် မလုံလောက်ပါက အမှားအယွင်းမရှိအောင် နောက်ဆုံးအဆင့်ကို ရှင်းလင်းရန် သင့်အား သတိပေးပါသည်။

ဥပမာ၊ ဒီဇာ ရလဒ်ဖိုင်တွင် တည်ဆဲကန့်သတ်ချက်။ **စာမူများ 91 ရှိ ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှု အစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ရန် ရလဒ်** ကို ကိုးကားပါ။

အကောင့်ဝင်ခြင်းနှင့် အကောင့်ထွက်ခြင်း

မိနစ် 30 ကြာ လုပ်ဆောင်မှုမရှိလျှင် သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော အကောင့်ထွက်ချိန် ပြည့်ပြီးနောက်တွင် သင်သည် ထိန်းချုပ်ဆက်သွယ်မှုအား တိုက်ရိုက်သွားပါမည်။ ဆက်တင်ရှိစကားပြောမှုပါ အခရင်တွင် ပုံသေအကောင့်ထွက်ချိန်ကို ခြုံငုံပါ။ လမ်းညွှန်ချက်များအတွက် **စာမူများ 47 ရှိ စကားပြောမှုပါ ဒီဇာ** ကို ကိုးကားပါ။

MiSeq i100 Series ကွန်ရက်ဆက်တင်ကို BaseSpace Sequence Hub သို့ ခြုံငုံဆက်ရန် စီစဉ်သတ်မှတ်ထားပါက၊ သင်သည် **Switch to cloud account** (ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် အကောင့်သို့ ပြောင်းမည်) ကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် သင်၏ BaseSpace Sequence Hub အကောင့်သို့ အကောင့်ဝင်ရန် နိုင်ပါသည်။

ထွက်ပို့ပြီးနောက် **Start** (စတင်မည်) သို့မဟုတ် **Eject consumables** (တစ်ကိစိတ်သုံး ပစ္စည်းများ ဖယ်ထုတ်မည်) ကို ရှေ့ခေါ်လိုက်လျှင် အကန့်အသတ်ခံရသည့် အသံများ မည်သို့ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်နည်းအားဖြင့် မိနစ် အချိန်ကွက်ကို အသုံးပြုအကန့်အသတ်ခံနိုင်သည်။

အကန့်အသတ်ခြင်း

1. မျက်နှာ ပေါ်ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ အရှိန်မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှေ့ခေါ်ပါ။
2. **Sign in** (အကန့်အသတ်မည်) ကို ရှေ့ခေါ်ပါ။
3. သင့်ကိရိယာ စီစဉ်သတ်မှတ်ပုံစံ ဖြစ်တည်၍ သင်၏အကန့်အသတ်ခြင်း အထောက်အထားများ ကွဲပြားနိုင်သည်။
 - သင်သည် ကလစ်နှိပ်ခွင့် ပြန်ဆက်သွယ်ပါက သင်၏စက်တွင်း အကန့်အသတ် ပြုပြင်မှုအမည်နှင့် စကားပြောပုံစံ ဖြစ်ပါသည်။
 - သင်သည် အသုံးပြုပြင်မှုအသစ်တစ်ခုအား အသုံးပြုအကန့်အသတ်ခြင်း ဖြစ်ပါက သင်၏စက်တွင်း ပုံစံကို ပြောင်းလဲရန် အသံများ ပေါ်မည်ဖြစ်သည်။
 - အကယ်၍ သင်သည် ကလစ်နှိပ်ခွင့် ပြန်ဆက်သွယ်ပါက သင်၏ BaseSpace Sequence Hub အသုံးပြုမှုအမည်နှင့် စကားပြောပုံစံ အကန့်အသတ်ခြင်း သင့်အလုပ်အဖွဲ့ကို ရှေ့ခေါ်ပါ။ ရှေ့ခေါ်ထားသော အလုပ်အဖွဲ့တွင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုမှုများ ဖန်တီးထားသော စီစဉ်ထားသည့် လုပ်ဆောင်မှုများကို သင် ရှေ့ခေါ်နိုင်ပါသည်။ နောက်တစ်နည်းအားဖြင့် **Sign in to local instrument** (စက်တွင်း ကိရိယာ သို့မဟုတ် အကန့်အသတ်မည်) ကို ရှေ့ခေါ်ပါက သင့်စက်တွင်း အကန့်အသတ် ပြုပြင်မှုအကန့်အသတ်ခြင်း ပေါ်မည်။

အကန့်အသတ်ထွက်မည်

1. ကိုယ်တိုင် အကန့်အသတ်ထွက်ရန် ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ အရှိန်မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှေ့ခေါ်ပါ။
2. **Sign out** (အကန့်အသတ်ထွက်မည်) ကို ရှေ့ခေါ်ပါ။
အကန့်အသတ်ထွက်ပြီးနောက် ထိန်းချုပ်ဆဲ အသံများကို ပိတ်ပို့၍ စတင်မျက်နှာ ပေါ်သို့ ပြန်သွားပါသည်။

ဒေါ်ပေါ်ခေါ် အစီအစဉ်ဆုံး ဖြတ်ရန် လုပ်ဆောင်မှုကို စီစဉ်မည်

ကိရိယာ အတွက် ဒေါ်ပေါ်ခေါ် အစီအစဉ်ဆုံး ဖြတ်ရန် လုပ်ဆောင်မှုကို စီစဉ်ရန် အကန့်အသတ်ခံရပါက ရှေ့ခေါ်စရာ များထဲမှ တစ်ခုကို အသုံးပြုပါ။ လုပ်ဆောင်မှုကို စနစ်ထဲသို့သွင်း ပို့ပြီးနောက် အစီအစဉ် လုပ်ဆောင်မှုကို **Runs** (လုပ်ဆောင်မှုများ) စာရင်းရှိ **Planned** (စီစဉ်ထားသည်များ) တက်ဘလ်တွင် ပြသသည်။ ဒေါ်ပေါ်ခေါ် အစီအစဉ်ဆုံး ဖြတ်ရန် လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကို စတင်သော အခါတွင် စီစဉ်ထားသော လုပ်ဆောင်မှုကို ရှေ့ခေါ်နိုင်သည်။

- ကလစ်နှိပ်ခွင့် သင်၏ လုပ်ဆောင်မှုကို စီစဉ်ရန်အလို့ငှာ (BaseSpace Sequence Hub ဖြစ်ပါသည်) ဒေါ်ပေါ်ခေါ် အစီအစဉ်ဆုံး ဖြတ်ရန် လုပ်ဆောင်မှုကို စီစဉ်သတ်မှတ်ရန် BaseSpace Sequence Hub ရှိ လုပ်ဆောင်မှု စီစဉ်ရန် ကိရိယာကို အသုံးပြုပါ။
 - လုပ်ဆောင်မှုစီစဉ်ခြင်း မပြုနိုင်သော ကလစ်နှိပ်ခွင့် ဆက်တင်ကို စီစဉ်သတ်မှတ်ပါ။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များ အတွက် [စာမျက်နှာ 54 ရှိ ကလစ်နှိပ်ခွင့် ဆက်တင်](#) ကို ကြည့်ပါ။
 - ကိရိယာ ပေါ်တွင် ဆင့်ပွားခြင်း စိတ်ဖြာမှုကို ပြုလုပ်ရန် ကလစ်နှိပ်ခွင့် စီစဉ်ထားသော လုပ်ဆောင်မှုများကို စီစဉ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ဤအခါ ရပ်အသံများ ခံစားရသည့် မှုအတွက် လိုအပ်သော အရင်းအမြစ်များ အားလုံးကို ကိရိယာ ပေါ်တွင် ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်သည်။

- BaseSpace Sequence Hub တွင် နှစ်ကထပ် အချက်အလက်အတွက်၊ [BaseSpace Sequence Hub အကူအညီပ နေ့ရ နေ့ဆိုက်စာ မျက်နှာ](#) ကို ကိုး ကာ ခဲ့ပါ။
- သင်၏စက်တွင်း လည်ပတ်မှုကို စီစဉ်ရန် (ကိရိယာ ပါးတွင်)၊ MiSeq i100 Series ထိန်း ချုပ်ဆဲ နှစ်ဖွဲ့သို့မဟုတ် Illumina Run Manager ကို ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ထား ခဲ့သော ကွန်ပျူတာ ပါးတွင် အသုံး ပြုပါ။
 - စီစဉ်ပြီး နှစ်က ကိရိယာ တွင်း ခွဲခြား စိတ်ဖြာ မှုသည် အလိုအလျောက် စတင်ပါ သည်။ CBCL ဒ် ဇာ နှင့် DRAGEN ဆင့်ပွား ခွဲခြား စိတ်ဖြာ မှု ရလဒ်ဖိုင်များ ကို ရှေ့နောက် ချထား ခဲ့သော ရလဒ်ဖိုင်တွင် သိမ်းဆည်း ထား သည်။ နှစ်ကထပ် အချက်အလက်များ အတွက် စာ မျက်နှာ 72 ရှိ စက်တွင်း စီစဉ်ထား ခဲ့သော လုပ်ဆဲ နှစ်မှုတစ်ခုကို ဖန်တီး မည်ကို ကိုး ကာ ခဲ့ပါ။
- စိတ်ကြိုခွဲခြား စိတ်ဖြာ မှု ပိုက်လိုင်း များ အတွက် လုပ်ဆဲ နှစ်မှု ဒ်ပြပေါင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ရ နေ အဆင့်တစ်ခုမရှိဘဲ ဒ်ပြပေါင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ရ နေ လုပ်ဆဲ နှစ်မှုကို သတ်မှတ်ရန်၊ စာ မျက်နှာ 80 ရှိ ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆဲ နှစ်မှုကို စတင်ပါ (BCL များ ထုတ်ပါ) ကို ကိုး ကာ ခဲ့ပါ။

စက်တွင်း စီစဉ်ထား ခဲ့သော လုပ်ဆဲ နှစ်မှုတစ်ခုကို ဖန်တီး မည်

စက်တွင်း တွင် ဒ်ပြပေါင်း အစီအစဉ် လုပ်ဆဲ နှစ်မှု တစ်ခုဖန်တီး ရန်၊ MiSeq i100 Series ထိန်း ချုပ်ဆဲ နှစ်ဖွဲ့သို့မဟုတ် Illumina Run Manager တွင် စီစဉ်ခြင်း အင်တာ ဖေ့၏ အသုံး ပြုပါ။

MiSeq i100 Series ထိန်း ချုပ်ဆဲ နှစ်ဖွဲ့ ဖြစ် လုပ်ဆဲ နှစ်မှုတစ်ခု စီစဉ်ပါ။

1. မျက်နှာ ပြင်ဆင်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှစ်ရှိ မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှေ့နောက် ပြပါ။
2. **Runs** (လုပ်ဆဲ နှစ်မှုများ) ကို ရှေ့နောက် ပြပါ။
3. Planned (စီစဉ်ထား ခဲ့သည်များ) တက်ဘ်တွင် **Create run** (လုပ်ဆဲ နှစ်မှု ဖန်တီး မည်) ကို ရှေ့နောက် ချထားပါ။
4. လုပ်ဆဲ နှစ်မှုကို ခွဲခြား ရှေ့နောက် ထုတ်ရန် လုပ်ဆဲ နှစ်မှုအမည်တစ်ခုထည့်ပါ။
လုပ်ဆဲ နှစ်မှုအမည်တွင် ဂဏန်း အက္ခရာ များ၊ နှစ် ဇာ လွတ်များ၊ အပိုင်း များ၊ ဒ်ကရိုများ နှင့် အ နှစ် မြင်း များ အများ ဆုံး 255 လုံး ပါ ဝင်နိုင်သည်။
5. **[ချန်လှပ်ထား ခဲ့သည့်]** လုပ်ဆဲ နှစ်မှုအတွက် ရှင်း လင်း ဖ နှစ် ပြုတ်တစ်ခု ထည့်ပါ။
လုပ်ဆဲ နှစ်မှုဆိုရာ ရှင်း လင်း ဖ နှစ် ပြုတ်တွင် ကြည့်ပွင့်များ (*)၊ ကွင်း ပိတ်များ ([]) သို့မဟုတ် က နှစ် မာ (,) ပါ ဝင်၍မရပါ။
6. ဒုတိယအဆင့် ခွဲခြား စိတ်ဖြာ မှုကို ရှေ့နောက် ချထားပါ
 - **စက်တွင်း**
 - **တစ်ခုမျှမဟုတ်**
7. ဖတ်ရှုမှုတစ်ခုစီတွင် လုပ်ဆဲ နှစ်မှုသည့် စက်ဝန်း အရ အတွက်ကို ထည့်ပါ -
ဖတ်ရှုမှုသည့်စက်ဝန်း နှင့် အညွှန်း စက်ဝန်း စုစုပေါင်း အရ အတွက်သည် စာ တစ်စမ်း ပခုစည်း ကိရိယာ အစုံဖြင့် သတ်မှတ်ထား သည့် စက်ဝန်း အရ အတွက်ထက် မက နှစ် လွန်နိုင်ပါ။ အညွှန်း စက်ဝန်း ကန်သတ်ချက်သည် UMI စက်ဝန်း များ သို့မဟုတ် ဖြည့်ပုံကပ် ဖတ်ရှုမှုများ မဟုတ်ဘဲ အညွှန်း တစ်ခုအဖြစ် အသုံး ပြုသည့် စက်ဝန်း များ နှင့် သက်ဆိုင်ပါ သည်။
 - **ဖတ်ရှုမှု 1**— ဖတ်ရှုမှု 1 အတွက် စက်ဝန်း အရ အတွက်ကို ထည့်ပါ။
 - **အညွှန်း 1**— အညွှန်း ဖတ်ရှုမှု 1 အတွက် စက်ဝန်း အရ အတွက်ကို ထည့်ပါ။ PhiX သီး သန် လုပ်ဆဲ နှစ်မှုတစ်ခုအတွက် အညွှန်း အကွက်နှစ်ခုစလုံး တွင် 0 ထည့်ပါ။

- **အညွှန်း 2**— အညွှန်း ဖတ်ရှုမှု 2 အတွက် စက်ဝန်း အရ အတွက်ကို ထည့်ပါ ။
- **ဖတ်ရှုမှု 2**— ဖတ်ရှုမှု 2 အတွက် စက်ဝန်း အရ အတွက်ကို ထည့်ပါ ။ ဤတန်ဖိုး သည် ပုံမှန်အား ။ ဖြစ်ဖတ်ရှုမှု 1 တန်ဖိုး နှင့် တူညီသည်။

i | စက်ဝန်း အရ အတွက်ကို ရှေ့ ချယ်ထား ။ သ နှစ် 3 ပြည့် ခြင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ရ နေ ကိရိယာ စုံ စီစဉ်သတ်မှတ်မှု ဖြစ် ဆုံး ဖြစ်သည်။ ရရှိနိုင်သ နှစ် အစီအစဉ်သတ်မှတ်ရ နေ ကိရိယာ စုံ စီစဉ်သတ်မှတ်မှုများ ။ အက ခြင်း နှစ် နှစ်ထပ် အသစ် စီစဉ် အချက်အလက်များ ။ အတွက် စာ မျက်နှာ 28 ရှိ တစ်ကိုင်ညှိသုံး ပစ္စည်းများ ။ ဤ 3 ပြည့် ခြင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ခြင်း ကို ကိုး ကား ။ ပါ ။

8. **Next** (ရ , သို့) ကို ရှေ့ ချယ်ပါ ။
 9. သင်၏ခွဲခြား စိတ်ဖြာ မှု လူ့ က်လွှာ ကို ရှေ့ ချယ်ပါ ။
 10. **[ချန်လှပ်ထား ။ နိုင်သည့်]** စီစဉ်သတ်မှတ်မှုအတွက် ရှင်း လင်း ဖ နှစ် ပြုပြင်တစ်ခုကို ထည့်ပါ ။
 11. သင်၏စုစည်း ခန်း ပြင်ဆင်ရ နေ နှင့် အညွှန်း အဒက်တာ ကိရိယာ အစုံကို ရှေ့ ချယ်ပါ ။
 12. ဆင့်ပွား ။ ခွဲခြား စိတ်ဖြာ မှုကို စီစဉ်သတ်မှတ်ရန်နှင့် နမူနာ အချက်အလက်များ ။ ထည့်ရန် **Next** (ရ , သို့) သို့ ရှေ့ ချယ်ပါ ။
- န နှစ်ထပ် အချက်အလက်များ ။ အတွက် စာ မျက်နှာ 74 ရှိ **DRAGEN ဆင့်ပွား ။ ခွဲခြား စိတ်ဖြာ မှုကို သတ်မှတ်ပါ** ကို ကိုး ကား ။ ပါ ။

နမူနာ စာ ချက် V2 ဖြစ် လုပ်ဆဲ နှစ် မှုကို စီစဉ်ပါ

ကိရိယာ ပ ခြေ စက်တွင်း အပလီက နေရှင်း ကို အသုံး ပြုသို့မဟုတ် ကလ နှစ်တွင် BaseSpace Sequence Hub ကို အသုံး ပြု နမူနာ စာ ချက်ပုံစံတစ်ခုကို ဖန်တီး နိုင်သည်။ နမူနာ စာ ချက်ကို သင်မထုတ်သိမ်း မီ မှန်ကန်စွာ ဖ နှစ် မတ်လုပ်ရပါ မည်။

- နမူနာ စာ ချက် နမူနာ ပုံစံတစ်ခုကို ဖန်တီး ရန် ကိရိယာ ပ ခြေ စက်တွင်း DRAGEN အပလီက နေရှင်း များ ။ ထဲမှ တစ်ခုကို အသုံး ပြု စာ မျက်နှာ 74 ရှိ **DRAGEN ဆင့်ပွား ။ ခွဲခြား စိတ်ဖြာ မှုကို သတ်မှတ်ပါ** အပိုင်း ပါ အဆင့်များ ။ ကို ကိုး ကား ။ ပါ ။ န နှစ်ဆုံး အဆင့်ရှိ **Export sample sheet** (နမူနာ စာ ချက်ကို ထုတ်ယူမည်) ကို ရှေ့ ချယ်ပါ ။
- နမူနာ ပုံစံစာ ချက်ကို အသုံး ပြု BaseSpace Sequence Hub တွင် စီစဉ်ထား ။ သ နှစ် လုပ်ဆဲ နှစ် မှုတစ်ခုမှ နမူနာ စာ ချက်ကို ထုတ်ယူရန်၊ BaseSpace Sequence Hub တွင် စီစဉ်ထား ။ သည့် လုပ်ဆဲ နှစ် မှုသို့ သွား ။ ကာ **Export sample sheet** (နမူနာ စာ ချက်ကို ထုတ်ယူမည်) ကို ရှေ့ ချယ်ပါ ။

i | ကတ်ထရစ်တ နှင့်အခ ခြွက် အမှတ်စဉ်နံပါတ်ကို Library Tube ID အကွက်အတွက် သုံး နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် အကွက်ကို ကွက်လပ်ထား ။ နိုင်သည်။

နမူနာ စာ ချက်ကို ထည့်သွင်း ရန် အ နှစ် က်ပါ အဆင့်များ ။ ကို အသုံး ပြုပါ ။

1. မျက်နှာ ပ ခြေ ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှင့်ရှိ မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှေ့ ချယ်ပါ ။
2. **Runs** (လုပ်ဆဲ နှစ် မှုများ ။) ကို ရှေ့ ချယ်ပါ ။
3. **Planned** လုပ်ဆဲ နှစ် မှု (စီစဉ်ထား ။ သ နှစ် လုပ်ဆဲ နှစ် မှု) တက်ဘ်တွင် **Import sample sheet** (နမူနာ စာ ချက်ကို ထည့်သွင်း မည်) ကို ရှေ့ ချယ်ပါ ။ ထိုန နှစ် သင်၏နမူနာ စာ ချက် V2 ပုံစံကို ဖွင့်ပါ ။

4. နမူနာ စာ ချက်ကို အတည်ပြုပြီး နှစ်ထည့်သွင်းထားသော လုပ်ဆောင်မှုအသစ် စိတ်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် **Next** (ရုတ်သီ) ကို ရှိရှိသမျှ ချပေါ်ပါ။
ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် စဉ်တွင် ထုတ်သိမ်းထားသော လုပ်ဆောင်မှုအသစ် စိတ်များကို ပြန်နိုင်သည်။
5. **[ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်]** အစကပါ လုပ်ဆောင်မှုများကို ထပ်မံတစ်ခုခုကို လုပ်ဆောင်ပါ။
 - လုပ်ဆောင်မှုဆက်တင်သို့မဟုတ် စီစဉ်သတ်မှတ်မှုဆက်တင်ကို တည်းဖြတ်ရန် လုပ်ဆောင်မှုသို့မဟုတ် စီစဉ်သတ်မှတ်မှုတစ်ခုကို **Edit** (တည်းဖြတ်မည်) ကို ရှိရှိသမျှ ချပေါ်ပါ။
 - စီစဉ်သတ်မှတ်မှုတစ်ခုကို ဖျက်ရန် စီစဉ်သတ်မှတ်မှုတစ်ခုကို **Delete** (ဖျက်မည်) ကို ရှိရှိသမျှ ချပေါ်ပါ။ ထိုမှတစ်ဆင့် **Yes, delete** (ဟုတ်ကဲ့၊ ဖျက်မည်) ကို ရှိရှိသမျှ ချပေါ်ပါ။
6. လုပ်ဆောင်မှုကို သိမ်းဆည်းရန် အစကပါ ရှိရှိသမျှ ချပေါ်ပါ။
 - နှစ်ထည့်သွင်းမှုတွင် လုပ်ဆောင်မှုအသစ် စိတ်အချက်အလက်များကို တည်းဖြတ်ရန် **Save as draft** (မူကမ်း အစရှိသိမ်းမည်) ကို ရှိရှိသမျှ ချပေါ်ပါ။
 - လုပ်ဆောင်မှုအသစ် စိတ်အချက်အလက်များကို အတည်ပြုသတ်မှတ်ရန်နှင့် ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ရန် **Save as planned** (စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း သိမ်းမည်) ကို ရှိရှိသမျှ ချပေါ်ပါ။

DRAGEN ဆင့်ပွား ခွဲခြား စိတ်ဖော်ပြမှုကို သတ်မှတ်ပါ

MiSeq i100 Series သည် ကိရိယာ ပါဝင် ထည့်သွင်းထားသည့် DRAGEN အပလီကေးရှင်းများကို အသုံးပြု၍ ဆင့်ပွား ခွဲခြား စိတ်ဖော်ပြမှုကို သီးသန့်စီစဉ်ပေးပါသည်။ ဆင့်ပွား ခွဲခြား စိတ်ဖော်ပြမှုကို မသတ်မှတ်မီသည့် လုပ်ဆောင်မှုအစကပါ ထည့်သွင်းထားသော မူကမ်း သို့မဟုတ် MiSeq i100 Series တွင် အပလီကေးရှင်းများ ထည့်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ နှစ်ထည့်သွင်းမှုအချက်အလက်များ အတွက် စာမျက်နှာ 61 ရှိ အပလီကေးရှင်းများကို ကိုးကားပါ။

ခွဲခြား စိတ်ဖော်ပြခြင်း အပလီကေးရှင်းကို အစကပါ အတိုင်း စီစဉ်သတ်မှတ်ပါ။

1. **[ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်]** စီစဉ်သတ်မှတ်မှုအတွက် ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်တစ်ခုကို ထည့်ပါ။
2. သင်၏စုစည်းခန်း ပြင်ဆင်မှုများ ပုံစံစည်းအစုံနှင့် အညွှန်းအဖက်တာ ကိရိယာ အစုံကို ရှိရှိသမျှ ချပေါ်ပါ။
Illumina စုစည်းခန်း ပြင်ဆင်မှုများ ပုံစံစည်းအစုံကို ရှိရှိသမျှ ချပေါ်ထားသည့်အခါ ဖတ်ရှုမှု 1 နှင့် ဖတ်ရှုမှု 2 အတွက် အဖက်တာ အစီအစဉ်များသည် အလိုအလျောက် ပြင်ဆင်မှု ပြုလုပ်ပေးပြီး ဖတ်ရှုမှု ပြုလုပ်ခြင်းမရှိပါ။ ပယ်ဖျက်စက်ဝန်းများ ကလည်း အလိုအလျောက် ပြင်ဆင်မှု သည်။
3. ရှိရှိသမျှ ချပေါ်ထားသော အပလီကေးရှင်း အပေါ် မူတည်ပြီး ရှိရှိသမျှ ချပေါ်မှုများနှင့် ဆက်တင်ကို **Configure** (စီစဉ်သတ်မှတ်ပါ)။

အပလီကေးရှင်း အားလုံး

- အဖက်တာ ဖတ်ရှုမှု 1
- အဖက်တာ ဖတ်ရှုမှု 2
- ပယ်ဖျက်စက်ဝန်းများ
- FASTQ ဖိုင်ခွဲစိတ်မှု
- FASTQ ဖိုင်များကို သိမ်းဆည်းမည်

DRAGEN 16S Plus

- ကိုး ကာ : ချက် ဒ် ဘာ ဘွမ်
 - ဖတ်ရှုမှု QC
 - ဖတ်ရှုမှု အရ အတွက် စံသတ်မှတ်ချက်
 - ပရိုင်းမာ တိဖ ငြိမ်းခြင်း
- Length** (အရှည်) ကို ရှုမိတ်ထား : ပါ က အ န က်ပါ ရှုမိတ်ချက်များ : ကို ရှုနိုင်ပါ သည်။
- ရှုမိတ်ပရိုင်းမာ အရှည်
 - န က်သို့ ပရိုင်းမာ အရှည်

DRAGEN အမ်ပလီကွန်

- ကိုး ကာ : ချက် Genome (မိုင်း ဗီအေစီ)
- DNA သို့မဟုတ် RNA
- ပရိုင်းမာ အပိုင်း များ :
- မူကွဲအမျိုးအစား :
- DNA စိတ်ဝင်စား : ဖွယ် မိုင်း ဗီအေစီစည်း ပုံ
- ပုံမှန် CNV အကန့်များ :
- DNA ပရိုင်းမာ အရှည်
- DNA မိုင်း ကွဲကွဲ : ချက် : နာ : ချက်
- DNA ဖွဲ့စည်း ပုံဆိုင်ရာ မိုင်း ကွဲ ချက်တွင်မူကို ဖွင့်ထား : မည်
- RNA မိုင်း ဗီအေ မှတ်ချက် ဖိုင်
- RNA အဆက် မူကွဲ ပိုင်း ချက် : စိတ်ဖျက် ချက်ကို ဖွင့်ထား : မည်
- သိထား : ပီဇီသ နှင့် RNA အဆက် မူကွဲ
- ချက် : နာ : ချက် ဖ နှင့် ပုံဆိုင်ရာ ဖွင့်ထား : မည်
- အထွက်ဖ နှင့် မတ်ကို အသ နှင့် စိတ်စိစစ်မည်/ချိန်ညှိမည်

DRAGEN Enrichment

- ကိုး ကာ : ချက် genome (မိုင်း ဗီအေစီ)
- မူကွဲအမျိုးအစား :
- အမျိုး မိုင်း သ နှင့် ခွဲခြား ရှုမိတ်ထုတ်ကုန်ရိယာ များ :
- ပရိုင်းမာ အပိုင်း များ :
- Somatic အခ ခြုံဖိုင်
- ပုံမှန် CNV အကန့်များ :
- CNV အရ အတွက် SNP VCF

- Germline တပ်တွဲခြင်း မိုင်
- အထွက်ဖု န မတ်ကို အသ န စိတ်စီစဉ်မည်/ခိုက်ညီမည်

DRAGEN စာ ကြည့်တိုက် QC

- ကိုး ကာ : ချက် Genome (မပိုး မီဇအစုံ)
- စုစည်း ခန်း ထည့်သွင်း မှုပမာ ကာ
- LibraryQC ပိုက်လိုင်း မုဒ်
- အထွက်ဖု န မတ်ကို အသ န စိတ်စီစဉ်မည်/ခိုက်ညီမည်

DRAGEN အကူဇီဝပိုင်းစုံ : ဆိုင်ရာ အမ်ပလီကွန်

- အမ်ပလီကွန် ပရိုဂရမ် သတ်မှတ်အစုံ
Custom (စိတ်ကိုကြို) ကို ရှုစာ ထာ : ပါ က အ န က်ပါ ရှုစာ ချပ်စရာ မှာ : ကို ရနိုင်ပါ သည်။
 - သဘ န တူညီမှု ထုတ်ပ န ခြင်း အတွက် စိတ်ကိုကြိုအကိုး အကာ : FASTA
 - စိတ်ကိုကြိုအကိုး အကာ : BED (ချန်လှပ်ထား : နိုင်သည်)
 - စိတ်ကိုကြို PCR ပရိုဂရမ် အဓိပ္ပာယ် ယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ : (ချန်လှပ်ထား : နိုင်သည်)

DRAGEN Microbial Enrichment Plus

- ခွဲခြား စိတ်ဖော် မှ ID
- လုပ်ဆာ န င်မှု ID
- ဖြည့်တင်း မှ အကန်
- ဖြည့်တင်း မှ အကန် အကူဇီဝသက်ရှိ အစီရင်ခံခြင်း စာ ရင်း
- ဖတ်ရှုမှု QC
- သက်ဆိုင်ရာ အကူဇီဝသက်ရှိမှာ : ကို တွေ့ရှိမှသာ တက်တီး ရိုး ယာ : AMR အမှတ်အသား : မှာ : ကို အစီရင်ခံပါ သည်
- AMR သာ လျှင်
- ကန်သတ်ချက်အ န က်ရှိ အကူဇီဝသက်ရှိမှာ : နှင့်/သို့မဟုတ် AMR အမှတ်အသား : မှာ : ကို သတင်း ပို့မည်
- အမိုး အစာ : ခွဲခြား ဖတ်ရှုမှု အာ ရုံခံနိုင်စွမ်း
- Nextclade
- Quantitative Internal Control (IC)
- စက်တွင်း ထိန်း ချပ်မှု ပါ ဝင်ခြင်း
- နမူနာ ID
- ထိန်း ချပ်မှုအမိုး အစာ :

DRAGEN RNA

- ကိုး ကာ : ချက် Genome (မပြီး ဖီဒအစုံ)
- ဒ ဇာ လ ဟူ . ချာ ငြ်း ကို ဖွင့်ထား : မည်
- ဒ ဇာ လ ဟူ . ချာ ငြ်း အတွက် အပိုင်း အစမဟုတ် : အရ အတွက်
- ပိုက်လိုင်း မုဒ်
- RNA မပြီး ဖီဒ မှတ်ချက် ပိုင်
- ပစ်မှတ် အပိုင်း မဟုတ် :
- အထွက်ဖ ဖ မတ်ကို အသ န စိတ်စီစဉ်မည်/ခိုင်းညှိမည်

DRAGEN အသ န စာ : WGS

- ကိုး ကာ : ချက် Genome (မပြီး ဖီဒအစုံ)
- နမူနာ ID
- အမပြီး မပြီး သ ဖ ခွဲခွဲ : ရှေ့ ထုတ်ကုန်ရိယာ မဟုတ် :
- Ploidy
- အထွက်ဖ ဖ မတ်ကို အသ န စိတ်စီစဉ်မည်/ခိုင်းညှိမည်

- ဆင့်ပွား : ခွဲခွဲစိတ်ဖျ မှတွင် အသုံး ပြုညှိ နမူနာ မဟုတ် : အတွက် အချက်အလက်ထည့်ရန် အ ဖ က်ပါ ရှေ့ ချယ်စရာ မဟုတ် : ထဲမှ တစ်ခုကို အသုံး ပြု -

- **Download template** (နမူနာ ပုံစံ ဒ ဇာ လှမ်း လုပ်မည်) ကို ရှေ့ ချယ်ခွဲ ဖ ခွဲ *.csv ပိုင်တွင် နမူနာ အချက်အလက်ကို ထည့်သွင်း ပါ ။ တည်း ဖ ခွဲထား : သ ဖ နမူနာ ပုံစံကို ထည့်သွင်း ရန် **Import samples** (နမူနာ ပုံစံမဟုတ် : ထည့်သွင်း မည်) ကို ရှေ့ ချယ် ပါ ။ ထိုန ဖ က် CSV ပိုင်ကို ရှေ့ ချယ် ပါ ။
- နမူနာ ID မဟုတ် : နှင့် အညွှန်း အပေါ် : ကို က ဖ င်း မွန်သ ဖ အန အထား : မဟုတ် : တွင် ထား : ပါ သို့မဟုတ် i7 နှင့် i5 အညွှန်း မဟုတ် : ကို ပ ခြ်ပိုင်တစ်ခုမှ တိုက်ရိုက်ကူး ထည့်ပါ ။ ကူး ထည့်ခွဲ မပုစွီ Rows (အတန်း မဟုတ် :) အတွက်ရှိ နမူနာ အတန်း အရ အတွက်ကို ထည့်ပါ ။ ထိုန ဖ က် + ကို ရှေ့ ချယ်ပါ ။ နမူနာ ID မဟုတ် : တွင် ဂဏန်း အကုန်စာ မဟုတ် : ။ တိုး တိုးနှင့် အ ဖ က်အမှတ်မဟုတ် : 100 အထိ ပါ ဝင်နိုင်သည်။

i | ပုံသ အပဋိအဆင် အညွှန်း ပေါ် : မဟုတ် : သည် က ဖ င်း မွန်သ ဖ အန အထား : အတွက် ထည့်သွင်း မှမဟုတ် : လိုအပ်သည်။ ပုံသ အပဋိအဆင်မရှိသ ဖ အညွှန်း မဟုတ် : သည် i7 နှင့် i5 အညွှန်း မဟုတ် : အတွက် ထည့်သွင်း မှမဟုတ် : လိုအပ်သည်။ i5 အညွှန်း ကိန်း မဟုတ် : ကို ရှေ့ ချယ် ခွဲ တည်ချက်တွင် ထည့်သွင်း ရပါ မည်။

5. **Next** (ရှေ့ ချယ်) ကို ရှေ့ ချယ် ။ ထိုန ဖ က် လုပ်ဆ ဖ င်မှုအသ န စိတ်မဟုတ် : ကို ပ ခြ်လည်သုံး သပ်ပါ ။
6. **[ချန်လှပ်ထား : နိုင်သည်]** အ ဖ က်ပါ လုပ်ဆ ဖ င်ချက်မဟုတ် : ထဲမှ တစ်ခုခုကို လုပ်ဆ ဖ င်ပါ -
 - စီစဉ်သတ်မှတ်မှု န ဖ က်တစ်ခုကို ထည့်ရန် **Add another configuration** (စီစဉ်သတ်မှတ်မှု န ဖ က်တစ်ခု ထည့်မည်) ကို ရှေ့ ချယ် ။ သင်သည် အမဟုတ် : စီစဉ်သတ်မှတ်မှု 12 ခုအထိ ရှိနိုင်သည်။
 - လုပ်ဆ ဖ င်မှု ဆက်တင် သို့မဟုတ် စီစဉ်သတ်မှတ်မှု ဆက်တင်ကို တည်း ဖ ခွဲရန် လုပ်ဆ ဖ င်မှု သို့မဟုတ် စီစဉ်သတ်မှတ်မှု န ရှိ **Edit** (တည်း ဖ ခွဲမည်) ကို ရှေ့ ချယ်ပါ ။

- စီစဉ်သတ်မှတ်မှုတစ်ခုကို ဖျက်ရန် စီစဉ်သတ်မှတ်မှုတစ်ခု **Delete** (ဖျက်မည်) ကို ရှုမူပါ ၊ ထိုနောက် **Yes, delete** (ဟုတ်ကဲ့၊ ဖျက်မည်) ကို ရှုမူမည်။ ။
- 7. လုပ်ဆောင်မှုကို သိမ်းဆည်းရန် အကဲပါ ရှုမူမည်။ ။
 - နောက်ပိုင်းတွင် လုပ်ဆောင်သည့်အသစ် စိတ်အချက်အလက်များ ကိုတည်း ဖြစ်ရန် **Save as draft** (မူကမ်း အဖြစ် သိမ်းမည်) ကို ရှုမူမည်။ ။
 - လုပ်ဆောင်မှုအသစ် စိတ်အချက်အလက်များ ကို အပို သတ်မှတ်ရန်နှင့် ဒြပ်ပေါင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ရန် အတွက် စီစဉ်ရန် **Save as planned** (စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း သိမ်းမည်) ကို ရှုမူပါ။ ။
 - ကိရိယာ ပေါ်ရှိ စီစဉ်ထားသည့် လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခု နမူနာ စာရွက်တစ်ရွက်ကို ထုတ်ယူရန်အလို့ငှာ ၊ ဖွင့်ရန် စီစဉ်ထားသော လုပ်ဆောင်မှုကို ရှုမူပါ ၊ ထိုနောက် **Run Review** (လုပ်ဆောင်မှု ပြန်လုပ်သုံးသပ်ချက်) အကဲတွင် **Export sample sheet** (နမူနာ စာရွက်ကို ထုတ်ယူမည်) ကို ရှုမူပါ။ ။

ဒြပ်ပေါင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ရန် လုပ်ဆောင်မှုကို စတင်မည်

ဤအပိုင်းသည် ဒြပ်ပေါင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ရန် လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကို စတင်ရန် လမ်းညွှန်ချက်များ ပေးသည်။

စီစဉ်ထားသော လုပ်ဆောင်မှုကို စတင်မည်

စီစဉ်ထားသော လုပ်ဆောင်မှုမှ ဒြပ်ပေါင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ရန် ကိုစတင်ရန် အကဲပါ ညွှန်ကြားချက်များ ကို အသုံးပြုပါ။ ။ BaseSpace Sequence Hub သို့မဟုတ် ICA ကို အသုံးပြု ကသင်၏ကလစ် အကဲပါ ဆက်တင်ကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ထားသော နည်းလမ်းများ ပါရှိသည်။ ။ ကိရိယာတွင် ကလစ် အကဲပါ ဝင်ရန် စီစဉ်သတ်မှတ်ထားသော အခါ ၊ ကလစ်နှင့် စက်တွင်း စီစဉ်ထားသော လုပ်ဆောင်မှုများ ကို လုပ်ဆောင်မှုစာရင်းတွင် ပြသသည်။

1. **Start** (စတင်မည်) ကို ရှုမူပါ။ ။
2. သင်အကဲပါ ဝင်ရောက်သော နည်းလမ်းများ ပါရှိသည်။ ။ **စာမျက်နှာ 70 ရှိ အကဲပါ ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် အကဲပါ ဝင်ရောက်ခြင်း** တွင် ဖော်ပြထားသော ညွှန်ကြားချက်များ ကို လိုက်နာပါ။ ။
3. **Select planned run** (စီစဉ်ထားသော လုပ်ဆောင်မှုကို ရှုမူမည်) ကို ရှုမူပါ။ ။
4. စီစဉ်ထားသော လုပ်ဆောင်မှုများ စာရင်းမှ လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကို ရှုမူပါ။ ။
ရှုမူမည်သော လုပ်ဆောင်မှုအတွက် ဖတ်ရှုရန် ကြိုဆိုခြင်းနှင့် ခွဲခြားခြင်း စိတ်ဖော်ပြမှု အမျိုးအစား ပြသမှုကဲ့သို့ သင်အသစ် စိတ်အချက်အလက်များ ။
5. **Review** (ပြန်လည်သုံးသပ်မည်) ကို ရှုမူပါ။ ။ ထိုနောက် သင်၏လုပ်ဆောင်မှု အချက်အလက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ ။ အကဲပါ ခြုံငုံချက်များ နှင့် သင်လုပ်ဆောင်မှုဆက်တင်ကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပါ။
 - Read First (အဖတ်အရင်ဆုံး) ဒြပ်ပေါင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ရန် ကိုလိုအပ်ပါက **Sequence Indexes First** (အညွှန်းများ ကို အရင်ဆုံး ဒြပ်ပေါင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်မည်) အမှန်အကန်အတွက်ကို ဖြစ်ပါ။ ။
 - စိတ်ကြိုက် ပရိုဂရမ်များ ကို အသုံးပြု ကသင်၏ နည်းလမ်း စိတ်ကြိုက် ပရိုဂရမ်များ အမှန်အကန်အတွက်များ ကို ရှုမူမည်။ ။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များ အတွက် **စာမျက်နှာ 66 ရှိ စိတ်ကြိုက် ပရိုဂရမ်များ** ကို ကြည့်ပါ။ ။
 - ကိရိယာ သည် ကလစ်နှင့် ခြုံငုံချက်များ ပေါ်ရှိ သင်၏ BaseSpace Sequence Hub အကဲပါ ဝင်ရောက်သော နည်းလမ်းများ ပါရှိသည်။ ။

- ပုံသ ဖောက်သ န ရလဒ်ဖိုင်တွဲကို အသုံး ပြုရန် ရလဒ်ဖိုင်တွဲကို ပြင်ဆင်ပါ ။ ပုံသ ရလဒ်ဖိုင်တွဲကို စနစ်ဆက်တင် တွင် စီစဉ်သတ်မှတ်ထား ။ သည်။ [စာ မျက်နှာ 60](#) ရှိ ပုံသ အတွက် ဖိုင်တွဲကို သတ်မှတ်မည် ကို ကိုး ကာ ။ ပါ ။
- လိုအပ်ပါ က၊ **Transfer BCL data folder to the external storage and/or cloud** (BCL ဒ် စာ ဖိုင်တွဲ ကို ပြင်ဆင်လှူ နှင့်/သို့မဟုတ် ကလ နှစ်သို့ လွှဲပ နှင်း မည်) အမှန်ခံရအကွက်ကို ပြင်ဆင်ပါ ။ စနစ် ဆက်တင်တွင် ကွဲပြား ။ စွာ စီစဉ်ထား ။ သရုပ်ဖော်သ ဆည် ဖိုင်များ ။ ကို လွှဲပ နှင်း ရန် ဖြစ်သည်။
- စိတ်ကြိုက် နည်း နာ ဖိုင်ကို ရှေ့ နေ ပါ ။

6. လုပ်ဆဲ နှစ်မှ အချက်အလက်ကို ပြန်လည်သုံး သပ်ပြီး နှစ် [စာ မျက်နှာ 81](#) ရှိ ကတ်ထရစ်တ နှင့်အာ နှစ်ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်မည် ကို ကိုး ကာ ။ ပါ ။

Manual Run (ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆဲ နှစ်မှ) ကို စတင်ပါ (နမူနာ စာ ချက်ကို ထည့်သွင်း ပါ)

နမူနာ စာ ချက်တစ်ခုကို ထည့်သွင်း ပြီး ကိရိယာ တွင်း ဆင့်ပွား ။ ခွဲခြား စိတ်ဖြာ မှု ပါ ဝင်သ နှစ် ကိရိယာ တွင်း လုပ်ဆဲ နှစ်မှ တစ်ခုကို ဖန်တီး ရန် အ နှစ်ပါ ညွှန်ကြား ။ ချက်များ ။ ကို အသုံး ပြုပါ ။ နမူနာ စာ ချက်တစ်ခုကို လို အပ်ပါ သည်။

နမူနာ စာ ချက်ကို ဖ နှစ် မတ်ချပါ

သင့်နမူနာ စာ ချက်ကို မထည့်သွင်း မီ နမူနာ စာ ချက်မှန်ကန်စွာ ဖ နှစ် မတ်လုပ်ထား ။ ရပါ မည်။ ကိရိယာ ပါ နှစ်ရှိ စ က်တွင်း အပလီက နှစ်ရှင်း ကို အသုံး ပြုသို့မဟုတ် BaseSpace Sequence Hub ကို အသုံး ပြု ကလ နှစ်တွင် နမူနာ စာ ချက်ပုံစံကို ဖန်တီး ပါ ။

- နမူနာ စာ ချက် နမူနာ ပုံစံတစ်ခုကို ဖန်တီး ရန် ကိရိယာ ပါ နှစ်ရှိ စက်တွင်း DRAGEN အပလီက နှစ်ရှင်း များ ။ ထဲ မှ တစ်ခုကို အသုံး ပြုပါ [စာ မျက်နှာ 74](#) ရှိ [DRAGEN ဆင့်ပွား ။ ခွဲခြား စိတ်ဖြာ မှုကို သတ်မှတ်ပါ](#) အပိုင်း ပါ အ ဆင့်များ ။ ကို ကိုး ကာ ။ ပါ ။ နှစ် နှစ်ဆုံး အဆင့်ရှိ **Export sample sheet** (နမူနာ စာ ချက်ကို ထုတ်ယူမည်) ကို ရှေ့ နေ ပါ ။
- BaseSpace Sequence Hub မှ စီစဉ်ထား ။ သ နှစ် လုပ်ဆဲ နှစ် ချက်တစ်ခုအတွက် နမူနာ စာ ချက်တစ်ခုကို ထု တ်ယူရန် **Export** (ထုတ်ယူမည်) ကို ရှေ့ နေ ပါ ။

နမူနာ စာ ချက်ကို ထည့်သွင်း ပါ

1. **Start** (စတင်မည်) ကို ရှေ့ နေ ပါ ။
2. သင်အက နှစ်ဝင်မထား ။ ပါ က၊ [စာ မျက်နှာ 70](#) ရှိ [အက နှစ်ဝင်ခြင်း နှင့် အက နှစ်ထွက်ခြင်း](#) တွင် ဖ နှစ် ပြ ထား ။ သ နှစ် ညွှန်ကြား ။ ချက်များ ။ ကို လိုက်နာ ပါ ။
3. **Import sample sheet** (နမူနာ စာ ချက်ကို တင်သွင်း မည်) ကို ရှေ့ နေ ပါ ။
4. **Select file** (ဖိုင်ရှေ့ နေ မည်) ကို ရှေ့ နေ ပါ ။ သင်၏နမူနာ စာ ချက် v2 ဖိုင်ကို ဖွင့်ပါ ။ နမူနာ စာ ချက်ပုံစံများ နှင့် လိုအပ်ချက်များ ။ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ။ အတွက် [စာ မျက်နှာ 79](#) ရှိ [နမူနာ စာ ချက်ကို ဖ နှစ် မတ်ချပါ](#) ကို ကိုး ကာ ။ ပါ ။
5. **Review** (ပြန်လည်သုံး သပ်မည်) ကို ရှေ့ နေ ပါ ။ ထို့န နှစ် သင်၏လုပ်ဆဲ နှစ်မှ ကို ပြန်လည်သုံး သပ်ပါ ။ အ နှစ် က် ပါ ချက်လုပ်ထား ။ နိုင်သ နှစ် လုပ်ဆဲ နှစ်မှ ဆက်တင်ကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပါ -
 - စိတ်ကြိုက် ပရိုဂရမ် များ ။ ကို အသုံး ပြုပါ က၊ သင့်လှ နှစ်သ နှစ် စိတ်ကြိုက် ပရိုဂရမ် များ ။ အမှန်ခံရအကွက် များ ။ ကို ရှေ့ နေ ပါ ။ နှစ် နှစ်ထပ်အချက်အလက်များ ။ အတွက် [စာ မျက်နှာ 66](#) ရှိ [စိတ်ကြိုက် ပရိုဂရမ် များ ။ ကိုး ကာ ။ ပါ ။](#)

- Read First (အဖတ် အရင်ဆုံး) ဒြပ် ခြင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ရ စ ကို လိုအပ်ပါ က **Sequence Indexes First** (အညွှန်း များ ကို အရင်ဆုံး ဒြပ် ခြင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်မည်) အမှန်ခံရအတွက်ကို ဖြစ်ပါ ။
- ကိရိယာ သည် ကလ စ က်ဒ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထား ။ ပီြ သင်၏ BaseSpace Sequence Hub အက စ ငွ်ဖွင့် အ က စ ငွ်ဝင်ထား ။ ပါ က ကလ စ က်ဒ် လည်ပတ်လုပ်ဆ စ င်မှု ဆက်တင်ကို ရှေ့ ချယ်ပါ ။
- ပုံသ ဓမ္မဟုတ်သ စ ရလဒ်ဖိုင်တွဲကို အသုံး ပြုရန် ရလဒ်ဖိုင်တွဲကို ပြင်ဆင်ပါ ။ ပုံသ ရလဒ်ဖိုင်တွဲကို စနစ်ဆက်တင် တွင် စီစဉ်သတ်မှတ်ထား ။ သည်။
- **Transfer BCL data folder to the external storage and/or cloud** (BCL ဒ ဓာ ဖိုင်တွဲကို ပြင်ပသို့ လှူ စ င်ခန်း နှင့်/သို့မဟုတ် ကလ စ က်ဒ်သို့ လွှဲ ပြောင်း မည်) အမှန်ခံရအတွက်ကို ပြင်ဆင်ပါ ။ စနစ်ဆက်တင် တွင် ကွဲပြား စွာ စီစဉ်မထား ။ သရ ဖွဲ့သ ဆည် ဖိုင်များ ကို လွှဲ ပြောင်း ရန် ဖြစ်သည်။
- စိတ်ကြိုက် နည်း နာ ဖိုင်ကို ရှေ့ ချယ်ပါ ။

6. ပီြ စီး သ စ အခါ ၊ စာ မျက်နှာ 81 ရှိ ကတ်ထရစ်တ စ င်အခါ ခြက်ကို ကိုက်ပြင် ပြင်ဆင်မည် ကို ကိုး ကာ ။ ပါ ။

ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆ စ င်မှုကို စတင်ပါ (BCL များ ။ ထုတ်ပါ)

BCL ဖိုင်များ ကို ထုတ်ပ စ သည့် ဒြပ် ခြင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ရ စ လုပ်ဆ စ င်မှုကို စတင်ရန် အ စ က်ပါ ညွှန် ကြေး ချက်များ ကို အသုံး ပြုပါ ။ နမူနာ စာ ချက်ကို ချိန်လုပ်နိုင်သည်။

1. **Start** (စတင်မည်) ကို ရှေ့ ချယ်ပါ ။
2. သင်အက စ ငွ်ဝင်မထား ။ ပါ က။ စာ မျက်နှာ 70 ရှိ အက စ ငွ်ဝင်ခင်း နှင့် အက စ ငွ်ထွက်ခင်း တွင် ဖ စ ပြ ထား ။ သ စ ညွှန်ကြေး ချက်များ ကို လိုက်နာ ပါ ။
3. **Generate BCL files** (BCL ဖိုင်များ ။ ထုတ်ပ စ မည်) ကို ရှေ့ ချယ်ပါ ။
4. လုပ်ဆ စ င်မှုအမည်တစ်ခု ထည့်ပါ ။
လုပ်ဆ စ င်မှုအမည်တွင် အကုသရာ ဂဏန်း စာ လုံး များ ။ န ချာ လွတ်များ ။ မြင်း များ နှင့် အ စ က်မင်း များ ပါ ဝင်နိုင်သည်။
5. ဖတ်ရှုမှု အမျိုး အစား ။ အတွက် **Single** (တစ်ခုတည်း သ စ) သို့မဟုတ် **Paired end** (အတွဲလိုက်ဖ ခြ်သ စ အ ဆုံး သတ်) ကို ရှေ့ ချယ်ပါ ။
6. ဖတ်ရှုမှုတစ်ခုစီတွင် လုပ်ဆ စ င်ခဲ့သည့် စက်ဝန်း အရ အတွက်ကို ထည့်ပါ -
ဖတ်ရှုသည့်စက်ဝန်း နှင့် အညွှန်း စက်ဝန်း စုစုပ ခြင်း အရ အတွက်သည် စာ တစ်စမ်း ပခုစည်း ကိရိယာ အစုံဖ ခြ် သတ်မှတ်ထား ။ သည့် စက်ဝန်း အရ အတွက်ထက် မက ဖြ လွန်နိုင်ပါ ။
 - **ဖတ်ရှုမှု 1**— ဖတ်ရှုမှု 1 အတွက် စက်ဝန်း အရ အတွက်ကို ထည့်ပါ ။
 - **အညွှန်း 1**— အညွှန်း 1 အတွက် အညွှန်း ဖတ်ရန်ကြ မ ခြ်ခိုက်ကို ထည့်ပါ ။ PhiX သီး သန် လုပ်ဆ စ င်မှုတစ် ခုအတွက် အညွှန်း အကွက်နှစ်ခုစလုံး တွင် 0 ထည့်ပါ ။
 - **အညွှန်း 2**— အညွှန်း 2 အတွက် အညွှန်း ဖတ်ရန်ကြ မ ခြ်ခိုက်ကို ထည့်ပါ ။
 - **ဖတ်ရှုမှု 2**— ဖတ်ရှုမှု 2 အတွက် စက်ဝန်း အရ အတွက်ကို ထည့်ပါ ။ ဤတန်ဖိုး သည် ပုံမှန်အား ။ ဖ ခြ် ဖတ်ရှုမှု 1 တန်ဖိုး နှင့် တူညီသည်။
7. **[ချိန်လုပ်ထား ။ နိုင်သည်]** သင်၏နမူနာ စာ ချက်ကို ရှေ့ ချယ်ပါ ။
8. **Review** (ပ ခြ်လည်သုံး သပ်မည်) ကို ရှေ့ ချယ်ပါ ။ ထို့န စ က် သင်၏လုပ်ဆ စ င်မှုကို ပ ခြ်လည်သုံး သပ်ပါ ။ အ စ က် ပါ ချိန်လုပ်ထား ။ နိုင်သ စ လုပ်ဆ စ င်မှုဆက်တင်ကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပါ -

- Read First (အဖတ် အရင်ဆုံး) ဒြပ် ခဲင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ရ န ကို လိုအပ်ပါ က **Sequence Indexes First** (အညွှန်း များ : ကို အရင်ဆုံး ဒြပ် ခဲင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်မည်) အမှန်ခံခြံအတွက်ကို ဖြစ်ပါ ။
- စိတ်ကိုကြို ပရိုင်းမာ များ : ကို အသုံး ပြု က၊ သင့်လ နှ သ န စိတ်ကိုကြို ပရိုင်းမာ များ : အမှန်ခံခြံအတွက် များ : ကို ရှေ့ ချပ်ပါ ။
- ကိရိယာ သည် ကလ န က်ဒ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထား : ပီြ သင်၏ BaseSpace Sequence Hub အက န ငွ်ဖ ငွ် အက န ငွ်ဝင်ထား : ပါ က ကလ န က်ဒ် လည်ပတ်လုပ်ဆ န င်မှု ဆက်တင်ကို ရှေ့ ချပ်ပါ ။
- ပုံသ ဧဟုတ်သ န ရလဒ်ဖိုင်တွဲကို အသုံး ပြုရန် ရလဒ်ဖိုင်တွဲကို ပြင်ဆင်ပါ ။ စနစ်ဆက်တင်တွင် မူရင်း ရလဒ်ဖိုင် တွဲကို သင်ပ နှိုင်း လဲနိုင်သည်။
- စိတ်ကိုကြို နည်း နာ ဖိုင်ကို ရှေ့ ချပ်ပါ ။

9. ပီြ စီး သ န အခါ ၊ စာ မျက်နှာ 81 ရှိ ကတ်ထရစ်တ န ငွ်အခ နှိုက်ကို ကိုပြင်ပ ပြင်ဆင်မည် ကို ကိုး ကာ : ပါ ။

ကတ်ထရစ်တ န ငွ်အခ နှိုက်ကို ကိုပြင်ပ ပြင်ဆင်မည်

MiSeq i100 Series တစ်ကိရိသုံး ပစ္စည်း များ : ကို အခန်း အပူချိန်တွင် ပိုဆ န င်ပီြ သိမ်း ဆည်း ထား : သည်။ အရည်ပ နှို အ န င်လုပ်ခင်း မလိုပါ ။ စုစည်း ခန်း များ : ကို ကတ်ထရစ်တ န ငွ်အခ နှိုက်ထဲသို့ မထည့်မီ၊ စုစည်း ခန်း များ : ကို ကျော န င်လုပ်ပီြ လိုအပ်ပါ က PhiX တွင် ရ န ထည့်ပါ ။ စုစည်း ခန်း များ : ကို ကိရိယာ ပါး တွင် အလိုအလ နှိုက် အသွင်ပ နှိုင်း ထား : သည်။

အရည်အသွေး ထိန်း ချုပ်မှု ခွဲခြား စိတ်ဖော် မှုကို အမဲပြုပုံဆ န င်ပီြ သင့်စုစည်း ခန်း အတွက် တင်ပ န သည့် ပါ ဝ င်မှုကို အက န င်း ဆုံး ချိန်ညှိပါ ။

စုစည်း ခန်း များ : ကို ရ န န ပါ

1. ပန်လည်ဆိုင်း ငွ်ရ န ကျိုး ခံပ နှိုရည် (RSB) နှင့် စုစည်း ခန်း အသွင်ပ နှိုင်း ရ န ကျိုး ခံပ နှိုရည် (KLD) ပန်များ : ကို ရယူရန် ကတ်ထရစ်တ န ငွ်အခိုသတတုပျိုး ထုပ်ပိုး မှုကို ဖြစ်ပွင့်ဖို့ ကတ်က နှိုက် အသုံး ပြုပါ ။ ပန်များ : ကို န န ဖယ်ထား : ပါ ။

i | ကတ်ထရစ်တ န ငွ်အခိုသတတုပျိုး ထုပ်ပိုး မှုတွင် ထည့်သွင်း ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်သည်အထိ ထား : ပါ ။ သတတုပျိုး ထုပ်ပိုး မှုကို ဖွင့်ပီြ 4 နာ ရီအတွင်း ရ န နိမိတ် န ငွ်ကို အသုံး ပြုပါ မည်။

2. စုစည်း ခန်း ကို 10x တင်ခင်း ပ နှိုရည်သို့ RSB ကို အသုံး ပြုပီြ စုစုပ ခဲင်း ထုထည် 30 μ l ထိရအ န င် ပ နှိုဝင်ခါ ။

ဥပမာ - န န က်ဆုံး အဖွင့်ပါ ဝင်မှု 100 pM အတွက်၊ 1 nM အထိ ရ န န ပါ ။

3. Vortex ကို အမဲြဆုံး ဆက်တင်တွင် 3 စက္ကန့်ကျိ ထား : ပီြ ခ ဧတမျှစက်ဒလက်လှည့်ပါ ။

4. [ချန်လှပ်ထား : နိုင်သည်] PhiX ဖြည့်သွင်း မှုသည် အ န က်ပါ အတိုင်း ဖြစ်သည်။

- a. ရည်ရွယ်ထား : သ န $\geq 10\%$ PhiX ဖြည့်သွင်း မှုအတွက်၊ PhiX ကို 10x စုစည်း ခန်း ပါ ဝင်မှုသို့ RSB နှင့် ရ န ကာ ၊ စုစုပ ခဲင်း ထုထည် 30 μ l သို့ 10x စုစည်း ခန်း ပါ ဝင်မှုနှင့် ပ ခဲင်း စပ်ပါ ။ သင့်လ နှို သ န PhiX နှင့် စုစည်း ခန်း ထုထည်များ : ကို အသုံး ပြု၍ အလိုရှိသ န PhiX ထည့်သွင်း မှု ရာ ခိုင်နှုန်း ကို ထုတ်လုပ်ပါ ။

ဥပမာ - 10% PhiX ထည့်သွင်း မှုဖ ငွ် 30 μ l 10x စုစည်း ခန်း အရ န အနု န ကို ရရန် 3 μ l 10x PhiX ပ နှိုရည်ကို 27 μ l 10xPhiX ပ နှိုရည်သို့ ပ ခဲင်း ထည့်ပါ ။

- b. ရည်ရွယ်ထား : သ န <10% PhiX ဖ ညှိသွင်း မှအတွက်၊ PhiX ကို 6x စုစည်း ခန်း ပါ ဝင်မှုသို့ RSB နှင့် ရ န ကာ ၊ လိုချင်သ န ဖ ညှိသွင်း မှ ရှာ ခိုင်းနန်း သို့ 10x စုစည်း ခန်း ပါ ဝင်မှုနှင့် ပ ခင်း စပ်ပါ ။
ဥပမာ - န န က်ဆုံး တင်သ န သိပ်သည်း ဆ 100 pM အတွက် PhiX ကို 0.6 nM အထိ RSB နှင့် ပ န ျဝင် စ ဖြေ 1 μl PhiX အရ န ကို 29 μl 10x တင်န သ န သိပ်သည်း ဆ စုစည်း ခန်း အရ န တွင် ထည့်ပါ ။
အတွဲများ : သည် ခန်းမှန်း ခ နှာ : ဖ ညှိ 2% PhiX ဖ ညှိသွင်း မှကို ထုတ်ပ န ပါ သည်။ စုစည်း ခန်း အရည် အသွေ နှင့် အရ အတွက်ပ ခ် မူတည်၍ ရှာ ခိုင်းနန်း ကွဲပွား သည်။
5. 1.5 ml microcentrifuge ပွန်အသစ်တစ်ခုတွင်၊ အ န က်ပါ အတွဲများ : ကို စုစည်း ခန်း များ : ကို န န က်ဆုံး တ င်သည်ပါ ဝင်မှုအထိ ပ န ပ န င်း စ ခန့် ပ ခင်း စပ်ပါ ။
 - 10x အဖွင့် ပါ ဝင်မှု စုစည်း ခန်း (30 μl)
 - KLD (270 μl)
6. Vortex ကို အမ ဋ္ဌိဆုံး ဆက်တင်တွင် 3 စက္ကန့်ကျော် ထား : ပီြ ခ ဖျာတမျှစက်ဒလက်လှည့်ပါ ။
7. အရ န အနုဓာတ် ကို အသုံး ပု နှိန် အဆင်သင့်ဖ ဋ္ဌိသည်အထိ ရ န ပ ခ်တွင် သိမ်း ဆည်း ပါ ။
အရည်ဖ န ထား : သ န စုစည်း ခန်း ပ န ရည်သည် ရ န ပ ခ်တွင် သို့မဟုတ် 4°C တွင် သိမ်း ဆည်း ထား : သည့်အခါ 6 နာ ရီအထိ တည်ငြိမ်သည်။

စုစည်း ခန်း များ : ကို တင်ပါ

1. ညစ်ညမ်း မှမဖ ဋ္ဌိစ ခန့် အမှန်မပါ သ န လက်အိတ်အသစ်တစ်ခုကို ဝတ်ဆင်ပါ ။
2. ကတ်ထရစ်တ န င်အခ နှ် က် သတုတုပွား : ထုပ်ပိုး မှကို ဖွင့်ရန် ကတ်က နှ် ကို အသုံး ပု နှိ ။
အလွှာ ထုပ်ကို ဖွင့်ပီြ 4 နာ ရီအတွင်း ကတ်ထရစ်တ န င်အခ နှ် က်ကို အသုံး ပု နှိ ။
3. အထုပ်ထဲမှ ကတ်ထရစ်တ န င်အခ နှ် က်ကို ဖယ်ရှား : ပါ ။
Flow Cell ကို မထိမိစ ခန့် ကတ်ထရစ်တ န င်အခ နှ် က်ကို န နှစ်ဖက်တွင် ဆုပ်ကိုင်ပါ ။
4. သက်ဆိုင်ရာ ဒ လစံနန်း များ : နှင့်အညီ သတုတုပွား : အထုပ်ကို စွန့်ပစ်ပါ ။
5. သန့်ရှင်း သ န ဖန်ပွန်ရှည် အစွန်အဖျား : ကို အသုံး ပု နှိ Library (စုစည်း ခန်း) တံဆိပ်တပ်ထား : သ န စာ တ်စမ်း ပစုစည်း အခူကို ဖုံး အုပ်ထား : သည့် သတုတုအုပ်လွှာ ကို ဖ န က်ပါ ။
6. 250 μl စုစည်း ခန်း ပ န ရည်အပ န ကို ကတ်ထရစ်တ န င်အခ နှ် က်ဖ ဋ္ဌိ Library (စုစည်း ခန်း) အပ ခ် က်ထဲသို့ ဖန်ပွန်ရှည်ဖ ဋ္ဌိထည့်ပါ ။
7. [ချန်လှပ်နိုင်သည်] ကတ်ထရစ်တ န င်အခ နှ် က်ပ ခ်ရှိ သင့်လ န သ န အပ ခ် က်ထဲသို့ စိတ်ကို နှိ ပရိုင်မာ ကို ဖန်ပွန်ရှည်ဖ ဋ္ဌိထည့်ပါ ။ စာ မျက်နှာ 66 ရှိ စိတ်ကို နှိ ပရိုင်မာ များ : ကို ကိုး ကား : ပါ ။

တစ်ကိမ်သုံး ပစုစည်း များ : ထည့်ခြင်း

ကတ်ထရစ်တ န င်အခ နှ် က်နှင့် အစိုများ : ကို ထည့်ရန် အ န က်ပါ အဆင့်များ : ကို အသုံး ပု နှိ ။

1. ပန်လည်သုံး သပ်ခြင်း လုပ်ဆ န င်သည့် စခရင်ရှိ Load consumables (တစ်ကိမ်သုံး ပစုစည်း များ : ထည့်မည်) ကို ရှု န ပါ ။
 - စာ တ်စမ်း ပစုစည်း တံခါ : ပွင့်လာ သည်။ ဆက်လက်မလုပ်ဆ န င်မီ ကတ်ထရစ်တ န င်အခ နှ် က်ဖန်း ကို အပ ဋ္ဌိအဝ သက်တမ်း ကိုး သည်အထိ စ န င်ပါ ။

2. ဗန်း ထဲတွင် အသုံး ပြုပြီး သာ ။ ကတ်ထရစ်တ ဖွင့်အခ ဖြက်ရှိပါ က သင့်ဒ ဃအတွက် သက်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လွှင့်ပစ်ပါ ။ စာ မျက်နှာ 85 ရှိ သုံး ပီြ တစ်ကိမြသုံး ပခုစည်း မှာ ။ ကိုစွန်ပစ်ခင်း ကို ကိုးကား ။ ပါ ။
3. ကတ်ထရစ်တ ဖွင့်အခ ဖြက်အသစ်ကို ကတ်ထရစ်တ ဖွင့်အခ ဖြက်ဗန်း ထဲတွင် ထည့်ပါ ။ ကတ်ထရစ်တ ဖွင့်အခ ဖြက်ကို ဗန်း ၏န ဖက်ကန်နှင့်ထိသည်အထိ တင်း တင်း ကပြကပြ လိုချိန် ဖွင့် တွန်း ပါ ။
4. **Next** (ရဲ့၊ မှီ) ကို ရှုမူ ပါ ။
 - MiSeq i100 သည် RFID ကို ဖတ်ပီြ 1 မိနစ်အကပြ တွင် ကတ်ထရစ်တ ဖွင့်အခ ဖြက်မုဒ်ကို ပပြသသည်။
 - ကတ်ထရစ်တ ဖွင့်အခ ဖြက်ကို အ ဖွင့်မပြော ထည့်သွင်း ပီြန ဖက် ကတ်ထရစ်တ ဖွင့်အခိုပုံး ပန့်သွား ။ ပါ မည်။
5. ဗန်း ထဲတွင် အသုံး ပြုပြီး သာ ။ ကတ်ထရစ်တ ဖွင့်အခိုရှိပါ က သင့်ဒ ဃအတွက် သက်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လွှင့်ပစ်ပါ ။ စာ မျက်နှာ 85 ရှိ သုံး ပီြ တစ်ကိမြသုံး ပခုစည်း မှာ ။ ကိုစွန်ပစ်ခင်း ကို ကိုးကား ။ ပါ ။
6. သတုတပပြ ။ အထုပ်မှ ကတ်ထရစ်တ ဖွင့်အခိုကို ဖယ်ရှား ။ ပါ ။ သတုတပပြ ။ အထုပ်ကို ခနစ်တကျစွန်ပစ်ပါ ။
7. ပလပ်စတစ်အဖုံး ကို ဖြုတ်ပီြ ကတ်ထရစ်တ ဖွင့်အခိုကို တင်ပါ ။
8. **Close** (ပိတ်မည်) ကို ရှုမူ ပါ ။
 - MiSeq i100 သည် RFID ကို ဖတ်ပီြ 1 မိနစ်အကပြ တွင် ကတ်ထရစ်တ ဖွင့်အခိုမုဒ်ကို ပပြသသည်။
 - စာ တစ်စမ်း ပခုစည်း တံခါး ။ သည် အလိုအလ ဖွက်ပိတ်သည်။
9. **Verify run** (လုပ်ဆ ဖွင့်မူ စိစစ်အတည်ပြုမည်) ကို ရှုမူ ပါ ။
10. အသုံး ပြုပြီး သာ ။ စာ တစ်စမ်း ပခုစည်း မှာ ။ ကိုရှင်း ပစ်ရမည်ဟု ခနစ်က ညွှန်ပပြ က စာ မျက်နှာ 89 ရှိစွန်ပစ်ပုလင်း ကို သွန်ပစ်ပါ ကို ကိုးကား ။ ပါ ။
11. လုပ်ဆ ဖွင့်မူနှင့် တစ်ကိမြသုံး ပခုစည်း မှာ ။ ကိုစစ်ဆ ဖွင့်ပီြ **Start run** (စတင် လုပ်ဆ ဖွင့်မည်) ကို ရှုမူ ချယ်ပါ ။

အကိုပြုလုပ်ဆ ဖွင့်မူ စစ်ဆ ဖွင့်မူ မှာ ။

အကိုပြုလုပ်ဆ ဖွင့်မူ စစ်ဆ ဖွင့်မူ မှာ ။ တွင် ဆ ဖွင့်ပီြလ်ခနစ်စစ်ဆ ဖွင့်မူ မှာ ။ ကိရိယာ စစ်ဆ ဖွင့်မူ မှာ ။ နှင့် အရည်စစ်ဆ ဖွင့်မူ မှာ ။ ပါ ဝင်သည်။

1. အကိုပြုလုပ်ဆ ဖွင့်မူ စစ်ဆ ဖွင့်မူ မှာ ။ ကိုအပီြ သတ်ရန် ~15 မိနစ်ခ ဖွင့်ပါ ။
အကိုပြုလုပ်ဆ ဖွင့်မူ စစ်ဆ ဖွင့်မူ မှာ ။ ပီြဆုံး ပီြန ဖက် လုပ်ဆ ဖွင့်မူသည် အလိုအလ ဖွက် စတင်သည်။
2. အကိုပြုလုပ်ဆ ဖွင့်မူ စစ်ဆ ဖွင့်မူ မှာ ။ ကိုရပ်တန့်ရန်၊ **Cancel checks** (စစ်ဆ ဖွင့်မူ မှာ ။ ကိုပယ်ဖျက်မည်) ကို ရှုမူ ချယ်ပီြန ဖက် အတည်ပြုရန်အလိုငှာ **Yes, cancel checks** (ဟုတ်ကဲ့၊ စစ်ဆ ဖွင့်မူ မှာ ။ ကိုပယ်ဖျက်မည်) ကို ရှုမူ ပါ ။
3. အမှာ ။ အသွင်း တစ်ခုဖပြပ ဖွင့်ပါ က စစ်ဆ ဖွင့်မူကို ပန့်လည်လုပ်ဆ ဖွင့်ရန် **Retry** (ထပ်မံကိုြ စာ ။ မည်) ကို ရှုမူ ပါ ။
4. ချို့ယွင်း ချက်သည် သိုလှူဆ ဖွင့်မူန ရာ မလုံလ ဖက်ခင်း နှင့် ဆက်စပ်န ဖွင့်ပါ က၊ လုပ်ဆ ဖွင့်မူ (လုပ်ဆ ဖွင့်မူ မှာ ။) စာရင်ပ ဖွင့်ပါ Completed (ပီြစီး ထား သည်မှာ ။) တက်ဘ်သို့ သွား ရန် **Clear storage space** (သိုလှူဆ ဖွင့်မူန ရာ ကိုရှင်း လင်း မည်) ကို ရှုမူ ချယ်ပါ ။

5. ပန်ကီကြိုစာ : ရန် ရှေ့စ ချပ်စရာ မပါ သည့် အမှာ : အယွင်း တစ်ခု ဖြစ်ပါ က စတင်သည့် စခရင်သို့ ပန်သွား : ရန် Cancel run (လုပ်ဆဲ အမှုကို ပယ်ဖျက်မည်) သို့မဟုတ် Back (နု အ က်သို့) ကို ရှေ့စ ချပ်ပါ ။

လုပ်ဆဲ အမှု အခါ အခြေအနေ ကို စ အ ငွေက ပြန်မည်

သင်သည် လုပ်ဆဲ အမှု အခါ အခြေအနေ ကို စ အ ငွေက ပြန်နိုင်သည် သို့မဟုတ် Sequencing (ဒ်ပြပ ြင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြတ်ရ န) စခရင်ပ ြ်ရှိ လုပ်ဆဲ အမှုကို ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။ သင်သည် ကိရိယာ ပ ြ်တွင် သို့မဟုတ် Illumina Run Manager ကို အသုံး ပြု၍ လုပ်ဆဲ အမှု အခါ အခြေအနေ ကို စ အ ငွေက ပြန်နိုင်သည်။ သင့်တွင် ကလ အ က်ဒိ လုပ်ဆဲ အမှု စ အ ငွေက ပြန်ခြင်း ကို ဖွင့်ထား : ပါ က၊ BaseSpace Sequence Hub တွင် လုပ်ဆဲ အမှုကိုး တက်မှုကို သင်က ပြန်နိုင်ပါ သည်။ အပိုဆဲ အ ငွေ လုပ်ဆဲ အမှုအသ န စိတ်နှင့် လုပ်ဆဲ အမှုအခါ အခြေအနေ ကို ပြန်ရန်၊ စာ မျက်နှာ 17 ရှိ လုပ်ဆဲ အမှု စီမံခန့်ခွဲခြင်း ကို ကိုး ကား : ပါ ။

ထပ်ဆဲ အ ငွေ မက်ထရစ်များ : နှင့် ပုံဖော်မှုများ : ကို က ပြန်ရန်၊ ဒ်ပြပ ြင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြတ်ရ န ခွဲခြား စိတ်ဖော်မှု က ပြန်ရန် (SAV) ကို အသုံး ပြု ။ နု အ က်ထပ် အချက်အလက်အတွက်၊ ဒ်ပြပ ြင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြတ်ရ န ခွဲခြား စိတ်ဖော်မှု က ပြန်ရန် အကူအညီပ ြ် နု အ ဆိုက်စာ မျက်နှာ ကို ကိုး ကား : ပါ ။

1. Sequencing (ဒ်ပြပ ြင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြတ်ရ န) စခရင်တွင် သို့မဟုတ် Runs (လုပ်ဆဲ အမှုများ :) စခရင်ရှိ Active (လုပ်ဆဲ အ ငွေ) တက်တံတွင် လုပ်ဆဲ အမှုအခါ အခြေအနေ ကို စ အ ငွေက ပြန်ပါ ။
Sequencing (ဒ်ပြပ ြင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြတ်ရ န) စခရင်တွင် ပြီးဆုံး ခြင်း အတိအကျကို တွက်ချက်ရန် ယခင်လုပ်ဆဲ အမှု 10 ရ လိုအပ်သည့် ခန့်မှန်း ပြီးဆုံး ခြင်း ပါ ဝင်ပါ သည်။
Runs (လုပ်ဆဲ အမှုများ :) စခရင်ရှိ Active (လုပ်ဆဲ အ ငွေ) တက်တံတွင် လုပ်ငန်း စဉ်စတင်ခြင်းနှင့် လုပ်ဆဲ အမှုအခါ အခြေအနေ ဆိုင်ရာ နု အ က်ထပ်အချက်အလက်များ : ပါ ဝင်သည်။ အခါ အခြေအနေ မည်သည့်လုပ်ဆဲ အမှုများ : က တိုး တက်နု အ လဲကို ဖော်ပြ ပြ န ပါ သည်-
 - ဒ်ပြပ ြင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြတ်ရ န
 - ပြင်ပသို့လှူဆောင်မှုသို့ ဒ်ပြပ ြင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြတ်ရ န ဒ်တာ လွှဲပို့ ခြင်း ခြင်း
 - ပြင်ပသို့လွှဲပို့ ခြင်း ခြင်း
 - ဆင့်ပွား : ခွဲခြား စိတ်ဖော်မှု
 - ဆင့်ပွား : ခွဲခြား စိတ်ဖော်မှု ဒ်တာ ကို ပြင်ပသို့လှူဆောင်မှုသို့ လွှဲပို့ ခြင်း မည်
2. Sequencing (ဒ်ပြပ ြင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြတ်ခြင်း) သို့မဟုတ် Runs (လုပ်ဆဲ အမှုများ :) စခရင်တွင် အ အ က်ပါ မက်ထရစ်များ : ကို စ အ ငွေက ပြန်ပါ ။
လုပ်ဆဲ အမှု မက်ထရစ်များ : ကို ဖတ်ရှုမှု 1 ဧကန်ဝန်း 26 အထိ မရနိုင်ပါ ။
 - % ≥ Q30—Q-score ≥ 30 ဖြစ်အခါ ခြုံခြုံခြင်း ရှေ့စ ထုတ်မှုများ : ဧကန်ပန်း မျှော ခိုင်နှုန်း ။
 - ခန့်မှန်း ထား : သ အ ဒ်တာ ထွက်နှုန်း —လုပ်ဆဲ အမှုရန် တ အ ငွေ ဆိုထား : သ အ အခါ ခြုံများ : ဧကန်မူမှန်း အရ အတွက်။
 - PF ဖတ်ပမ္မိစုစုပ ြင်း —တွဲထား : သ အ အဆုံး အရ အတွက် (လိုအပ်ပါ က) ဖြစ်သွား : သ အ စစ်ထုတ်ခင်း ကို ဖတ်သည် (သန်း ပ ြင်း များ : စွာ)။
 - စုစုပ ြင်း % demux—လုပ်ဆဲ အမှုအတွက် demultiplex လုပ်ထား : သ အ PF ဖတ်ရှုမှု ရာ ခိုင်နှုန်းများ : ။ ဤမက်ထရစ်ကို ထည့်သွင်း ထား : သ အ နမူနာ စာ ချက်များ : ဖြစ်စေသည် : သည့် လုပ်ဆဲ အမှု သို့မဟုတ် လုပ်ဆဲ အမှုများ : အတွက်သာ ရနိုင်ပါ သည်။

- န န က်ထပ်လုပ်ဆဲး န င်သည့်အသံ န စိတ်အချက်အလက်များ ။ ကို ပန့်လည်သုံး သပ်ရန်၊ Sequencing (ဒ ပြပ န င်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖ ြာ င်း) သို့မဟုတ် Runs (လုပ်ဆဲး န င်မှုများ ။) စာရင်ရှိ Active (လုပ်ဆဲး န င်ဆဲ) တက်ဘ်ကို ရှေ့ န ချပ်ပါ ။
- လုပ်ဆဲး န င်မှုပိုပြီး သွား ။ သ န အခါ ၊ Sequencing (ဒ ပြပ န င်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖ ြာ င်း) စာရင်ပ န င်ရှိ run name (လုပ်ဆဲး န င်မှုအမည်) သို့မဟုတ် Runs (လုပ်ဆဲး န င်မှုများ ။) စာရင်ရှိ Completed (ပိုပြီး ဆုံး ထား ။ သည် များ ။) တက်ဘ်ကို ရှေ့ န ချပ်ခင်း ဖ ြာ န န က်ထပ် လုပ်ဆဲး န င်မှုရလဒ်များ ။ ကို သင်က ြွှေနိုင်ပါ သည်။ လုပ်ဆဲး န င်မှုပိုပြီး သွား ။ ပိုပြီး န န က်တစ်ကိတ်သုံး ပစ္စည်း များ ။ ကို ထုတ်ပစ်ရန်၊ စာ မျက်နှာ 85 ရှိ သုံး ခွဲပိုပြီး တစ်ကိတ်သုံး ပစ္စည်း များ ။ ဖယ်ထုတ်ခင်း ကို ကိုး ကား ။ ပါ ။

သုံး ခွဲပိုပြီး တစ်ကိတ်သုံး ပစ္စည်း များ ။ ဖယ်ထုတ်ခင်း

သုံး ပိုပြီး တစ်ကိတ်သုံး ပစ္စည်း များ ။ ပန့်လည်အသုံး ပုန့်အ န င် ဆဲး န င်ခွက်ခင်း ဆိုင်ရာ အချက်အလက်အတွက် စာ မျက်နှာ 85 ရှိ သုံး ပိုပြီး တစ်ကိတ်သုံး ပစ္စည်း များ ။ ကို ခွန်ပစ်ခင်း ကို ကိုး ကား ။ ပါ ။

- Start (စတင်မည်) သို့မဟုတ် Sequencing complete (ဒ ပြပ န င်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖ ြာ ရ န ပိုပြီး စီး သည်) စာရင်မှ **Eject consumables** (တစ်ကိတ်သုံး ပစ္စည်း များ ။ ဖယ်ထုတ်မည်) ကို ရှေ့ န ချပ်ပါ ။ စာ တစ်စမ်း ပစ္စည်း တံခါး ။ ပွင့်လာ သည်။ ဆက်လက်မလုပ်ဆဲး န င်မီ ကတ်ထရစ်တ န င်အခါ ြက်မန်း ကို အ ပဉ္စအဝ သက်တမ်း တိုး သည်အထိ စ န င်ပါ ။
- သင့်ဒ ဃ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း များ ။ နှင့်အညီ ကတ်ထရစ်တ န င်အခါ ြက်ကို ဖယ်ရှား ပိုပြီး ခွန်ပစ်ပါ ။
- Next** (ရ နှု၊ ဆို) ကို ရှေ့ န ပါ ။
- သင့်ဒ ဃ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း များ ။ နှင့်အညီ ကတ်ထရစ်တ န င်အခါ ကို ဖယ်ရှား ပိုပြီး ခွန်ပစ်ပါ ။
- Close** (ပိတ်မည်) ကို ရှေ့ န ပါ ။
- Start (စတင်မည်) သို့မဟုတ် Sequencing complete (ဒ ပြပ န င်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖ ြာ ရ န ပိုပြီး စီး သည်) စာရင်သို့ ပန့်သွား ။ ရန် အပ န င်ညာ ထ န င်မှ X ကို ရှေ့ န ပါ ။

သုံး ပိုပြီး တစ်ကိတ်သုံး ပစ္စည်း များ ။ ကို ခွန်ပစ်ခင်း


! ဤစာ တစ်စမ်း ပစ္စည်း အစုံတွင် အနုတရာ ယ်ပဉ်စ နိုင်ခ ြား ။ သ န စာ တုပစ္စည်း များ ။ ပါ ရှိသည်။ ရှိရှိ ကိမ်းခင်း ။ မျှော်မှန်းခင်း ။ အရ ခြေ ။ ထိတ ြွှေခင်း ။ မျက်လုံး ချင်း ထိတ ြွှေခင်း တို့က ြွှေ တစ်ကိတ်သုံး ပစ္စည်း များ ။ နိုင်သည်။ စာ တစ်စမ်း ပစ္စည်း များ ။ တွင်ပါ သ န အနုတရာ ယ်ရိသ န ပစ္စည်း များ ။ ကို ကိုင်တွယ်ရန်အတွက် လ ခင်လ ဆွက်က န င်း မွန်သင့်သည်။ မျက်လုံး အကာ အကွယ်များ ။ လက်အိတ်များ ။ နှင့် စာ တစ်ခွက် အင်္ဂုလီများ ။ အပါ အဝင် အကာ အကွယ်ပစ္စည်း များ ။ ကို ဝတ်ဆင်ပါ ။ သုံး ပိုပြီး သား ။ စာ တစ်စမ်း ပစ္စည်း များ ။ ကို စာ တုပစ္စည်း အညစ်အက ြွှေ အပဉ် ကိုင်တွယ်ပိုပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဒ ဃ နိုင်ခံ တ န င် နှင့် ဒ ဃ ဆိုင်ရာ ဥပဒ များ ။ နှင့် ခည်း မည်း များ ။ နှင့်အညီ ခွန်ပစ်ပါ ။ န န က်ထပ် ပတ်ဝန်း ကျပ် ကျန်း မာ ရ နှင့် တ န ကင်း ရ န အချက်အလက်များ ။ အတွက်၊ support.illumina.com/sds.html ရှိ SDS ကို ကိုး ကား ။ ပါ ။

ကတ်ထရစ်တ န င်အခါ ြက်ကို ပန့်လည်အသုံး ပုန့်


- ကိရိယာ မှ ကတ်ထရစ်တ န င်အခါ ြက်ကို ဖယ်ရှား ။ မည်။ စာ မျက်နှာ 85 ရှိ သုံး ခွဲပိုပြီး တစ်ကိတ်သုံး ပစ္စည်း များ ။ ဖယ်ထုတ်ခင်း ကို ကိုး ကား ။ ပါ ။

2. ကတ်ထရစ်တ ဖွင့်ဖို့ ဖွင့်ပါ။ ။

- a. လက်တစ်ဖက်ကို ကတ်ထရစ်တ ဖွင့်အ ဖွင့်တွင် ထား ။ ကာ ကုတ်အား ။ ယူရန်အတွက် သင့်လက်ခ ဖွင့် ။ များ ။ ကို လက်ခုပ်ထဲထည့်ထား ။ ပါ။ ။
- b. န ဖွင့်လက်တစ်ဖက်ကို ကတ်ထရစ်တ ဖွင့်၏အပ ခ်တွင် ထား ။ ကာ ချည်န ဖွင့်မှ များ ။ ကို ဖြိုရန် ရှိ ။ ကာ အပ ဖြို ။ ကို အပ ဖြိုသို့ ထ ဖွင့်၍ ဆွဲထုတ်ပါ။ ။ ချက်ခန့်အသံသည် အဖုံး ခြိတ်ဆက်မှု ပြောတ ဖွင့်က ဖွင့် ဖွင့်ပ ပြည်။



3. အနက်ရ ဖွင့် အတွင်း ခန်း ကတ်ထရစ်တ ဖွင့်ကို အဖျ ဖွင့်အ ဖွင့် ဖြစ်မှ ဖယ်ရှား ။ ပါ။ ။
4. သင့်ဒ ဖွင့်သက်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း များ နှင့်အညီ အဖျ ဖွင့် ကတ်ထရစ်တ ဖွင့်အဖုံးကို ပ ဖြိုလည်အသုံး ပြု ပါ။ ။
5. အတွင်း တက် ကတ်ထရစ်တ ဖွင့်မှ Flow Cell အစိတ်အပိုင်း (A) နှင့် RFID (B) ကို ဖယ်ရှား ။ ပီြ သင့်ဒ ဖွင့်သက်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း များ နှင့်အညီ စွန့်ပစ်ပါ။ ။




6. အနက်ရ နှင့် အတွင်း ပိုင်း ကတ်ထရစ်တ နှင့်ကို ဖယ်ထား ။


ကတ်ထရစ်တ နှင့်အစိုကို ပန်လည်အသုံး ပြု

⚠ | ကတ်ထရစ်တ နှင့်အတွင်း မှ ကုန်ရှိသ နှင့် ဓာတ်စမ်း ပစ္စည်း များ ယိုစိမ့်နိုင်ခဲ ခြို ကာ ကွယ်ရန်ကတ်ထရစ်တ နှင့်အစိုကို ထ နှင့်မတ်အနု အထား ။ တွင်ထား ။ ပါ ။ ဓာတ်စမ်း ပစ္စည်း များ ။ ကိုင်တွယ်ခြင်း နှင့် ပတ်သက်သ နှင့် နှင့် ကတ်ထရစ်တအလက်များ ။ အတွက်။ **စာ မျက်နှာ 89 ရှိ ခွန်ပစ်ပုလင်း ကို သွန်ပစ်ပါ** ကို ကိုး ကာ ။


1. ကိရိယာ မှ ကတ်ထရစ်တ နှင့်အစိုကို ဖယ်ရှား ။ **စာ မျက်နှာ 85 ရှိ သုံး ခွံပီပြီ တစ်ကိပြီသုံး ပစ္စည်း များ ။ ဖယ်ထုတ်ခြင်း** ကို ကိုး ကာ ။
2. တံဆိပ် (A) အ နှင့် ကတ်ထရစ်တ နှင့် RFID အညွှန်း နှင့် RFID ကို ကတ်ထရစ်တ နှင့်အစိုအခွံမှ ဖယ်ရှား ။ သင့်အ သ၏ သက်ဆိုင်ရာ စံနှုန်း များ နှင့်အညီ ခွန်ပစ်ပါ ။



3. ကတ်ထရစ်တ နှင့်အစိုအတွင်း ပိုင်း ကို အခွံနှင့် ပိုင်း ခြေ ၊ ရန် အဖုံး နှစ်ဘက်ရှိ ဘ နှစ်မဟုတ် ၊ ကို ဖိပါ ။



4. အတွင်း ပိုင်း ကို ညှင်သာ ခွာ တွန်း ထုတ်ပါ ။



5. အနက်ရ နှင့် အတွင်း ဝိုင်း ကတ်ထရစ်တ နှင့်ထိပ်မှ အဖူး၍ နှင့်အဖုံး ကို ဖယ်ရှား ။
6. သင့်ဒ ဇာ၏သက်ဆိုင်ရာ စံနှုန်း များ နှင့်အညီ အဖူး၍ နှင့် ကတ်ထရစ်တ နှင့်အစိုခွံကို ပြန်လည်အသုံး ပြု ။
7. အနက်ရ နှင့် အတွင်း ဝိုင်း ကတ်ထရစ်တ နှင့်ကို ဖယ်ထား ။


စွန့်ပစ်ပုလင်း ကို သွန်ပစ်ပါ

⚠️ | ဤစာ တစ်စမ်း ပစ္စည်း အစုံတွင် အနုတရာ ယ်ဖခြစ် နိုင်ခဲ ဖြူ ။ သ ဖ စာ တုပစ္စည်း များ ။ ပါ ရှိသည်။ ရှုရှု က်မိခင်း ၊ မိမိချစ်ခင်း ၊ အရ ခြေ ။ ထိတ ခင်း ၊ မှက်လုံး ချင်း ထိတ ခင်း တို့က ခြံ ငွ် တစ်ကိုယ်ရံ ဆီနီက မူ ဖ ဗြဌာ ။ နိုင်သည်။ စာ တစ်စမ်း ပစ္စည်း များ ။ တွင်ပါ သ ဖ အနုတရာ ယ်ရှိသ ဖ ပစ္စည်း များ ။ ကို ကိုင် တွယ်ရန်အတွက် လ ဝင်လ ဆွက်က ဖ င်း မွန်သင့်သည်။ မှက်လုံး အကာ အကွယ်များ ။ လက်အိတ်များ ။ နှင့် စာ တစ်ခွဲခန်း အငိုက်ဗျား ။ အပါ အဝင် အကာ အကွယ်ပစ္စည်း များ ။ ကို ဝတ်ဆင်ပါ ။ သုံး ပီပြီ သား ။ စာ တစ်စမ်း ပစ္စည်း များ ။ ကို စာ တုပစ္စည်း အညစ်အက ခြ အဖ ဗြ ကိုင်တွယ်ပီပြီ သက်ဆိုင်ရာ ဒ ဃ နိုင်ငံ တ ဖ နှင့် ဒ ဃ ဆိုင်ရာ ဥပဒ ဖျား ။ နှင့် စည်း မြဉ်း များ ။ နှင့်အညီ စွန့်ပစ်ပါ ။ န ဖ က်ထပ် ပတ်ဝန်း ကျပ် ကျန်း မာ ရ ခ နှင့် ဘ ခ ကင်း ရ ခ အချက်အလက်များ ။ အတွက်၊ support.illumina.com/sds.html ရှိ SDS ကို ကိုး ကား ။

MiSeq i100 Series ထိန်း ချုပ်ဆဲ ဖြစ်သည် တပ်ဆင်မှု စဉ်အတွင်း စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အဆင့်ကို စစ်ဆေး နေပြီး စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ပုလင်း ကို ရှင်း ရန်အချိန်တန်သ ဖြစ်အခါ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ခန်း တံခါး ကို ဖွင့်ပုံ နေ ရန် သင့်အား ခေါ်ဝေါ်

ဆဲးစစ်ပါသည်။ MiSeq i100 Series ထိန်းချုပ်ဆဲးစစ်သည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပုလင်းကို အလွတ်ရှင်းရန် သင့်အား အသိပေးခြင်းမရှိပါက၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းခန်းတံခါးကို သင်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်နိုင်သည်။ စာမျက်နှာ 50 ရှိ အသုံးပြုသော စာတမ်းပစ္စည်းတံခါးကိုဖွင့်မည်ကိုကိုးကားပါ။

1. စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပုလင်းကို နှစ်ဖက်တွင် ဆုပ်ကိုင်ထားလျက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပုလင်းကို တံခါးပေါက်မှ ဖယ်ရှားပါ။



2. စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပုလင်းတွင် ပါဝင်သည့်အရာများကို သင့်၏ ဆေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် အညီ စွန့်ပစ်ပါ။
3. အဖုံးမပါသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပုလင်းကို စွန့်ပစ်ပစ္စည်းခန်းသို့ ပြန်ထည့်ပါ။
4. တံခါးပိတ်ပါ။
5. **Continue** (ဆက်လုပ်မည်) ကို ရှိခွင့်ချပါ။

ဖိုင်အမျိုးအစား :	ရှင်းလင်းဖတ်ခြင်း
စစ်ထုတ်ဖိုင်များ :	အကွက်တစ်ခုစီသည် အစုအဝေး စစ်ထုတ်ချက်ကို အစစ်ဆေးခြင်း၊ မအောင်မြင်မှုကို သတ်မှတ်ပေးသော စစ်ထုတ်ချက်ဖိုင် (*.filter) တစ်ဖိုင်ကို ထုတ်ပေးသည်။
အစုအဝေးစာညွှန်းများ ဖိုင်များ :	အစုအဝေးစာညွှန်းများ (*.locs) ဖိုင်များတွင် အကွက်တစ်ခုစီအစုအဝေးစာတိုင်း အတွက် X,Y ကိုဩဒိနိတ်များ ပါရှိသည်။ လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုစီအတွက် အစုအဖွဲ့စာညွှန်းများ ဖိုင်ကို ထုတ်ပေးသည်။
InterOp ဖိုင်များ :	Binary အစီရင်ခံစာ ဖိုင်များကို MiSeq i100 Series ထိန်းချုပ်ဆက်စပ်ပါးစင်း အစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ချက် ခွဲခြားစိတ်ဖြာမှုကိရိယာနှင့် BaseSpace Sequence Hub အတွက် အသုံးပြုသည်။ InterOp ဖိုင်များကို လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုစီအပေါ် အပိုင်းလိုအပ်သည်။

ရလဒ်ဖိုင်များကို downstream ခွဲခြားစိတ်ဖြာရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။

အရည်အသွေး ရမှတ်များ

အရည်အသွေး ရမှတ် (Q-ရမှတ်) သည် မှားယွင်းသော အခါ ခြုံငုံခြင်း ရှေ့ထုတ်မှုတစ်ခု၏ ဖြစ်နိုင်ခြေ နှုန်းချက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ မပြုမီမှားယွင်းသော Q-ရမှတ်သည် အခါ ခြုံငုံခြင်း ရှေ့ထုတ်မှုတစ်ခုသည် အရည်အသွေး ပိုမိုမြင့်မားမှု ဖြစ်နိုင်ခြေ နှုန်း သည် ဟု ဆိုလိုသည်။ Q-ရမှတ်ကို ဆုံးဖြတ်ပုံစံ နှစ်ခု ရလဒ်များကို base call (*.cbcl) ဖိုင်များတွင် မှတ်တမ်းတင်ပါသည်။

Q-score သည် အသွေးစာအမှား ဖြစ်နိုင်ခြေ ခြုံငုံခြင်းကို တိုတိုတုတ်တုတ် ဆက်သွယ်အသိပေးပါသည်။ ရမှတ်များကို X ဖြစ်သည့်အခါ အရည်အသွေး ရမှတ်များကို Q(X) အဖြစ် ကိုယ်စားပြုသည်။ အကယ်၍ ဇယားသည် အရည်အသွေး ရမှတ်နှင့် အမှား ဖြစ်နိုင်ခြေ ခြုံငုံခြင်း ဆက်သွယ်မှုကို ပြသသည်။

Q-ရမှတ် Q(X)	အမှား ဖြစ်နိုင်ခြေ ခြုံငုံခြင်း
Q40	0.0001 (10000 တွင် 1)
Q30	0.001 (1000 တွင် 1)
Q20	0.01 (100 တွင် 1)
Q10	0.1 (10 တွင် 1)

အရည်အသွေး ရမှတ်ပေးခြင်း နှင့် အစီရင်ခံစာခြင်း

အရည်အသွေး ရမှတ်ပေးခြင်းသည် အခါ ခြုံငုံခြင်း ရှေ့ထုတ်မှုတစ်ခုစီအတွက် ကိုဩဒိနိတ်မှားယွင်းမှုများ ချက်အစုအဝေးကို တွက်ချက်ပေးသော ဖိုင်များ နှစ်ခု အရည်အသွေး ဇယား တစ်ခုတွင် Q-ရမှတ်ကို ရှာဖွေရန် ကိုဩဒိနိတ်မှားယွင်းမှုများကို အသုံးပြုသည်။ ဒြပ်ပါးစင်း အစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ချက် ပေးလက်ဖက်စင်း နှင့် ဓာတ်တူဖော်မား ရှင်း၏သီးခြား ဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော လုပ်ဆောင်မှုများ အတွက် တိကျမှုကောင်းသော အရည်အသွေး ခန့်မှန်းချက်များကို ပေးစွမ်းရန် အရည်အသွေး ဇယားများကို ဖန်တီးထားသည်။

i | အရည်အသွေး ရမှတ်ပေးခြင်းသည် Phred အယ်လဂိုရီသမ်၏မူရင်းမိတ္တူ သဘာဝ ရှင်းပါးတွင် အခြေခံသည်။

MiSeq i100 Series အတွက် Q-ဇယား ။ ကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အခါ ခြုံခွဲခြား ။ ရှေ့စ ထုတ်မှု အုပ်စုသုံး စုကို ကိုပြင်ခန့်မှန်း မှုအပေါ် ရပ်မျှ ။ ပါး အခါ ခြုံခွဲခြား ။ ဖြေခွဲသည်။ အခါ ခြုံခွဲခြား ။ ရှေ့စ ထုတ်မှုမျှ ။ ကို အုပ်စုဖွဲ့ပုံ နှစ် က်၊ အုပ်စုသုံး စုတစ်ခုစီအတွက် ပုံနှိပ် မျှအမှား ။ အသွင်း နှုန်း ကို သရုပ်ဖော် တွက်ချက်ပုံ ယင်း အုပ်စုသုံး ခွဲခြား ။ ရှေ့စ ထုတ်မှု၏ ကိုပြင်ခန့်မှန်း မှုအပေါ် ရပ်မျှ ။ ကို အသုံး ပြုပြန် ခွဲခြား ။ ရှေ့စ ထုတ်မှုမျှ ။ သတ်မှတ်ပုံ နှစ် ရန်စည်း ကမ်း ချက်မျှ ။ နှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ Q-ရမှတ်မျှ ။ ကို Q-ဇယား ။ တွင် မှတ်တမ်း တင်ထား ။ သည်။ ထိုသို့ပင် RTA ဖြေ Q-ရမှတ် သုံး ခုသာ ဖြေနိုင်ပုံ ဤ Q-ရမှတ်မျှ ။ သည် အုပ်စု၏ ပုံနှိပ် မျှအမှား ။ အသွင်း နှုန်း ကို ကိုယ်စား ပြုသည်။ ယ ဟုယူဆ ။ ဖြေ၊ ၎င်း သည် ရှိ ရှိ သ နှစ် လည်း တိကျသ နှစ် အရည်အသွေး မြင့် အမှတ်ပုံ နှစ် မှုကို ဖြေပုံ နှစ် ချည်း။ အရည်အသွေး ဇယား ။ ရှိ အုပ်စုသုံး စုသည် မဖြစ်စေ နှစ် (< Q18)၊ အလယ်အလတ် (Q18 မှ Q29) နှင့် အရည်အသွေး မြင့် (> Q29) အခါ ခြုံခွဲခြား ။ ရှေ့စ ထုတ်မှုမျှ ။ နှင့် ညီမျှပါ သည်။ အုပ်စုမျှ ။ ကို 9၊ 23 နှင့် 38 ကဲ့သို့ သီး ချား ။ ရမှတ်မျှ ။ သတ်မှတ်ပုံ နှစ် ထား ။ သည်။ ထို့အပြင် BCL ဖိုင်မျှ ။ သို့ ရ နှစ် ထား ။ သ နှစ် No-Call မျှ ။ အတွက် 0 ရမှတ်ကို သတ်မှတ်ပုံ နှစ် မထား ။ ပါ ။ BCL ဖိုင်မျှ ။ ကို FASTQ ဖ နှစ် မတ်သို့ ပြောင်း ပြန် နှစ် က်၊ ရမှတ် 2 ကို No-Call မျှ ။ သို့ သတ်မှတ်ပုံ နှစ် သည်။ ဤ Q-ရမှတ် အစီရင်ခံစာ ပြီး ပုံစံသည် တိကျမှု သို့မဟုတ် စွမ်း ဆ နှစ် င်ရည်ကို မထိခိုက်စ နှစ် သို့လှ နှစ် င်ရန် နှစ် နှင့် လိုင်း နှစ် လိုအပ်ချက်မျှ ။ ကို လှ နှစ် ချည်း သည်။

ဒြပ်ပေါင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြေရ နှစ် ရလဒ်ဖိုင်မျှ ။

ဖိုင်အမျိုးအစား ။	ဖိုင်ရှင်းလင်း ဖ နှစ် ပြုပြန်၊ တည်န နှစ် အမည်
အခါ ခြုံခွဲခြား ။ ရှေ့စ ထုတ်မှု ဖိုင်မျှ ။	ခွဲခြား စိတ်ဖြာ ထား ။ သ နှစ် အစုအဝေး တစ်ခုစီကို စက်ဝန်း ။ လမ်း က နှစ် နှင့် မျက်နှာ ပြင်အရ ဖိုင်တစ်ဖိုင်တွင် စုစည်း ထား ။ သည် အခါ ခြုံခွဲခြား ။ ရှေ့စ ထုတ်မှု ဖိုင်တစ်ခုတွင် ထည့်သွင်း ထား ။ သည်။ စုစည်း ထား ။ သ နှစ် ဖိုင်တွင် အစုအဝေး တိုင်း အတွက် အခါ ခြုံခွဲခြား ဆိုမှုနှင့် ကုဒ်ဂုဏ်ထား ။ သ နှစ် အရည်အသွေး ရမှတ်မျှ ။ ပါ ရှိသည်။ Data\Intensities\BaseCalls\L001\C[cycle_number]1.1 L[lane]_[surface].cbcl. ဥပမာ L001_1.cbcl
အစုအဝေး နှစ် တည်န နှစ် ဖိုင်မျှ ။	Flow Cell တစ်ခုစီအတွက် binary အစုအဝေး နှစ် တည်န နှစ် ဖိုင်တွင် အကွက်တစ်ခုရှိ အစုအဝေး နှစ် မျှ ။ အတွက် XY ကိုဩဒိနိတ်မျှ ။ ပါ ရှိသည်။ Flow Cell ၏ nanowell အပေါ် အဆင့်နှင့် ကိုက်ညီသ နှစ် စတုရန်း ပုံစံသည် ကိုဩဒိနိတ်မျှ ။ ကို ကိုပြင်သတ်မှတ်ပုံ နှစ် သည်။ Data\Intensities s_[lane].locs
စစ်ထုတ်ဖိုင်မျှ ။	စစ်ထုတ်ချက်ဖိုင်သည် အစုအဝေး နှစ် တစ်ခုက စစ်ထုတ်မှုကို အ နှစ် င်ခြင်း ရှိ၊ မရှိကို သတ်မှတ်ပုံ နှစ် သည်။ ဒ နှစ် စက်ဝန်း 25 ခုကို အသုံး ပြု၍ genomic ဖတ်ရှုမှု 1 ၏ စက်ဝန်း 26 (အညွှန်း ဖတ်ရှုမှုမျှ ။ မပါ) တွင် စစ်ထုတ်ချက်ဖိုင်မျှ ။ ကို ထုတ်ပုံ နှစ် ပါ သည်။ အကွက်တစ်ခုစီအတွက် စစ်ထုတ်မှုဖိုင်တစ်ခုကို ထုတ်ပုံ နှစ် သည်။ Data\Intensities\BaseCalls\L001 s_[lane]_[tile].filter

ဖိုင်အမျိုးအစား :	ဖိုင်ရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်း၊ တည်ဆဲရာနှင့်အမည်
အချက်အလက်ဖိုင်ကိုလုပ်ဆောင်ပါ	လုပ်ဆောင်မှုအမည်၊ ဖတ်ရှုမှုတစ်ခုစီတွင်စက်ဝန်းအရအတွက်၊ ဖတ်ရှုမှုသည်အညွှန်းဖတ်ရှုမှုဟုတ်၊ မဟုတ်အပေါ် Flow Cell ရှိ swath များနှင့်အတွက်အရအတွက်တို့၏ရင်းပုံစံသည်။ လုပ်ဆောင်မှုအချက်အလက်ဖိုင်ကိုလုပ်ဆောင်မှု၏အစတွင်ဖန်တီးထားသည်။ [Root folder]\RunInfo.xml

ဒေါ့ပ်ဒေါ့ပ် အစီအစဉ်ဆုံး ဖြေရှင်းရလဒ်ဖိုင်များ : တည်ဆဲစက်ပုံ

ပုံသဏ္ဌာန် : ဖြေရှင်း MiSeq i100 သည်ဆက်တင်တက်တံရှိရလဒ်များ : သတိရလဒ်ဖိုင်တွင်ရလဒ်ဖိုင်များကိုထုတ်ပေးသည်။

အထွေထွေအတွက်ဖိုင်တွဲတည်ဆဲစက်ပုံ

အပိုစီးတွင်ရလဒ်များကိုအစက်ပါဖွဲ့စည်းပုံဖော်စီစဉ်ပေးသည်။

<Output_Folder>/<run_id>/

📁 **Analysis** (ဆင့်ပွားခြင်း၊ စိတ်ဖော်ပြမှုဖိုင်များ :)

📁 **Config**

📁 **Data** (မူလခွဲခြားခြင်း၊ စိတ်ဖော်ပြမှု BCL ဖိုင်များ :)

📁 **InstrumentAnalyticsLogs**

📁 **InterOp**

📁 **Logs**

📄 RTAComplete.txt

📄 RTAExited.txt

📄 CopyComplete.txt

📄 RunCompletionStatus.xml

📄 RunInfo.xml

📄 RunParameters.xml

📄 SampleSheet.csv

DRAGEN အတွက်ဖိုင်တွဲဖွဲ့စည်းပုံ

DRAGEN ရလဒ်ဖိုင်များ : အတွက်ခွဲခြားခြင်း၊ စိတ်ဖော်ပြမှုဖိုင်ရှိအစက်ပါဖွဲ့စည်းပုံကိုကိုးကားပါ။ ဤဖိုင်များသည် <Output_Folder>/<run_id>/Analysis/<number>/Data တွင်တည်ရှိသည်။ လုပ်ဆောင်မှုမုဒ်များပေးမှုတည်ရှိအတွက်တွင်အဖိုင်ဖိုင်များနှင့်ဖိုင်တွဲများရှိနိုင်ပါသည်။

📁 **summary**

နမူနာတစ်ခုစီအတွက်ဆင့်ပွားခြင်း၊ စိတ်ဖော်ပြမှု၊ အပလီကေးရှင်းအမည်နှင့်ခွဲခြားခြင်း၊ စိတ်ဖော်ပြမှုအခြေအနေများအတွက်အသုံးပြုသည့် DRAGEN ဟာရှင်းကိုပေးသည်။

📁 **AggregateReports**

DRAGEN အပလီကေးရှင်းက စီစဉ်သည့် အထွက်အကုန်း ချုပ်အစီရင်ခံစာ ဖြစ်သော [report.htm](#) ဖိုင်ပါဝင်သည်။

RunInstrumentAnalyticsMetrics

 logs

Secondary_Analysis_Complete.txt

DRAGEN Secondary Analysis အထွက်ဖိုင်များ

ဤကဏ္ဍသည် DRAGEN အပလီကေးရှင်းများ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပါသည်။ အပလီကေးရှင်းတစ်ခုစီအတွက် သီးခြား ဖိုင်များကို ထုတ်ပေးခြင်းအပြင်၊ DRAGEN သည် `<sample_name>.metrics.json` ဖိုင်ဖွဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာမှုတစ်ခုမှ မက်ထရစ်များအပြင် **စာမျက်နှာ 95 ရှိ *HiSeq i100* ဒုတိယအဆင့်ခွဲခြားစိတ်ဖြာမှုအစီရင်ခံစာများ** တွင် ဖော်ပြသော အစီရင်ခံစာများကို ထုတ်ပေးပါသည်။ DRAGEN တွင် နောက်ထပ် အချက်အလက်အတွက် **DRAGEN Secondary Analysis ပုံစံ** မှဆိုက် **စာမျက်နှာ** ကို ကြည့်ရှုပါ။

DRAGEN ပိုက်လိုင်း များ ၊ အား ၊ လုံး သည် အဝင် BCL ၏ ဖိုင်ပစီဖွဲ့ခြင်း နှင့် အထွက် BAM/CRAM ဖိုင်များ ၊ ကို ချော့ခြင်း ကိုပံ့ပိုး ပေးသည်။ Proactive (ကန့်သတ်စီစဉ်ထားသော စစ်ဆေးမှု)၊ လုပ်ဆောင်မှု Monitoring (လုပ်ဆောင်မှု စစ်ဆေးခြင်း) နှင့် Storage (သိုလှမ်းမှု) ကို ရှေ့ဆောင်ရွက်ရာတွင် BAM ဖိုင်များ ၊ ကို DRAGEN Secondary Analysis သို့ အပ်လုဒလုပ်ဆောင်မှုမဟုတ်ပါ။ ။

MiSeq i100 ဒုတိယအဆင့် ခွဲစိတ်ခြင်း စိတ်ဖြာမှု အစီရင်ခံစာ များ ။

လုပ်ဆဲး နေရာများ : ကို ကြည့်ရှုရန် အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ခြင်း Sequencing complete screen (ဒေါ်ပိုင်ခင်း အစီအစဉ်ဆုံး ဖြစ်ခြင်း ပြီးပြီဖြစ်ရင်) ပေါ်ရှိ လုပ်ဆဲး နေရာများကို ရှိနေပါသည်။ ။ Run details (လုပ်ဆဲး နေရာများ အစီအစဉ်ဆုံး) စာရင်းအား ကြည့်ရှုရန် : ပေါ်ရှိ နေရာများ : ခွဲခြားခြင်း စိတ်ဖြာမှုများ : ကို ကြည့်ရှုရန်

View DRAGEN report (DRAGEN အစီအစဉ်ဆုံး ကို ကြည့်ရှုရန်) ကို ရှိနေပါသည်။ ။ တစ်ခုချင်း အား : ဖြစ်ပြီး Runs (လုပ်ဆဲး နေရာများ :) စာရင်းအား ကြည့်ရှုရန် : ရှိနေပါသည်။ ။ global menu (ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မီနူး) ကို အသုံးပြုပြီး completed run (ပြီးစီးထားသော လုပ်ဆဲး နေရာများ :) ကို ရှိနေပါသည်။ ။

အဖက်ပါ အဆင့်များ ၊ တွင် DRAGEN အစီရင်ခံစာ ရလဒ်များ ၊ ကို သင်က မြှုပ်နှံနိုင်သည်။

- **လုပ်ဆဲး စာ ခေါ်**—Run Summary (လုပ်ဆဲး စာ ခေါ် အကျဉ်း ချုပ်) သည် demultiplex အစီရင်ခံစာ အပါ အဝင် လုပ်ငန်း စဉ်အဆင့်ဆင့် အစီရင်ခံစာ များ ။ သို့ ချိတ်ဆက်ပုံ နေ ပီြ အ စ က်ပါ အချက်အလက်များ ။ ဖော်ပြချက်များ သပ်ချက်ကို ပုံစံပိုင်း ပ နေ သည်-
 - ဗား ။ ရှင်း နံပါတ်
 - စုစုပေါင်း နမူနာ အရ အတွက်
 - ပီြစီး ထား ။ သ စ နမူနာ များ ။ ဖော်ပြချက် အတွက်
 - အမှား ။ အရ အတွက်
- **လုပ်ငန်း စဉ်အဆင့်ဆင့်**—လုပ်ငန်း စဉ်အဆင့်ဆင့်သည် ထို DRAGEN အပလီကေးရှင်း ရှင်း တွင် ပါ ရှိသော နမူနာများ ။ အား ။ လုံး တွင် ဒ တာ စုစည်း မှုကို အစီရင်ခံစာ နေ ပီြ နမူနာ အစီရင်ခံစာ တစ်ဦး ချင်း နှင့် ချိတ်ဆက်ပုံ နေ ပါ သည်။
- **နမူနာ** —နမူနာ အစီရင်ခံစာ များ ။ တွင် နမူနာ တစ်ခုချင်း စီ၏ အသေ စစ်တိုင်း တာ မှုများ ။ ပါ ဝင်သည်။

လုပ်ငန်း စဉ်အဆင့်ဆင့်နှင့် နမူနာ အဆင့်တွင် ရရှိနိုင်သော မက်ထရစ်များ ၊ သည် အစီရင်ခံစာ အပိုင်း မူတည်၍ ကွဲ
ပြား ၊ သည်။ မက်ထရစ်များ ၊ ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ ၊ အတွက် ကိရိယာ ပိုင်းရှိ အစီရင်ခံစာ ကို ကိုး ကား ၊
ပါ ။

ထိန်း သိမ်း ခြင်း

ဤကဏ္ဍသည် MiSeq i100 Series အား ထိန်း သိမ်း ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ ကို ပေးပါသည်။

အဝ မှ အကူအညီပ ရ စ

Illumina နည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီပ ရ စ အဖွဲ့သည် TeamViewer ကို အသုံးပြု၍ ကိရိယာ ကို အဝ မှ ဝင်ရ စ ကိစ္စကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပေး ဖွဲ့စည်း ပေး လျက်ရှိပါသည်။

TeamViewer ကို ဖွင့်ထား ပါ

1. မျက်နှာ ပေါ် ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှစ်ဖျား မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှိပါ။ ။
2. **Remote Support** (အဝ မှ အကူအညီပ ရ စ) ကို ရှိပါ။ ။
3. **Start** (စတင်မည်) ကို ရှိပါ။ ။
4. Status (အခ မြန်မည် **Ready to connect** (ချိတ်ဆက်ရန် အဆင်သင့်) ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပါ။ ။
5. Illumina ကိုယ်စား လှယ်အား အသုံးပြု အချက်အလက်များ ကို ပေးပါ -
 - TeamViewer ID
 - ကိရိယာ အမှတ်စဉ်
 - လျှောက်ကုန်

TeamViewer ကို ပိတ်ထား မည်

1. မျက်နှာ ပေါ် ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှစ်ဖျား မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှိပါ။ ။
2. **Remote Support** (အဝ မှ အကူအညီပ ရ စ) ကို ရှိပါ။ ။
3. **Stop** (ရပ်တန့်မည်) ကို ရှိပါ။ ။

ကိရိယာ ကို ပိတ်မည် သို့မဟုတ် ပန်လည်စတင်မည်

ဒေါ့ဘ် နှင့် အစီအစဉ်ဆုံး ဖြတ်ရ စ လုပ်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် ဆင်နွှဲမှုများ ခွဲခြား စိတ်ဖြာ မှုများ လုပ်ဆောင် နှစ် နှစ် မရှိပါ က MiSeq i100 Series ကို ဘယ် ကိစ္စတွင် စွဲ ပိတ်နိုင်ပါသည်။ ဆက်လက် ဆင်နွှဲမှုများ တွင် ချို့ယွင်း ချက် သို့မဟုတ် သတိပေး ချက်တစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ် ရန် ကိရိယာ ကို ပိတ်ပိတ် ပန်လည်စတင်ရန် အချိန်ဖော် ပြန် ပေးပါသည်။ စနစ်မပိတ်သွား ပါ က Illumina နည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီပ ရ စ သို့ ဆက်သွယ်ပါ။ ။

ကိရိယာ ကို ပိတ်ခြင်း

1. မျက်နှာ ပေါ် ထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှစ်ဖျား မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှိပါ။ ။
2. **Shut down** (ပိတ်မည်) ကို ရှိပါ။ ။
3. သတိပေး လာ သည့်အခါ **Yes, shut down instrument** (ဟုတ်ကဲ့၊ ကိရိယာ ကို ပိတ်မည်) ကို ရှိပါ။ ။

ကိရိယာ ကို ဖွင့်ရန်

1. ကိရိယာ ကို ဖွင့်ရန် ကိရိယာ ၏ မျက်နှာ စာ ရှိ ပါ ဝါ ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ ။ စာ မျက်နှာ 11 ရှိ ပြင်ပအစိတ်အပိုင်း မျှား : ကို ကိုး ကား : ပါ ။

ကိရိယာ ပါ ဝါ စက်ဝန်း

1. မျက်နှာ ပြင်ပထိပ်ပိုင်း ဘယ်ဘက်ထဲ နှင့် ရှိ မီနူး အိုင်ကွန်ကို ရှိ ပါ ။
2. **Shut down** (ပိတ်မည်) ကို ရှိ ပါ
3. သတိပေး လာ သည့်အခါ **Yes, shut down instrument** (ဟုတ်ကဲ့၊ ကိရိယာ ကို ပိတ်မည်) ကို ရှိ ပါ ။
4. မျက်နှာ ပြင်ပပါ ဝါ ပိတ်သည်အထိ စာ နှင့် ပီပြန် နှစ် ကိရိယာ က နှစ် ဘက်ရှိ ဖွင့်ပိတ်ခလုတ်၏ ပါ ဝါ ပိတ်သည့် (O) တက်ခန်း ကို နှိပ်ပါ။ ။ စာ မျက်နှာ 11 ရှိ ပါ ဝါ နှင့် အရန်ချိတ်ဆက်မှုမျှား : ကို ကိုး ကား : ပါ ။

ကိရိယာ ကို ဖွင့်ရန်


1. ကိရိယာ ၏ က နှစ် ဘက်ရှိ ဖွင့်ပိတ်ခလုတ်၏ ပါ ဝါ ဖွင့်သည့် (I) တက်ခန်း ကို နှိပ်ပါ။ ။ စာ မျက်နှာ 11 ရှိ ပါ ဝါ နှင့် အရန်ချိတ်ဆက်မှုမျှား : ကို ကိုး ကား : ပါ ။
2. ကိရိယာ ကို ဖွင့်ရန် ကိရိယာ ၏ မျက်နှာ စာ ရှိ ပါ ဝါ ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ ။ စာ မျက်နှာ 11 ရှိ ပြင်ပအစိတ်အပိုင်း မျှား : ကို ကိုး ကား : ပါ ။

အ နှစ် ကိရိယာ (ဖယ်ရှား : ပီပြန် ပူး တွဲပါ)


MiSeq i100 Series တွင် ကိရိယာ ၏ အ နှစ် ကိရိယာ ကြွယ်ဝသော : သည့် အ နှစ် ကိရိယာ တစ်ခုပါ ရှိသည်။ အ နှစ် ကိရိယာ အား : ဖယ်ရှား : ရန်နှင့် ပူး တွဲရန် အ နှစ် ကိရိယာ ညွှန်ကြား : ချက်မျှား : ကို အသုံး ပြုပါ။ ။

အ နှစ် ကိရိယာကို ဖယ်ရှား : ပါ

1. USB အပိုင်းကိရိယာ : နှင့် ချိတ်ဆက်ထား : သ နှစ် က နယ်ကျယ်တိုင်း ကို ဖြိုဖြတ်ပါ။ ။
2. အ နှစ် ကိရိယာ၏ နှစ်ဖက်လုံး တွင် လက်မျှား : ကို ချထား : ပီပြန် နှစ် အ နှစ် ကိရိယာကို လွှတ်ပေး ရန် ညင်သာ စွာ ဖိထား : ပါ ။




3. အ ဖ က်ခံခိုကို ကိရိယာ ဧါ မြှန်နှာ စာ သို့ ပွတ်ဆွဲပီ၍ ဘ ဇ တွင်ထား ခ်ပါ ။



အ ဖ က်ခံခိုကို ပူး တွဲပါ

1. တန်း တစ်လ ှာ က် သံလိုက်များ ။ ကို အ ဖ က်ခံခိုဖွင့်တန်း စီပါ ။

2. အဖန်တီးခံရသည်ပါ။ ဝါခလုတ်ကို ပိတ်ဆို့ထား။ ကြမ်းသဓာတ် လုပ်ဆောင်ပြီးနောက် နာမည်တပ်ထားသော ချိန်အား အဖန်တီးခံရမှုကို ပင့်မပါ။ ။



ကိရိယာ ကို နာမည် ပြင်း မည်


ကိရိယာ ကို နာမည် ပြင်း ရမည်ဆိုပါက Illumina ကိုယ်စား လှယ်ကို ဆက်သွယ်ပါ။ ။

လ စစ်ကို လဲလှယ်ပါ


သက်တမ်း ကုန်ဆုံး သွားသော လ စစ်ကို 6 လတစ်ကြိမ် လဲလှယ်ရန် အဖန်တီးပါ။ ညွှန်ကြားချက်များ ကို အသုံးပြုပါ။ ။

လ စစ်သည် တစ်ကြိမ်သုံး ရန်ပုံစံဖြင့် ကိရိယာ ၏ အားကိုးခံနိုင်စွမ်းကို စစ်ဆေးပါသည်။ ။ ၎င်းသည် သင့်လျော်သော အားကိုးခံမှုကို သေချာစေရန် စစ်ဆေးရန် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ။ ဝင်ရောက်မှုကို မှန်ကန်စွာ ထိန်းချုပ်ပါသည်။ ။ ကိရိယာ ကို လ စစ်တစ်ခု တပ်ဆင်ထားပြီး အသုံးပြုမှုများ တစ်ခုချင်း တွဲထည့်သွင်း လျက်ရှိသော အားကိုးခံမှုကို ပြန်လည် စစ်ဆေးပါသည်။ ။ အပို လ စစ်များ ကို Illumina မှ သီးခြား ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ။

1. အနာမည်တပ်ထားသော အလွယ်တကူ ဖြိုတပ်နိုင်စေရန် အလို့ငှာ ကိရိယာ ကို နာမည် ပြင်းပါ။ ။
2. ကိရိယာ ၏ အားကိုးခံမှုတွင် လ စစ်ကို ရယူရန် အနာမည်တပ်ထားသော အပိုအစွန်း ကို ကိရိယာ တက်မှ ဝှံ့ရာ သို့ ဆွဲလိုက်ပါ။ ။



3. အသုံး ပြုပြီး သ နှစ် လ ခုကို ဖယ်ရှား ။ ပိတ် လွှင့်ပစ်ပါ ။
4. လ ခုအသစ်ကို ဖန် ထဲသို့ထည့်ပါ ။
လ ခုစာ နှစ် သည် အပတ်တက်သို့ မျက်နှာ မူပိုင် နှစ် ကာ နှစ် နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် ရှိ နှစ် ခု လ ခုကို သ ချော ထည့်သွင်း ပ ခု ပါ ။




5. နှစ် ကာ အကန်ကို ပိတ်ပါ ။
6. ကိရိယာ ကို မူလနေ နေ သို့ ပြန်ထား ။ ပါ ။

ရ ခုခံပတ် ။ ကို အစား ။ ထိုး ခြင်း


အသုံး ပြုပြီး သ နှစ် လ ခုကို ဖယ်ရှား ။ ပိတ် လွှင့်ပစ်ပါ ။

ရေ ဆိုခံပင် ၊ သည် တစ်ကိတ်သုံး ရုံဖန်ပိတ် လည်ပတ်နု ခဉ်အတွင်း ယှိမ့်နိုင်သည့် အရည်များ ၊ ကိုခံပ န ပါ သည်။ ကိရိယာ ကို ထည့်သွင်း ထား ၊ သ န ရ ဆိုခံပင် ၊ တစ်ခုနှင့်အတူ တပ်ဆင်ပိတ် ပို့ဆ န င ပ န သည်။ အပိုဆ န င ၊ ရ ဆိုခံပင် ၊ များ ၊ ကို Illumina မှ သီး ခဉ် ၊ ဝယ်ယူနိုင်ပါ သည်။


1. ကိရိယာ ၏ခ ခြင်း မှ အ န က်ခံကို ဖယ်ရှား ၊ ပါ ။ စာ မျက်နှာ 98 ရှိ အ န က်ခံကို ဖယ်ရှား ၊ ပါ ကို ကိုး ကား ၊ ပါ ။



2. ကိရိယာ ၏အ န က်ခ ခြ ရ ဆိုခံဖန်း ကို ဆွဲထုတ်ပါ ။



3. သုံး ပိတ် သား ၊ ရ ဆိုခံပင် ၊ ကို ဖန်ပိတ် လွှင့်ပစ်ပါ ။
4. အထုပ်ထဲမှ ရ ဆိုခံပင် ၊ အသစ်ကို ဖယ်ရှား ၊ ပိတ် ရ ဆိုခံဖန်း ထဲသို့ ထည့်ပါ ။
ဖန်း ပ ခြ ရှိ လက်ကိုင်ခလုတ်ဖ ခြ ကန်လန်ဖ ခြ ကို သ ချ ညှိပိတ် ပဉ် ၊ ခြသွား ၊ ခ န် အ န က်သို့ ဖိထား ၊ ပါ ။



- ရ ဆိုခံဖန်း ကို ကိရိယာ ထဲသို့ ပန်ဆင်ပါ။ ။
- အ န ကိခံခိုကို ပူး တွဲပါ။ ။ **စာ မျက်နှာ 99 ရှိ အ န ကိခံခိုကို ပူး တွဲပါ** ကို ကိုး ကာ ။ ပါ။ ။

ကိုပြင်ကာ ကွယ်ထိန်း သိမ်း ခြင်း

ကိုပြင်ကာ ကွယ်ထိန်း သိမ်း ခြင်း ဝန်ဆ နှင့် မှုကို နှစ်စဉ်စီစဉ်ရန် Illumina က အကံပြုကြာ ။ သည်။ သင်သည် ဝန်ဆ နှင့် မှုစာ ချုပ်အ န ကိတွင် မရှိပါ က၊ င နှင့် နှင့် ခံနိုင်သ န ကိုပြင်ကာ ကွယ်ထိန်း သိမ်း ခြင်း ဝန်ဆ နှင့် မှုအတွက် စီစဉ်ပ န ရန် သင်၏နယ်မ ကြာက နှင့် မှန် နှင့် သို့မဟုတ် Illumina နည်း ပညာ ပိုင်း ဆိုင်ရာ အကူအညီပ န ရ န ကို ဆက်သွယ်ပါ။ ။

ပန်လည်ပ န ပို့ရန်အတွက် ကိရိယာ ကို ကိုပြင်ပ ခြင်းဆင်မည်

ကိရိယာ ကို ပန်လည်ပ န အပ်ရမည်ဖြစ်ပါ က၊ Illumina နည်း ပညာ ပိုင်း ဆိုင်ရာ အကူအညီပ န ရ န သို့ ဆက်သွယ် ပီပြီ ပန်လည်ပ န ပို့ရန်အတွက် စာ ချက်စာ တမ်း ပြင်ဆင်ရန် အ န ကိပါ ညွှန်ကြား ချက်များ ကို အသုံး ပြုပါ။ ။

- အ န ကိပါ ရှေ့ နှစ်ချပ်စရာ များ ထဲမှ တစ်ခုကို အသုံး ပြု၍ လုပ်ဆ နှင့် မှု အာ ကို ဖယ်ရှား ။ ပါ။ -

[ချန်လှပ်ထား ။ နိုင်သည့်] ကိရိယာ မှ လုပ်ဆ နှင့် ချက်များ ကို ဖျက်ပါ

စာ မျက်နှာ 18 ရှိ လုပ်ဆ နှင့် မှုတစ်ခုကို ဖျက်ပါ ကို ရည်ညွှန်း ပါ။ ။


[ချန်လှပ်ထား : နိုင်သည်] စက်ရုံထုတ်အတိုင်း ပန့်လည်သတ်မှတ်ခြင်း ကို ပုလုပ်ပါ

စာ မျက်နှာ 53 ရှိ စက်ရုံထုတ်အတိုင်း ပန့်လည်သတ်မှတ်ခြင်း ကို ကိုး ကာ : ပါ ။


[ချန်လှပ်ထား : နိုင်သည်] SSD မျှ : ကို ဖယ်ရှား : ပါ

SSD မျှ : ကို ကုန်ဝှက်ထား : ပီပြီ ကိရိယာ အပင်္ဂဘက်တွင် ဖတ်၍မရပါ ။ ၎င်း တို့ကို Illumina သို့ ပန့်ထား : ရန် မလိုအပ်ပါ ။ SSDs မျှ : ကို မဖယ်ရှား : မိ။ စာ မျက်နှာ 97 ရှိ ကိရိယာ ကို ပိတ်ခြင်း အဆင့်များ : ကို လိုက်နာ ပါ ။


- a. အနု န က်ဘက်ကို အလွယ်တကူ ဖျတ်တပ်နိုင်စေ ရန်အလို့ငှာ ကိရိယာ ကို န ရာ ချထား : ပါ ။
- b. ကိရိယာ က နှစ် ဘက်တွင်၊ အနု န က်ဘက်အကန့်၏ အပေါ် အစွန်း ကို ကိရိယာ ဘက်မှ ဝ န ရာ သို့ ဆွဲ လိုက်ပါ ။




- c. န န က်ဘက် ကို လွတ်ရန် ကိရိယာ ၏ နှစ်ဖက်စလုံး ရှိ လက်တံများ : ကို မ ဖြ က်ထား : ပါ ။



d. ဝက်အူလှည့်ကို အသုံး ပုၤၤ M2 အဖုံး ကို ဖယ်ရှာ ၵ ရန် ဝက်အူတစ်လုံး တည်း ကို ဝက်အူဖျတ်ပါ ၢ



- e. ပထမဆုံး SSD ကို ထုတ်ပို့၍ ဆွဲထုတ်ရန် တက်ဘ်ကို နှိပ်ပါ ။



- f. ပထမ SSD ကို ဖယ်ရှား ။ လိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ဒုတိယ SSD ပါးလား ပါ မည်။ ဒုတိယ SSD ကို လွှတ်ပို့၍ ဆွဲထုတ်ရန် တက်ဘ်ကို နှိပ်ပါ ။



- g. M2 အဖုံး ကို နှစ် ခု တကျပ်တကျပ်အပြန်လှည့်ပါ ။
h. နှစ် ခု တကျပ်တကျပ်အပြန်လှည့်ပြီး ဝှက် ကို နှစ် ခု တကျပ်တကျပ်အပြန်လှည့်ပါ ။

2. သုံး ခွဲပိုင်း တစ်ကိမြဲသုံး ပစ္စည်း များ ကို ဖယ်ထုတ်ပါ။ ။ စာ မျက်နှာ 85 ရှိ သုံး ခွဲပိုင်း တစ်ကိမြဲသုံး ပစ္စည်း များ ဖယ်ထုတ်ခြင်း ကို ကိုး ကား ပါ ။
3. အသုံး ပြုပြီး သား စာ တစ်စမ်း ပစ္စည်း တံခါး ကို ဖွင့်ပိုင်း ခွန်ပစ်ပစ္စည်း ပုလင်း ကို ရှင်း ပါ ။ စာ မျက်နှာ 50 ရှိ အသုံး ပြုပြီး သား စာ တစ်စမ်း ပစ္စည်း တံခါး ကို ဖွင့်မည် ကို ကိုး ကား ပါ ။
4. MiSeq i100 Series ထိန်း ချုပ်ဆဲ ဖွင့်တွင် ဆက်တင် > Instrument Return (ကိရိယာ ပြန်ထား ရန်) သို့ သွား ပိုင်း Set to return state (အခါ အခါ နေရာသွား ရန် သတ်မှတ်ခြင်း) ကို ရွေး ခံ ပါ ။ စာ မျက်နှာ 54 ရှိ ကိရိယာ ပြန်ထား ခြင်း (ကိရိယာ ပြန်ထား ရန်) ကို ကိုး ကား ပါ ။
5. ကိရိယာ ကို ပိတ်ပါ ။ စာ မျက်နှာ 97 ရှိ ကိရိယာ ကို ပိတ်ခြင်း ကို ကိုး ကား ပါ ။
6. အဲဒီ ကိရိယာကို ဖယ်ရှား ပါ ။ စာ မျက်နှာ 98 ရှိ အဲဒီ ကိရိယာကို ဖယ်ရှား ပါ ကို ကိုး ကား ပါ ။
7. မဲ နီတာ အား ကိရိယာ အပါအဝင် တွင် ပြန် ပြန် ကပ်နီ နေ ကိုယ်တိုင် ခြုံငုံပါ ။

ပရိဘောဇာ ဖ နှုတ်စာ ပ စာ ခြေ

ပရိဘောဇာ ဖ နှုတ်စာ ပ စာ ရန် လိုအပ်သည့် ကိစ္စရပ်များ ။ ရှိပါ က Illumina သို့ ဆက်သွယ်ပါ ။ Illumina နည်း ပညာ ပိုင်း ဆိုင်ရာ အကူအညီပ စာ ရ နှုတ်စာ ။ လှယ်သည် ပရိဘောဇာ ဖ နှုတ်စာ ပ စာ ရ နှင့် မ စ ခြေ များ ။ ကို ဖ နှုတ်စာ ။ ရာ တွင် ကူညီရန် သင့်ကိရိယာ ကို အဝ စ မှ ဝင်ရ စ ကသုံး စွဲရန် လိုအပ်ပါ သည်။ ဤသို့လုပ်ဆ စ ဝင်နိုင်ရန် သ င်က TeamViewer ကို ဖွင့်ထား ။ ပ စ ရန် လိုအပ်ပါ သည်။ အသ စ စိတ်အတွက် စာ မျက်နှာ 97 ရှိ အဝ စ မှ အကူအ ညီပ စ ရ နှုတ်စာ ကို ကိုး ကာ ။ ပါ ။

အရင်း အမေဓြမ္မာ ၊ နှင့် ကိုး ကာ ၊ ချက်မ္မာ ၊

Illumina အကူအညီပ နေ့စဉ် MiSeq i100 Series အကူအညီပ နေ့စဉ် စာ မျက်နှာ မှာ ၊ တွင် ထပ်လ စ င်း အရင်း အမေဓြမ္မာ ၊ ကို ပံ့ပိုး ပ နေ ပါ သည်။ န စ က်ဆုံး ထွက်စာ ၊ ရှင်း မှာ ၊ အတွက် ပံ့ပိုး မှုစာ မျက်နှာ မှာ ၊ ကို အမေဓြမ္မာ နေ ပါ ။

ပ န်လည်ပ ခြ်ဆင်မှုမှတ်တမ်း

စာ ချက်စာ တမ်း	ရက်စွဲ	အပ ခြ်း အလဲရှင်း လင်း ဖ စ ပ ခြ်
စာ ချက်စာ တမ်း # 200055785 v02	အ စ က်တို ဘာ လ 2025	အ စ က်ပါ အချက်အလက်များ ၊ ကို ထည့်သွင်း ခဲ့သည်- • ကွန်ရက်ဆက်တင်တွင် BCL ဖိုင်များ ၊ လွှဲပ ခြ်း ခြ်း ကို ဖွင့်/ပိ တ်ထား ၊ ရန် အဆင့်များ ၊ ။ • PhiX အညွှန်း တပ်ထား ၊ သ စ ထိန်း ချုပ်မှု (1000 စက်ဝန်း) သုံး ခွဲနိုင်သည်။ • 50M နှင့် 100M အသုံး ပ န်နိုင်သည်။ • စိတ်ကြိုက် ပ ခြ်မာ ကိရိယာ အစုံအလင်။ • စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ပုလင်း အစိတ်အပိုင်း နံပါ တ်။ အပလီက နေရှင်း အသစ်များ ၊ အတွက် တပ်ဆင်မှု အချက်အလက်ကို ထည့်သွင်း ထား ၊ သည်။ • DRAGEN 16S Plus • DRAGEN အကူအညီပ နေ့စဉ် ၊ ဆိုင်ရာ ဒီအန်အ အပိုင်း အစ • DRAGEN Enrichment • DRAGEN RNA • DRAGEN အမ်ပလီကွန် Users (အသုံး ပ ခြ်များ ၊) အခန်း ကဏ္ဍအတွက် ရည်ညွှန်း ချက် များ ၊ ကို ဖယ်ရှား ခဲ့သည်။ DRAGEN အပလီက နေရှင်း တစ်ခုချင်း စီအတွက် အထွက် သတင်း အချက်အလက်များ ၊ ကို ဖယ်ရှား ခဲ့သည်။
စာ ချက်စာ တမ်း # 200055785 v01	မ ဇာ 2025	အ စ က်ပါ အချက်အလက်များ ၊ ကို ထည့်သွင်း ခဲ့သည်- • MiSeq i100 Sequencing System versus MiSeq i100 Plus Sequencing System. • ကြိုတင်ကာ ကွယ်ထိန်း သိမ်း ခြ်း • ကိရိယာ ကို ပ န်လည်ရယူရန် အဆင့်များ ၊ ။ တပ်ဆင်မှုအဆင့်များ ၊ မှ စနစ်ဆက်တင်သို့ အချိန်သတ်မှတ်ပုံကို ရ နေ ထား ၊ သည်။
စာ ချက်စာ တမ်း # 200055785 v00	အ စ က်တို ဘာ လ 2024	ကနဦး ထုတ်ဝ မှု။



Illumina, Inc.

5200 Illumina Way

San Diego, California 92122 USA

+1.800.809.ILMN (4566)

+1.858.202.4566 (မ နှစ်အမ ခိုက ဝ ငြိမ)

techsupport@illumina.com

www.illumina.com

သုတ ဓာနအတွက်သာ အသုံး ပြုရန်။ ပြဿနာ ရှာ ဖွဲ့ရ န လုပ်ငန်း စဉ်မှာ ။ တွင် အသုံး ပြုရန်မဟုတ်ပါ ။

© 2025 Illumina, Inc. လုပ်ပိုင်ခွင့်အာ ။ လုံး လက်ဝယ်တွင်ရှိသည်။

illumina®